



www.medtehural.ru

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

biochrom



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОШЕРЫ

ATLANTIS / ATLANTIS 4

кат. № G021101 / G021102



РЕЖИМЫ ПРОМЫВКИ

придонная, с переполнением, с замачиванием, со встряхиванием

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип, скорость и интенсивность дозирования • объем и вид промывочной жидкости • время и интенсивность встряхивания • время и интенсивность аспирации • характеристики микро-планшета
• последовательность и количество циклов промывки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8-канальная промывочная насадка (опция - 12- или 16-канальная) • программирование и хранение в памяти до 50 процедур по 8 циклов промывки в каждой (максимально), до 20 режимов для каждого цикла и до 20 типов микропланшетов • количество промывочных жидкостей: 2 (Atlantis, кат. № G021101) или 4 (Atlantis 4, кат. № G021102) • дозируемый объем - 50–2000 мкл • точность дозирования < 5% (для 300 мкл) • остаточный объем жидкости в ячейке не более 1 мкл • время аспирации 0–10 сек • время замачивания - до 1000 сек

ОСОБЕННОСТИ

простота программирования (5-кнопочная клавиатура, дисплей на 2x16 символов) • удобство в работе и обслуживании • автоматическая периодическая самопромывка • прозрачная брызгозащитная крышка • низкий уровень шума • датчики уровня жидкости в бутылках (опция) • возможность программирования и управления с внешнего компьютера (опция)

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 21x46x21 см

ВЕС: 6,2 кг



ПЛАНШЕТНЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

EXPERT PLUS

кат. № G020150



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 загружаемый 96-луночный планшет
- 8-канальное фотометрирование
- колесо фильтров на 6 позиций
- стандартные наборы фильтров 405, 450, 492 и 620 нм
- диапазон измерений: 0,000 – 4,000 единиц ОП (систематическая ошибка < 1%, CV < 0,5%)
- качественные, количественные и кинетические методы измерения
- возможность использования до 16 калибраторов в повторах
- расширенные возможности анализа данных и программирования параметров контроля качества
- память на 120 методик и на 100 результатов измерений
- возможность пересчета результатов измерений с использованием других расчетных параметров
- встроенный шейкер (4 режима встряхивания по выбору)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

фотометрирование 96-луночного планшета на одной длине волны – 5 секунд

ГАБАРИТЫ: (ДхШхВ) 27х43х24 см

ВЕС: 12 кг



Снабжение
Медицинских
Учреждений



<http://medtehural.ru/>

Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнёры!

Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений, косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте, являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы. Компания "Медицинские Технологии Урала" находится в городе Екатеринбурге. Город равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и эффективного партнера!

*ООО "Медицинские Технологии Урала", желает Вам
Здоровья и Процветания на долгие года*

*Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется
любой удобной для Вас транспортной компанией с соблюдением
температурного режима.*

Мы заботимся о безопасности Вашего груза! Сотрудничая с нами,

Вы делаете правильный выбор!

