




КАТЕТЕР ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ВЕН



Катетер для периферических вен Delta Med **полиуретановый** с гидрофобным фильтром и заглушкой, прозрачный (50 шт/уп)



Кат. номер	Размер	Цвет	Длина, мм	Наружн. Ø, мм	Внутр. Ø, мм	Скорость потока, мл/мин	Код obturатора
3108522	26G	фиолетовый	19	0,64	0,45	19	–

26g



Катетер для периферических вен Delta Med **полиуретановый** с дополнительным портом, крыльями, гидрофобным фильтром и заглушкой, прозрачный (50 шт/уп)



Кат. номер	Размер	Цвет	Длина, мм	Наружн. Ø, мм	Внутр. Ø, мм	Скорость потока, мл/мин	Код obturатора
3173122	14G	оранжевый	45	2,00	1,55	290	3070512
3163122	16G	серый	45	1,75	1,35	225	3060512
3153122	17G	белый	45	1,50	1,15	155	3050512
3143122	18G	зеленый	45	1,30	0,95	96	3040512
3183122	18G	зеленый	32	1,30	0,95	103	3080512
3133122	20G	розовый	32	1,00	0,75	59	3030512
3123122	22G	голубой	25	0,90	0,65	42	3020512
3113122	24G	желтый	19	0,74	0,55	29	3010512
3104022	26G	фиолетовый	19	0,64	0,45	19	–

26g



Обтуратор с заглушкой (50 шт/уп)



Рекомендуется использовать после каждой инфузии для предотвращения образования сгустков внутри катетера

Катетер для периферических вен Delta Med **FEP (тефлоновый)** с дополнительным портом, крыльями, гидрофобным фильтром и заглушкой, прозрачный (50 шт/уп)



Кат. номер	Размер	Цвет	Длина, мм	Наружн. Ø, мм	Внутр. Ø, мм	Скорость потока, мл/мин	Код obturатора
3171522	14G	оранжевый	45	2,00	1,55	290	3070512
3161522	16G	серый	45	1,75	1,35	225	3060512
3151522	17G	белый	45	1,50	1,15	155	3050512
3141522	18G	зеленый	45	1,30	0,95	96	3040512
3181522	18G	зеленый	32	1,30	0,95	103	3080512
3131522	20G	розовый	32	1,00	0,75	59	3030512
3121522	22G	голубой	25	0,90	0,65	42	3020512
3111522	24G	желтый	19	0,74	0,55	29	3010512
3103222	26G	фиолетовый	19	0,64	0,45	19	–

26g



Катетер Delta Med **полиуретановый** с удлинителем и Y-коннектором, защитным механизмом, зажимом, эластичными пенополиуретановыми крыльями



Кат. номер	Размер	Цвет	Длина, мм	Наружн. Ø, мм	Скорость потока, мл/мин	В уп.
3600122	16G	серый	45	1,75	125	25
3680122	18G	зеленый	32	1,30	63	25
3650122	20G	розовый	32	1,00	42	25
3630122	22G	голубой	25	0,90	31	25
3610122	24G	желтый	19	0,74	24	25
3601122	26G	фиолетовый	19	0,64	15	25



Катетер Delta Med **полиуретановый** с дополнительным портом, крыльями, герметичным защитным механизмом, гидрофобным фильтром и заглушкой, прозрачный (50 шт/уп)



Кат. номер	Размер	Цвет	Длина, мм	Наружн. Ø, мм	Внутр. Ø, мм	Скорость потока, мл/мин	Код obtуратора
3773122	14G	оранжевый	45	2,00	1,55	290	3070512
3763122	16G	серый	45	1,75	1,35	225	3060512
3753122	17G	белый	45	1,50	1,15	155	3050512
3743122	18G	зеленый	45	1,30	0,95	96	3040512
3783122	18G	зеленый	32	1,30	0,95	103	3080512
3733122	20G	розовый	32	1,00	0,75	59	3030512
3723122	22G	голубой	25	0,90	0,65	42	3020512
3713122	24G	желтый	19	0,74	0,55	29	3010512
3704022	26G	фиолетовый	19	0,64	0,45	19	-



DELTA FIX позволяет надежно зафиксировать внутривенный катетер и обеспечивает эффективную вентиляцию.

Адсорбирующий слой предохраняет место инъекции и сохраняет кожные покровы сухими.

Дополнительные прокладки под крылья катетера повышают комфорт для пациента.

Кат. номер	Описание	В уп.
3990022	Фиксатор Delta Fix 58x80 мм	50
3990522	Фиксатор Delta Fix Pur 58x80 мм, полиуретановый, прозрачный	50
MD060170/5DM	Фиксатор 90x35 мм с застежкой типа велкро	50
3000212	Заглушка Male LUER LOCK cap	200
3003515	Заглушка с безыгольным портом Delta Port. Продолжительность использования до 7 суток	100
3003615	Заглушка с безыгольным портом	100
3001712	Заглушка с инъекционной вставкой	100
3003015	Кран трехходовой, белый	50
3098015	Кран трехходовой, синий	50
3099015	Кран трехходовой, красный	50
3004515	Кран трехходовой с удлинительной линией 25 см	100

