

КАТЕТЕР МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА HALYARD*

Для новорожденных и детей



www.medtehural.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА КАТЕТЕРА МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА



КАТЕТЕР МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА HALYARD* ИМЕЕТ РАЗМЕР 5 FR И ВВОДИТСЯ В ЭНДОТРАХЕАЛЬНУЮ ТРУБКУ:

- Предназначен для доступа к дыхательным путям новорожденных
- Обеспечивает введение сурфактанта без отключения от аппарата ИВЛ


ПРЕИМУЩЕСТВА КАТЕТЕРА HALYARD* ПЕРЕД ОБЫЧНЫМИ КАТЕТЕРАМИ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ СУРФАКТАНТА:

- Лучшее распределение сурфактанта
- Дыхательный контур остается закрытым, что дает следующие преимущества[†]:
 - Меньше случаев десатурации[†]
 - Не увеличивается скорость бактериальной колонизации дыхательных путей[†]
 - Не увеличивается частота санации трахеи[†]
 - Безопасное выполнение процедуры санации с помощью закрытой аспирационной системы одним человеком, вместо двух или более лиц, часто необходимых для процедур открытой санации[†]
- Закрытая санация воспринимается средним медицинским персоналом как более простая процедура, занимает меньше времени и гораздо лучше переносится недоношенными детьми, нуждающимися в искусственной вентиляции легких в течение одной недели или более[†]

[†] Сравнение закрытой (с помощью аспирационной системы Trach Care MAC) и открытой санации трахеи у недоношенных новорожденных; Cordero, L., Sananes, M. and Avers, L.W.; J Perinatol. 2000 Apr-May; 20(3):151-6

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАТЕТЕР МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА HALYARD*

Ознакомьтесь с важной информацией и предупреждениями, содержащимися в **Инструкциях по применению**, поставляемых с изделием.





Снабжение
Медицинских
Учреждений



<http://medtehural.ru/>

Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнёры!

Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений, косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте, являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы. Компания "Медицинские Технологии Урала" находится в городе Екатеринбурге. Город равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и эффективного партнера!

*ООО "Медицинские Технологии Урала", желает Вам
Здоровья и Процветания на долгие года*

*Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется
любой удобной для Вас транспортной компанией с соблюдением
температурного режима.*

Мы заботимся о безопасности Вашего груза! Сотрудничая с нами,

Вы делаете правильный выбор!

