


ANDOCOR N.V.

КАТАЛОГ КАНЮЛЬ

CATALOGUE



CARDIOPULMONARY




АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

АРМИРОВАННЫЕ
ПРЯМОЙ НАКОНЕЧНИК
С ПРОШИВНЫМ КОЛЬЦОМ



Aortic Cannula Pressure Drop vs. Flows




| | А | В | РАЗМЕР (ФРЕНЧ) | РАЗМЕР (ММ) | ПОД КОННЕКТОР | ДЛИНА (СМ) | КОЛ-ВО В КОРОБКЕ |
|--------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| БЕЗ КОННЕКТОРА | ЕUAL31020 | | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | ЕUAS31020 | | 20 | 6,7 | 3/8" | 24 | 20 |
| | ЕUAL31022 | | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | ЕUAS31022 | | 22 | 7,3 | 3/8" | 24 | 20 |
| | ЕUAL31024 | | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |
| | ЕUAS31024 | | 24 | 8,0 | 3/8" | 24 | 20 |
| С КОННЕКТОРОМ | | ЕUAL31120 | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | ЕUAS31120 | 20 | 6,7 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | ЕUAL31122 | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | ЕUAS31122 | 22 | 7,3 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | ЕUAL31124 | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | ЕUAS31124 | 24 | 8,0 | 3/8" | 24 | 20 |
| С ЛЮЕР-КОННЕКТОРОМ | | ЕUAL31220 | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | ЕUAS31220 | 20 | 6,7 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | ЕUAL31222 | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | ЕUAS31222 | 22 | 7,3 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | ЕUAL31224 | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | ЕUAS31224 | 24 | 8,0 | 3/8" | 24 | 20 |

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

АРМИРОВАННЫЕ
ИЗОГНУТЫЙ НАКОНЕЧНИК
С ФЛАНЦЕМ




Aortic Cannula Pressure Drop vs. Flows



| | А БЕЗ ДРЕНАЖНОГО КОЛПАЧКА | В С ДРЕНАЖНЫМ КОЛПАЧКОМ | РАЗМЕР (ФРЕНЧ) | РАЗМЕР (ММ) | ПОД КОННЕКТОР | ДЛИНА (СМ) | КОЛ-ВО В КОРОБКЕ |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|
| БЕЗ КОННЕКТОРА | EUAL61020 | | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | EUAS61020 | | 20 | 6,7 | 3/8" | 24 | 20 |
| | EUAL61022 | | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | EUAS61022 | | 22 | 7,3 | 3/8" | 24 | 20 |
| | EUAL61024 | | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |
| | EUAS61024 | | 24 | 8,0 | 3/8" | 24 | 20 |
| С КОННЕКТОРОМ | | EUAL61120 | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAS61120 | 20 | 6,7 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | EUAL61122 | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAS61122 | 22 | 7,3 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | EUAL61124 | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAS61124 | 24 | 8,0 | 3/8" | 24 | 20 |
| С ЛЮЕР- КОННЕКТОРОМ | | EUAL61220 | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAS61220 | 20 | 6,7 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | EUAL61222 | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAS61222 | 22 | 7,3 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | EUAL61224 | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAS61224 | 24 | 8,0 | 3/8" | 24 | 20 |

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

НЕАРМИРОВАННЫЕ
ПРЯМОЙ НАКОНЕЧНИК
С ПРОШИВНЫМ КОЛЬЦОМ




| | Ⓐ БЕЗ ДРЕНАЖНОГО КОЛПАЧКА | Ⓑ С ДРЕНАЖНЫМ КОЛПАЧКОМ | РАЗМЕР (ФРЕНЧ) | РАЗМЕР (ММ) | ПОД КОННЕКТОР | ДЛИНА (СМ) | КОЛ-ВО В КОРОБКЕ |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|
| БЕЗ КОННЕКТОРА | EUAL30020 | | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | EUAL30022 | | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | EUAL30024 | | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |
| С КОННЕКТОРОМ | | EUAL30120 | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAL30122 | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAL30124 | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |
| С ЛЮЕР- КОННЕКТОРОМ | | EUAL30220 | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAL30222 | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAL30224 | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

НЕАРМИРОВАННЫЕ
ИЗОГНУТЫЙ НАКОНЕЧНИК
С ФЛАНЦЕМ



Aortic Cannula Pressure Drop vs. Flows




| | Ⓐ БЕЗ ДРЕНАЖНОГО КОЛПАЧКА | Ⓑ С ДРЕНАЖНЫМ КОЛПАЧКОМ | РАЗМЕР (ФРЕНЧ) | РАЗМЕР (ММ) | ПОД КОННЕКТОР | ДЛИНА (СМ) | КОЛ-ВО В КОРОБКЕ |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|
| БЕЗ КОННЕКТОРА | EUAL60020 | | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | EUAL60022 | | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | EUAL60024 | | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |
| С КОННЕКТОРОМ | | EUAL60120 | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAL60122 | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAL60124 | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |
| С ЛЮЕР- КОННЕКТОРОМ | | EUAL60220 | 20 | 6,7 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAL60222 | 22 | 7,3 | 3/8" | 33 | 20 |
| | | EUAL60224 | 24 | 8,0 | 3/8" | 33 | 20 |

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

НЕАРМИРОВАННЫЕ

ПРЯМОЙ НАКОНЕЧНИК


С ПОДВИЖНЫМ ПРОШИВНЫМ КОЛЬЦОМ



| | Ⓐ БЕЗ ДРЕНАЖНОГО КОЛПАЧКА | Ⓑ С ДРЕНАЖНЫМ КОЛПАЧКОМ | РАЗМЕР (ФРЕНЧ) | РАЗМЕР (ММ) | ПОД КОННЕКТОР | ДЛИНА (СМ) | КОЛ-ВО В КОРОБКЕ |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|
| БЕЗ КОННЕКТОРА | EUAC30020 | | 20 | 6,7 | 3/8" | 24 | 20 |
| | EUAC30022 | | 22 | 7,3 | 3/8" | 24 | 20 |
| | EUAC30024 | | 24 | 8,0 | 3/8" | 24 | 20 |
| | EUAC30026 | | 26 | 8,7 | 3/8" | 24 | 20 |
| | EUAC30030 | | 30 | 10,0 | 3/8" | 24 | 20 |
| С КОННЕКТОРОМ | | EUAC30120 | 20 | 6,7 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | EUAC30122 | 22 | 7,3 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | EUAC30124 | 24 | 8,0 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | EUAC30126 | 26 | 8,7 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | EUAC30130 | 30 | 10,0 | 3/8" | 24 | 20 |
| С ЛЮЕР- КОННЕКТОРОМ | | EUAC30222 | 22 | 7,3 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | EUAC30224 | 24 | 8,0 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | EUAC30226 | 26 | 8,7 | 3/8" | 24 | 20 |
| | | EUAC30230 | 30 | 10,0 | 3/8" | 24 | 20 |

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ. АРМИРОВАННЫЕ.

- НАКОНЕЧНИК ТИПА «МАЯК»
- ОБТУРАТОР
- МАРКЕРЫ ГЛУБИНЫ ВВЕДЕНИЯ




| | СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС | ПЛОСКИЙ КОРПУС | РАЗМЕР (ФРЕНЧ) | РАЗМЕР (ММ) | ДЛИНА (СМ) | КОЛ-ВО В КОРОБКЕ |
|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------------|
| БЕЗ КОННЕКТОРА | EUT5103240 | EUT5103240F | 32/40 | 10,7/13,3 | 40 | 20 |
| | EUT5103446 | EUT5103446F | 34/46 | 11,3/15,3 | 40 | 20 |
| | EUT5103646 | EUT5103646F | 36/46 | 12,0/15,3 | 40 | 20 |
| | EUT5103651 | EUT5103651F | 36/51 | 12,0/17,0 | 40 | 20 |
| С КОННЕКТОРОМ | EUT5113240 | EUT5113240F | 32/40 | 10,7/13,3 | 40 | 20 |
| | EUT5113446 | EUT5113446F | 34/46 | 11,3/15,3 | 40 | 20 |
| | EUT5113646 | EUT5113646F | 36/46 | 12,0/15,3 | 40 | 20 |
| | EUT5113651 | EUT5113651F | 36/51 | 12,0/17,0 | 40 | 20 |

ВЕНОЗНЫЕ КАНЮЛИ

ПРЯМЫЕ. АРМИРОВАННЫЕ.



- НАКОНЕЧНИК ТИПА «МАЯК»
- МАРКЕРЫ ГЛУБИНЫ ВВЕДЕНИЯ



| | | РАЗМЕР (ФРЕНЧ) | РАЗМЕР (ММ) | ПОД КОННЕКТОР | ДЛИНА (СМ) | КОЛ-ВО В КОРОБКЕ |
|-------------------|-----------|----------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| БЕЗ КОННЕКТОРА | EUVS51020 | 20 | 6,7 | 3/8" | 39 | 20 |
| | EUVS51022 | 22 | 7,3 | 3/8" | 39 | 20 |
| | EUVS51024 | 24 | 8,0 | 3/8" | 39 | 20 |
| | EUVS51026 | 26 | 8,7 | 3/8" | 39 | 20 |
| | EUVS51028 | 28 | 9,3 | 3/8" | 39 | 20 |
| | EUVS51030 | 30 | 10,0 | 3/8" | 39 | 20 |
| | EUVS51032 | 32 | 10,7 | 3/8" | 39 | 20 |
| | EUVS51034 | 34 | 11,3 | 3/8" | 39 | 20 |
| | EUVS51036 | 36 | 12,0 | 1/2" | 39 | 20 |

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ КАНЮЛИ

КАНЮЛИ КОРНЯ АОРТЫ




| | Артикул | Размер иглы | Размер наконечника | Длина (см) | Кол-во в коробке |
|---------------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------------|
| БЕЗ ДРЕНАЖНОЙ ЛИНИИ | EUARS70007 | 18G | 7 Fr - 2,3 mm | 15 | 20 |
| | EUARS70008 | 16G | 8 Fr - 2,7 mm | 15 | 20 |
| | EUARS70010 | 14G | 10 Fr - 3,3 mm | 15 | 20 |
| С ДРЕНАЖНОЙ ЛИНИЕЙ | EUARL70008 | 16G | 8 Fr - 2,7 mm | 28 | 20 |
| | EUARS80007 | 18G | 7 Fr - 2,3 mm | 15 | 20 |
| | EUARS80008 | 16G | 8 Fr - 2,7 mm | 15 | 20 |
| | EUARS80010 | 14G | 10 Fr - 3,3 mm | 15 | 20 |

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ КАНЮЛИ

КАНЮЛИ КОРНЯ АОРТЫ

- ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН



| Артикул | Размер иглы | Размер наконечника | Длина (см) | Кол-во в коробке |
|-------------|-------------|--------------------|------------|------------------|
| EUARS70007V | 18G | 7 Fr - 2,3 mm | 15 | 20 |
| EUARS70008V | 16G | 8 Fr - 2,7 mm | 15 | 20 |
| EUARS70010V | 14G | 10 Fr - 3,3 mm | 15 | 20 |
| EUARS80007V | 18G | 7 Fr - 2,3 mm | 15 | 20 |
| EUARS80008V | 16G | 8 Fr - 2,7 mm | 15 | 20 |
| EUARS80010V | 14G | 10 Fr - 3,3 mm | 15 | 20 |

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ КАНЮЛИ

КАНЮЛИ УСТЬЯ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ

- МЯГКИЙ НАКОНЕЧНИК ТИПА «КОРЗИНКА»
- ЖЕСТКИЙ КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




| | Артикул | Размер [Fr] | Размер (мм) | Длина (см) | Кол-во в коробке |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------------|
| Наконечник 45° | EUOP10010 | 10 | 3,3 | 21 | 20 |
| | EUOP10012 | 12 | 4,0 | 21 | 20 |
| | EUOP10014 | 14 | 4,7 | 21 | 20 |
| Наконечник 90° | EUOP20010 | 10 | 3,3 | 21 | 20 |
| | EUOP20012 | 12 | 4,0 | 21 | 20 |
| | EUOP20014 | 14 | 4,7 | 21 | 20 |

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ КАНЮЛИ

КАНЮЛИ УСТЬЯ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ

- САМОРАЗДУВАЮЩИЙСЯ СИЛИКОНОВЫЙ БАЛЛОН
- КОННЕКТОР ТИПА LL FEMALE



| Артикул | Размер баллона (мм) | Размер наконечника (мм) | Длина (см) | Кол-во в коробке |
|------------|---------------------|-------------------------|------------|------------------|
| EUOP9006SF | 6 | 3 | 30 | 20 |
| EUOP9007SF | 7 | 3 | 30 | 20 |

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ КАНЮЛИ

КАНЮЛЯ ДЛЯ КАРДИОПЛЕГИИ (ИГЛА)

- ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК
- ИГЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЛЮЕР-ЛОК КОННЕКТОР



| Артикул | Длина общая (см) | Длина иглы (см) | Размер иглы | Кол-во в коробке |
|-----------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| EUCN00016 | 5 | 1,4 | 16G | 20 |


КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЕ КАНЮЛИ

КАНЮЛЯ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ КАРДИОПЛЕГИИ

- АВТОМАТИЧЕСКИ РАЗДУВАЕМАЯ МАНЖЕТА
- СИЛИКОНОВЫЙ БАЛЛОН
- ПРОВОДНИКОВЫЙ СТИЛЕТ



Retrograde Cardioplegia Cannulae Pressure Drop vs. Flows



| Артикул | Диаметр Баллона | Размер Наконечника [Fr] | Размер (мм) | Длина (см) | Кол-во в Коробке |
|------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------|------------------|
| EURC40014G | 18mm | 14 | 4,7 | 31 | 20 |

ТРУБКИ ДРЕНАЖНЫЕ (КАТЕТЕРЫ)


- ЗАКРЫТЫЙ НАКОНЕЧНИК
- ПРОВОДНИК (G)
- УДАЛЯЕМЫЙ СТИЛЕТ (R)
- МАРКЕР ГЛУБИНЫ ВВЕДЕНИЯ



| Артикул | Размер (Френч) | Размер (мм) | Протяженность перфорации | Длина (см) | Кол-во в коробке |
|-------------|----------------|-------------|--------------------------|------------|------------------|
| EUVCS40318 | 18 | 6,0 | 6 | 32 | 20 |
| EUVCS40318G | 18 | 6,0 | 6 | 32 | 20 |
| EUVCS40318R | 18 | 6,0 | 6 | 32 | 20 |
| EUVCS40320G | 20 | 6,7 | 6 | 32 | 20 |
| EUVCS40320R | 20 | 6,7 | 6 | 32 | 20 |

ТРУБКИ ДРЕНАЖНЫЕ (КАТЕТЕРЫ)

- ОТКРЫТЫЙ НАКОНЕЧНИК
- ПРОВОДНИК (G)
- УДАЛЯЕМЫЙ СТИЛЕТ (R)
- МАРКЕРЫ ГЛУБИНЫ ВВЕДЕНИЯ



| Артикул | Размер (Френч) | Размер (мм) | Протяженность перфорации | Длина (см) | Кол-во в коробке |
|-------------|----------------|-------------|--------------------------|------------|------------------|
| EUVCS90317 | 17 | 5,7 | 6 | 32 | 20 |
| EUVCS90318R | 18 | 6,0 | 6 | 32 | 20 |
| EUVCS90318G | 18 | 6,0 | 6 | 32 | 20 |

ТРУБКИ ДРЕНАЖНЫЕ (КАТЕТЕРЫ)



- ПРОВОДНИК-СТИЛЕТ
- МЯГКАЯ СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА
- ЗАКРЫТЫЙ НАКОНЕЧНИК
- МАРКЕРЫ ГЛУБИНЫ ВВЕДЕНИЯ



| Артикул | Размер (Френч) | Размер (мм) | Протяженность перфорации (см) | Длина (см) | Кол-во в коробке |
|------------|----------------|-------------|-------------------------------|------------|------------------|
| EUSV40120G | 20 | 6,7 | 6,5 | 35 | 20 |
| EUSV40116G | 16 | 6,7 | 6,5 | 35 | 20 |

ТРУБКИ ДРЕНАЖНЫЕ (КАТЕТЕРЫ)

- ЗАКРЫТЫЙ НАКОНЕЧНИК
- МАРКЕРЫ ГЛУБИНЫ ВВЕДЕНИЯ
- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ



| Артикул | Размер (Френч) | Размер (мм) | Протяженность перфорации (см) | Длина (см) | Кол-во в коробке |
|------------|----------------|-------------|-------------------------------|------------|------------------|
| EUVCA40313 | 13 | 4,3 | 3,8 | 32 | 20 |
| EUVCA40320 | 20 | 6,7 | 3,8 | 36,5 | 20 |

ТРУБКИ ОТСАСЫВАЮЩИЕ (КАТЕТЕРЫ)

ПЕРИКАРДИАЛЬНЫЕ

- АРМИРОВАННЫЙ РИФЛЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК



| АРТИКУЛ | РАЗМЕР (ФРЕНЧ) | РАЗМЕР (ММ) | ДЛИНА (СМ) | ПОД КОННЕКТОР | КОЛ-ВО В КОРОБКЕ |
|------------|----------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| EUPS110316 | 16 | 5,3 | 36 | 1/4" | 20 |

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК



| АРТИКУЛ | РАЗМЕР(ФРЕНЧ) | РАЗМЕР (ММ) | ДЛИНА (СМ) | ПОД КОННЕКТОР | КОЛ-ВО В КОРОБКЕ |
|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| EUPS120316 | 18 | 6,0 | 36 | 1/4" | 20 |


ТРУБКИ ОТСАСЫВАЮЩИЕ (КАТЕТЕРЫ)

ГИБКИЕ



| Артикул | Размер (Френч) | Размер (мм) | Длина (см) | Под коннектор | Кол-во в коробке |
|------------|----------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| EUFS100317 | 17 | 5,7 | 36 | 1/4" | 20 |

ЖЕСТКИЕ



| Артикул | Длина (см) | Кол-во в коробке |
|------------|------------|------------------|
| EURS100300 | 33 | 20 |



Снабжение Медицинских Учреждений

Главная

Доставка

Контакты



ЗАЯВКА

1. Формат файла заявки: pdf
2. Шляпка заявки: pdf
3. Файлы: ссылка на сайт
4. Файлы: ссылка на сайт

Отдел продаж: [+7 \(343\) 361-44-98](tel:+73433614498)

E-mail для заказчиков: sales@medtehural.ru



Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется любой удобной для Вас транспортной компанией с соблюдением температурного режима.

Сотрудничая с нами, **Вы делаете правильный выбор!**