


ОХІРОВЕ

Принадлежности для мониторов

- Датчики пульсоксиметрические SpO2
- Манжеты для измерения АД
- Кабели
- Переходники



CE
0120



Манжеты измерения артериального давления для мониторов



Манжеты с одним шлангом

Код	Описание	В уп.
1201	Манжета НИАД большая взрослая, 31-40 см, 1 шланг	1
1301	Манжета НИАД средняя взрослая, 23-33 см, 1 шланг	1
1401	Манжета НИАД большая детская, 18-26 см, 1 шланг	1
1501	Манжета НИАД педиатрическая, 12-19 см, 1 шланг	1
1601	Манжета НИАД неонатальная, 8-13 см, 1 шланг	1



1 коннектор

Манжеты с двумя шлангами

Код	Описание	В уп.
1201-2	Манжета НИАД большая взрослая, 31-40 см, 2 шланга	1
1301-2	Манжета НИАД средняя взрослая, 23-33 см, 2 шланга	1
1401-2	Манжета НИАД большая детская, 18-26 см, 2 шланга	1
1501-2	Манжета НИАД педиатрическая, 12-19 см, 2 шланга	1
1601-2	Манжета НИАД неонатальная, 8-13 см, 2 шланга	1



2 коннектора

Коннекторы для манжет НИАД



- B – для мониторов HP, Agilent, Philips
- BH – ответная часть к IH
- IH – для мониторов Marquette/DASH, DATEX, Nihon Kohden и др.
- S – для мониторов Critikon и др.
- M – для неонатальных манжет
- F – ответная часть к M






Датчики пульсоксиметрические (SpO2) для взрослых с кабелем 3.0 м



Тип «прищепка»











Силиконовый датчик

BM-3020-R	Датчик пульсоксиметра SpO2, для монитора Hewlett Packard, Agilent, Viridia, Philips, мод. A1, A3, кабель 3.0 м	
BM-3020-S-R	То же, силиконовый	
BM-3010	Датчик пульсоксиметра SpO2, для монитора Marquette - Dash 2000, кабель 3.0 м	
BM-3010-S	То же, силиконовый	
BM-3840	Датчик пульсоксиметра SpO2, для монитора Marquette - Dash 3000 (по технологии Masimo), кабель 3.0 м	
BM-3360	Датчик пульсоксиметра SpO2, для монитора GE S/5 tru-signal, кабель 3.0 м	
BM-3330	Датчик пульсоксиметра SpO2, для монитора Datex, кабель 3.0 м	
BM-3330-S	То же, силиконовый	
BM-3830-3M	Датчик пульсоксиметра SpO2, для различных мониторов, технология Masimo, длина 3.0 м	
BM-3830-3M-S	То же, силиконовый	


Датчики (SpO2)



Nellcor, Philips, HP, Marquette - Dash 2000 и т.д.

BM-100	Датчик пульсоксиметра SpO2, тип Nellcor, одноразовый, для взрослых, на указательный палец, >30 кг	
BM-600P	Датчик пульсоксиметра SpO2, тип Nellcor, силиконовый, пальцевый педиатрический, кабель 1.2 м	
BM-600I	Датчик пульсоксиметра SpO2, тип Nellcor, силиконовый, пальцевый неонатальный, кабель 1.2 м	
BM-2024	Кабель удлинительный пульсоксиметрический SpO2, тип Nellcor, длина 2.4 м	
BM-2020-D	Кабель удлинительный пульсоксиметрический SpO2, для монитора HP, Philips, мод. M3, M4, длина 3.0 м	
BM-2020-R	Кабель удлинительный пульсоксиметрический SpO2, для монитора HP, Philips, мод. A1, A3, длина 3.0 м	
BM-2010	Кабель удлинительный пульсоксиметрический SpO2, для монитора Marquette - Dash 2000, длина 3.0 м	
BM-2030-R	Кабель удлинительный пульсоксиметрический SpO2, для монитора Siemens, Draeger, длина 3.0 м	

Если в пульсоксиметре монитора использована технология **OXIMAX**, для правильной работы прибора необходимо использовать следующий переходник между Вашим удлинительным кабелем и датчиком SpO2 Oxiprobe с разъемом типа Nellcor:

BM2M00-G	Кабель / переходник для пульсоксиметра с технологией Oximax	
----------	--	---



Или воспользоваться удлинительным кабелем BMT для непосредственного соединения с монитором

BM-2M20	Кабель удлинительный SpO2 Oximax для HP, Philips, длина 3.0 м	
BM-2M10	Кабель удлинительный SpO2 Oximax для GE-Dash, Solar, Dinamap, длина 3.0 м	
BM-2M30	Кабель удлинительный SpO2 Oximax для Draeger, Siemens: Infinity, Delta, длина 3.0 м	


Датчики (SpO2)




Nihon Kohden

BM-170	Датчик пульсоксиметра SpO2, для монитора Nihon Kohden, одноразовый, для взрослых, на указательный палец, >30 кг	
BM-2731	Кабель пульсоксиметра SpO2, для монитора Nihon-Kohden, длина 3.0 м	

Datex

BM-230	Датчик пульсоксиметра SpO2, тип Datex, одноразовый, неонатальный (на стопу) или взрослый (на палец), <3 кг или >40 кг	
BM-630	Датчик пульсоксиметра SpO2, для монитора Datex, силиконовый, ремешковый универсальный: на палец, ушной или неонатальный, кабель 1.2 м	
BM-2330	Кабель пульсоксиметра SpO2, для монитора Datex, длина 3.0 м	




CSI - Criticare - Poet

BM-310	Датчик пульсоксиметра SpO2, для монитора Criticare, кабель 1.2 м	
BM-610	Датчик пульсоксиметра SpO2, для монитора Criticare, силиконовый, ремешковый универсальный: на палец, ушной или неонатальный, кабель 1.2 м	
BM-2124-D	Кабель пульсоксиметра SpO2, для монитора Criticare, длина 3.0 м	

Датчики (SpO2)



Мониторы с технологией BCI, в т.ч. Draeger Vista 120

BM-120	Датчик пульсоксиметра SpO2, одноразовый, для взрослых, на указательный палец, >30 кг, для монитора с технологией BCI	
BM-220	Датчик пульсоксиметра SpO2, одноразовый, неонатальный (на стопу) или взрослый (на палец), <3 кг или >40 кг, для монитора с технологией BCI	
BM-420	Датчик пульсоксиметра SpO2, одноразовый, педиатрический, на указательный палец, 10-50 кг, для монитора с технологией BCI	
BM-520	Датчик пульсоксиметра SpO2, одноразовый, неонатальный, на большой палец стопы, 3-20 кг, для монитора с технологией BCI	
BM-620	Датчик пульсоксиметра SpO2, силиконовый, ремешковый, универсальный, на палец, ушной или неонатальный, длина 1.2 м, для монитора с технологией BCI	
BM-2226	Кабель удлинительный пульсоксиметрический SpO2, для монитора с технологией BCI, длина 3.0 м	

Датчики (SpO2)



Мониторы с технологией Masimo SET

тип DB9	тип LNCS	тип	
---------	----------	-----	--

BM-680 Датчик пульсоксиметра SpO2, силиконовый, ремешковый, универсальный, на палец, ушной или неонатальный, длина 1.2 м, для монитора с технологией Masimo SET



BM-380F Датчик пульсоксиметра SpO2, длина 1.2 м, для монитора с технологией Masimo SET



BM-2840			Кабель удлинительный пульсоксиметрический SpO2, для монитора Dash 3000, длина 3.0 м, с технологией Masimo SET	
BM-2830P			Кабель/переходник для использования датчиков с разъемом DB9 с оригинальным кабелем LNOP	
BM-2830			Кабель удлинительный пульсоксиметрический SpO2, для монитора с технологией Masimo SET, длина 3.0 м	
	BM-2800(S)	BM-2800(P)	Кабель удлинительный SpO2, для монитора Masimo, Dina-map, Passport, Escort, Schiller, Zoll, длина 3.0 м (14 контактов)	
	BM-2840(S)	BM-2840(P)	Кабель удлинительный SpO2, для монитора GE, длина 3.0 м	
	BM-2020(S)	BM-2020(P)	Кабель удлинительный SpO2, для монитора HP, Philips, длина 3.0 м	
	BM-2800(S) RED	BM-2800(P) RED	Кабель удлинительный SpO2, для мониторов с красной кодировкой (20 контактов)	

Манжеты для неинвазивного измерения АД

- Мягкая комфортная манжета
- 1 или 2 трубки
- Полный размерный ряд
- Не содержит латекс
- Не содержит ПВХ
- Современная безбаллонная технология
- Легко чистятся

