


# AVATAR<sup>®</sup>

## PTFE протезы сосудистые



BIOMEDICAL INNOVATION

Протезы сосудистые AVATAR® изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (ПТФЭ) и предназначены для реконструкции кровеносных сосудов, шунтирующих операций, а так же для формирования AV-сосудистого доступа в гемодиализе.




## ПРОТЕЗЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СОСУДОВ



### Линейные стандартные

Кат. номер	Диаметр	Длина
PVGRG0420	4 мм	20 см
PVGRG0720	7 мм	
PVGRG0820	8 мм	
PVGRG0445	4 мм	45 см
PVGRG0745	7 мм	
PVGRG0845	8 мм	
PVGRG0560	5 мм	60 см
PVGRG0660	6 мм	
PVGRG0760	7 мм	
PVGRG0860	8 мм	
PVGRG0575	5 мм	75 см
PVGRG0675	6 мм	
PVGRG0775	7 мм	
PVGRG0875	8 мм	



### Конические стандартные

Кат. номер	Диаметр	Длина
PVGTA4645	4-6 мм	45 см
PVGTA4745	4-7 мм	
PVGTA4660	4-6 мм	60 см
PVGTA4760	4-7 мм	



### Линейные армированные (съемная спираль)

Кат. номер	Диаметр	Длина
PVGFH0420	4 мм	20 см
PVGFH0520	5 мм	
PVGFH0620	6 мм	
PVGFH0720	7 мм	
PVGFH0820	8 мм	
PVGFH0545	5 мм	45 см
PVGFH0645	6 мм	
PVGFH0745	7 мм	
PVGFH0845	8 мм	
PVGFH0560	5 мм	60 см
PVGFH0660	6 мм	
PVGFH0760	7 мм	
PVGFH0860	8 мм	
PVGFH0575	5 мм	75 см
PVGFH0675	6 мм	
PVGFH0775	7 мм	
PVGFH0875	8 мм	




### Конические армированные (съемная спираль)

Кат. номер	Диаметр	Длина
PVGTH4645	4-6 мм	45 см
PVGTH4745	4-7 мм	
PVGTH4660	4-6 мм	60 см
PVGTH4760	4-7 мм	



Протезы сосудистые AVATAR® изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (ПТФЭ) и предназначены для формирования артериовенозного постоянного сосудистого доступа в гемодиализе. Армированные протезы имеют внешнюю спираль из ПТФЭ для устойчивости к перегибам. Конические и Ступенчатые протезы позволяют оптимизировать кровоток.



### AV - СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП



#### Линейные стандартные

Кат. номер	Диаметр	Длина
PVGRG0520	5 мм	20 см
PVGRG0620	6 мм	
PVGRG0545	5 мм	45 см
PVGRG0645	6 мм	



#### Линейные со спиральным армированием в центре (несъемная спираль)

Кат. номер	Диаметр	Длина
PVGCH0545	5 мм	45 см
PVGCH0645	6 мм	



#### Линейные со спиральным армированием на конце (несъемная спираль)

Кат. номер	Диаметр	Длина
PVGEH0545	5 мм	45 см
PVGEH0645	6 мм	



#### Конические, ступенчатые стандартные

Кат. номер	Диаметр	Длина
PVGST4645	4-6 мм	45 см
PVGST4745	4-7 мм	



#### Конические, ступенчатые со спиральным армированием в центре (несъемная спираль)

Кат. номер	Диаметр	Длина
PVGSC4645	4-6 мм	45 см
PVGSC4745	4-7 мм	