

EQVAL

Evidence
Based
Medical
Devices

DOLPHIX® ВНЕШНИЙ ФИКСАТОР

Для временной фиксации
длинных трубчатых костей
Нет необходимости в инструментах

Product information



Внешний временный фиксатор Dolphix

- Характеристики
- Рентгенопрозрачный
 - Устойчивый
 - Легкий
 - Эргономичные зажимы для стержней и костных винтов
 - Рентгенопрозрачные стержни диаметром 12 мм
 - Быстрое и простое применение, нет необходимости в инструментах
 - Титановые костные винты с тройным диаметром, самосверлящиеся, самонарезающиеся
 - Одномерный костный винт для всех длинных костей
 - МРТ-безопасный
 - Поставляется в двух одноразовых стерильных комплектах (основной комплект и комплект для переломов пилона). Также поставляются отдельные одноразовые компоненты в стерильной упаковке



Компоненты Dolphix
Временный внешний фиксатор.
Основной комплект

Код	Описание
DF900300	Ящик для компонентов Dolphix (пустой)
DF100010	Временный внешний фиксатор Dolphix. Основной комплект
DF100020	Временный фиксатор Dolphix для комплекта для переломов пилона
DF200020	Зажим Dolphix с костным винтом Ø 6 мм, длина 160 мм
DF200040	Зажим Dolphix с костным винтом Ø 6 мм, длина 200 мм
DF200030	Стержень Dolphix к зажиму для стержня
DF205220	Зажим Dolphix с трансфиксирующим костным винтом Ø 5 мм, длина 220 мм
DF312150	Рентгенопрозрачный стержень Ø 12 мм, длина 150 мм
DF312200	Рентгенопрозрачный стержень Ø 12 мм, длина 200 мм
DF312300	Рентгенопрозрачный стержень Ø 12 мм, длина 300 мм
DF312400	Рентгенопрозрачный стержень Ø 12 мм, длина 400 мм



Одноразовые инструменты для ввода костного винта (при необходимости)

Код	Описание
DF800010	Сверло Ø 3 мм, длина 165 мм
DF900010	Ручная дрель (включена во все стерильные комплекты Dolphix)
DF900020	Направляющая для защиты мягких тканей

