

REF BIO-DEGLYC
гипертонический

Раствор NaCl 12% bioluz

Тип: Раствор. Обработка клеток. Донорский.



Описание

12% раствор хлорида натрия стерильный, без примесей бактериальных эндотоксинов, прозрачный, бесцветный раствор для деглицеролизации криоконсервированных эритроцитов.

Прозрачный контейнер из ПВХ с маркировкой и внешней полиэтиленовой упаковкой
Контейнер объемом – 250мл
Порт доступа для коннектора типа «Spike»

Технические характеристики

Химический состав	
Натрия хлорид	12г
Вода для инъекций	100мл
Упаковка	10шт. в коробке

Дополнительно

Совместимость	С аппаратом ACP215 С расходным материалом LN 00235-00, 00236-00
---------------	--

Следовать инструкции по подключению раствора - Руководство 85279-30 и 85280-30