

REF H-GLYC Раствор Глицерола 57,1%

Тип: Раствор. Обработка клеток. Донорский.



Описание

57,1% раствор Глицерола стерильный, без примесей бактериальных эндотоксинов, прозрачный, бесцветный раствор глицерола для низкотемпературной консервации человеческих эритроцитов.

Раствор в стеклянной бутылки

Бутыль объемом – 500мл

Порт доступа для коннектора типа «Spike»

Технические характеристики

<i>Химический состав</i>	
Глицерин	571г
Лактата натрия раствор 60%	26,67г
Хлорид калия	0,3г
Натрия фосфат одноосновный (моногидрат)	0,88г
Натрия фосфат двухосновный (додекагидрат)	2,27г
Вода для инъекций	1000мл
Метод стерилизации	паром
Упаковка	10шт. в коробке

Дополнительно

<i>Совместимость</i>	С аппаратом ACP215 С расходным материалом LN 00225-00
----------------------	--

Следовать инструкции по подключению раствора - Руководство 85278-30