



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ



www.medtehural.ru

Наконечник для артроскопического лезвия

REF 2093

Эргономичный и легкий наконечник для артроскопических лезвий. **Используется с высокоскоростной моторной системой HighSurg 11.**

- Легкий вес (370 г, без кабеля)
- Эргономичный дизайн с легкой обработкой поверхности
- 3 кнопки мультиуправления
- Гибкий шнур
- Увеличенный канал всасывания
- Рычаг блокировки всасывания
- Аварийное отключение.



Закрытый круглый бор

Идеально подходит для подготовки участка кости, санации хряща и резекции остеофитов.



Ø mm	Угол	Длина, mm	REF
5.5	прямой	130	5293

Шейверные лезвия, 5 шт. в упаковке

Acromionizer

Формирование и резекция кости и хряща при акромиопластике и надрезе.



Ø mm	Угол	Длина, mm	REF
5.5	прямой	130	5279

Шейверные лезвия, 5 шт. в упаковке

Артроскоп Penguin

Агрессивный конический нож для легкого доступа к суставу с точным разрезанием ткани.



Ø mm	Угол	Длина, mm	REF
4.5	прямой	130	5329

Шейверные лезвия, 5 шт. в упаковке

Артроскоп Трёхзубчатый

Лучше всего подходит для резекции твердых тканей, например, культи.



Ø mm	Угол	Длина, mm	REF
4.5	прямой	130	5332

Шейверные лезвия, 5 шт. в упаковке

Артроскоп полнорadiusный резектор

Идеально для общего применения, включая резекцию мягких тканей и костей.



Ø mm	Угол	Длина, mm	REF
4.5	прямой	130	5289

Шейверные лезвия, 5 шт. в упаковке

Артроскоп Агрессивное полнорadiusное лезвие

Подходит для санации мягких тканей, и в пластической операции на хрящ.



Ø mm	Угол	Длина, mm	REF
4.5	прямой	130	5334

Шейверные лезвия, 5 шт. в упаковке

Информация об уходе за наконечниками стр 48