


COAXIAL

КОМБИНАЦИЯ СТАНДАРТНОГО КАНАЛЬНОГО КАТЕТЕРА
И ЭФФЕКТИВНОГО РИФЛЕННОГО ПРОФИЛЯ

КОАКСИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



REDAXTM
new drainage technologies born of experience




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Новое решение для кардиоторакальной хирургии

ТЕХНОЛОГИЯ:




- Эвакуация воздуха из грудной полости через внутренний просвет и дистальные отверстия
- Сбор жидкости через четыре желобчатых канала



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Единый дренаж дает следующее:

- Избавляет от необходимости двух трубок (верхняя часть - для дренирования воздуха, нижняя - для жидкости)
- Отсутствие риска окклюзии грудного катетера (засорение дренажа)
- Сокращение продолжительности пребывания пациента в стационаре
- Подходит для дренажа грудной клетки



SMART DRAIN КОАКСИАЛЬНЫЙ

РАЗМЕР

Код 24725 Длина 68 см

CH/Fr 24

Код 24726 Длина 68 см

CH/Fr 28

Код 24727 Длина 58 см

CH/Fr 24

Код 24729 Длина 58 см

CH/Fr 28

Упаковка: 10 шт. в коробке



www.medtehural.ru