

DRENTECH™ LINE

DRENTECH™ VARIANT

Дренажная система

- Точный выбор аспирационной терапии с помощью бесшумного механического клапана
- Диапазон выбора всасывания от $-5 \text{ cmH}_2\text{O}$ до $-40 \text{ cmH}_2\text{O}$
- Клапан сброса высокого отрицательного давления
- Автоматическая встроенная регулировка потока вакуума
- Окошко с красным поплавком показывает, что система работает правильно при всасывании
- Расход вакуума до 6 л/мин, гарантируется правильная работа даже при очень низком уровне вакуума
- Камера под гидрозатвором хорошо видна для обнаружения утечки воздуха



REDAX™

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

- После того, как выбрана желаемая аспирационная терапия, дренажная система оснащена встроенной автоматической системой регулирования вакуума, которая устанавливает идеальный вакуумный поток.
- Благодаря этой технологии персоналу больниц больше не нужно контролировать вакуум с панели.
- Удобная инструкция по настройке на передней панели



- Камера для сбора 2100 мл с точной шкалой и четкими цифрами жирным шрифтом.



УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ для ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ И НОВОРОЖДЕННЫХ

- Полностью МРТ-совместимый



Съемная трубка с полным набором принадлежностей LOCK IN-фиксатор: непосредственно на системе улучшает взаимозаменяемость между всеми моделями и обеспечивает гибкость при настройке в операционной



- Конструкция трубки пациента С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГИБА



- РАЗЪЕМ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ, входной разъем для ДОСТУПА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИГЛЫ



- ДОСТУПНА ВЕРСИЯ С ДВОЙНОЙ ТРУБКЕЙ
Вариант с двойной трубкой представляет собой 4-камерную систему с двойной трубкой для выборочного дренирования в две разные камеры для сбора (1100–1000 мл).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Трубка для новорожденных



Одноразовый колпачок-заглушка для системы



Используйте желтый колпачок, содержащийся в упаковке, чтобы закрыть одну из двух трубок после удаления плевральной дренажной трубки.

НАИМЕНОВАНИЕ

Drentech Variant

Упаковка: 4 единицы в коробке

Drentech Variant Double

Упаковка: 4 единицы в коробке

Трубка для новорожденных

Упаковка: 20 единицы в коробке

Колпачок-заглушка

Упаковка: 50 единицы в коробке

КОД

10112

10119

10564

10529



REDAX™

REDAX - Via Galileo Galilei, 18
46025 Poggio Rusco (MN) ITALY
Tel. +39 0386 830582 Fax +39 0386 51 898
E-mail: info@redax.it - www.redax.it



www.medtehural.ru

VARIANT
video tutorial

