

Mistral-Air®

Согревание пациентов потоком теплого воздуха



Быстро
Безопасно
Легко

TSCI

The Surgical Company
International B.V.

Эффективное согревание теплым воздухом

Согревающие покрывала Mistral-Air® мягкие, прочные и удобные. Их рабочая поверхность обеспечивает качественное и равномерное согревание пациента, исключая при этом нежелательные смещения покрывала.



Согревающая система
Mistral-Air®



Быстрая,
Безопасная,
Простая



Аэронагреватель Mistral-Air® Plus

Аэронагреватель Mistral-Air® Plus мощный и бесшумный. Он обеспечивает подачу воздуха заданной температуры всего за 60 секунд после включения. Работа прибора начинается с нагревания потока воздуха до температуры 38° С, что исключает возможность перегревания пациента.

Безопасность прежде всего

Сигнализация, автоматически срабатывающая при отклонениях от заданной температуры, гарантирует обеспечение выбранного режима согревания пациента.



Согревающие покрывала Mistral-Air®

Широкая линейка согревающих покрывал Mistral-Air® различных форм и размеров могут использоваться до, во время и после операции.



Теплосберегающие покрывала Mistral-Air®

В ассортименте имеются покрывала, оснащенные металлизированным верхним слоем, который улучшает качество согревания и сохранения собственного тепла пациента.




Подкладк Mistral-Air®

Подкладки для согревания тела пациента снизу оснащены отражающим слоем и клейкой фиксирующей каймой.

MA0220 / 320

Покрывало для взрослых




MA0230 / 330

Покрывало детское




MA0250 / 350

Покрывало для нижней части тела




MA0260 / 360

Покрывало для верхней части тела




MA0265 / 365

Покрывало для половины верхней части тела




MA0270

Покрывало для туловища



MA0280 / 290

Покрывало с хирургич. доступом




MA0510

Труба



MA0340

Покрывало для новорожденных



MA0400

Подкладка с клейкой каймой



MA0450

Подкладка с клейкой каймой укороченная



Согревающие покрывала Mistral-Air®

Покрывала Mistral-Air®

Артикул	Описание	Размер
MA0220	Для взрослых	2330 x 1270 мм
MA0230	Детское	1450 x 1020 мм
MA0250	Для нижней части тела	1390 x 1020 мм
MA0260	Для верхней части тела	2160 x 760 мм
MA0265	Для половины верх. части тела	1660 x 760 мм
MA0270	Для туловища	640 x 1240 мм
MA0280	С хирургич. доступом (стерил.)	2220 x 1270 мм
MA0290	С хирургическим доступом	2220 x 1270 мм
MA0510	Труба	1750 x 150 мм

Покрывала Mistral-Air® с теплоотражающим слоем

Артикул	Описание	Размер
MA0320	Для взрослых	2330 x 1270 мм
MA0330	Детское	1450 x 1020 мм
MA0350	Для нижней части тела	1390 x 1020 мм
MA0360	Для верхней части тела	2160 x 760 мм
MA0365	Для половины верх. части тела	1660 x 760 мм

Подкладки Mistral-Air®

Артикул	Описание	Размер
MA0340	Для новорожденных	850 x 610 мм
MA0400	С клейкой каймой	2150 x 1020 мм
MA0450	С клейкой каймой укороч.	1630 x 1020 мм

TSCI

The Surgical Company
International B.V.

Beeldschermweg 6F, 3821 AH Amersfoort, The Netherlands. T +31 (0)33 450 72 50, F +31 (0)33 450 72 60

contact@tsci.nl, www.tsci.nl VAT No. NL 8111.49.948.B.03 Chamber of Commerce (Amersfoort) No. 31029240

Согревание пациентов потоком нагретого воздуха Mistral-Air®



Аэронагреватель Mistral-Air® Plus

Артикул	МА1100-EU
Напряжение	220 - 240 Вольт
Частота колебаний	50 / 60 Гц
Сила тока	3 А
Средняя мощность	525 W
Габариты	276 мм x 385 мм x 239 мм
Вес	± 6.0 кг
Длина шланга	1.8 м
Длина шнура питания	4.0 м
Температурный режим	32°C, 38°C, 43°C или воздух комнатной темп.
Фильтрация	HEPA, 0.3 µm, 99.99 %, H13 conform EN 1822
Гарантия	3 года



Стойка с корзиной Mistral-Air®

Артикул	МА5100-B
Габариты стойки	1000 мм высота, ϕ 25 мм
Габариты основания	ϕ 600 мм
Колёса	5, антистатические, без латекса, 2 тормоза
Габариты корзины	230 мм x 230 мм x 250 мм
Вес	± 6.7 кг



www.medtehural.ru

TSCI

The Surgical Company
International B.V.

Images shown may differ from the actual product

Beeldschermweg 6F, 3821 AH Amersfoort, The Netherlands. T +31 (0)33 450 72 50, F +31 (0)33 450 72 60
contact@tsci.nl, www.tsci.nl VAT No. NL 8111.49.948.B.03 Chamber of Commerce (Amersfoort) No. 31029240