



**Новинка**

**Протезы сосудистые вязаные  
с коллагеном**

## Описание



Гофрированные сосудистые протезы изготовлены из вязаного полиэстера и импрегнированы бычьим коллагеном I типа.

- ✓ Протезы прочные и эластичные, устойчивы к нагрузке
- ✓ Широкий размерный ряд
- ✓ Совместимы с любым шовным материалом
- ✓ Импрегнация бычьим коллагеном
- ✓ Протезы не требуют предварительной подготовки перед имплантацией
- ✓ Контрастная маркировочная линия на стенке протеза для избежания перегибов
- ✓ Водопроницаемость менее 5 мл/см<sup>2</sup>/мин

### Область применения:

- аорто-бедренное
- подвздошно-бедренное
- бедренно-подколенное
- экстраанатомическое шунтирование
- экстракраниальный отдел
- протезирование в области крупных суставов,
- полиэтиленовая монофиламентная армирующая спираль с наружной стороны позволяет расширить спектр показаний для классического тканевого протеза, протез с армированием можно использовать в тех областях, где обычные протезы могут быть сжаты прилегающими тканями.

## Сосудистые протезы для периферических артерий



покрыт коллагеном

№ по каталогу	Диаметр (мм)	Длина (см)
022-06/100	6	10
022-07/100	7	
022-08/100	8	
022-09/100	9	
022-10/100	10	
022-06/200	6	20
022-07/200	7	
022-08/200	8	
022-09/200	9	
022-10/200	10	
022-06/300	6	30
022-07/300	7	
022-08/300	8	
022-09/300	9	
022-10/300	10	
022-06/400	6	40
022-07/400	7	
022-08/400	8	
022-09/400	9	
022-10/400	10	
022-0061	6	25
022-0071	7	
022-0081	8	
022-0091	9	
022-0101	10	
022-0062	6	50
022-0072	7	
022-0082	8	
022-0092	9	
022-0102	10	
022-0063	6	60
022-0073	7	
022-0083	8	
022-0093	9	
022-0103	10	
022-0064	6	70
022-0074	7	
022-0084	8	
022-0094	9	
022-0104	10	

№ по каталогу	Диаметр (мм)	Длина (см)
022-06/400	6	40
022-07/400	7	
022-08/400	8	
022-09/400	9	
022-10/400	10	
022-0062	6	50
022-0072	7	
022-0082	8	
022-0092	9	
022-0102	10	
022-0063	6	60
022-0073	7	
022-0083	8	
022-0093	9	
022-0103	10	
022-0064	6	70
022-0074	7	
022-0084	8	
022-0094	9	
022-0104	10	



покрыт коллагеном армированный

№ по каталогу	Диаметр (мм)	Длина (мм)
026-0061	6	25
026-0071	7	
026-0081	8	
026-0091	9	50
026-0062	6	
026-0072	7	
026-0082	8	
026-0092	9	



[www.medtehural.ru](http://www.medtehural.ru)

## Бифуркационные сосудистые протезы



покрыт коллагеном

№ по каталогу	Диаметр (мм)	Длина (см)
024-0612	12 x 6	40
024-0714	14 x 7	
024-0816	16 x 8	
024-0918	18 x 9	
024-1020	20 x 10	
024-1122	22 x 11	45
024-0612/450	12 x 6	
024-0714/450	14 x 7	
024-0816/450	16 x 8	
024-0918/450	18 x 9	
024-1020/450	20 x 10	50
024-1122/450	22 x 11	
024-0612/500	12 x 6	
024-0714/500	14 x 7	
024-0816/500	16 x 8	
024-0918/500	18 x 9	50
024-1020/500	20 x 10	
024-1122/500	22 x 11	

## Линейные сосудистые протезы для грудной и брюшной аорты



покрыт коллагеном

№ по каталогу	Диаметр (мм)	Длина (см)	№ по каталогу	Диаметр (мм)	Длина (см)
022-12/100	12	10	022-12/400	12	40
022-14/100	14				
022-16/100	16				
022-18/100	18				
022-20/100	20				
022-22/100	22				
022-24/100	24				
022-26/100	26				
022-28/100	28				
022-30/100	30				
022-32/100	32				
022-34/100	34				
022-12/200	12				
022-14/200	14				
022-16/200	16				
022-18/200	18				
022-20/200	20	20	022-12/400	12	40
022-22/200	22				
022-24/200	24				
022-26/200	26				
022-28/200	28				
022-30/200	30				
022-32/200	32				
022-34/200	34				
022-0121	12				
022-0141	14				
022-0161	16				
022-0181	18				
022-0201	20				
022-0221	22				
022-0241	24				
022-0261	26				
022-0281	28				
022-0301	30				
022-0321	32				
022-0341	34				
022-12/300	12	25	022-12/400	12	40
022-14/300	14				
022-16/300	16				
022-18/300	18				
022-20/300	20				
022-22/300	22				
022-24/300	24				
022-26/300	26				
022-28/300	28				
022-30/300	30				
022-32/300	32				
022-34/300	34				
022-0121	12				
022-0141	14				
022-0161	16				
022-0181	18				
022-0201	20				
022-0221	22				
022-0241	24				
022-0261	26				
022-0281	28				
022-0301	30				
022-0321	32				
022-0341	34				
022-12/300	12	30	022-12/400	12	40
022-14/300	14				
022-16/300	16				
022-18/300	18				
022-20/300	20				
022-22/300	22				
022-24/300	24				
022-26/300	26				
022-28/300	28				
022-30/300	30				
022-32/300	32				
022-34/300	34				
022-0121	12				
022-0141	14				
022-0161	16				
022-0181	18				
022-0201	20				
022-0221	22				
022-0241	24				
022-0261	26				
022-0281	28				
022-0301	30				
022-0321	32				
022-0341	34				