

Продукт получил сертификат CE в 2008 году

*\*\*Преобразователь артериального давления предназначен для контроля артериального и венозного артериального давления и тестирования образцов крови, обеспечивая помощь для клинической диагностики и лечения.*

*\*\*Преобразователь артериального давления представляет собой стерильное и одноразовое медицинское устройство, облучающее в сосудистом просвете в течение короткого времени. Он может непрерывно отслеживать мгновенные гемодинамические изменения и отображать формы сигналов давления, записывать и сохранять значения, обеспечивая точную информацию для немедленного лечения.*

Информация для заказа

Каталожный №	Тип	Длина катетера (см)	Коннектор
MMBPTSA20	Один преобразователь	20	Utah, Edwards, Abbot, BD, Philips connectors, B.Braun
MMBPTSA30	Один преобразователь	30	Utah, Edwards, Abbot, BD, Philips connectors, B.Braun
MMBPTSB20	Два преобразователя	20	Utah, Edwards, Abbot, BD, Philips connectors, B.Braun
MMBPTSB30	Два преобразователя	30	Utah, Edwards, Abbot, BD, Philips connectors, B.Braun
MMBPTSC20	Три преобразователя	20	Utah, Edwards, Abbot, BD, Philips connectors, B.Braun
MMBPTSC30	Три преобразователя	30	Utah, Edwards, Abbot, BD, Philips connectors, B.Braun



[www.medtehural.ru](http://www.medtehural.ru)

ООО "МедТехУрал"  
sales@medtehural.ru  
<http://medtehural.ru/>



Target Medical

CE 0197

## Одноразовый датчик кровяного давления

**Отличная чувствительность, широкий диапазон и точное измерение**



Внимание: перед использованием важно прочитать «Инструкцию по использованию, поставляемую с этими устройствами, для выдержек, противоречий, предлагаемых процедур, предупреждений и мер предосторожности.


## Особенности продукта

- Постоянно автоматически контролирует мгновенные геодинамические измерения
- Большая чувствительность, широкий диапазон монитора и точное измерение.



•• Пять типов популярных разъемов, подходящих для большинства мониторов на рынке

- Улучшенный CMOS-чип обеспечивает превосходную чувствительность




## Контроль качества


- Точности
- Герметичности

## Типы продуктов


Тип А: Набор с одним преобразователем



Тип В: Набор с двумя преобразователями



Тип С: Набор с тремя преобразователями



## Технические характеристики

Коннектор	Utah, Edwards, Abbot, BD, Philips, B.Braun
Скорость вспышки	$\geq 3\text{ml} \pm 1\text{ml} / 1\text{h} / 300\text{mmHg}$
Диапазон измерения давления	-50~300mmHg
Чувствительность	$5.0\mu\text{v/v/mmHg} \pm 5\%$
Утечка тока	$< 10\mu\text{A}$
Маркер	Артериальный -красный, Венозный-синий