

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Периферический доступ			В упаковке 5 штук		
Каталожный номер	Диаметр	Длина (см)	Размер иглы (Ga)	Диаметр проводника (дюймы)	Длина проводника (см)
RS040718	4F	7	20	0.018	45
RS040721	4F	7	20	0.021	45
RS041121	4F	11	20	0.021	45
RS042421	4F	24	20	0.021	70
RS050718	5F	7	20	0.018	45
RS050721	5F	7	20	0.021	45
RS051121	5F	11	20	0.021	45
RS052421	5F	24	20	0.021	70
RS060718	6F	7	20	0.018	45
RS060721	6F	7	20	0.021	45
RS061121	6F	11	20	0.021	45
RS062421	6F	24	20	0.021	70

Бедренный доступ			В упаковке 5 штук		
Каталожный номер	Диаметр	Длина (см)	Размер иглы (Ga)	Диаметр проводника (дюймы)	Длина проводника (см)
FS051135	5F	11	18	0.035	45
FS051138	5F	11	18	0.038	45
FS061135	6F	11	18	0.035	45
FS061138	6F	11	18	0.038	45
FS071135	7F	11	18	0.035	45
FS071138	7F	11	18	0.038	45
FS081135	8F	11	18	0.035	45
FS081138	8F	11	18	0.038	45
FS091138	9F	11	18	0.038	45

Бедренный доступ			В упаковке 5 штук		
Каталожный номер	Диаметр	Длина (см)	Размер иглы (Ga)	Диаметр проводника (дюймы)	Длина проводника (см)
LS061638	6F	16	18	0.038	70
LS062338	6F	23	18	0.038	70
LS071638	7F	16	18	0.038	70
LS072338	7F	23	18	0.038	70
LS081638	8F	16	18	0.038	70
LS082338	8F	23	18	0.038	70

Shoocin™

ИНТРОДЮСЕРНЫЙ НАБОР



www.medtehural.ru

ООО "МедТехУрал"
sales@medtehural.ru
<http://medtehural.ru/>



→ Shoocin™

ИНТРОДЬЮСЕРНЫЙ НАБОР

Плавный переход от дилататора к интродьюсеру значительно снижает сопротивление при введении, обеспечивая легкую и не травматическую установку

Минимизируйте возможность повреждения ткани при вводе, продвижении или удалении интродьюсера, обеспечивает более плавный и легкий доступ к сосудам даже в труднодоступных местах

Усовершенный материал, улучшает гибкость и эластичность при использовании без перегибов и перекручивания

Гладкий конический наконечник помогает с легким доступом к артерии, уменьшая травму у пациентов

Широкая линейка размеров отличает различным потребностям врачей

Гибкое шовное кольцо обеспечивает удобное размещение шовного материала

Специально разработанный замок и силиконовый гемостатический клапан обеспечивают выдающуюся функцию гемостаза, гарантируя при этом работоспособность катетера

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- интродьюсер
- дилататор
- проводник (прямой или J образный кончик)
- пункционная игла

