

Периферические вмешательства

Каталог продукции

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™



1. Проводники

- 1.1 **Проводники 0.035" (0.89 мм)**
Проводник **Starter™** с покрытием ПТФЭ
Проводник **Amplatz Super Stiff™**
Проводник гидрофильный **ZipWire™**
- 1.2 **Проводники 0.018" (0.46 мм)**
Проводник **V-18™ ControlWire™**
Проводник гидрофильный **ZipWire™**
- 1.3 **Проводники 0.014" (0.36 мм)**
Проводник **V-14™ ControlWire™**

2. Баллонные катетеры

- 2.1 **Совместимые с проводниками 0.014" (0.36 мм)**
Семейство **Coyote™**
Ultra-Soft™ SV
- 2.2 **Совместимые с проводниками 0.018" (0.46 мм)**
Семейство **Sterling™**
Ultra-Soft™ SV
- 2.3 **Совместимые с проводниками 0.035" (0.89 мм)**
Mustang™

3. Специальные баллонные катетеры

Периферический режущий баллонный катетер™

4. Катетеры

- 4.1 **Диагностические катетеры Imager II™**
- 4.2 **Направляющие катетеры Mach1™**
- 4.3 **Поддерживающие катетеры Rubicon™**

5. Аксессуары

Интродьюсер **Medikit Supersheath™**
Интродьюсер **Medikit Supersheath™ RO**
Интродьюсер **Medikit Supersheath™ XL**
Индефлятор **Encore™ 26**
Иглы для пункции бедренной артерии

6. Стенты

- 6.1 **Баллонорасширяемые стенты**
Express™ Vascular LD
Express™ Vascular SD
- 6.2 **Саморасширяющиеся стенты**
Стент **WALLSTENT-Uni™**
Стент **WALLSTENT-Uni™** (для подвздошной вены)
Нитиноловый стент **Epic™**
Нитиноловый стент **Innova™**
Покрытый стент **WALLGRAFT™**
- 6.3 **Стентирование сонных артерий**
Каротидный стент **WALLSTENT™ Monorail™**

7. Инструменты с лекарственным покрытием

Стент, выделяющий лекарственный препарат **ELUVIA™**

8. Периферическая тромбэктомия

Катетеры для тромбэктомии **ANGIOJET™**
Катетер для тромбэктомии **ANGIOJET™ ZelanteDVT™**

9. Защита от эмболии

FilterWire EZ™ Система защиты от эмболии

10. Эмболизация в периферических интервенциях

- 10.1 **Микрокатетеры и микропроводники**
Direxion™ Семейство управляемых микрокатетеров
Renegade™ STC Микрокатетер
Renegade™ Микрокатетер
Renegade™ HI-FLO™ Микрокатетер
Fathom™ Микропроводники
Transend™ Микропроводники
- 10.2 **Эмболизационные агенты**
Interlock™ Семейство отделяемых спиралей с волокнами
IDC™ Отделяемые спирали без волокон
Толкаемые платиновые спирали
Contour™ Частицы для эмболизации

11. Внесосудистые вмешательства

Билиарные стенты
WallFlex™



5

Аксессуары

1
Проводники

2
Баллонные
катетеры

3
Специальные
баллонные
катетеры

4
Катетеры

5
Аксессуары

6
Стенты

7
Инструменты
с лекарственным
покрытием

8
Периферическая
тромбэктомия

9
Защита
от эмболии

10
Эмболизация
в периферических
интервенциях

11
Внесудистые
вмешательства



5. Аксессуары

Интродьюсер Medikit Supersheath™

Интродьюсер Medikit Supersheath™ R0

Интродьюсер Medikit Supersheath™ XL

Индефлятор Encore™ 26

Иглы для пункции бедренной артерии

1

Проводники

2

Баллонные
катетеры

3

Специальные
баллонные
катетеры

4

Катетеры

5

Аксессуары

6

Стенты

7

Инструменты
с лекарственным
покрытием

8

Периферическая
тромбэктомия

9

Защита
от эмболии

10

Эмболизация
в периферических
интервенциях

11

Внесудистые
вмешательства



Medikit Supersheath™

Интродьюсер

- В каждый набор входит проводник диаметром 0,035" (0,89 мм) с J-образным кончиком (длина 45 см с интродьюсерами 7 и 11 см). Цветовая кодировка соответствует определенному размеру. Интродьюсер 4F (1,3 мм) совместим с проводником 0,035" (0,89 мм). Другие интродьюсеры совместимы с проводником 0,038" (0,97 мм).

Набор* Medikit Supersheath™
Интродьюсер 7 см

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Цветовая кодировка
M00115704B1	4	1.3	Красный
M00115705B1	5	1.7	Серый
M00115706B1	6	2.0	Зеленый
M00115707B1	7	2.3	Оранжевый
M00115708B1	8	2.7	Синий

10 шт/коробка

* В каждый набор входит проводник диаметром 0,035" (0,89 мм) с J-образным кончиком (длина 45 см с интродьюсерами 7 и 11 см)

Medikit Supersheath™**
Интродьюсер 11 см

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Цветовая кодировка
M00115720B1	4	1.3	Красный
M00115721B1	5	1.7	Серый
M00115722B1	6	2.0	Зеленый
M00115723B1	7	2.3	Оранжевый
M00115724B1	8	2.7	Синий
M00115725B1	9	3.0	Черный

10 шт/коробка

** Без проводника.

Набор* Medikit Supersheath™
Интродьюсер 11 см

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Цветовая кодировка
M00115710B1	4	1.3	Красный
M00115711B1	5	1.7	Серый
M00115712B1	6	2.0	Зеленый
M00115713B1	7	2.3	Оранжевый
M00115714B1	8	2.7	Синий
M00115715B1	9	3.0	Черный

10 наборов/коробка

* В каждый набор входит проводник диаметром 0,035" (0,89 мм) с J-образным кончиком (длина 45 см с интродьюсерами 7 и 11 см)

Medikit Supersheath™**
Интродьюсер 25 см

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Цветовая кодировка
M00115730B1	5	1.7	Серый
M00115731B1	6	2.0	Зеленый
M00115732B1	7	2.3	Оранжевый
M00115733B1	8	2.7	Синий
M00115734B1	9	3.0	Черный

10 шт/коробка

** Без проводника.



Medikit Supersheath™ RO

Интродьюсер с рентгеноконтрастным маркером

- Интродьюсер 4F (1,3 мм) совместим с проводником 0,035" (0,89 мм). Другие интродьюсеры совместимы с проводником 0,038" (0,97 мм).

Medikit Supersheath™ RO
Интродьюсер 7 см

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Цветовая кодировка
M00115956B1	5	1.7	Серый
M00115957B1	6	2.0	Зеленый
M00115958B1	7	2.3	Оранжевый
M00115959B1	8	2.7	Синий
M00115955B1	9	3.0	Черный

10 шт/коробка

Medikit Supersheath™ RO
Интродьюсер 25 см

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Цветовая кодировка
M00115970B1	4	1.3	Красный
M00115971B1	5	1.7	Серый
M00115965B1	6	2.0	Зеленый
M00115966B1	7	2.3	Оранжевый
M00115967B1	8	2.7	Синий
M00115968B1	9	3.0	Черный

10 шт/коробка

Medikit Supersheath™ RO
Интродьюсер 11 см

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Цветовая кодировка
M00115960B1	4	1.3	Красный
M00115961B1	5	1.7	Серый
M00115962B1	6	2.0	Зеленый
M00115963B1	7	2.3	Оранжевый
M00115964B1	8	2.7	Синий
M00115969B1	9	3.0	Черный

10 шт/коробка

2

Баллонные катетеры

3

Специальные баллонные катетеры

4

Катетеры

5

Аксессуары

6

Стенты

7

Инструменты с лекарственным покрытием

8

Периферическая тромбэктомия

9

Защита от эмболии

10

Эмболизация в периферических интервенциях

11

Внесосудистые вмешательства



Medikit Supersheath™ XL

Интродьюсер

- В каждый набор входит проводник 0,035" (0,89 мм).
Все интродьюсеры Medikit Supersheath™ XL совместимы с проводником 0,038" (0,97 мм).

Набор* Medikit Supersheath™ XL
Интродьюсер 11 см

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Цветовая кодировка
M00115716B1	10	3.3	Серый
M00115717B1	11	3.7	Белый
M00115718B1	12	4.0	Зеленый
M00115741B1	14	4.7	Оранжевый

10 наборов/коробка

* В каждый набор входит проводник 0,035" (0,89 мм)

Medikit Supersheath™ XL**
Интродьюсер 11 см

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Цветовая кодировка
M00115726B1	10	3.3	Серый
M00115727B1	11	3.7	Белый
M00115728B1	12	4.0	Зеленый
M00115740B1	14	4.7	Оранжевый

10 наборов/коробка

** Без проводника

Medikit Supersheath™ XL**
Интродьюсер 25 см

Номер для заказа	Размер (F)	Размер (мм)	Цветовая кодировка
M00115735B1	10	3.3	Серый
M00115736B1	11	3.7	Белый
M00115737B1	12	4.0	Зеленый
M00115739B1	14	4.7	Оранжевый

10 наборов/коробка

** Без проводника

2

Баллонные катетеры

3

Специальные баллонные катетеры

4

Катетеры

5

Аксессуары

6

Стенты

7

Инструменты с лекарственным покрытием

8

Периферическая тромбэктомия

9

Защита от эмболии

10

Эмболизация в периферических интервенциях

11

Внесосудистые вмешательства



Encore™ 26

Индефлятор

- Рабочий диапазон до 26 атм (2634 кПа)
Краник высокого давления препятствует утечкам во время нагнетания давления во всем рабочем диапазоне

Номер для заказа	Описание	Кол-во в коробке
M001151050	Индефлятор 20сс Encore™	1
M001151062	Индефлятор 20сс Encore™	5

1

Проводники

2

Баллонные катетеры

3

Специальные баллонные катетеры

4

Катетеры

5

Аксессуары

6

Стенты

7

Инструменты с лекарственным покрытием

8

Периферическая тромбэктомия

9

Защита от эмболии

10

Эмболизация в периферических интервенциях


11

Внесосудистые вмешательства



Иглы для пункции бедренной артерии

- Иглы для пункции бедренной артерии для обеспечения сосудистого доступа



Номер для заказа	Описание	Вид	Размер (G)	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Проводник (дюйм)	Проводник (мм)	Длина (мм)
M001441691	EN-18 / 038	Цельная игла	18	1.270	0.84	0.038	0.97	70
M001441661	EN-19 / 035	Цельная игла	19	1.067	0.69	0.035	0.89	70

10 шт/коробка





Снабжение
Медицинских
Учреждений



<http://medtehural.ru/>

Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнёры!

Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений, косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте, являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы. Компания "Медицинские Технологии Урала" находится в городе Екатеринбурге. Город равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и эффективного партнера!

*ООО "Медицинские Технологии Урала", желает Вам
Здоровья и Процветания на долгие года*

*Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется
любой удобной для Вас транспортной компанией с соблюдением
температурного режима.*

Мы заботимся о безопасности Вашего груза! Сотрудничая с нами,

Вы делаете правильный выбор!

