

Наборы для катетеризации центральных вен



Компания Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. была основана в 1999 году. Основным направлением деятельности компании являются исследования и разработки, производство и продажа одноразовых медицинских расходных материалов и других медицинских устройств. Это высокотехнологичное предприятие, сочетающее современные инженерные технологии и клиническую медицину.




Набор для катетеризации центральных вен














Набор предназначен для пункции и катетеризации центральных вен по методике Сельдингера, для длительной инфузионной, трансфузионной, нутритивной терапии, инвазивного мониторинга гемодинамики.

Центральные венозные катетеры доступны в различных конфигурациях с дополнительными принадлежностями.



Информация о продукции

Артикул	Количество просветов	Размер катетера	Длина катетера, см	Расширитель сосуда	Проволочный проводник	Проводниковая игла
FV-1221	Одноканальный	22Ga	5	4F x 5 cm	0.018" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 20Ga 
FV-1222	Одноканальный	22Ga	8	4F x 5 cm	0.018" x 50 cm	
FV-1223	Одноканальный	22Ga	10	4F x 5 cm	0.018" x 50 cm	
FV-1224	Одноканальный	22Ga	13	4F x 5 cm	0.018" x 50 cm	
FV-1225	Одноканальный	22Ga	16	4F x 5 cm	0.018" x 50 cm	
FV-1226	Одноканальный	22Ga	20	4F x 5 cm	0.018" x 60 cm	
FV-1321	Одноканальный	20Ga	5	4F x 5 cm	0.021" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 20Ga 
FV-1322	Одноканальный	20Ga	8	4F x 5 cm	0.021" x 50 cm	
FV-1324	Одноканальный	20Ga	13	4F x 5 cm	0.021" x 50 cm	
FV-1325	Одноканальный	20Ga	16	4F x 5 cm	0.021" x 50 cm	
FV-1326	Одноканальный	20Ga	20	4F x 5 cm	0.021" x 60 cm	
FV-1421	Одноканальный	18Ga	5	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 50 cm Y 0.021" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 20Ga 
FV-1422	Одноканальный	18Ga	8	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 50 cm Y 0.021" x 50 cm	
FV-1424	Одноканальный	18Ga	13	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 50 cm Y 0.021" x 50 cm	
FV-1425	Одноканальный	18Ga	16	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 50 cm Y 0.021" x 50 cm	
FV-1426	Одноканальный	18Ga	20	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 60 cm Y 0.021" x 60 cm	
FV-1428	Одноканальный	18Ga	30	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 70 cm Y 0.021" x 70 cm	

Артикул	Количество просветов	Размер катетера	Длина катетера, см	Расширитель сосуда	Проволочный проводник	Проводниковая игла
FV-1524	Одноканальный	16Ga	13	6F x 10 cm	0.032" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga 
FV-1525	Одноканальный	16Ga	16	6F x 10 cm	0.032" x 50 cm	
FV-1526	Одноканальный	16Ga	20	6F x 10 cm	0.032" x 60 cm	
FV-1528	Одноканальный	16Ga	30	6F x 10 cm	0.032" x 70 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga 
FV-1624	Одноканальный	14Ga	13	8F x 10 cm	0.032" x 50 cm	
FV-1625	Одноканальный	14Ga	16	8F x 10 cm	0.032" x 50 cm	
FV-1626	Одноканальный	14Ga	20	8F x 10 cm	0.032" x 60 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 20Ga 
FV-1628	Одноканальный	14Ga	30	8F x 10 cm	0.032" x 70 cm	
FV/FC-2421	Двухканальный	4Fr	5	5.5F x 6cm	0.018" x 50 cm	
FV/FC-2422	Двухканальный	4Fr	8	5.5F x 6 cm	0.018" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 20Ga 
FV/FC-2424	Двухканальный	4Fr	13	5.5F x 6 cm	0.018" x 50 cm	
FV/FC-2425	Двухканальный	4Fr	16	5.5F x 6 cm	0.018" x 50 cm	
FV/FC-2426	Двухканальный	4Fr	20	5.5F x 6 cm	0.018" x 60 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 20Ga 
FV/FC-2521	Двухканальный	5Fr	5	6F x 7 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-2522	Двухканальный	5Fr	8	6F x 7 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-2524	Двухканальный	5Fr	13	6F x 7 cm	0.021" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 20Ga 
FV/FC-2525	Двухканальный	5Fr	16	6F x 7 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-2526	Двухканальный	5Fr	20	6F x 7 cm	0.021" x 60 cm	
FV/FC-2724	Двухканальный	7Fr	13	8F x 10 cm	0.035" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga 
FV/FC-2725	Двухканальный	7Fr	16	8F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV/FC-2726	Двухканальный	7Fr	20	8F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV/FC-2727	Двухканальный	7Fr	25	8F x 10 cm	0.035" x 60 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga 
FV/FC-2728	Двухканальный	7Fr	30	8F x 10 cm	0.035" x 70 cm	
FV-2824	Двухканальный	8Fr	13	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-2825	Двухканальный	8Fr	16	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga 
FV-2826	Двухканальный	8Fr	20	9F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV-2828	Двухканальный	8Fr	30	9F x 10 cm	0.035" x 70 cm	
FV-2924	Двухканальный	8.5Fr	13	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga 
FV-2925	Двухканальный	8.5Fr	16	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-2926	Двухканальный	8.5Fr	20	9F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV-2928	Двухканальный	8.5Fr	30	9F x 10 cm	0.035" x 70 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 20Ga 
FV-3421	Трёхканальный	4.5Fr	5	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 50 cm	
FV-3422	Трёхканальный	4.5Fr	8	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 50 cm	
FV-3424	Трёхканальный	4.5Fr	13	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 20Ga 
FV-3425	Трёхканальный	4.5Fr	16	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 50 cm	
FV-3426	Трёхканальный	4.5Fr	20	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 60 cm	
FV-342906	Трёхканальный	4Fr	6	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 60 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga 
FV/FC-3521	Трёхканальный	5.5Fr	5	6.5F x 10 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3522	Трёхканальный	5.5Fr	8	6.5F x 10 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3524	Трёхканальный	5.5Fr	13	6.5F x 10 cm	0.021" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 20Ga
FV/FC-3525	Трёхканальный	5.5Fr	16	6.5F x 10 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3526	Трёхканальный	5.5Fr	20	6.5F x 10 cm	0.021" x 60 cm	
FV/FC-3724	Трёхканальный	7Fr	13	8F x 10 cm	0.035" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga
FV/FC-3725	Трёхканальный	7Fr	16	8F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV/FC-3726	Трёхканальный	7Fr	20	8F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV/FC-3727	Трёхканальный	7Fr	25	8F x 10 cm	0.035" x 60 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga
FV/FC-3728	Трёхканальный	7Fr	30	8F x 10 cm	0.035" x 70 cm	
FV-4924	Четырёхканальный	8.5Fr	13	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-4925	Четырёхканальный	8.5Fr	16	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-4926	Четырёхканальный	8.5Fr	20	9F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV-4928	Четырёхканальный	8.5Fr	30	9F x 10 cm	0.035" x 70 cm	

Не содержит латекса.

Для однократного использования.

Стерильно, этилен оксид.

Срок годности 3 года.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 11 февраля 2020 года № РЗН 2020/9631

На медицинское изделие

Набор для катетеризации центральных вен ABLE

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Гуандун Байхэ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Китай,
Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd., No. 89, Taoyuan East Road, Nanhai,
Foshan, Guangdong Province, P.R. China**

Производитель

**"Гуандун Байхэ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.", Китай,
Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd., No. 89, Taoyuan East Road, Nanhai,
Foshan, Guangdong Province, P.R. China**

Место производства медицинского изделия

**Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd., No. 89, Taoyuan East Road, Nanhai,
Foshan, Guangdong Province, P.R. China**

Номер регистрационного досье № РД-27384/29761 от 27.05.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 97 листах

приказом Росздравнадзора от 11 февраля 2020 года № 898
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0046013



Снабжение Медицинских Учреждений

Главная

Доставка

Контакты



ЗАЯВКА

1. Формат файла: pdf
2. Шрифты: стандартные
3. Цвета: стандартные
4. Размер файла: не более 100 Кб

Отдел продаж: [+7 \(343\) 361-44-98](tel:+73433614498)

E-mail для заказчиков: sales@medtehural.ru



Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется любой удобной для Вас транспортной компанией с соблюдением температурного режима.

Сотрудничая с нами, **Вы делаете правильный выбор!**

шт. 90.12. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 91. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-4925, в составе: 91.1. Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 16 см - 1 шт. 91.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см - 1 шт. 91.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 91.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 91.5. Зажим - 4 шт. 91.6. Зажим для катетера - 1 шт. 91.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 91.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 91.9. Заглушка инъекционная - 4 шт. 91.10. Трехходовой кран - 1 шт. 91.11. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 91.12. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 92. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-4926, в составе: 92.1. Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 20 см - 1 шт. 92.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см - 1 шт. 92.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 92.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 92.5. Зажим - 4 шт. 92.6. Зажим для катетера - 1 шт. 92.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 92.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 92.9. Заглушка инъекционная - 4 шт. 92.10. Трехходовой кран - 1 шт. 92.11. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 92.12. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 93. Набор для катетеризации центральных вен ABLE базовый FV-4928, в составе: 93.1. Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 30 см - 1 шт. 93.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×70 см - 1 шт. 93.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 93.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 93.5. Зажим - 4 шт. 93.6. Зажим для катетера - 1 шт. 93.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 93.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 93.9. Заглушка инъекционная - 4 шт. 93.10. Трехходовой кран - 1 шт. 93.11. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 93.12. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. II. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный, в вариантах исполнения: 1. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1261, в составе: 1.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 5 см - 1 шт. 1.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,018"×50 см - 1 шт. 1.3. Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см - 1 шт. 1.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 2 шт. 1.5. Зажим - 1 шт. 1.6. Зажим для катетера - 1 шт. 1.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 1.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 1.9. Трехходовой кран - 1 шт. 1.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 1.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 1.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 1.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 1.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 1.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 1.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 1.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 1.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 1.19. Щетка стерильная - 3 шт. 1.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 1.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 1.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 1.23. Скальпель - 1 шт. 2. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1262, в составе: 2.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 8 см - 1 шт. 2.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,018"×50 см - 1 шт. 2.3. Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см - 1 шт. 2.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 2.5. Зажим - 1 шт. 2.6. Зажим для катетера - 1 шт. 2.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 2.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 2.9. Трехходовой кран - 1 шт. 2.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 2.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 2.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 2.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 2.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 2.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 2.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 2.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 2.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 2.19. Щетка стерильная - 3 шт. 2.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 2.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 2.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 2.23. Скальпель - 1 шт. 3. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1263, в составе: 3.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 10 см - 1 шт. 3.2.

Проводник катетера проволочный, размером 0,018"×50 см - 1 шт. 3.3. Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см - 1 шт. 3.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 3.5. Зажим - 1 шт. 3.6. Зажим для катетера - 1 шт. 3.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 3.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 3.9. Трехходовой кран - 1 шт. 3.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 3.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 3.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 3.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 3.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 3.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 3.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 3.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 3.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 3.19. Щетка стерильная - 3 шт. 3.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 3.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 3.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 3.23. Скальпель - 1 шт. 4. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1264, в составе: 4.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 13 см - 1 шт. 4.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,018"×50 см - 1 шт. 4.3. Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см - 1 шт. 4.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 4.5. Зажим - 1 шт. 4.6. Зажим для катетера - 1 шт. 4.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 4.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 4.9. Трехходовой кран - 1 шт. 4.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 4.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 4.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 4.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 4.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 4.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 4.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 4.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 4.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 4.19. Щетка стерильная - 3 шт. 4.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 4.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 4.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 4.23. Скальпель - 1 шт. 5. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1265, в составе: 5.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 16 см - 1 шт. 5.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,018"×50 см - 1 шт. 5.3. Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см - 1 шт. 5.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 5.5. Зажим - 1 шт. 5.6. Зажим для катетера - 1 шт. 5.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 5.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 5.9. Трехходовой кран - 1 шт. 5.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 5.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 5.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 5.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 5.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 5.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 5.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 5.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 5.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 5.19. Щетка стерильная - 3 шт. 5.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 5.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 5.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 5.23. Скальпель - 1 шт. 6. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1266, в составе: 6.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 22G, длиной 20 см - 1 шт. 6.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,018"×60 см - 1 шт. 6.3. Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см - 1 шт. 6.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 6.5. Зажим - 1 шт. 6.6. Зажим для катетера - 1 шт. 6.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 6.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 6.9. Трехходовой кран - 1 шт. 6.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 6.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 6.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 6.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 6.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 6.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 6.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 6.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 6.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 6.19. Щетка стерильная - 3 шт. 6.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 6.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 6.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 6.23. Скальпель - 1 шт. 7. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1361, в составе: 7.1. Центральный венозный катетер однопросветный с

цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 5 см - 1 шт. 7.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 7.3. Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см - 1 шт. 7.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 7.5. Зажим - 1 шт. 7.6. Зажим для катетера - 1 шт. 7.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 7.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 7.9. Трехходовой кран - 1 шт. 7.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 7.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 7.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 7.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 7.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 7.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 7.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 7.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 7.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 7.19. Щетка стерильная - 3 шт. 7.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 7.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 7.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 7.23. Скальпель - 1 шт. 8. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1362, в составе: 8.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 8 см - 1 шт. 8.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 8.3. Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см - 1 шт. 8.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 8.5. Зажим - 1 шт. 8.6. Зажим для катетера - 1 шт. 8.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 8.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 8.9. Трехходовой кран - 1 шт. 8.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 8.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 8.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 8.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 8.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 8.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 8.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 8.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 8.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 8.19. Щетка стерильная - 3 шт. 8.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 8.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 8.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 8.23. Скальпель - 1 шт. 9. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1364, в составе: 9.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 13 см - 1 шт. 9.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 9.3. Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см - 1 шт. 9.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 9.5. Зажим - 1 шт. 9.6. Зажим для катетера - 1 шт. 9.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 9.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 9.9. Трехходовой кран - 1 шт. 9.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 9.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 9.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 9.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 9.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 9.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 9.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 9.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 9.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 9.19. Щетка стерильная - 3 шт. 9.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 9.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 9.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 9.23. Скальпель - 1 шт. 10. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1365, в составе: 10.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 16 см - 1 шт. 10.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 10.3. Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см - 1 шт. 10.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 10.5. Зажим - 1 шт. 10.6. Зажим для катетера - 1 шт. 10.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 10.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 10.9. Трехходовой кран - 1 шт. 10.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 10.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 10.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 10.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 10.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 10.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 10.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 10.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 10.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 10.19. Щетка стерильная - 3 шт. 10.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 10.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 10.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 10.23. Скальпель - 1 шт. 11. Набор для катетеризации

центральных вен ABLE полный FV-1366, в составе: 11.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 20G, длиной 20 см - 1 шт. 11.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×60 см - 1 шт. 11.3. Расширитель сосудов, размером 4F×5 см или расширитель сосудов, размером 4,5F×5 см - 1 шт. 11.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 11.5. Зажим - 1 шт. 11.6. Зажим для катетера - 1 шт. 11.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 11.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 11.9. Трехходовой кран - 1 шт. 11.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 11.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 11.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 11.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 11.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 11.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 11.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 11.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 11.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 11.19. Щетка стерильная - 3 шт. 11.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 11.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 11.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 11.23. Скальпель - 1 шт. 12. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1461, в составе: 12.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 5 см - 1 шт. 12.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,025"×50 см - 1 шт. 12.3. Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см - 1 шт. 12.4. Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм - 1 шт. 12.5. Зажим - 1 шт. 12.6. Зажим для катетера - 1 шт. 12.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 12.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 12.9. Трехходовой кран - 1 шт. 12.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 12.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 12.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 12.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 12.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 12.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 12.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 12.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 12.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 12.19. Щетка стерильная - 3 шт. 12.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 12.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 12.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 12.23. Скальпель - 1 шт. 13. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1462, в составе: 13.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 8 см - 1 шт. 13.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,025"×50 см - 1 шт. 13.3. Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см - 1 шт. 13.4. Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм - 1 шт. 13.5. Зажим - 1 шт. 13.6. Зажим для катетера - 1 шт. 13.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 13.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 13.9. Трехходовой кран - 1 шт. 13.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 13.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 13.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 13.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 13.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 13.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 13.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 13.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 13.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 13.19. Щетка стерильная - 3 шт. 13.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 13.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 13.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 13.23. Скальпель - 1 шт. 14. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1464, в составе: 14.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 13 см - 1 шт. 14.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,025"×50 см - 1 шт. 14.3. Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см - 1 шт. 14.4. Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм - 1 шт. 14.5. Зажим - 1 шт. 14.6. Зажим для катетера - 1 шт. 14.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 14.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 14.9. Трехходовой кран - 1 шт. 14.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 14.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 14.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 14.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 14.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 14.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 14.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 14.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 14.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 14.19. Щетка стерильная - 3 шт. 14.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 14.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся,

многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 14.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 14.23. Скальпель - 1 шт. 15. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1465, в составе: 15.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 16 см - 1 шт. 15.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,025"×50 см - 1 шт. 15.3. Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см - 1 шт. 15.4. Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм - 1 шт. 15.5. Зажим - 1 шт. 15.6. Зажим для катетера - 1 шт. 15.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 15.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 15.9. Трехходовой кран - 1 шт. 15.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 15.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 15.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 15.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 15.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 15.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 15.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 15.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 15.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 15.19. Щетка стерильная - 3 шт. 15.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 15.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 15.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 15.23. Скальпель - 1 шт. 16. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1466, в составе: 16.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 20 см - 1 шт. 16.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,025"×60 см - 1 шт. 16.3. Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см - 1 шт. 16.4. Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм - 1 шт. 16.5. Зажим - 1 шт. 16.6. Зажим для катетера - 1 шт. 16.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 16.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 16.9. Трехходовой кран - 1 шт. 16.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 16.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 16.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 16.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 16.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 16.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 16.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 16.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 16.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 16.19. Щетка стерильная - 3 шт. 16.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 16.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 16.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 16.23. Скальпель - 1 шт. 17. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1468, в составе: 17.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 18G, длиной 30 см - 1 шт. 17.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,025"×70 см - 1 шт. 17.3. Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см - 1 шт. 17.4. Игла проводниковая прямая, 19G длиной 38 мм или игла проводниковая Y-образная, 19G длиной 38 мм - 1 шт. 17.5. Зажим - 1 шт. 17.6. Зажим для катетера - 1 шт. 17.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 17.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 17.9. Трехходовой кран - 1 шт. 17.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 17.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 17.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 17.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 17.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 17.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 17.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 17.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 17.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 17.19. Щетка стерильная - 3 шт. 17.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 17.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 17.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 17.23. Скальпель - 1 шт. 18. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1564, в составе: 18.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 16G, длиной 13 см - 1 шт. 18.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,032"×50 см - 1 шт. 18.3. Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см - 1 шт. 18.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 18.5. Зажим - 1 шт. 18.6. Зажим для катетера - 1 шт. 18.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 18.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 18.9. Трехходовой кран - 1 шт. 18.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 18.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 18.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 18.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 18.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 18.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 18.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 18.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 18.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт.

18.19. Щетка стерильная - 3 шт. 18.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 18.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 18.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 18.23. Скальпель - 1 шт. 19. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1565, в составе: 19.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 16G, длиной 16 см - 1 шт. 19.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,032"×50 см - 1 шт. 19.3. Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см - 1 шт. 19.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 19.5. Зажим - 1 шт. 19.6. Зажим для катетера - 1 шт. 19.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 19.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 19.9. Трехходовой кран - 1 шт. 19.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 19.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 19.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 19.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 19.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 19.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 19.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 19.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 19.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 19.19. Щетка стерильная - 3 шт. 19.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 19.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 19.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 19.23. Скальпель - 1 шт. 20. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1566, в составе: 20.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 16G, длиной 20 см - 1 шт. 20.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,032"×60 см - 1 шт. 20.3. Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см - 1 шт. 20.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 20.5. Зажим - 1 шт. 20.6. Зажим для катетера - 1 шт. 20.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 20.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 20.9. Трехходовой кран - 1 шт. 20.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 20.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 20.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 20.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 20.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 20.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 20.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 20.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 20.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 20.19. Щетка стерильная - 3 шт. 20.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 20.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 20.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 20.23. Скальпель - 1 шт. 21. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1568, в составе: 21.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, размером 16G, длиной 30 см - 1 шт. 21.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,032"×70 см - 1 шт. 21.3. Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см - 1 шт. 21.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 21.5. Зажим - 1 шт. 21.6. Зажим для катетера - 1 шт. 21.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 21.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 21.9. Трехходовой кран - 1 шт. 21.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 21.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 21.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 21.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 21.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 21.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 21.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 21.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 21.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 21.19. Щетка стерильная - 3 шт. 21.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 21.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 21.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 21.23. Скальпель - 1 шт. 22. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1664, в составе: 22.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 13 см - 1 шт. 22.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,032"×50 см - 1 шт. 22.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 22.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 22.5. Зажим - 1 шт. 22.6. Зажим для катетера - 1 шт. 22.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 22.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 22.9. Трехходовой кран - 1 шт. 22.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 22.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 22.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 22.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 22.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 22.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7

с прямыми пальцами - 1 пара. 22.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 22.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 22.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 22.19. Щетка стерильная - 3 шт. 22.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 22.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 22.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 22.23. Скальпель - 1 шт. 23. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1665, в составе: 23.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 16 см - 1 шт. 23.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,032"×50 см - 1 шт. 23.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 23.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 23.5. Зажим - 1 шт. 23.6. Зажим для катетера - 1 шт. 23.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 23.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 23.9. Трехходовой кран - 1 шт. 23.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 23.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 23.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 23.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 23.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 23.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 23.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 23.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 23.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 23.19. Щетка стерильная - 3 шт. 23.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 23.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 23.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 23.23. Скальпель - 1 шт. 24. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1666, в составе: 24.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 20 см - 1 шт. 24.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,032"×60 см - 1 шт. 24.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 24.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 24.5. Зажим - 1 шт. 24.6. Зажим для катетера - 1 шт. 24.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 24.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 24.9. Трехходовой кран - 1 шт. 24.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 24.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 24.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 24.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 24.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 24.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 24.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 24.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 24.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 24.19. Щетка стерильная - 3 шт. 24.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 24.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 24.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 24.23. Скальпель - 1 шт. 25. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-1668, в составе: 25.1. Центральный венозный катетер однопросветный с цилиндрическим коннектором, 14G, длиной 30 см - 1 шт. 25.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,032"×70 см - 1 шт. 25.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 25.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 25.5. Зажим - 1 шт. 25.6. Зажим для катетера - 1 шт. 25.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 25.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 25.9. Трехходовой кран - 1 шт. 25.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 25.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 25.12. Заглушка инъекционная - 1 шт. 25.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 25.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 25.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 25.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 25.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 25.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 25.19. Щетка стерильная - 3 шт. 25.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 25.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 25.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 25.23. Скальпель - 1 шт. 26. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2461, в составе: 26.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 5 см - 1 шт. 26.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,018"×50 см - 1 шт. 26.3. Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см - 1 шт. 26.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 26.5. Зажим - 2 шт. 26.6. Зажим для катетера - 1 шт.- Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 26.7. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 26.8. Трехходовой кран - 1 шт. 26.9. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 26.10. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 26.11. Заглушка инъекционная - 2 шт. 26.12. Шприц, объемом 5 мл - 1

шт. 26.13. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 26.14. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 26.15. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 26.16. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 26.17. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 26.18. Щетка стерильная - 3 шт. 26.19. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 26.20. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 26.21. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 26.22. Скальпель - 1 шт. 27. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2462, в составе: 27.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 8 см - 1 шт. 27.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,018"×50 см - 1 шт. 27.3. Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см - 1 шт. 27.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 27.5. Зажим - 2 шт. 27.6. Зажим для катетера - 1 шт. 27.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 27.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 27.9. Трехходовой кран - 1 шт. 27.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 27.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 27.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 27.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 27.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 27.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 27.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 27.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 27.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 27.19. Щетка стерильная - 3 шт. 27.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 27.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 27.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 27.23. Скальпель - 1 шт. 28. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2464, в составе: 28.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 13 см - 1 шт. 28.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,018"×50 см - 1 шт. 28.3. Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см - 1 шт. 28.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 28.5. Зажим - 2 шт. 28.6. Зажим для катетера - 1 шт. 28.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 28.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 28.9. Трехходовой кран - 1 шт. 28.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 28.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 28.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 28.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 28.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 28.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 28.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 28.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 28.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 28.19. Щетка стерильная - 3 шт. 28.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 28.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 28.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 28.23. Скальпель - 1 шт. 29. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2465, в составе: 29.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 16 см - 1 шт. 29.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,018"×50 см - 1 шт. 29.3. Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см - 1 шт. 29.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 29.5. Зажим - 2 шт. 29.6. Зажим для катетера - 1 шт. 29.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 29.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 29.9. Трехходовой кран - 1 шт. 29.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 29.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 29.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 29.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 29.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 29.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 29.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 29.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 29.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 29.19. Щетка стерильная - 3 шт. 29.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 29.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 29.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 29.23. Скальпель - 1 шт. 30. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2466, в составе: 30.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 4Fr, длиной 20 см - 1 шт. 30.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,018"×60 см - 1 шт. 30.3. Расширитель сосудов, размером 5F×6 см или расширитель сосудов, размером 5,5F×6 см - 1 шт. 30.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 30.5. Зажим - 2 шт. 30.6. Зажим для катетера - 1 шт. 30.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 30.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 30.9. Трехходовой кран - 1 шт. 30.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 30.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный

- 1 шт. 30.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 30.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 30.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 30.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 30.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 30.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 30.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 30.19. Щетка стерильная - 3 шт. 30.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 30.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 30.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 30.23. Скальпель - 1 шт. 31. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2561, в составе: 31.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 5 см - 1 шт. 31.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 31.3. Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см - 1 шт. 31.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 31.5. Зажим - 2 шт. 31.6. Зажим для катетера - 1 шт. 31.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 31.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 31.9. Трехходовой кран - 1 шт. 31.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 31.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 31.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 31.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 31.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 31.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 31.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 31.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 31.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 31.19. Щетка стерильная - 3 шт. 31.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 31.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 31.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 31.23. Скальпель - 1 шт. 32. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2562, в составе: 32.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 8 см - 1 шт. 32.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 32.3. Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см - 1 шт. 32.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 32.5. Зажим - 2 шт. 32.6. Зажим для катетера - 1 шт. 32.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 32.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 32.9. Трехходовой кран - 1 шт. 32.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 32.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 32.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 32.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 32.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 32.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 32.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 32.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 32.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 32.19. Щетка стерильная - 3 шт. 32.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 32.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 32.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 32.23. Скальпель - 1 шт. 33. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2564, в составе: 33.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 13 см - 1 шт. 33.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 33.3. Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см - 1 шт. 33.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 33.5. Зажим - 2 шт. 33.6. Зажим для катетера - 1 шт. 33.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 33.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 33.9. Трехходовой кран - 1 шт. 33.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 33.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 33.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 33.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 33.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 33.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 33.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 33.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 33.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 33.19. Щетка стерильная - 3 шт. 33.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 33.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 33.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 33.23. Скальпель - 1 шт. 34. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2565, в составе: 34.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fr, длиной 16 см - 1 шт. 34.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 34.3. Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см - 1 шт. 34.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 34.5. Зажим - 2 шт. 34.6. Зажим для катетера - 1 шт. 34.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 34.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 34.9. Трехходовой кран - 1 шт. 34.10. Разъем иглы положительного давления

свободный - 1 шт. 34.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 34.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 34.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 34.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 34.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 34.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 34.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 34.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 34.19. Щетка стерильная - 3 шт. 34.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 34.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 34.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 34.23. Скальпель - 1 шт. 35. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2566, в составе: 35.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 5Fg, длиной 20 см - 1 шт. 35.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×60 см - 1 шт. 35.3. Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см - 1 шт. 35.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 35.5. Зажим - 2 шт. 35.6. Зажим для катетера - 1 шт. 35.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 35.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 35.9. Трехходовой кран - 1 шт. 35.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 35.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 35.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 35.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 35.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 35.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 35.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 35.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 35.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 35.19. Щетка стерильная - 3 шт. 35.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 35.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 35.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 35.23. Скальпель - 1 шт. 36. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2764, в составе: 36.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fg, длиной 13 см - 1 шт. 36.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см - 1 шт. 36.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 36.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 36.5. Зажим - 2 шт. 36.6. Зажим для катетера - 1 шт. 36.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 36.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 36.9. Трехходовой кран - 1 шт. 36.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 36.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 36.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 36.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 36.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 36.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 36.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 36.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 36.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 36.19. Щетка стерильная - 3 шт. 36.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 36.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 36.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 36.23. Скальпель - 1 шт. 37. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2765, в составе: 37.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fg, длиной 16 см - 1 шт. 37.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см - 1 шт. 37.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 37.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 37.5. Зажим - 2 шт. 37.6. Зажим для катетера - 1 шт. 37.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 37.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 37.9. Трехходовой кран - 1 шт. 37.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 37.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 37.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 37.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 37.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 37.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 37.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 37.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 37.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 37.19. Щетка стерильная - 3 шт. 37.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 37.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 37.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 37.23. Скальпель - 1 шт. 38. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2766, в составе: 38.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fg, длиной 20 см - 1 шт. 38.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см - 1 шт. 38.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 38.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 38.5. Зажим - 2 шт. 38.6. Зажим для катетера - 1 шт. 38.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 38.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт.

38.9. Трехходовой кран - 1 шт. 38.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 38.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 38.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 38.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 38.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 38.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 38.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 38.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 38.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 38.19. Щетка стерильная - 3 шт. 38.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 38.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 38.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 38.23. Скальпель - 1 шт. 39. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2768, в составе: 39.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 30 см - 1 шт. 39.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×70 см - 1 шт. 39.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 39.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 39.5. Зажим - 2 шт. 39.6. Зажим для катетера - 1 шт. 39.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 39.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 39.9. Трехходовой кран - 1 шт. 39.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 39.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 39.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 39.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 39.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 39.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 39.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 39.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 39.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 39.19. Щетка стерильная - 3 шт. 39.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 39.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 39.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 39.23. Скальпель - 1 шт. 40. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FC-2767, в составе: 40.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с треугольным коннектором, 7Fr, длиной 25 см - 1 шт. 40.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см - 1 шт. 40.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 40.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 40.5. Зажим - 2 шт. 40.6. Зажим для катетера - 1 шт. 40.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 40.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 40.9. Трехходовой кран - 1 шт. 40.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 40.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 40.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 40.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 40.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 40.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 40.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 40.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 40.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 40.19. Щетка стерильная - 3 шт. 40.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 40.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 40.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 40.23. Скальпель - 1 шт. 41. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2864, в составе: 41.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 13 см - 1 шт. 41.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см - 1 шт. 41.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 41.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 41.5. Зажим - 2 шт. 41.6. Зажим для катетера - 1 шт. 41.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 41.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 41.9. Трехходовой кран - 1 шт. 41.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 41.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 41.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 41.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 41.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 41.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 41.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 41.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 41.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 41.19. Щетка стерильная - 3 шт. 41.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 41.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 41.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 41.23. Скальпель - 1 шт. 42. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2865, в составе: 42.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 16 см - 1 шт. 42.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см - 1 шт. 42.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 42.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 42.5. Зажим - 2 шт. 42.6. Зажим для катетера - 1 шт.

шт. 42.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 42.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 42.9. Трехходовой кран - 1 шт. 42.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 42.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 42.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 42.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 42.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 42.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 42.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 42.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 42.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 42.19. Щетка стерильная - 3 шт. 42.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 42.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 42.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 42.23. Скальпель - 1 шт. 43. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2866, в составе: 43.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 20 см - 1 шт. 43.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см - 1 шт. 43.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 43.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 43.5. Зажим - 2 шт. 43.6. Зажим для катетера - 1 шт. 43.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 43.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 43.9. Трехходовой кран - 1 шт. 43.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 43.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 43.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 43.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 43.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 43.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 43.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 43.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 43.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 43.19. Щетка стерильная - 3 шт. 43.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 43.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 43.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 43.23. Скальпель - 1 шт. 44. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2868, в составе: 44.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8Fr, длиной 30 см - 1 шт. 44.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×70 см - 1 шт. 44.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 44.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 44.5. Зажим - 2 шт. 44.6. Зажим для катетера - 1 шт. 44.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 44.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 44.9. Трехходовой кран - 1 шт. 44.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 44.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 44.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 44.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 44.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 44.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 44.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 44.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 44.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 44.19. Щетка стерильная - 3 шт. 44.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 44.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 44.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 44.23. Скальпель - 1 шт. 45. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2964, в составе: 45.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8,5Fr, длиной 13 см - 1 шт. 45.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см - 1 шт. 45.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 45.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 45.5. Зажим - 2 шт. 45.6. Зажим для катетера - 1 шт. 45.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 45.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 45.9. Трехходовой кран - 1 шт. 45.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 45.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 45.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 45.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 45.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 45.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 45.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 45.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 45.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 45.19. Щетка стерильная - 3 шт. 45.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 45.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 45.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 45.23. Скальпель - 1 шт. 46. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2965, в составе: 46.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8,5Fr, длиной 16 см - 1 шт. 46.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см - 1 шт. 46.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 46.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G

длиной 65 мм - 1 шт. 46.5. Зажим - 2 шт. 46.6. Зажим для катетера - 1 шт. 46.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 46.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 46.9. Трехходовой кран - 1 шт. 46.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 46.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 46.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 46.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 46.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 46.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 46.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 46.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 46.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 46.19. Щетка стерильная - 3 шт. 46.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 46.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 46.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 46.23. Скальпель - 1 шт. 47. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2966, в составе: 47.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 20 см - 1 шт. 47.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см - 1 шт. 47.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 47.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 47.5. Зажим - 2 шт. 47.6. Зажим для катетера - 1 шт. 47.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 47.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 47.9. Трехходовой кран - 1 шт. 47.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 47.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 47.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 47.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 47.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 47.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 47.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 47.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 47.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 47.19. Щетка стерильная - 3 шт. 47.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 47.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 47.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 47.23. Скальпель - 1 шт. 48. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-2968, в составе: 48.1. Центральный венозный катетер двухпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 30 см - 1 шт. 48.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×70 см - 1 шт. 48.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 48.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 48.5. Зажим - 2 шт. 48.6. Зажим для катетера - 1 шт. 48.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 48.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 48.9. Трехходовой кран - 1 шт. 48.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 48.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 48.12. Заглушка инъекционная - 2 шт. 48.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 48.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 48.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 48.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 48.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 48.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 48.19. Щетка стерильная - 3 шт. 48.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 48.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 48.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 48.23. Скальпель - 1 шт. 49. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3461, в составе: 49.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 5 см - 1 шт. 49.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 49.3. Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см - 1 шт. 49.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 49.5. Зажим - 3 шт. 49.6. Зажим для катетера - 1 шт. 49.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 49.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 49.9. Трехходовой кран - 1 шт. 49.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 49.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 49.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 49.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 49.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 49.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 49.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 49.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 49.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 49.19. Щетка стерильная - 3 шт. 49.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 49.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 49.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 49.23. Скальпель - 1 шт. 50. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FC-346906, в составе: 50.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с треугольным коннектором, 4 Fr, длиной 6 см - 1 шт. 50.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 50.3. Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером

6,5F×7 см - 1 шт. 50.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 50.5. Зажим - 3 шт. 50.6. Зажим для катетера - 1 шт. 50.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 50.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 50.9. Трехходовой кран - 1 шт. 50.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 50.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 50.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 50.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 50.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 50.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 50.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 50.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 50.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 50.19. Щетка стерильная - 3 шт. 50.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 50.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 50.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 50.23. Скальпель - 1 шт. 51. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3462, в составе: 51.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 8 см - 1 шт. 51.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 51.3. или Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см - 1 шт. 51.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 51.5. Зажим - 3 шт. 51.6. Зажим для катетера - 1 шт. 51.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 51.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 51.9. Трехходовой кран - 1 шт. 51.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 51.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 51.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 51.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 51.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 51.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 51.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 51.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 51.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 51.19. Щетка стерильная - 3 шт. 51.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 51.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 51.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 51.23. Скальпель - 1 шт. 52. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3464, в составе: 52.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 13 см - 1 шт. 52.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 52.3. Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см - 1 шт. 52.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 52.5. Зажим - 3 шт. 52.6. Зажим для катетера - 1 шт. 52.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 52.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 52.9. Трехходовой кран - 1 шт. 52.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 52.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 52.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 52.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 52.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 52.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 52.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 52.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 52.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 52.19. Щетка стерильная - 3 шт. 52.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 52.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 52.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 52.23. Скальпель - 1 шт. 53. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3465, в составе: 53.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 16 см - 1 шт. 53.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 53.3. Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см - 1 шт. 53.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 53.5. Зажим - 3 шт. 53.6. Зажим для катетера - 1 шт. 53.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 53.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 53.9. Трехходовой кран - 1 шт. 53.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 53.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 53.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 53.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 53.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 53.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 53.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 53.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 53.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 53.19. Щетка стерильная - 3 шт. 53.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 53.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 53.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 53.23. Скальпель - 1 шт. 54. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3466, в составе: 54.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 4.5Fr, длиной 20 см - 1 шт. 54.2. Проводник катетера проволочный,

размером 0,021"×60 см - 1 шт. 54.3. Расширитель сосудов, размером 6F×7 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×7 см - 1 шт. 54.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 54.5. Зажим - 3 шт. 54.6. Зажим для катетера - 1 шт. 54.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 54.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 54.9. Трехходовой кран - 1 шт. 54.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 54.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 54.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 54.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 54.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 54.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 54.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 54.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 54.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 54.19. Щетка стерильная - 3 шт. 54.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 54.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 54.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 54.23. Скальпель - 1 шт. 55. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3561, в составе: 55.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 5 см - 1 шт. 55.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 55.3. Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см - 1 шт. 55.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 55.5. Зажим - 3 шт. 55.6. Зажим для катетера - 1 шт. 55.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 55.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 55.9. Трехходовой кран - 1 шт. 55.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 55.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 55.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 55.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 55.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 55.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 55.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 55.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 55.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 55.19. Щетка стерильная - 3 шт. 55.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 55.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 55.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 55.23. Скальпель - 1 шт. 56. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3562, в составе: 56.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 8 см - 1 шт. 56.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 56.3. Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см - 1 шт. 56.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 56.5. Зажим - 3 шт. 56.6. Зажим для катетера - 1 шт. 56.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 56.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 56.9. Трехходовой кран - 1 шт. 56.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 56.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 56.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 56.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 56.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 56.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 56.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 56.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 56.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 56.19. Щетка стерильная - 3 шт. 56.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 56.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 56.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 56.23. Скальпель - 1 шт. 57. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3564, в составе: 57.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5.5Fr, длиной 13 см - 1 шт. 57.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 57.3. Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см - 1 шт. 57.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 57.5. Зажим - 3 шт. 57.6. Зажим для катетера - 1 шт. 57.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 57.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 57.9. Трехходовой кран - 1 шт. 57.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 57.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 57.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 57.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 57.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 57.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 57.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 57.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 57.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 57.19. Щетка стерильная - 3 шт. 57.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 57.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 57.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 57.23. Скальпель - 1 шт. 58. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3565, в составе: 58.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым

коннектором, 5,5Fr, длиной 16 см - 1 шт. 58.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×50 см - 1 шт. 58.3. Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см - 1 шт. 58.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 58.5. Зажим - 3 шт. 58.6. Зажим для катетера - 1 шт. 58.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 58.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 58.9. Трехходовой кран - 1 шт. 58.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 58.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 58.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 58.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 58.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 58.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 58.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 58.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 58.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 58.19. Щетка стерильная - 3 шт. 58.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 58.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 58.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 58.23. Скальпель - 1 шт. 59. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3566, в составе: 59.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 5,5Fr, длиной 20 см - 1 шт. 59.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,021"×60 см - 1 шт. 59.3. Расширитель сосудов, размером 6F×10 см или расширитель сосудов, размером 6,5F×10 см - 1 шт. 59.4. Игла проводниковая прямая, 20G длиной 33 мм или игла проводниковая Y-образная, 20G длиной 33 мм - 1 шт. 59.5. Зажим - 3 шт. 59.6. Зажим для катетера - 1 шт. 59.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 59.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 59.9. Трехходовой кран - 1 шт. 59.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 59.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 59.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 59.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 59.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 59.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 59.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 59.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 59.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 59.19. Щетка стерильная - 3 шт. 59.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 59.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 59.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 59.23. Скальпель - 1 шт. 60. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3764, в составе: 60.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 13 см - 1 шт. 60.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см - 1 шт. 60.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 60.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 60.5. Зажим - 3 шт. 60.6. Зажим для катетера - 1 шт. 60.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 60.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 60.9. Трехходовой кран - 1 шт. 60.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 60.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 60.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 60.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 60.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 60.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 60.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 60.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 60.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 60.19. Щетка стерильная - 3 шт. 60.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 60.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 60.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 60.23. Скальпель - 1 шт. 61. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3765, в составе: 61.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 16 см - 1 шт. 61.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см - 1 шт. 61.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 61.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 61.5. Зажим - 3 шт. 61.6. Зажим для катетера - 1 шт. 61.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 61.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 61.9. Трехходовой кран - 1 шт. 61.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 61.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 61.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 61.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 61.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 61.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 61.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 61.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 61.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 61.19. Щетка стерильная - 3 шт. 61.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 61.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 61.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 61.23. Скальпель - 1 шт. 62. Набор для катетеризации центральных вен

ABLE полный FV-3766, в составе: 62.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 20 см - 1 шт. 62.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см - 1 шт. 62.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 62.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 62.5. Зажим - 3 шт. 62.6. Зажим для катетера - 1 шт. 62.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 62.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 62.9. Трехходовой кран - 1 шт. 62.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 62.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 62.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 62.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 62.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 62.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 62.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 62.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 62.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 62.19. Щетка стерильная - 3 шт. 62.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 62.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 62.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 62.23. Скальпель - 1 шт. 63. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3767, в составе: 63.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 25 см - 1 шт. 63.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см - 1 шт. 63.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 63.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 63.5. Зажим - 3 шт. 63.6. Зажим для катетера - 1 шт. 63.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 63.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 63.9. Трехходовой кран - 1 шт. 63.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 63.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 63.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 63.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 63.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 63.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 63.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 63.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 63.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 63.19. Щетка стерильная - 3 шт. 63.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 63.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 63.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 63.23. Скальпель - 1 шт. 64. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-3768, в составе: 64.1. Центральный венозный катетер трехпросветный с круглым коннектором, 7Fr, длиной 30 см - 1 шт. 64.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×70 см - 1 шт. 64.3. Расширитель сосудов, размером 8F×10 см или расширитель сосудов, размером 8,5F×10 см - 1 шт. 64.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 64.5. Зажим - 3 шт. 64.6. Зажим для катетера - 1 шт. 64.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 64.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 64.9. Трехходовой кран - 1 шт. 64.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 64.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 64.12. Заглушка инъекционная - 3 шт. 64.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 64.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 64.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 64.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 64.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 64.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 64.19. Щетка стерильная - 3 шт. 64.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 64.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 64.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 64.23. Скальпель - 1 шт. 65. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-4964, в составе: 65.1. Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 13 см - 1 шт. 65.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см - 1 шт. 65.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 65.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 65.5. Зажим - 4 шт. 65.6. Зажим для катетера - 1 шт. 65.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 65.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 65.9. Трехходовой кран - 1 шт. 65.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 65.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 65.12. Заглушка инъекционная - 4 шт. 65.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 65.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 65.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 65.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 65.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 65.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 65.19. Щетка стерильная - 3 шт. 65.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 65.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 65.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт.

65.23. Скальпель - 1 шт. 66. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-4965, в составе: 66.1. Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 16 см - 1 шт. 66.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×50 см - 1 шт. 66.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 66.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 66.5. Зажим - 4 шт. 66.6. Зажим для катетера - 1 шт. 66.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 66.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 66.9. Трехходовой кран - 1 шт. 66.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 66.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 66.12. Заглушка инъекционная - 4 шт. 66.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 66.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 66.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 66.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 66.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 66.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 66.19. Щетка стерильная - 3 шт. 66.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 66.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 66.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 66.23. Скальпель - 1 шт. 67. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-4966, в составе: 67.1. Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 20 см - 1 шт. 67.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×60 см - 1 шт. 67.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 67.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 67.5. Зажим - 4 шт. 67.6. Зажим для катетера - 1 шт. 67.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 67.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 67.9. Трехходовой кран - 1 шт. 67.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 67.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 67.12. Заглушка инъекционная - 4 шт. 67.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 67.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 67.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 67.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 67.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 67.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 67.19. Щетка стерильная - 3 шт. 67.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 67.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 67.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 67.23. Скальпель - 1 шт. 68. Набор для катетеризации центральных вен ABLE полный FV-4968, в составе: 68.1. Центральный венозный катетер четырехпросветный с круглым коннектором, 8.5Fr, длиной 30 см - 1 шт. 68.2. Проводник катетера проволочный, размером 0,035"×70 см - 1 шт. 68.3. Расширитель сосудов, размером 9F×10 см или расширитель сосудов, размером 9,5F×10 см - 1 шт. 68.4. Игла проводниковая прямая, 18G длиной 65 мм или игла проводниковая Y-образная, 18G длиной 65 мм - 1 шт. 68.5. Зажим - 4 шт. 68.6. Зажим для катетера - 1 шт. 68.7. Игла инъекционная 22G длиной 17 мм - 1 шт. 68.8. Шприц для введения 5 мл - 1 шт. 68.9. Трехходовой кран - 1 шт. 68.10. Разъем иглы положительного давления свободный - 1 шт. 68.11. Разъем иглы отрицательного давления свободный - 1 шт. 68.12. Заглушка инъекционная - 4 шт. 68.13. Шприц, объемом 5 мл - 1 шт. 68.14. Игла инъекционная 18G длиной 38 мм - 1 шт. 68.15. Перчатки хирургические полиизопреновые размер 7 с прямыми пальцами - 1 пара. 68.16. Тампон хирургический 19×14 мм - 2 шт. 68.17. Простыня хирургическая 80×60 см - 1 шт. 68.18. Полотенце хирургическое, в сложенном состоянии 8×10 см - 1 шт. 68.19. Щетка стерильная - 3 шт. 68.20. Салфетка марлевая 69 мм×49 мм×8 слоев - 4 шт. 68.21. Шовный материал шёлковый, нерассасывающийся, многофиламентный с прямой иглой диаметром 0.8 мм и длиной 55 мм - 1 шт. 68.22. Раневая повязка 8×12 см - 1 шт. 68.23. Скальпель - 1 шт.