

Plastische Chirurgie
Plastic Surgery
Cirugía plástica
Chirurgie plastique
Chirurgia plastica



Chirurgische Instrumente



Seit 1923



Surgical Innovation is our Passion



Chirurgische Innovation ist unsere Leidenschaft

Wie kommt man dazu, über 16.000 chirurgische Instrumente zu entwickeln, zu fertigen und zu vermarkten? Produkte, die sich durch klare Alleinstellungsmerkmale auszeichnen. Es ist die Leidenschaft, neue Wege zu finden, die Menschen helfen und der Gesundheit dienen.



GB Surgical Innovation is our passion

What is the secret behind the development, manufacture and distribution of over 16,000 exclusive surgical instruments, products whose distinguishing characteristics truly set them apart from all the others? The answer is passion, the overwhelming desire to discover new ways of serving humankind in its search for ultimate health.

ES La innovación quirúrgica es nuestra pasión

¿Cómo es posible concebir, producir y comercializar más de 16.000 instrumentos quirúrgicos? Estamos hablando de productos que se caracterizan por unas propiedades exclusivas, claramente definidas. La clave está en que nos motiva la pasión por encontrar nuevos caminos para ayudar a las personas y fomentar la salud.

F Notre passion est l'innovation chirurgicale

Comment est-il possible de développer, fabriquer et commercialiser plus de 16.000 instruments chirurgicaux ? Des produits dont les caractéristiques distinctives sont leur position unique sur le marché. Et bien, ceci est en fait dû à la passion de vouloir trouver de nouvelles méthodes afin de venir en aide aux personnes et de servir la santé.

I L'innovazione nella chirurgia è la nostra passione

Che cosa ci spinge a progettare, produrre e distribuire più di 16.000 strumenti chirurgici dalle caratteristiche uniche? Sono la nostra passione e il desiderio di aiutare il prossimo e cercare nuove vie per migliorare la salute.



Am Anfang stand die Vision, aus kleinen Firmen eine international agierende Unternehmensgruppe zu bilden. Das war 1923. Heute beschäftigt die KLS Martin Group über 1.000 Mitarbeiter und ist einer der weltweit führenden Konzerne für Entwicklung, Produktion und Vertrieb medizintechnischer Produkte, die in enger Zusammenarbeit mit denjenigen entwickelt werden, die sie letztlich einsetzen: den Chirurgen.

GB

In the beginning there was a vision

Our vision, in 1923, was to create an internationally operating group of companies from a handful of smaller businesses. Today, the KLS Martin Group has a staff of over 1,000 and is one of the leading globally acting enterprises for the development, manufacture and distribution of medical devices. We work hand in hand with those holding the scalpel: the surgeons.

ES

Todo comienzo parte de una visión

Al principio la visión consistía en conformar, a partir de pequeñas empresas, un grupo empresarial con intervención a escala mundial. Corría el año 1923 en aquel entonces. Hoy en día, el KLS Martin Group da trabajo a más de 1.000 personas y se encuentra a nivel mundial entre los consorcios líderes dedicados al desarrollo, producción y comercialización de productos medicotécnicos, diseñados en estrecha colaboración con aquel grupo de personas que finalmente los emplean: los cirujanos.

F

Tout commença par une vision

Au début, en l'an 1923, naquit la vision de pouvoir former un groupe d'entreprises à activités internationales à partir de petites entreprises. Le groupe KLS Martin Group occupe actuellement plus de 1.000 employés et il est l'un des groupes leaders sur le marché mondial dans le secteur du développement, de la production et de la commercialisation de produits médico-techniques, ces produits ayant été développés en étroite collaboration avec ceux les utilisant, c'est-à-dire les chirurgiens.

I

All'inizio c'era una visione

All'inizio c'era una visione: fondere piccole ditte per creare un gruppo aziendale operante a livello internazionale. Era il 1923. Oggi il KLS Martin Group ha più di 1.000 dipendenti ed è una delle imprese leader al mondo nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti medicali creati in stretta collaborazione con gli utenti finali: i chirurghi.

Am Anfang
stand eine Vision





Qualitätssicherung ohne Kompromisse

Unsere Produkte erfüllen den Anspruch anwendungsbezogener Funktionalität, intelligenter Handhabung und hoher Qualität. Und wenn es um die Erfüllung dieses Anspruchs geht, machen wir keine Kompromisse. Um dies zu gewährleisten, unterhält KLS Martin ein eigenes hochmodernes Labor sowie ein Technikum, in denen die Qualität unserer Erzeugnisse – auch unter extremen Bedingungen – auf „Herz und Nieren“ getestet und dokumentiert werden.

GB

Quality assurance uncompromising

Our products are designed to consistently meet high demands for application-oriented functionality, intelligent operation and top quality. And we are not prepared to compromise when it comes to meeting the justified expectations of our customers, present and future – your standards become ours. KLS Martin runs their own ultramodern laboratories and a pilot plant, where our products are stress-tested under extreme conditions – every step is documented before release.

ES

Un seguro de calidad sin compromisos

Nuestros productos cumplen el requisito de estar dotados de la funcionalidad conforme a su aplicación, su manipulación es inteligente y son de alta calidad. No transigimos a la hora de cumplir con estas condiciones esenciales. Por este motivo, KLS Martin mantiene un laboratorio propio, altamente moderno, así como una escuela técnica, donde se ensaya y documenta la calidad de nuestros productos – inclusive bajo condiciones extremas –, examinándolos “hasta la médula”.

F

Une assurance qualité sans compromis

Nos produits répondent aux exigences requises par une fonctionnalité relative à l'application, un maniement intelligent et une qualité élevée. Et nous n'acceptons aucun compromis lorsqu'il s'agit de répondre à ces exigences. KLS Martin possède à ce but son propre laboratoire ultramoderne et son centre technique dans lesquels la qualité de nos produits fabriqués est testée minutieusement – même sous des extrêmes conditions – et les résultats des tests sont documentés.

I

Assicurazione della qualità senza compromessi

I nostri prodotti sono stati progettati guardando alle esigenze della prassi applicativa, offrono una manipolazione intelligente e sono di qualità elevata. A tale riguardo non facciamo compromessi. Per garantire questo standard, KLS Martin ha un laboratorio altamente moderno e un centro tecnologico in cui controlla e documenta la qualità di tutti i prodotti, anche in condizioni estreme.

Wir setzen Standards für die Instrumentenaufbereitung

Wie lassen sich Medizinprodukte vor mechanischer, thermischer oder chemischer Belastung schützen? Was muss man bei der Aufbereitung und Pflege besonders feingliedriger Mikrochirurgie-Instrumente berücksichtigen? Als Mitglied wichtiger Gremien und Arbeitskreise – wie z. B. dem Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung AKI – gibt KLS Martin Antworten und erarbeitet Lösungen für die optimale Aufbereitung und Pflege von Instrumenten. Von der Auswahl angemessener Reinigungsverfahren bis hin zu Sterilisationsverfahren.

GB

Standards and best practice: instrument preparation

How best to protect surgical instruments from mechanical, thermal and chemical stresses? What steps are performed to ensure optimal preparation and care of highly delicate microsurgical instruments? KLS Martin, in their capacity as member of important advisory boards and working groups – for example, Working Group Instrument Preparation AKI – is in a position to provide answers and solutions to all inquiries with regard to the optimal preparation and care of instruments, ranging from knowledgeable advice on appropriate cleaning methods through sterilization processes.

ES

Los estándares y la mejor práctica para la preparación de instrumentos

¿Cómo se pueden proteger los productos médicos contra la actuación de factores mecánicos, térmicos y químicos? ¿Qué es lo que hay que considerar en el momento de preparación y cuidado del instrumental microquirúrgico, constituido fundamentalmente por componentes finos? En función de miembro de asociaciones y comités laborales importantes – como por ejemplo, el Comité Alemán de Trabajo de Preparación de Instrumental AKI – KLS Martin ofrece respuestas y elabora soluciones para el tratamiento y cuidado óptimos del instrumental. Éstas abarcan desde la selección de métodos de limpieza adecuados hasta el procedimiento de esterilización.

F

Normes et pratiques idéales pour la préparation des instruments

Comment protéger les produits médicaux contre d'éventuelles contraintes mécaniques, thermiques ou chimiques? Quels points doivent être pris en considération pour le traitement et l'entretien d'instruments micro-chirurgicaux à fine ossature? A titre de membre d'importants organismes et cercles de travail, tels que par exemple l'AKI (Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung = cercle de travail pour le traitement des instruments), KLS Martin donne des réponses et élabore des solutions pour assurer un traitement et un entretien optimaux des instruments. Depuis la sélection de procédés de nettoyage adéquats jusqu'au procédé de stérilisation.

I

Standard e “best practice” per la preparazione degli strumenti

Come si possono proteggere gli strumenti medici da agenti aggressivi di tipo meccanico, termico o chimico? Cosa occorre tenere presente nella preparazione e nella manutenzione di strumenti microchirurgici particolarmente delicati? Quale membro di importanti organi e gruppi di lavoro, come ad esempio AKI, il gruppo tedesco di lavoro per la corretta preparazione degli strumenti, KLS Martin dà risposta e sviluppa soluzioni per la preparazione e la manutenzione ottimali degli strumenti, dalla scelta dei sistemi di pulizia più idonei alle procedure di sterilizzazione.



Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, zu Ihrem KLS-Martin-Produkt die passende Gebrauchsanweisung digital anzufordern.

Gebrauchsanweisung anfordern

Anrede

Titel



Lebenslange Garantie
für MARTIN-Instrumente

aus Linea

Lebenslange Garantie – wann immer Sie sie brauchen

Keine Frage, wir sind stets auf der Suche nach der noch besseren Lösung. Das zeichnet den kontinuierlichen Fortschritt in unserem Produktportfolio aus. Gleichwohl sind alle unsere Instrumente qualitativ erstklassig und werden höchsten Ansprüchen gerecht. Und weil wir davon überzeugt sind, gewähren wir auf jedes Instrument bei sach- und fachgerechtem Einsatz eine lebenslange Garantie.

GB

Whenever you need it – our lifetime guarantee

Our determined and ongoing search for the perfect solution is reflected in the dynamic nature of our product portfolio. You simply will not find better instruments on the market. And because we truly believe in the outstanding quality of our products, we offer a lifelong guarantee on each instrument, in connection with appropriate and professional use.

ES

Necesite lo que necesite – la garantía es de por vida

Lo cierto es que siempre estamos en la búsqueda de una solución que sea aún mejor. Esto es lo que determina el progreso continuado de nuestra cartera de producción. Todos nuestros instrumentos son de la misma calidad máxima cumpliendo, por lo tanto cumplan con los requisitos más exigentes. Y como estamos convencidos de ello, garantizamos en todo nuestro instrumental una garantía de por vida, siempre y cuando se utilice como es debido y según las normativas.

F

Si jamais vous en avez besoin – notre garantie à vie

Nous sommes, sans aucun doute, toujours à la recherche de la solution optimale. Ce fait caractérise le progrès continu dans notre porte-feuille de produits. Tous nos instruments sont à la fois de toute première qualité et conformes à des exigences maximales. Et étant donné ce fait, nous garantissons sur chaque instrument une garantie à vie, à condition que les instruments soient utilisés de manière adéquate et compétente.


I

Ogni qual volta ne avete bisogno – la nostra garanzia a vita

Essendo alla ricerca di soluzioni sempre migliori, i nostri prodotti vengono costantemente migliorati. Essi sono di qualità eccellente e soddisfano persino le esigenze più elevate. Per questo possiamo accordare una garanzia a vita per ogni strumento impiegato in modo appropriato e corretto.

Instrumente schneller finden – die Katalog-Handhabung

Es ist ganz einfach: Die Artikelnummer gibt Auskunft über Produkt, Produktgruppe und Größe/Figur des Instruments. Jedes Produkt wird in Größe und Funktion vollständig beschrieben sowie maßstabsgetreu abgebildet – die Arbeitsenden je im Verhältnis 1 : 1. So finden Sie schneller, was Sie wirklich brauchen.



GB

Finding the instruments you need – how to use the catalogue

Straightforward and easy: The article number informs you about the product, product group and instrument size. Size and function of each product are described in full detail and illustrated to scale – the working ends in a ratio of 1 : 1. You can quickly find exactly what you are looking for.

ES

Encuentre el instrumental que necesita – modo de consultar el catálogo

Es muy simple: El número de artículo facilita una información acerca del producto, el grupo de producto y el tamaño del instrumental. Encontrará la descripción completa de tamaño y función de cada producto y una ilustración a escala; los extremos funcionales aparecerán en relación 1 : 1. Así Ud. podrá encontrar más rápidamente lo que realmente necesita.

F

Comment trouver les instruments requis – l'utilisation du catalogue


C'est tout simple : Le numéro d'article fournit des informations sur le produit, le groupe de produits et la taille de l'instrument. Une description détaillée de la taille et du fonctionnement de chaque produit est fournie et tous les produits sont illustrés à l'échelle – les extrémités des instruments étant illustrées au rapport 1 : 1. Ainsi vous trouvez plus rapidement ce dont vous avez vraiment besoin.

I

Trovare gli strumenti che cercate – i cataloghi

È semplicissimo: Il codice articolo fornisce informazioni sul prodotto, sulla categoria e sulla grandezza dello strumento. Il catalogo presenta una descrizione dettagliata di ciascun prodotto, delle sue dimensioni e funzioni nonché un'illustrazione in scala degli strumenti, le cui estremità sono riprodotte in rapporto 1 : 1. In questo modo trovate più velocemente ciò di cui avete veramente bisogno.

Abbildungsmaßstab
Illustration scale
Los productos en escala
Produits à l'échelle
Prodotti dimensioni



Arbeitsenden
Working end
El extremo funcional
del producto
Extrémité opératoire
du produit
L'estremità funzio-
nale del prodotto

Autor (wenn vorhanden)
Author (if available)
Autor (si lo hay)
Auteur (s'il existe)
Autore (se disponibile)

11-339-12-07
12,5 cm / 5"
feines Modell
fine pattern
modelo fino
modèle fin
modello delicato

11-339-18-07
18 cm / 7"
feines Modell
fine pattern
modelo fino
modèle fin
modello delicato

Salyer
11-339-12-07 –
11-339-18-07

Angaben zum Produkt
Product information
Datos sobre el producto
Données sur le produit
Indicazioni relative al
prodotto

für Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte
for Cleft Palate
para fisura paladar
pour fente du palais
per cheilo-labbro-palatoschisi

Maße
Dimensions
Dimensiones
Dimensions
Dimensioni

	Materialart	Material type	Tipo de material	Type de matériau	Tipo di materiale
01	Stahl 18/8 martinit, antimagnetisch, rostfrei, säurebeständig	steel 18/8 martinit, antimagnetic, stainless, acid-resistant	acero 18/8 martinit, antimagnético, inoxidable, resistente a los ácidos	acier 18/8 martinit, antimagnétique, inoxydable, résistant aux acides	acciaio 18/8 martinit, antimagnetico, inossidabile, resistente agli acidi
02	verchromt	chrome-plated	cromado	chromé	cromato
04	alle übrigen, nicht besonders gekennzeichneten Materialarten	all other, not specially marked material types	todos los otros tipos de materiales no identificados de forma especial	tous les autres types de matériau sans marquage spécial	tutti gli altri tipi di materiali senza marcatura speciale
07	rostfreier Stahl	stainless steel	acero inoxidable	acier inoxydable	acciaio inossidabile
08	Silber	silver	plata	argent	argento
09	Titan	titanium	titanio	titane	titanio
14	Solid Black	Solid Black	Solid Black	Solid Black	Solid Black
98	Ersatzteil	replacement part	pieza de repuesto	pièce de rechange	pezzo di ricambio

Erläuterungen zum Katalog

Catalog explanations

Explicaciones complementarias al catálogo

Explications sur le catalogue

Spiegazioni relative al catalogo



Verweis · Reference · Referencia
Référence · Rimando



Für Fig. Nr. · for fig. No.
para fig. No. · pour fig. No.
per fig. N.



Schneidenlänge · cutting edge length
longitud de hojas cortantes
longueur de lames · lunghezza di lame



Schnittlänge · cutting length
longitud de corte · longueur de coupe
lunghezza di taglio



Anzahl Zähne · number of teeth
cantidad de dientes · quantité de dents
quantità di denti



Anzahl Zinken · number of teeth
cantidad de dientes · quantité de dents
quantità di denti



Spreizweite · spreading width
extensión · écartement
apertura



Fadenstärke · thread size
grosor de hilos · grosseur de fils
spessore di fili



De Bakey
Zahnung · serration · dentado
denture · dentatura



Cooley
Zahnung · serration · dentado
denture · dentatura



Edelstahl · stainless steel
acero inoxidable · acier inoxydable
acciaio inossidabile



martinit-Stahl · martinit steel
acero martinit · acier martinit
acciaio martinit



Titan · titanium · titanio
titane · titanio



Aluminium · aluminum · aluminio
aluminium · alluminio



Nylon · Nilón



Silikon · Silicone
Silicona · Silicene · Silicene



Blei · Plumb · Plomo
Plomb · Piombo



Solid Black
Hartstoffbeschichtung
(für eine längere Standzeit)
Hard-coated surface
(for extended life)
Recubrimiento con material duro
(para una vida útil más larga)
Revêtement à surface dure
(pour une durée de vie prolongée)
Rivestimento in materiale rigido
(per una più lunga durata)

TC GOLD

Instrumente mit Hartmetalleinlagen
Instruments with tungsten carbide inserts
Instrumentos con filos de carburo de tungsteno
Instruments avec plaquettes en carbure de tungstène
Strumenti con taglio in carburo di tungsteno

STERILE R

mit Gamma-Strahlen sterilisierte Produkte
with gamma radiation sterilized products
productos esterilizados con rayos gamma
produits stérilisés avec de rayons gamma
prodotti sterilizzati con raggi gamma



diamond-coated

Diamantierte Arbeitsenden
Diamond-coated working ends
Extremos de trabajo diamantados
Extrémités de travail diamantées
Estremità operative diamantate




safety-wave

Safety-Wave-Sicherheitsschluss
Safety-Wave safety pivot
Cierre de seguridad Safety-Wave
Fermeture sécurisée Safety-Wave
Arresto di sicurezza Safety-Wave




Counter Balance

Counter Balance



Atrauma

Atrauma-Zahnung
Atraumatic serration
Dentado atraumático
Dentelure Atrauma
Dentatura atraumatica



VD

Gefäßdilatoren
Vessel dilators
Dilatadores vasculares
Pincés à dilatation de vaisseaux
Dilatatori vascolari

Übersichtstafel
Table of Contents
Tabla de catálogo
Contenu
Indice di catalogo



Übersichtstafel

Table of Contents


Tabla de catálogo

Contenu

Indice di catalogo

10


1-7



Skalpelle
Scalpels
Bisturíes
Bistouris
Bisturi

18

137-142



Chirurgische Sauger
Suction cannulas
Tubos de aspiración
Cannulas d'aspiration
Tubi d'aspirazione

11

9-96



Scheren
Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici

20


143-161



Naht
Suture
Sutura
Suture
Sutura

12

97-110




Pinzetten
Forceps
Pinzas
Pincers
Pinze

22

23

163-176



Knochenchirurgie
Bone Surgery
Cirugía ósea
Chirurgie osseuse
Chirurgia ossea

13


111-114



Arterienklemmen
Artery Forceps
Pinzas hemostáticas
Pincers hémostatiques
Pinze emostatiche

28

177-184



Spezialinstrumente
Special instruments
Instrumentos especiale
Instruments spécifiques
Strumenti speciali

15


115-132



Wundhaken und Abhalter
Hooklets and retractors
Ganchitos y separadores
Crochets et ecarteurs
Divaricatori

35


185-186



Messzirkel
Calipers
Compases
Compas
Compassi

17

133-136








Diagnostik
Diagnostics
Diagnóstico
Diagnostic
Diagnostica

36

187-190



Otologie
Otology
Otología
Otologie
Otologia

37 191-224		Rhinologie Rhinology Rinología Rhinologie Rinologia
38-52 225-309		Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Oral and cranio-maxillofacial surgery Cirugía oral y maxilofacial Chirurgie orale et maxillofaciale Chirurgia orale e maxillofaciale
55 56 311-312		Verschiedenes Miscellaneous Diversos artículos Articles divers Articoli diversi
80 313-333		HF-Chirurgie HF Surgery Cirugía AF Chirurgie HF Chirurgia AF
335-362		Index Index Indice Index Indice

Weitere Kataloge von KLS Martin

Zu den folgenden Produktgruppen sind jeweils eigene Kataloge verfügbar, die Sie gerne bei uns anfordern können:

Further catalogs of KLS Martin

For the following product groups additional catalogs are available. Please ask for your personal copy:

Más catálogos de KLS Martin

Para los grupos siguientes tenemos catálogos individuales disponibles. No duden pedirnos más ejemplares:

Autres catalogues de KLS Martin

Pour les groupes de produits suivants sont disponibles des catalogues additionnels dont vous pouvez demander le nombre désiré:

Altri cataloghi di KLS Martin

Per i gruppi di prodotti seguenti sono disponibili cataloghi addizionali. La preghiamo di informarci se desidera altre copie:

Deckenversorgungseinheiten
Ceiling-mounting systems
Unidades de alimentación de techo
Unités d'alimentation montées au plafond
Sistemi pensili

OP-Leuchten
Operating Theatre Lights
Lámparas de quirófano
Lampes opératoires
Lampade scialitiche


HF-Chirurgie
HF Surgery
Cirugía AF
Chirurgie HF
Chirurgia AF

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Oral and Craniomaxillofacial surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie orale et maxillofaciale
Chirurgia orale e maxillofaciale

microStop®-Sterilcontainer
microStop® Sterile Containers
Contenedores estériles microStop®
Conteneurs stériles microStop®
Contentitori per la sterilizzazione microStop®

10

Skalpelle
Scalpels
Bisturíes
Bistouris
Bisturi



Modelliermesser

Modeling knife

Cuchillas para modelar

Couteaux à modelar

Coltelli per mdellare



1/2

Nagata
10-040-01-07

12 cm / 4 5/8"

Modelliermessergriff, klein
Modeling knife handle, small
Mango tallador, pequeño
Manche pour modeleur, petit
Manico coltello modell., piccolo




1/2

Nagata
10-040-02-07

12 cm / 4 5/8"

Modelliermessergriff, groß
Modeling knife handle, big
Mango tallador, grande
Manche pour modeleur, grand
Manico coltello modell., grande




1/2

Nagata
10-040-03-07

3,0 mm

Modelliermesser Klinge
Modeling knife blade
Cuchilla tallador
Lame de modeleur
Lama coltello modell.




1/2

Nagata
10-040-04-07

4,5 mm

Modelliermesser Klinge
Modeling knife blade
Cuchilla tallador
Lame de modeleur
Lama coltello modell.



1/2

Nagata
10-040-05-07

6,0 mm


Modelliermesser Klinge
Modeling knife blade
Cuchilla tallador
Lame de modeleur
Lama coltello modell.

Skalpellgriffe

Scalpel Handles
Mangos de bisturí
Manches pour bistouris
Manici per bisturi

Skalpelle

Scalpels
Bisturíes
Bistouris
Bisturi



10



10-096-00-07

Rasierklingen
brechbar
Packung mit 10 Stück

Razor Blades
breakable
package with 10 units

Hojas de afeitar
rompeable
paquete con 10 unidades

Lames de rasoir
cassable
boîte de 10 lames

Lamette da rasoio
rompibile
scatola di 10 lamette



Fig. 18 - 36

Nr. 4L




Fig. 10 - 17

Nr. 3



Fig. 10 - 17

Nr. 3L



1/2

45°
aufgebogen
curved upwards
curva por arriba
courbée en haut
curva in alto

Fig. 10 - 17

Nr. 3L

10-104-41-07

21 cm / 8 2/8"

massiv
solid
macizo
solide
pieno

10-130-03-07

12 cm / 4 6/8"

massiv
solid
macizo
solide
pieno

10-133-31-07

21,5 cm / 8 4/8"

massiv, lang
solid, long
macizo, largo
solide, long
pieno, lungo

10-133-35-07

20,5 cm / 8 1/8"

massiv, lang
solid, long
macizo, largo
solide, long
pieno, lungo


Skalpellgriffe

Scalpel Handles

Mangos de bisturí

Manches pour bistouris

Manici per bisturi




Skalpellgriffe

Scalpel Handles
Mangos de bisturí
Manches pour bistouris
Manici per bisturi

Skalpelle

Scalpels
Bisturíes
Bistouris
Bisturi



10



1/1

10-149-05-07

21 cm / 8 2/8"

bajonett
bayonet
bayoneta
baïonnette
baionetta



1/1

10-149-06-07

15,5 cm / 6 1/8"

Mini, rund, für Mikro-Skalpellklingen
Mini, round, for micro scalpel blades
Mini, redondo, para micro hojas
mini, rond, pour micro-lames de bisturis
Mini, tondo, per micro lame



1/1

Blake
10-149-07-07

15,5 cm / 6 1/8"

abgewinkelt
angled
angulado
angle
angolato



1/1

10-160-01-07

13,5 cm / 5 3/8"

für Mikro-Skalpellklingen
for micro scalpel blades
para micro hojas
pour micro-lames de bisturis
per micro lame

Skalpellklingen


Scalpel Blades
 Hojas de bisturí
 Lames de bistouris
 Lame per bisturi



10-199-00-01
 Skalpellklingen-Entferner
 Scalpel Blade Remover
 Quita-hojas
 Enlève-lame
 Distributore lame

STERILE | R

einzel verpackt, VE = 100 Stück
 single packed, SU = 100/pack
 envase individual, UV = 100 piezas
 enveloppe individuelle, UC = 100 untiés
 bustina individuale, UV = 100 pezzi



steril • sterile • estéril • stérile • sterile

10-155-10-04

10-155-11-04

10-155-12-04


10-155-15-04

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 15



steril • sterile • estéril • stérile • sterile

10-156-12-04

10-156-15-04

10-155-21-04

10-155-23-04

Fig. 12 D

Fig. 15 C

Fig. 21

Fig. 23

Rasiermesser

Razor Knives

Navajas

Rasoirs

Rasoi

Skalpelle

Scalpels

Bisturíes

Bistouris

Bisturi



10



1/2

Humby
10-878-00-07

32 cm / 12 5/8"

komplett mit Klinge
complete with blade
completo con hoja
complet avec lame
completo con lama

Humby
10-878-01-07

Ersatzklinge
Spare Blade
Hoja de repuesto
Lame de rechange, seule
Lama di ricambio sola

➔ 10-878-00-07



1/2

Schink
10-880-00-07

30 cm / 11 5/8"

einstellbar von 0,1 bis 2,0 mm
adjustable from 0.1 to 2.0 mm
ajustable de 0,1 hasta 2,0 mm
réglable en épaisseur de 0,1 à 2,0 mm
regolabile da 1,0 a 2,0 mm

komplett mit 2 Spannplatten und einer Klinge
complete with 2 skin fixing plates and one blade
completo con 2 placas para extender la piel y una hoja
complet avec deux plaques pour tendre la peau et une lame
completo con 2 placche per stendere la pelle ed una lama

Schink
10-880-01-07

Ersatzklinge
Spare Blade
Hoja de repuesto
Lame de rechange, seule
Lama di ricambio sola

➔ 10-880-00-07



1/2

Schink
10-880-02-07

Spannplatte
Skin Fixing Plate
Placa para extender la piel
Plaque pour tendre la peau
Placca per stendere la pelle

➔ 10-880-00-07



1/2

Silver
10-882-19-07

19,5 cm / 7 5/8"

Handdermatom
Dermatome
Dermatomo
Dermatome
Dermatomo a mano


Silver
10-882-90-98

Ersatzklingen, Packung mit 10 Stück
Spare Blades, package with 10 units
Hojas de repuesto, paquete con 10 unidades
Lames de rechange, boîte de 10 lames
Lamette da ricambio, scatola di 10 lamette

➔ 10-882-19-07

Scheren
Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici

11



Scheren

Scissors

Tijeras


Ciseaux

Forbici



TC GOLD

TC-Hartmetall im Arbeitsende
Tungsten carbide in working end
Carburo de tungsteno en el extremo de trabajo
Carbure de tungstène sur extrémité de travail
Carburo di tungsteno nell'estremità operativa




highMed

Scherenschliff/Messerschliff
Scissor edge/knife edge
Filo de tijeras/filo de cuchillo
Affûtage ciseaux/Affûtage couteau
Taglio forbici/taglio coltello




SuperCut

Wellenschliff/Messerschliff
Serrated edge/knife edge
Filo ondulado/filo de cuchillo
Affûtage dentelé/Affûtage couteau
Taglio ondulado/taglio coltello




ST


Wellenschliff/Scherenschliff
Serrated edge/scissor edge
Filo ondulado/filo de tijeras
Affûtage dentelé/affûtage ciseaux
Taglio ondulado/taglio forbici



TC-Hartmetall mit Messerschliiff/Wellenschliiff
 Tungsten carbide with knife edge/serrated edge
 Carburo de tungsteno con filo de cuchillo/filo ondulado
 Carbure de tungstène avec affûtage couteau/affûtage dentelé
 Carburo di tungsteno con taglio coltello/taglio ondulato



TC-Hartmetall mit Messerschliiff/Wellenschliiff, Solid-Black-beschichtet
 Tungsten carbide with knife edge/serrated edge, Solid Black coated
 Carburo de tungsteno con filo de cuchillo/filo ondulado, recubrimiento Solid Black
 Carbure de tungstène avec affûtage couteau/affûtage dentelé, revêtement Solid Black
 Carburo di tungsteno con taglio coltello/taglio ondulato, rivestito in Solid Black



Nahtmaterialschere
 Suture material scissors
 Tijeras para material de sutura
 Ciseaux à suture
 Forbici per materiale di sutura



Schlanke Modelle
 Slim models
 Modelos estilizados
 Modèles minces
 Modelli sottili

Chirurgische Scheren

Operating Scissors

Tijeras quirúrgicas

Ciseaux chirurgicaux

Forbici per chirurgia




11-104-13-07
13 cm / 5 1/8"




11-109-14-07
14,5 cm / 5 7/8"



11-110-01-07 -
11-110-02-07
11 cm / 4 3/8"



11-110-02-07



Knapp
11-110-03-07 -
11-110-04-07
12 cm / 4 6/8"

Chirurgische Scheren

Operating Scissors
Tijeras quirúrgicas
Ciseaux chirurgicaux
Forbici per chirurgia

Scheren


Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



11



Mayo	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST	AQUILA
14,5 cm / 5 7/8"	11-170-14-07	11-910-14-07	11-652-14-07	28-408-14-07	28-466-14-07
15 cm / 5 7/8"	11-170-15-07				
17 cm / 6 5/8"	11-170-17-07	11-910-17-07	11-652-17-07	28-408-17-07	28-466-17-07
23,5 cm / 9 1/4"	11-170-23-07	11-910-23-07	11-652-23-07		



14,5 cm / 5 7/8"


17 cm / 6 5/8"

Präparierscheren

Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione



Mayo	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST	AQUILA
14,5 cm / 5 7/8"	11-171-14-07	11-911-14-07	11-653-14-07	28-409-14-07	28-467-14-07
15 cm / 5 7/8"	11-171-15-07				
17 cm / 6 5/8"	11-171-17-07	11-911-17-07	11-653-17-07	28-409-17-07	28-467-17-07
23,5 cm / 9 1/2"	11-171-23-07	11-911-23-07	11-653-23-07		



14,5 cm / 5 7/8"

15 cm / 5 7/8"

17 cm / 6 5/8"

23,5 cm / 9 1/2"

Präparierscheren

Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione

Scheren


Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



11



Mayo-Style	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST	AQUILA
15 cm / 5 7/8"	11-181-15-07	11-931-15-07	11-655-15-07	28-413-15-07	28-471-15-07
17 cm / 6 6/8"	11-181-17-07	11-931-17-07	11-655-17-07	28-413-17-07	28-471-17-07



15 cm / 5 7/8"


17 cm / 6 6/8"

Chirurgische Scheren

Operating Scissors
 Tijeras quirúrgicas
 Ciseaux chirurgicaux
 Forbici per chirurgia



Kelly	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST	AQUILA
16 cm / 6 2/8"	11-226-16-07	11-992-16-07	11-656-16-07	28-434-16-07	28-474-16-07



Chirurgische Scheren

Operating Scissors
Tijeras quirúrgicas
Ciseaux chirurgicaux
Forbici per chirurgia


Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



1/2

Kelly	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST	AQUILA
16 cm / 6 2/8"	11-227-16-07	11-993-16-07	11-657-16-07	28-435-16-07	28-475-16-07




1/4

Präparierscheren

Dissecting Scissors
 Tijeras de disección
 Ciseaux à dissection
 Forbici per dissezione



Metzenbaum	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST
11,5 cm / 4 5/8"	11-248-11-07	11-936-11-07	11-658-11-07	28-424-11-07



Präparierscheren

Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



11



Metzenbaum	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST
11,5 cm / 4 5/8"	11-249-11-07	11-937-11-07	11-659-11-07	28-425-11-07



Präparierscheren

Dissecting Scissors

Tijeras de disección

Ciseaux à dissection

Forbici per dissezione



Metzenbaum	AQUILA	TCCBlackLine
11,5 cm / 4 5/8"	11-887-11-07	11-917-11-07



Präparierscheren

Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



Metzenbaum	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST
14,5 cm / 5 7/8"	11-250-14-07	11-938-14-07	11-658-14-07	28-424-14-07



Präparierscheren

Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione



Metzenbaum	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST
14,5 cm / 5 7/8"	11-255-14-07	11-939-14-07	11-659-14-07	28-425-14-07



Präparierscheren


Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



1/2



1/4

11-284-18-07
18 cm / 7 1/8"




11-284-20-07
20,5 cm / 8 1/8"

Metzenbaum-Nelson
11-284-18-07 -
11-284-20-07




1/2




1/4


11-306-12-07
12,5 cm / 4 7/8"



11-306-19-07
19,5 cm / 7 5/8"



11-307-19-07
19,5 cm / 7 5/8"



11-308-17-07
17 cm / 6 5/8"

Gorney
11-306-12-07 -
11-308-17-07

beide Schneiden gezahnt
both cutting edges serrated
ambos filos dentados
deux lames dentées
entrambe le lame dentate

Präparierscheren

Dissecting Scissors


Tijeras de disección

Ciseaux à dissection

Forbici per dissezione



Metzenbaum	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST	AQUILA
18 cm / 7 1/8"	11-280-18-07	11-942-18-07	11-660-18-07	28-424-18-07	28-472-20-07
20,5 cm / 8 1/8"	11-280-20-07	11-942-20-07	11-660-20-07	28-424-20-07	28-472-23-07
23 cm / 9"	11-280-23-07	11-942-23-07	11-660-23-07	28-426-23-07	
26 cm / 10 2/8"	11-280-25-07	11-942-25-07	11-660-26-07	28-426-26-07	
28,5 cm / 11 2/8"	11-280-28-07	11-942-28-07	11-660-28-07		
31 cm / 12 2/8"	11-280-30-07	11-942-30-07	11-660-31-07	28-426-30-07	



1/4
18 cm / 7 1/8"

20,5 cm / 8 1/8"

23 cm / 9"

26 cm / 10 2/8"

28,5 cm / 11 2/8"

31 cm / 12 2/8"

Präparierscheren

Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione


Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



11

Metzenbaum	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST
18 cm / 7 1/8"	11-285-18-07	11-943-18-07	11-661-18-07	28-425-18-07
20,5 cm / 8 1/8"	11-285-20-07	11-943-20-07	11-661-20-07	28-425-20-07
23 cm / 9"	11-285-23-07	11-943-23-07	11-661-23-07	28-427-23-07
26 cm / 10 2/8"	11-285-25-07	11-943-25-07	11-661-26-07	28-427-26-07
28,5 cm / 11 2/8"	11-285-28-07	11-943-28-07	11-661-28-07	
31 cm / 12 2/8"	11-285-30-07	11-943-30-07	11-661-31-07	28-427-30-07



Präparierscheren

Dissecting Scissors


Tijeras de disección

Ciseaux à dissection

Forbici per dissezione



Metzenbaum	AQUILA	TCCBlackLine
18 cm / 7 1/8"	11-887-18-07	11-917-18-07
20,5 cm / 8 1/8"	11-887-20-07	11-917-20-07
23 cm / 9"	11-887-23-07	11-917-23-07
26 cm / 10 2/8"	11-887-25-07	11-917-25-07
31 cm / 12 2/8"	11-887-30-07	11-917-30-07



28,5 cm / 11 3/8"

31 cm / 12 2/8"

Präparierscheren


Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



Lexer	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST	AQUILA
16 cm / 6 2/8"	11-311-16-07	11-951-16-07	11-663-16-07	28-411-16-07	28-469-16-07




Präparierscheren

Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione



Lexer	AQUILA	TCCBlackLine
16 cm / 6 2/8"	11-895-16-07	11-923-16-07



Präparierscheren


Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



Lexer	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST	AQUILA
16 cm / 6 2/8"	11-310-16-07	11-950-16-07	11-662-16-07	28-410-16-07	28-468-16-07



Präparierscheren

Dissecting Scissors

Tijeras de disección

Ciseaux à dissection

Forbici per dissezione



Cinelli
11-317-11-07
11,5 cm / 4 5/8"



Fomon
11-317-14-07
14 cm / 5 5/8"

Präparierscheren

Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione

Scheren


Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



Lexer-Baby	Standard	SuperCut
10 cm / 3 7/8"	11-320-10-07	11-662-10-07



Standard	SuperCut
11-321-10-07	11-663-10-07



Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors

Tijeras finas de disección

Ciseaux fins à dissection

Forbici fini per dissezione

finoLine



Metzenbaum-Fino	Standard	TC GOLD
14,5 cm / 5 7/8"	11-326-14-07	11-954-14-07



schlankes Modell
slender pattern
modelo delgado
modèle gracile
modello delicato

Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors

Tijeras finas de disección

Ciseaux fins à dissection

Forbici fini per dissezione

Scheren

Scissors

Tijeras

Ciseaux

Forbici



finoLine



Metzenbaum-Fino	Standard	TC GOLD	SuperCut	AQUILA
14,5 cm / 5 7/8"	11-327-14-07	11-955-14-07	11-665-14-07	11-889-14-07



schlankes Modell
slender pattern
modelo delgado
modèle gracile
modello delicato

Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors

Tijeras finas de disección


Ciseaux fins à dissection

Forbici fini per dissezione

finoLine



Metzenbaum-Fino	Standard	TC GOLD	ST
14,5 cm / 5 7/8"	11-328-14-07	11-956-14-07	28-422-14-07



Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors

Tijeras finas de disección

Ciseaux fins à dissection

Forbici fini per dissezione

Scheren

Scissors

Tijeras

Ciseaux


Forbici



11



Metzenbaum-Fino	Standard	TC GOLD	ST
14,5 cm / 5 7/8"	11-329-14-07	11-957-14-07	28-423-14-07
18 cm / 7 1/8"	11-329-18-07		28-423-18-07
20 cm / 7 7/8"	11-329-20-07		



schlankes Modell
slender pattern
modelo delgado
modèle gracile
modello delicato

Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors

Tijeras finas de disección


Ciseaux fins à dissection

Forbici fini per dissezione

finoLine



Metzenbaum	Standard	TC GOLD	ST
14 cm / 5 4/8"			28-428-14-07
18 cm / 7 1/8"	11-330-18-07	11-960-18-07	28-428-18-07
20,5 cm / 8 1/8"			28-428-20-07
23 cm / 9"			28-428-23-07



14 cm / 5 4/8"

18 cm / 7 1/8"

20,5 cm / 8 1/8"

23 cm / 9"




finoLine



11

Metzenbaum-Fino	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST	AQUILA
14 cm / 5 1/8"				28-429-14-07	
18 cm / 7 1/8"	11-331-18-07	11-961-18-07	11-665-18-07	28-429-18-07	11-889-18-07
20,5 cm / 8 1/8"	11-331-20-07	11-961-20-07	11-665-20-07	28-429-20-07	
23 cm / 9"	11-331-23-07	11-961-23-07	11-665-23-07	28-429-23-07	
26 cm / 10 3/8"				28-429-26-07	
28 cm / 11"				28-429-28-07	



14 cm / 5 1/8"

18 cm / 7 1/8"

20,5 cm / 8 1/8"

23 cm / 9"

23 cm / 9"

23 cm / 9"

Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors

Tijeras finas de disección

Ciseaux fins à dissection


Forbici fini per dissezione

finoLine



Metzenbaum-Fino	Standard	TC GOLD	ST	AQUILA
18 cm / 7 1/8"	11-335-18-07	11-967-18-07	28-431-18-07	28-473-18-07
20,5 cm / 8 1/8"	11-335-20-07	11-967-20-07	28-431-20-07	28-473-20-07
23 cm / 9"	11-335-23-07	11-967-23-07	28-431-23-07	28-473-23-07

schlankes Modell, S-Form
slender pattern, S-shaped
modelo delgado, forma S
modèle gracile, courbé en S
modello delicato, curvo in forma S



Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors

Tijeras finas de disección

Ciseaux fins à dissection

Forbici fini per dissezione

Scheren

Scissors

Tijeras

Ciseaux

Forbici




finoLine

11



11-344-11-07



11-345-11-07

11-344-11-07 -
11-345-11-07


11 cm / 4 3/8"

Chirurgische Scheren

Operating Scissors
 Tijeras quirúrgicas
 Ciseaux chirurgicaux
 Forbici per chirurgia



Joseph	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST
14,5 cm / 5 7/8"	11-350-14-07	11-948-14-07	11-666-14-07	
15 cm / 5 7/8"				28-432-15-07



Chirurgische Scheren

Operating Scissors
Tijeras quirúrgicas
Ciseaux chirurgicaux
Forbici per chirurgia

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



Joseph	Standard	TC GOLD	SuperCut	ST
14,5 cm / 5 7/8"	11-351-14-07	11-949-14-07	11-667-14-07	
15 cm / 5 7/8"				28-433-15-07



Face-lift-Scheren, Präparierscheren

Face-lift Scissors, Dissecting Scissors

Tijeras para Face-lift, Tijeras de disección



Ciseaux pour Face-lift, Ciseaux à dissection

Forbici per Face-lift, Forbici per dissezione



Peck-Joseph		Standard	ST
14,5 cm / 5 7/8"	straight	11-352-14-07	28-418-14-07
14,5 cm / 5 7/8"	curved	11-353-14-07	28-419-14-07

	Standard	ST
straight	11-354-14-07	28-420-14-07
curved	11-355-14-07	28-421-14-07



Face-lift-Scheren, Präparierscheren

Face-lift Scissors, Dissecting Scissors

Tijeras para Face-lift, Tijeras de disección

Ciseaux pour Face-lift, Ciseaux à dissection

Forbici per Face-lift, Forbici per dissezione

Scheren

Scissors

Tijeras

Ciseaux

Forbici



11



11-358-13-07

13 cm / 5 $\frac{1}{8}$ "

Dissektions- u. Zahnfleischschere

Dissecting Scissors

Tijera de disección

Ciseaux à dissection

Forbici per dissezione

Face-lift-Scheren, Präparierscheren

Face-lift Scissors, Dissecting Scissors


Tijeras para Face-lift, Tijeras de disección

Ciseaux pour Face-lift, Ciseaux à dissection

Forbici per Face-lift, Forbici per dissezione



Kilner	Standard	SuperCut
12 cm / 4 5/8"	11-359-12-07	11-669-12-07
15 cm / 5 7/8"	11-359-15-07	11-669-15-07
18 cm / 7 1/8"	11-359-18-07	11-670-18-07
20 cm / 7 7/8"	11-359-20-07	



12 cm / 4 5/8"

15 cm / 5 7/8"

18 cm / 7 1/8"

20 cm / 7 7/8"

Präparierscheren, Gefäßscheren

Dissecting Scissors, Vascular Scissors

Tijeras de disección, Tijeras vasculares

Ciseaux à dissection, Ciseaux vasculaires

Forbici per dissezione, Forbici vascolari

Scheren

Scissors

Tijeras

Ciseaux

Forbici



11



Reynolds	Standard
14 cm / 5 ⁵ / ₈ "	11-364-14-07
15,5 cm / 6 ¹ / ₈ "	11-364-15-07
18 cm / 7 ¹ / ₈ "	11-364-18-07



Präparierscheren, Gefäßscheren

Dissecting Scissors, Vascular Scissors

Tijeras de disección, Tijeras vasculares

Ciseaux à dissection, Ciseaux vasculaires

Forbici per dissezione, Forbici vascolari



Reynolds	Standard	SuperCut
14 cm / 5 5/8"	11-365-14-07	11-671-15-07
15,5 cm / 6 1/8"	11-365-15-07	11-671-18-07
18 cm / 7 1/8"	11-365-18-07	



Kurze Mikroscheren

Short Micro Scissors
Micro-Tijeras, corto
Micro-Ciseaux, court
Micro-Forbici, corto

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici




11



1/2

11-370-01-07 -
11-371-04-07
12 cm / 4 5/8"



		A	A		D	
		spitz/spitz sharp/sharp agudo/agudo pointu/pointu appuntato/appuntato	spitz/spitz sharp/sharp agudo/agudo pointu/pointu appuntato/appuntato	spitz/stumpf sharp/blunt agudo/romo pointu/mousse appuntato/smusso	stumpf/stumpf blunt/blunt romo/romo mousse/mousse smusso/smusso	mit Knopf with button con botón avec bouton con bottone
		7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
12 cm / 4 5/8"		11-370-01-07	11-371-01-07	11-371-02-07	11-371-03-07	11-371-04-07



1/2

11-370-02-07 -
11-371-08-07
12 cm / 4 5/8"



		A	A		D	
		spitz/spitz sharp/sharp agudo/agudo pointu/pointu appuntato/appuntato	spitz/spitz sharp/sharp agudo/agudo pointu/pointu appuntato/appuntato	spitz/stumpf sharp/blunt agudo/romo pointu/mousse appuntato/smusso	stumpf/stumpf blunt/blunt romo/romo mousse/mousse smusso/smusso	mit Knopf with button con botón avec bouton con bottone
		7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
12 cm / 4 5/8"		11-370-02-07	11-371-05-07	11-371-06-07	11-371-07-07	11-371-08-07

A = Adventitia
D = Präparation
A-SB = Adventitia, ein gezahntes Blatt
D-SB = Präparation, ein gezahntes Blatt

A = Adventitia
D = Dissection
A-SB = Adventitia, one serrated blade
D-SB = Dissection, one serrated blade

A = Adventicia
D = Disección
A-SB = Adventicia, una hoja dentada
D-SB = Disección, una hoja dentada

A = Advantice
D = Dissection
A-SB = Advantice, une lame dentelée
D-SB = Dissection, une lame dentelée

A = Avventizia
D = Dissezione
A-SB = Avventizia, una lama dentata
D-SB = Dissezione, una lama dentata


Präparierscheren, Tonsillenscheren

Dissecting Scissors, Tonsil Scissors

Tijeras de disección, Tijeras para amígdalas

Ciseaux à dissection, Ciseaux pour les amygdales

Forbici per dissezione, Forbici per tonsille



Toennis-Adson
11-459-17-07
17,5 cm / 6 7/8"



25°
Dean
11-495-17-07
17,5 cm / 6 7/8"

Nasenscheren


Nasal Scissors
Tijeras nasales
Ciseaux nasaux
Forbici nasali

Scheren


Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



40°
Cottle
11-505-16-07
16 cm / 6 2/8"



40°
Fomon
11-507-15-07
14 cm / 5 4/8"




Littler
11-508-12-07
12 cm / 4 6/8"

Fadenschere
Stitch scissors
Tijeras para hilos
Ciseaux à ligatures
Forbici per legature



Cottle
11-509-10-07 -
11-511-10-07
10 cm / 5 1/8"



11-511-10-07



Fomon
11-509-13-07
13 cm / 5 1/8"


Nasenscheren

Nasal Scissors


Tijeras nasales

Ciseaux nasaux


Forbici nasali




Convers
11-509-14-07
13,5 cm / 5 3/8"



40°
Cottle
11-509-16-07
15,5 cm / 6 1/8"



Cottle
11-509-18-07
18 cm / 7 1/8"



Heymann
11-510-20-07
20 cm / 7 7/8"

Nasenscheren

Nasal Scissors
Tijeras nasales
Ciseaux nasaux
Forbici nasali

Scheren


Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici




40°
Heymann
11-511-18-07
18 cm / 7 1/8"




Aufricht
11-513-14-07
14 cm / 7 4/8"



Giunta
11-513-13-07
13,5 cm / 5 3/8"



40°
Heymann
11-513-18-07
18 cm / 7 1/8"
eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata



McIndoe
11-514-19-07
19 cm / 7 4/8"

Chirurgische Scheren, Zahnfleischscheren

Operating Scissors, Gum Scissors

Tijeras quirúrgicas, Tijeras para encías

Ciseaux chirurgicaux, Ciseaux à gencives

Forbici per chirurgia, Forbici per gengiva



Goldman-Fox	Standard	TC GOLD
13 cm / 5 1/8"	11-566-13-07	11-980-13-07

Standard	TC GOLD
11-567-13-07	11-981-13-07



eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata



eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata

Irisscheren


Iris Scissors
Tijeras para iridectomía
Ciseaux à iridectomie
Forbici per iridectomia

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici




11



11-618-08-07

11-619-08-07




11-640-12-07

11-641-12-07

11-618-08-07 -
11-619-08-07
9 cm / 3 4/8"
sehr fein
very delicate
muy fino
très fin
strafino

11-640-12-07 -
11-641-12-07
12,5 cm / 4 7/8"



11-620-09-07
9 cm / 3 4/8"

11-620-10-07
10,5 cm / 4 1/8"

11-621-09-07
9 cm / 3 4/8"

11-621-10-07
10,5 cm / 4 1/8"

11-620-09-07 -
11-621-10-07

Irisscheren

Iris Scissors


Tijeras para iridectomía

Ciseaux à iridectomie

Forbici per iridectomia



	Standard	TC GOLD	SuperCut	 AQUILA
10,5 cm / 4 1/8"			11-672-10-07	
11,5 cm / 4 7/8"	11-630-11-07	11-982-11-07	11-672-11-07	28-464-11-07
11,5 cm / 4 7/8"			11-672-12-07	



Irisscheren

Iris Scissors
Tijeras para iridectomía
Ciseaux à iridectomie
Forbici per iridectomia

Scheren


Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici




11



	Standard	TC GOLD	SuperCut	AQUILA
10,5 cm / 4 1/8"			11-673-10-07	
11,5 cm / 4 5/8"	11-631-11-07	11-983-11-07	11-673-11-07	28-465-11-07



10,5 cm / 4 1/8"



11,5 cm / 4 5/8"


Irisscheren

Iris Scissors

Tijeras para iridectomía

Ciseaux à iridectomie

Forbici per iridectomia



SuperCut



11-642-11-07




11-643-11-07

11-642-11-07 -
11-643-11-07

11 cm / 4 3/8"

spitz/spitz
sharp/sharp
agudo/agudo
pointu/pointu
appuntato/appuntato



Standard

11-120-13-07


stumpf/stumpf
blunt/blunt
romo/romo
mousse/mousse
smusso/smusso



SuperCut

11-644-13-07


spitz/spitz
sharp/sharp
agudo/agudo
pointu/pointu
appuntato/appuntato



Standard

11-125-13-07

stumpf/stumpf
blunt/blunt
romo/romo
mousse/mousse
smusso/smusso



SuperCut

11-645-13-07

spitz/spitz
sharp/sharp
agudo/agudo
pointu/pointu
appuntato/appuntato

Jabaley
11-120-13-07 -
11-645-13-07


13 cm / 5 1/8"

Irisscheren

Iris Scissors
Tijeras para iridectomía
Ciseaux à iridectomie
Forbici per iridectomia


Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



Stevens	Standard	SuperCut
10 cm / 3 7/8"	11-678-10-07	
11 cm / 4 3/8"	11-682-11-07	11-676-10-07

Standard	SuperCut
11-679-10-07	
11-683-11-07	11-677-10-07



stumpf/stumpf
blunt/blunt
romo/romo
mousse/mousse
smusso/smusso



stumpf/stumpf
blunt/blunt
romo/romo
mousse/mousse
smusso/smusso

Strabismusscheren

Strabismus Scissors
Tijeras para estrabismo
Ciseaux à strabisme
Forbici per strabismo



1/4

11-690-11-07



11-691-11-07

11-690-11-07 -
11-691-11-07
11,5 cm / 4 1/8"

Mikroscheren

Micro Scissors
Micro-Tijeras
Micro-Ciseaux
Micro-Forbici

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici




1/2

11-700-00-07 -
11-701-05-07




1/1



		A	D	A-SB	D-SB
15 cm / 5 7/8"		9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
		11-700-00-07	11-701-00-07	11-700-01-07	11-701-01-07



1/1



		A	D	A-SB	D-SB
15 cm / 5 7/8"		14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
		11-700-04-07	11-701-04-07	11-700-05-07	11-701-05-07




1/2

11-700-02-07 -
11-701-07-07




1/1



		A	D	A-SB	D-SB
15 cm / 5 7/8"		9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
		11-700-02-07	11-701-02-07	11-700-03-07	11-701-03-07



1/1



		A	D	A-SB	D-SB
15 cm / 5 7/8"		14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
		11-700-06-07	11-701-06-07	11-700-07-07	11-701-07-07

A = Adventitia
D = Präparation
A-SB = Adventitia, ein gezahntes Blatt
D-SB = Präparation, ein gezahntes Blatt

A = Adventitia
D = Dissection
A-SB = Adventitia, one serrated blade
D-SB = Dissection, one serrated blade

A = Adventicia
D = Disección
A-SB = Adventicia, una hoja dentada
D-SB = Disección, una hoja dentada

A = Advantice
D = Dissection
A-SB = Advantice, une lame dentelée
D-SB = Dissection, une lame dentelée

A = Aventizia
D = Dissezione
A-SB = Adventizia, una lama dentata
D-SB = Dissezione, una lama dentata

Mikroscheren

Micro Scissors


Micro-Tijeras

Micro-Ciseaux

Micro-Forbici



1/1



		A	A	D	A-SB	D-SB
15 cm / 5 7/8"		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
		11-710-15-07	11-711-15-07			
		11-716-15-09	11-717-15-09			
18 cm / 7 1/8"		11-710-18-07	11-711-18-07	11-711-19-07	11-710-19-07	11-711-20-07
		11-716-18-09	11-717-18-09			
21 cm / 8 2/8"		11-710-21-07	11-711-21-07			
		11-716-21-09	11-717-21-09			
23 cm / 9"		11-710-23-07	11-711-23-07			

1/2

11-710-15-07 -
11-717-18-09

A = Adventitia
D = Präparation

A-SB = Adventitia, ein gezahntes Blatt
D-SB = Präparation, ein gezahntes Blatt

A = Adventitia
D = Dissection

A-SB = Adventitia, one serrated blade
D-SB = Dissection, one serrated blade

A = Adventicia
D = Disección

A-SB = Adventicia, una hoja dentada
D-SB = Disección, una hoja dentada

A = Advantice
D = Dissection

A-SB = Advantice, une lame dentelée
D-SB = Dissection, une lame dentelée

A = Avventizia
D = Dissezione

A-SB = Avventizia, una lama dentata
D-SB = Dissezione, una lama dentata

Mikroscheren


Micro Scissors
Micro-Tijeras
Micro-Ciseaux
Micro-Forbici

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



1/1



		A	A	D	A-SB	D-SB
15 cm / 5 7/8"		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
		11-712-15-07	11-713-15-07			
		11-718-15-09	11-719-15-09			
18 cm / 7 1/8"		11-712-18-07	11-713-18-07	11-713-19-07	11-712-19-07	11-713-20-07
		11-718-18-09	11-719-18-09			
21 cm / 8 2/8"		11-712-21-07	11-713-21-07			
		11-718-21-09	11-719-21-09			
23 cm / 9 1/8"		11-712-23-07	11-713-23-07			

1/2

11-712-15-07 -
11-719-18-09

A = Adventitia
D = Präparation

A-SB = Adventitia, ein gezahntes Blatt
D-SB = Präparation, ein gezahntes Blatt

A = Adventitia
D = Dissection

A-SB = Adventitia, one serrated blade
D-SB = Dissection, one serrated blade

A = Adventicia
D = Disección

A-SB = Adventicia, una hoja dentada
D-SB = Disección, una hoja dentada

A = Advantice
D = Dissection

A-SB = Advantice, une lame dentelée
D-SB = Dissection, une lame dentelée

A = Avventizia
D = Dissezione

A-SB = Avventizia, una lama dentata
D-SB = Dissezione, una lama dentata


Mikroscheren

Micro Scissors

Micro-Tijeras

Micro-Ciseaux

Micro-Forbici




Jacobson
11-732-23-07 -
11-735-23-07



11-732-23-07
20,5 cm / 8 1/8"



11-733-23-07
20 cm / 7 7/8"



11-734-23-07
20,5 cm / 8 1/8"



11-735-23-07
20 cm / 7 7/8"

Mikroscheren

Micro Scissors
Micro-Tijeras
Micro-Ciseaux
Micro-Forbici

Scheren


Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



11




1/2



1/1

11-748-19-07


20 cm / 7 7/8"



11-749-19-07

18 cm / 7 1/8"

11-748-19-07 -
11-749-19-07



1/2



1/1

11-750-19-07

19 cm / 7 4/8"



11-751-19-07

18,5 cm / 7 2/8"

aufwärts gebogen
bent upwards
angulado hacia arriba
courbée en haut
angolato in alto



11-752-19-07

18,5 cm / 7 2/8"

abwärts gebogen
bent downwards
angulado hacia abajo
coudé en bas
angolato in basso

11-750-19-07 -
11-752-19-07


Mikroscheren, Mikro-Präparierscheren

Micro Scissors, Micro Dissecting Scissors


Micro-Tijeras, Micro-Tijeras de disección

Micro-Ciseaux, Micro-Ciseaux à dissection

Micro-Forbici, Micro-Forbici per dissezione



11-755-11-07
12 cm / 4 5/8"



11-756-12-07
12 cm / 4 5/8"



Biemer
11-758-12-07
12 cm / 4 5/8"

Mikro-Venenschere
Micro scissors for veins
Tijeras de micro para venas
Micro-ciseaux pour les veines
Forbici micro per vene


Zum Auffrischen von Gefäßstümpfen. Kein Abgleiten des Gefäßes und glatte, saubere Durchtrennung

For roughening vessel ends, vessel cannot slip off, clean, smooth cut


Renovación de extremos vasculares. Ningún resbalamiento del vaso, cortes limpios y lisos

Pour rafraîchir des moignons vasculaires. Les vaisseau ne peut pas glisser, coupe lisse et propre

Per cruentare le estremità vasili. Senza scivolamento del vaso, con distacco preciso



11-760-09-07
10 cm / 3 7/8"



11-761-09-07
9,5 cm / 3 6/8"

Mikroscheren

Micro Scissors
Micro-Tijeras
Micro-Ciseaux
Micro-Forbici

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



Jaboma
11-765-18-07

18 cm / 7 1/8"

für Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte
for Cleft Palate
para fisura paladar
pour fente du palais
per cheilo-labbro-palato schisi



Jaboma
11-767-18-07

18 cm / 7 1/8"

für Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte
for Cleft Palate
para fisura paladar
pour fente du palais
per cheilo-labbro-palato schisi



Jaboma
11-769-18-07


18 cm / 7 1/8"

für Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte
for Cleft Palate
para fisura paladar
pour fente du palais
per cheilo-labbro-palato schisi




11-776-02-07

19 cm / 7 4/8"




11-778-01-07 -
11-778-02-07

15,5 cm / 6 1/8"



11-778-01-07



11-778-02-07


Präparierscheren, Face-lift-Scheren, Fadenscheren

Dissecting Scissors, Face-lift Scissors, Stitch Scissors

Tijeras de disección, Tijeras para Face-Lift, Tijeras para hilos


Ciseaux à dissection, Ciseaux pour Face-lift, Ciseaux à ligatures

Forbici per dissezione, Forbici per Face-lift, Forbici per legature




Salyer
11-801-10-07
10 cm / 3 7/8"

für Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte
for Cleft Palate
para fisura paladar
pour fente du palais
per cheilo-labbro-palato schisi




Kaye
11-809-11-07
11 cm / 4 3/8"


beide Schneiden gezahnt
both cutting edges serrated
ambos filos dentados
deux lames dentées
entrambe le lame dentate



O'Brian
11-821-09-07
9 cm / 3 4/8"



Spencer
11-824-09-07
9 cm / 3 4/8"



Spencer
11-824-10-07
10,5 cm / 4 1/8"



Spencer
11-826-13-07
13 cm / 5 1/8"

Fadenscheren

Stitch Scissors
Tijeras para hilos
Ciseaux à ligatures
Forbici per legature

Scheren


Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



11




1/2



1/4

11-830-14-07
14,5 cm / 5 7/8"



11-830-18-07
18 cm / 7 1/8"

Buck
11-830-14-07 -
11-830-18-07



1/2



1/4

Littauer
11-834-14-07
14 cm / 5 1/2"

Drahtscheren

Wire Cutting Scissors


Tijeras para cortar hilos de acero

Ciseaux coupe-fil


Forbici per tagliare fili metallici




Beebe
11-874-10-07 -
11-879-12-07




11-874-10-07
10 cm / 3 7/8"



11-875-10-07
10 cm / 3 7/8"



11-878-12-07
12 cm / 4 5/8"
eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata



11-879-12-07
12 cm / 4 5/8"
eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata

highMed-Präparierscheren

Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



highMed



1/2



1/4

Lillehei-Potts
11-882-18-07
18 cm / 7 1/8"



highMed




1/2




1/4



11-886-20-07
20°



11-886-50-07
50°



11-886-90-07
90°

Potts-De Martell
11-886-20-07 -
11-886-90-07
18 cm / 7 1/8"


Ligaturscheren

Ligature Scissors

Tijeras para ligaduras

Ciseaux pour ligatures

Forbici per legature



suture Cut
TC GOLD



1/1

11-914-11-07
11,5 cm / 4 1/8"



1/1

11-914-14-07
14,5 cm / 5 3/4"




1/1

11-914-18-07
18 cm / 7"



1/2

11-914-11-07 -
11-914-30-07




1/1

11-914-20-07
20,5 cm / 8"




1/1

11-914-23-07
23 cm / 9"



1/1

11-914-25-07
25 cm / 9 3/4"



1/1

11-914-30-07
30 cm / 11 5/8"

für Synthetik-Nahtmaterial,
eine Schneide gezahnt

for synthetic suture material,
one toothed cutting edge

para hilos de sutura sintéticos,
una hoja dentada

pour matériel de suture synthétique,
une lame dentelée

per materiale di sutura sintetico,
una lama dentata

Ligaturscheren

Ligature Scissors
Tijeras para ligaduras
Ciseaux pour ligatures
Forbici per legature

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



1/2

11-915-14-07 -
11-915-23-07


für Synthetik-Nahtmaterial,
eine Schneide gezahnt

for synthetic suture material,
one toothed cutting edge

para hilos de sutura sintéticos,
una hoja dentada


pour matériel de suture synthétique,
une lame dentelée

per materiale di sutura sintetico,
una lama dentata




1/1

11-915-14-07
14,5 cm / 5 3/4"



11-915-17-07
17 cm / 6 3/4"



11-915-23-07
23 cm / 9"

TCC-BlackLine-Scheren

TCC-BlackLine Scissors


Tijeras TCC-BlackLine

Ciseaux TCC-BlackLine

Forbici TCC-BlackLine



TCC BlackLine
finoLine TC GOLD



11-916-14-07 -
11-916-20-07



Tönnis-Adson TCC-BlackLine
11-919-14-07 -
11-919-18-07

sehr fein
very delicate
muy fino
très fin
strafino

Keramik-Beschichtung,
eine Schneide gezahnt

Coated with ceramics,
one toothed cutting edge

Cubierto con material de cerámicas,
una hoja dentada

Recouvert avec matériau de la
céramique, une lame dentelée

Ricoprito con materiale di ceramica,
una lama dentata

Präparierscheren, Chirurgische Scheren

Dissecting Scissors, Operating Scissors
Tijeras de disección, Tijeras quirúrgicas
Ciseaux à dissection, Ciseaux chirurgicaux
Forbici per dissezione, Forbici per chirurgia

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



11



Präparierscheren, Chirurgische Scheren

Dissecting Scissors, Operating Scissors

Tijeras de disección, Tijeras quirúrgicas


Ciseaux à dissection, Ciseaux chirurgicaux

Forbici per dissezione, Forbici per chirurgia




1/2

Metzenbaum-Thorek
11-945-20-07 -
11-945-28-07




1/4

11-945-20-07
20 cm / 7 7/8"



11-945-23-07
23 cm / 9"




11-945-28-07
28 cm / 11"



1/2

Lexer
11-950-10-07 -
11-951-10-07
12,5 cm / 4 7/8"



1/4

11-950-10-07



11-951-10-07

Präparierscheren, Chirurgische Scheren


Dissecting Scissors, Operating Scissors
Tijeras de disección, Tijeras quirúrgicas
Ciseaux à dissection, Ciseaux chirurgicaux
Forbici per dissezione, Forbici per chirurgia

Scheren


Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



1/2



11-950-21-07




11-951-21-07

Lexer
11-950-21-07 -
11-951-21-07
21 cm / 8 2/8"



1/2



Mayo-Lexer
11-953-16-07
16 cm / 6 2/8"

11

Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors

Tijeras finas de disección

Ciseaux fins à dissection

Forbici fini per dissezione



finoLine




1/2

Metzenbaum-Fino
11-961-20-07 -
11-961-28-07



1/1

11-961-25-07
26 cm / 10 2/8"



1/1

11-961-28-07
28,5 cm / 11 2/8"



1/2

Metzenbaum-Fino
11-962-18-07 -
11-962-20-07




1/1

11-962-18-07
18 cm / 7 1/8"




1/1

11-962-20-07
20 cm / 7 7/8"



1/1

11-962-23-07
23 cm / 9"



1/2

Metzenbaum-Lahey
11-965-14-07

14,5 cm / 5 6/8"
schlankes Modell
slender pattern
modelo delgado
modèle gracile
modello delicato

Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors
Tijeras finas de disección
Ciseaux fins à dissection
Forbici fini per dissezione

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



finoLine



1/2

11

Toennis-Adson	TC GOLD	AQUILA	TCCBlackLine	ST
17,5 cm / 6 7/8"	11-965-17-07	11-893-17-07	11-921-17-07	28-437-18-07
18 cm / 7 1/8"		28-477-18-07		



1/1

Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors

Tijeras finas de disección

Ciseaux fins à dissection


Forbici fini per dissezione



1/2


Metzenbaum-Fino
11-965-20-07 -
11-965-23-07

schlankes Modell
slender pattern
modelo delgado
modèle gracile
modello delicato



1/4

11-965-20-07
20,5 cm / 8 1/8"




1/4

11-965-23-07
23 cm / 9"




1/2

Siegert
11-968-11-07 -
11-969-11-07
11,5 cm / 4 4/8"



1/4

11-968-11-07



1/4


11-969-11-07




Gorney-Freeman
11-969-17-07 -
11-969-23-07
11,5 cm / 4 5/8"



11-969-17-07
17 cm / 6 5/8"



11-969-19-07
19 cm / 7 4/8"



11-969-23-07
23 cm / 9"


Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors


Tijeras finas de disección

Ciseaux fins à dissection

Forbici fini per dissezione




11-970-19-07
20 cm / 7 7/8"



11-970-23-07
23 cm / 9"



11-971-19-07
19 cm / 7 1/2"



11-971-23-07
23 cm / 9"

Gorney
11-970-19-07 -
11-970-23-07

eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata

Face-lift-Scheren

Face-lift Scissors

Tijeras para Face-Lift

Ciseaux pour Face-lift

Forbici per Face-lift


Scheren

Scissors

Tijeras

Ciseaux


Forbici



Rees
11-973-17-07

17 cm / 6 ⁵/₈"

eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata



Gorney-Freeman
11-974-23-07

19 cm / 7 ⁴/₈"

Feine Präparierscheren

Delicate Dissecting Scissors

Tijeras finas de disección


Ciseaux fins à dissection

Forbici fini per dissezione




1/2

Ragnell
11-991-12-07-
11-991-18-07




1/4

11-991-12-07
12,5 cm / 4 7/8"



11-991-15-07
15 cm / 5 7/8"




11-991-18-07
18 cm / 7 1/8"

Drahtscheren

Wire Cutting Scissors
Tijeras para cortar hilos de acero
Ciseaux coupe-fil
Forbici per tagliare fili metallici

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici



Martin
11-996-16-07

16 cm / 6 2/8"

Drahtschere
Wire cutting scissors
Tijera para alambre
Ciseaux à fils
Forbici per fili

max Ø = 0,5 mm
weicher Draht
hard wire
alambre duro
fil métallique raide
filo rigido

Mikro-Scheren

Micro Scissors

Micro-Tijeras


Micro-Ciseaux

Micro-Forbici



1/2

Vannas
24-850-01-07 -
24-850-03-07
12 cm / 4 7/8"




1/4

24-850-01-07




9 mm



24-850-02-07



12 mm



24-850-03-07




12 mm



1/2

Vannas
24-850-04-07 -
24-850-05-07
16 cm / 6 2/8"




1/4

24-850-04-07



12 mm



24-850-05-07




12 mm



1/2

Millesi
24-850-10-07 -
24-850-11-07
16 cm / 6 2/8"



1/4

24-850-10-07



12 mm



24-850-11-07




12 mm



1/2

Jacobson
24-850-15-07
18,5 cm / 7 2/8"



1/4



12 mm

Mikro-Scheren

Micro Scissors
Micro-Tijeras
Micro-Ciseaux
Micro-Forbici

Scheren


Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici




11



1/2





	15 mm	15 mm	15 mm
16,5 cm / 6 4/8"	24-850-20-07	24-850-21-07	
20 cm / 7 7/8"	24-850-22-07	24-850-23-07	24-850-24-07

Yasargil
24-850-20-07 -
24-850-24-07



1/2



	A	A	D	D
	15 mm	15 mm		
20 cm / 7 7/8"			24-850-30-07	24-850-31-07
22,5 cm / 8 7/8"	24-850-25-07	24-850-26-07	24-850-33-07	24-850-32-07
24,5 cm / 9 5/8"		24-850-28-07		

Yasargil
24-850-25-07 -
24-850-33-07

Mikro-Scheren

Micro Scissors


Micro-Tijeras

Micro-Ciseaux

Micro-Forbici



1/2




1/4

45°
24-850-40-07



14 mm




1/4

45°
24-850-41-07



14 mm




1/4

135°
24-850-42-07



14 mm


Nagel
24-850-40-07 -
24-850-42-07
20 cm / 7 7/8"



1/4

1/2

Fahlbusch
24-850-50-07
16,5 cm / 6 4/8"



1/4


1/2

Caspar
24-850-60-07
11,5 cm / 4 4/8"



1/2

Jabaley
11-120-13-07 -
28-401-13-07
13 cm / 5 1/8"




1/1

Standard

11-120-13-07

stumpf/stumpf
blunt/blunt
romo/romo
mousse/mousse
smusso/smusso



ST

28-400-13-07

spitz/spitz
sharp/sharp
agudo/agudo
pointu/pointu
appuntato/appuntato



Standard

11-125-13-07


stumpf/stumpf
blunt/blunt
romo/romo
mousse/mousse
smusso/smusso



ST

28-401-13-07

spitz/spitz
sharp/sharp
agudo/agudo
pointu/pointu
appuntato/appuntato




ST



1/2


28-400-11-07 -
28-401-11-07
11 cm / 4 3/8"



1/1

28-400-11-07

28-401-11-07




ST



1/2

Iris
28-402-10-07 -
28-403-10-07
10,5 cm / 4 1/8"



1/1

28-402-10-07

28-403-10-07

Scheren

Scissors

Tijeras

Ciseaux


Forbici



ST



Iris
28-402-11-07 -
28-403-11-07
11,5 cm / 4 1/8"



Micro-Iris
28-403-09-07
11,5 cm / 4 1/8"




Iris
28-404-11-07 -
28-405-11-07
11,5 cm / 4 1/8"




Knapp
28-404-12-07 -
28-405-12-07
11,5 cm / 4 1/8"



Stevens
28-406-11-07 -
28-407-11-07
11,5 cm / 4 1/8"




Mayo-Lexer
 28-413-16-07
 16,5 cm / 6 1/8"



Greenberg PAR
 28-415-11-07
 11,5 cm / 4 1/8"




Ragnell-Kilner
 28-417-13-07 -
 28-417-18-07



28-417-13-07
 13 cm / 5 1/8"



28-417-15-07
 15 cm / 5 7/8"



28-417-18-07
 18 cm / 7 1/8"


Scheren

Scissors

Tijeras

Ciseaux

Forbici




ST




1/2

Reynolds-Jameson
28-439-12-07 -
28-439-18-07



1/4

28-439-12-07
12 cm / 4 5/8"



28-439-16-07
16 cm / 6 2/8"




28-439-18-07
18 cm / 7 1/8"



1/2

Stevens
28-441-13-07
13 cm / 5 1/8"



1/4




1/2

Gorney
28-443-17-07 -
28-443-19-07



1/4


28-443-17-07
17 cm / 6 6/8"



28-443-19-07
19 cm / 7 4/8"



1/2
Gorney-Freeman
28-445-17-07
17 cm / 6 5/8"



1/2
Gorney-Freeman
28-447-23-07
17 cm / 6 5/8"



1/2
Kaye
28-449-17-07 -
28-449-23-07

28-449-17-07
17 cm / 6 5/8"

28-449-23-07
23 cm / 9"



1/2
Fox
28-450-13-07 -
28-451-13-07
13 cm / 5 1/8"

28-450-13-07

28-451-13-07

Scheren

Scissors

Tijeras

Ciseaux

Forbici



ST



1/1

Arbeitslänge
working length
largo útil
longueur utile
lunghezza utile
85 mm

1/2

Heymann
28-453-18-07
18 cm / 7 1/8"



1/1

1/2

Aufricht
28-455-14-07
14 cm / 5 4/8"



1/1

1/2


Fomon
28-457-12-07
12 cm / 4 6/8"

Nasenscheren

Nasal Scissors
Tijeras nasales
Ciseaux nasaux
Forbici nasali

Scheren


Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici




ST



$\frac{1}{2}$
40°
Fomon
28-459-13-07
13 cm / 5 $\frac{1}{8}$ "





$\frac{1}{2}$
Cottle
28-461-16-07
16 cm / 6 $\frac{2}{8}$ "



$\frac{1}{2}$
Dean
28-463-17-07
17 cm / 6 $\frac{5}{8}$ "

Scheren

Scissors
Tijeras
Ciseaux
Forbici




Cottle
28-479-16-07
16 cm / 6 2/8"




40°
Fomon
28-481-13-07
13 cm / 5 1/8"



Kaye
28-499-17-07 -
28-499-23-07



28-499-17-07
17 cm / 6 5/8"



28-499-19-07
19 cm / 7 4/8"



28-499-23-07
23 cm / 9"

Face-Lift-Scheren

Face-lift Scissors

Tijeras para Face-lift

Ciseaux pour Face-lift

Forbici per Face-lift

Scheren

Scissors

Tijeras

Ciseaux


Forbici




Gregory
28-501-14-07
14,5 cm / 5 7/8"
gezahnt
toothed
dentada
dentelés
dentate



Kaye
28-503-15-07 -
28-503-18-07
eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata



28-503-18-07
18 cm / 7"



Stella-S
28-505-18-07
18 cm / 7"
eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata

Face-Lift-Scheren

Face-lift Scissors

Tijeras para Face-lift

Ciseaux pour Face-lift


Forbici per Face-lift



Gorney
28-521-18-07

17,5 cm / 6 7/8"

eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata



Freeman-Kaye
28-525-18-07

18 cm / 7"

eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata



Freeman
28-529-23-07

23 cm / 9"

eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata


12

Pinzetten
Forceps
Pinzas
Pinces
Pinze




Anatomische Pinzetten

Dissecting Forceps
 Pinzas de disección
 Pincès à dissection
 Pinze per dissezione



Mini-Adson
 12-166-12-07
 12 cm / 4 5/8"



Adson
 12-168-12-07 -
 12-168-15-07

12-168-12-07
 12 cm / 4 5/8"


12-168-15-07
 15 cm / 5 7/8"



McIndoe
 12-170-15-07
 15 cm / 5 7/8"



Waugh
 12-171-20-07
 20 cm / 7 7/8"



Semken
 12-172-12-07 -
 12-172-15-07

12-172-12-07
 12,5 cm / 4 7/8"



12-172-15-07
 15 cm / 5 7/8"

Anatomische Pinzetten

Dissecting Forceps
Pinzas de disección
Pincés à dissection
Pinze per dissezione

Pinzetten

Forceps
Pinzas
Pincés
Pinze



12-184-06-07 -
12-184-10-07
15,5 cm / 6 1/8"

Atrauma



12-184-18-07
17,5 cm / 6 7/8"

Chirurgische Pinzetten, Anatomische Pinzetten






Tissue Forceps, Dissecting Forceps

Pinzas de disección con diente, Pinzas de disección

Pinces à dissection à griffes, Pinces à dissection

Pinze per dissezione con denti, Pinze per dissezione

TC GOLD

					
1/2	1/1		1/2	1/1	
	12-246-12-07 12 cm / 4 5/8" Miniprofil mini profile perfil mini profil mini mini-profilo	12-246-15-07 15 cm / 5 7/8" Miniprofil mini profile perfil mini profil mini mini-profilo		12-250-12-07 12 cm / 4 5/8" Normalprofil normal profile perfil normal profil normal profilo normale	12-250-15-07 15 cm / 5 7/8" Normalprofil normal profile perfil normal profil normal profilo normale
	 1:2	 1:2		 1:2	
Adson 12-246-12-07 - 12-246-15-07			Adson 12-250-12-07 - 12-250-15-07		


					
1/2	1/1	1/2	1/1	1/2	1/1
			 1:2		 1:2
Jaboma 12-276-18-07 18 cm / 7 1/8"		Jaboma 12-278-18-07 18 cm / 7 1/8"		Jaboma 12-279-18-07 18 cm / 7 1/8"	

Chirurgische Pinzetten

Tissue Forceps
 Pinzas de disección con diente
 Pincers à dissection à griffes
 Pinze per dissezione con denti

Pinzetten

Forceps
 Pinzas
 Pincers
 Pinze




12




12-326-14-07
 14,5 cm / 5 7/8"



12-326-14-07



12-368-12-07
 12 cm / 4 6/8"




12-368-15-07
 15 cm / 5 7/8"



Adson
 12-368-12-07 -
 12-368-15-07



Gillies
 12-370-15-07
 15,5 cm / 6 1/8"




12-371-20-07
 20 cm / 7 7/8"



12-371-25-07
 25 cm / 9 7/8"



Waugh
 12-371-20-07 -
 12-371-25-07



12-372-12-07
 12,5 cm / 4 7/8"



12-372-15-07
 15 cm / 5 7/8"



Semken
 12-372-12-07 -
 12-372-15-07

Chirurgische Pinzetten

Tissue Forceps

Pinzas de disección con diente

Pinces à dissection à griffes

Pinze per dissezione con denti



1/2



1/1

12-384-06-07

0,6 mm



1:2



12-384-08-07

0,8 mm



1:2




12-384-10-07

1,0 mm



1:2



1/2

1/1




7:7

12-384-06-07 -
12-384-10-07

15,5 cm / 6 1/8"

Adson-Brown
12-400-12-07
12 cm / 4 5/8"




1/1



7:6



1/2




1/1



1:2



1/2




1/1



1:2

12-406-12-07
12 cm / 4 5/8"



12-406-15-07
15 cm / 5 7/8"



1:2

Mini-Adson
12-402-12-07
12 cm / 4 5/8"

Mikro-Adson
12-406-12-07 -
12-406-15-07



1/2


Nelson
12-466-23-07
23 cm / 9"

Kurze Mikropinzetten

Short Micro Forceps
Micro Pinzas, corto
Micro-Pinces, court
Micro-Pinze, corto

Pinzetten

Forceps
Pinzas
Pinces
Pinze



1/2

12-552-01-07 -
12-553-06-07
11 cm / 4 3/8"

1/1			
∅	0.15 mm	0.20 mm	0.30 mm
St	12-552-01-07	12-552-02-07	12-552-03-07

1/1			
∅	0.50 mm	1.2 mm	
St	12-553-01-07	12-553-05-07	12-553-06-07

1/1			
	VD	VD	VD
∅	0.10 mm	0.20 mm	0.30 mm
	gewinkelt/angled/ acodada/angulée/ angolata	10°	10°
St	12-552-04-07	12-552-05-07	12-552-06-07

1/1			
∅	0.15 mm	0.20 mm	0.30 mm
St	12-552-07-07	12-552-08-07	12-552-09-07

1/1			
∅	0.50 mm	1.2 mm	
St	12-553-07-07	12-553-08-07	12-553-09-07

1/1			
	VD	VD	VD
∅	0.10 mm	0.20 mm	0.30 mm
	gewinkelt/angled/ acodada/angulée/ angolata	10°	10°
St	12-552-10-07	12-552-11-07	12-552-12-07



1/2

12-552-07-07 -
12-553-09-07
11 cm / 4 3/8"

12

Mikropinzetten, Gefäß-Dilatationspinzetten

Micro Forceps, Micro dilating forceps

Micro Pinzas, Micro pinza de dilatación


Micro-Pinces, Micro pince à dilater

Micro-Pinze, Micro pinze per dilatazione



1/2

Jeweler mod.
12-560-00-07 -
12-561-90-07



		VD	VD	Pierse	45°	90°
11 cm / 4 3/8"	Ø	0.30 mm	0.20 mm	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm
	St	12-560-00-07	12-560-02-07	12-560-03-07	12-560-05-07	12-560-45-07
13,5 cm / 5 3/8"	Ø	0.30 mm	0.20 mm	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm
	St	12-561-00-07	12-561-02-07	12-561-03-07	12-561-05-07	12-561-45-07
	St	12-561-90-07				



1/2

12-562-00-07 -
12-563-05-07




		45°	VD	Pierse
15 cm / 5 7/8"	Ø	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm
	St	12-562-00-07	12-562-01-07	12-562-02-07
				1.0 x 0.5 mm
	St	12-562-03-07	12-562-04-07	12-562-05-07
18 cm / 7 1/8"	Ø	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm
	St	12-563-00-07	12-563-01-07	12-563-02-07
	St	12-563-03-07	12-563-04-07	12-563-05-07

Mikropinzetten, Gefäß-Dilatationspinzetten

Micro Forceps, Micro dilating forceps
 Micro Pinzas, Micro pinza de dilatación
 Micro-Pinces, Micro pince à dilater
 Micro-Pinze, Micro pinze per dilatazione

Pinzetten

Forceps
 Pinzas
 Pinces
 Pinze



1/2



	Ø	0.40 mm	0.40 mm	0.70 mm	0.70 mm	0.80 mm	0.80 mm
15 cm / 5 7/8"	St	12-564-15-07	12-565-15-07	12-566-15-07	12-567-15-07		
	Ti	12-578-15-09	12-579-15-09			12-580-15-09	12-581-15-09
18 cm / 7 1/8"	St	12-564-18-07	12-565-18-07	12-566-18-07	12-567-18-07		
	Ti	12-578-18-09	12-579-18-09			12-580-18-09	12-581-18-09
21 cm / 8 2/8"	St			12-566-21-07	12-567-21-07		
	Ti					12-580-21-09	12-581-21-09
23 cm / 9"	St			12-566-23-07	12-567-23-07		
	Ti					12-580-23-09	12-581-23-09
25 cm / 9 7/8"	St			12-566-25-07	12-567-25-07		
	Ti					12-580-25-09	12-581-25-09

12

12-564-15-07 -
 12-581-25-09



1/2



	Ø	0.30 mm	0.30 mm	45°	1.0 x 0.5 mm	VD	Pierse
15 cm / 5 7/8"	St	12-591-00-07	12-591-01-07	12-591-02-07	12-591-03-07	12-591-04-07	12-591-05-07
	St	12-592-00-07	12-592-01-07	12-592-02-07	12-592-03-07	12-592-04-07	12-592-05-07

12-591-01-07 -
 12-592-05-07

Mikropinzetten

Micro Forceps

Micro Pinzas

Micro-Pinces

Micro-Pinze



1/2



Counter Balance



diamond-coated

1/1



	Ø	0.40 mm	0.40 mm	0.70 mm	0.70 mm
18 cm / 7 1/8"	St	12-572-00-07	12-572-01-07	12-572-02-07	12-572-03-07
21 cm / 8 2/8"	St			12-572-04-07	12-572-05-07
23 cm / 9"	St			12-572-06-07	12-572-07-07
25 cm / 9 7/8"	St			12-572-08-07	12-572-09-07

12-572-00-07 -
12-572-09-07



1/2



Counter Balance



diamond-coated

1/1



	Ø	1.0 x 0.5 mm	1.0 x 0.5 mm	1.0 x 0.5 mm	2.0 x 1.0 mm	2.0 x 1.0 mm	Atrauma®
18 cm / 7 1/8"	St	12-572-15-07	12-573-00-07	12-573-01-07	12-573-02-07	12-573-03-07	12-573-04-07
21 cm / 8 2/8"	St	12-572-20-07	12-573-05-07	12-573-06-07	12-573-07-07	12-573-08-07	12-573-09-07
23 cm / 9"	St	12-572-25-07	12-573-10-07	12-573-11-07	12-573-12-07	12-573-13-07	12-573-14-07
25 cm / 9 7/8"	St	12-572-30-07	12-573-15-07	12-573-16-07	12-573-17-07	12-573-18-07	12-573-19-07


12-572-15-07 -
12-573-19-07

Mikropinzetten

Micro Forceps
Micro Pinzas
Micro-Pinces
Micro-Pinze

Pinzetten

Forceps
Pinzas
Pinces
Pinze



1/2



		1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
15 cm / 5 7/8"	Ø	0.40 mm	0.40 mm	0.70 mm	0.70 mm	0.80 mm	0.80 mm
	St	12-568-15-07	12-569-15-07	12-570-15-07	12-571-15-07		
	Ti	12-582-15-09	12-583-15-09			12-584-15-09	12-585-15-09
18 cm / 7 1/8"	St	12-568-18-07	12-569-18-07	12-570-18-07	12-571-18-07		
	Ti	12-582-18-09	12-583-18-09			12-584-18-09	12-585-18-09
21 cm / 8 2/8"	St			12-570-21-07	12-571-21-07		
	Ti					12-584-21-09	12-585-21-09
23 cm / 9"	St			12-570-23-07	12-571-23-07		
	Ti						

12-568-15-07 -
12-585-21-09



1/2



							Atrauma®
15 cm / 5 7/8"	Ø	1.0 x 0.5 mm	1.0 x 0.5 mm	1.0 x 0.5 mm	2.0 x 1.0 mm	2.0 x 1.0 mm	1.2 mm
	St	12-575-15-07	12-574-15-07	12-774-15-07	12-576-15-07	12-776-15-07	12-589-15-07
	Ti	12-587-15-09	12-586-15-09	12-786-15-09	12-588-15-09	12-787-15-09	12-590-15-09
18 cm / 7 1/8"	St	12-575-18-07	12-574-18-07	12-774-18-07	12-576-18-07	12-776-18-07	12-589-18-07
	Ti	12-587-18-09	12-586-18-09	12-786-18-09	12-588-18-09	12-787-18-09	12-590-18-09
21 cm / 8 2/8"	St	12-575-21-07	12-574-21-07	12-774-21-07	12-576-21-07	12-776-21-07	12-589-21-07
	Ti	12-587-21-09	12-586-21-09	12-786-21-09	12-588-21-09	12-787-21-09	12-590-21-09
23 cm / 9"	St	12-575-23-07	12-574-23-07	12-774-23-07	12-576-23-07	12-776-23-07	12-589-23-07
	Ti	12-587-23-09	12-586-23-09	12-786-23-09	12-588-23-09	12-787-23-09	12-590-23-09
25 cm / 9 7/8"	St	12-575-25-07	12-574-25-07	12-774-25-07	12-576-25-07	12-776-25-07	12-589-25-07
	Ti	12-587-25-09	12-586-25-09	12-786-25-09	12-588-25-09	12-787-25-09	12-590-25-09

12-574-15-07 -
12-787-25-09

12

Mikro-Pinzetten

Micro Forceps

Micro-Pinzas

Micro-Pinces

Micro-Pinze




Jacobson
24-851-01-07
18 cm / 7 1/8"
ohne Sperre
w/o ratchet
sin trinquete
sans cran d'arrêt
senza arresto



Jacobson
24-851-02-07
18 cm / 7 1/8"
mit Sperre
with ratchet
con trinquete
avec cran d'arrêt
con arresto



Yasargil
24-851-10-07 -
24-851-13-07



24-851-10-07
20 cm / 7 7/8"



24-851-11-07
20 cm / 7 7/8"



24-851-12-07
22,5 cm / 8 7/8"




24-851-13-07
22,5 cm / 8 7/8"

Mikro-Pinzetten


Micro Forceps
Micro-Pinzas
Micro-Pinces
Micro-Pinze

Pinzetten


Forceps
Pinzas
Pinces
Pinze




12



	Samii	Samii	Yasargil-Samii	Yasargil-Samii	Yasargil-Samii	Yasargil
	3.0 mm	3.0 mm	3.0 mm	5.0 mm	7.0 mm	3.0 mm
16,5 cm / 6 5/8"						24-852-20-07
23 cm / 9"	24-852-01-07	24-852-02-07				
24 cm / 9 1/2"			24-852-10-07	24-852-11-07	24-852-12-07	




	Yasargil	Yasargil	Yasargil	Yasargil	Yasargil	Yasargil
	5.0 mm	3.0 mm	3.0 mm	5.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
16,5 cm / 6 5/8"	24-852-21-07					
20 cm / 7 7/8"		24-852-22-07				
22 cm / 8 5/8"			24-852-23-07	24-852-24-07	24-852-25-07	24-852-26-07



	Heifetz	Heifetz	Yasargil	Yasargil	Yasargil	Yasargil
			45°	90°		
	Ø 3.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 3.0 mm	Ø 3.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
22 cm / 8 5/8"	24-852-30-07	24-852-31-07	24-852-40-07	24-852-41-07	24-852-50-07	24-852-51-07

24-852-01-07 -
24-852-78-07



	Yasargil	Yasargil	Yasargil
	0.6 mm	0.9 mm	
			1:2
18 cm / 7 1/8"	24-852-70-07	24-852-71-07	24-852-72-07
20 cm / 7 7/8"	24-852-73-07	24-852-74-07	
22 cm / 8 5/8"	24-852-75-07	24-852-76-07	
24 cm / 9 1/2"	24-852-77-07	24-852-78-07	

Gefäßpinzetten

Vascular Forceps

Pinzas de disección vascular

Pinces à dissection vasculaires

Pinze per dissezione vascolari

Atrauma



1,5 mm


1/1

1/2

De Bakey
24-384-16-07
16 cm / 6 2/8"

13

Arterienklemmen
Haemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pincès hémostatiques
Pinze emostatiche



Bulldogklemmen, Arterienklemmen

Bulldog Clamps, Haemostatic Forceps

Clamps Bulldog, Pinzas hemostáticas

Clamps Bulldog, Pinces hémostatiques




Pinze Bulldog, Pinze emostatiche



1/2

Diethrich
13-120-08-07 -
13-121-12-07

1/4



St	13-120-08-07	13-120-10-07	13-120-12-07	13-121-08-07	13-121-10-07	13-121-12-07
	45 mm	50 mm	60 mm	40 mm	45 mm	50 mm
	8 mm	12 mm	20 mm	8 mm	12 mm	20 mm
P	50 g	50 g	50 g	50 g	50 g	50 g

1/4



13-310-12-07
12,5 cm / 4 7/8"

13-310-14-07
14,5 cm / 5 6/8"

13-311-12-07
12 cm / 4 6/8"

13-311-14-07
14 cm / 5 4/8"

1/4



13-312-12-07
12,5 cm / 4 7/8"

13-312-14-07
14,5 cm / 5 6/8"

13-313-12-07
12,5 cm / 4 7/8"

13-313-14-07
14,5 cm / 5 6/8"



1:2



1:2



1:2



1:2

1/2



Halsted-Mosquito
13-310-12-07 -
13-313-14-07

Arterienklemmen

Haemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pincas hémostatiques
Pinze emostatiche

Arterienklemmen

Haemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pincas hémostatiques
Pinze emostatiche




Ti



1/2

Halsted-Mosquito
13-310-62-09 -
13-313-62-09



1/1

13-310-62-09
12,5 cm / 4 7/8"



13-311-62-09
12 cm / 4 5/8"



13-312-62-09
12 cm / 4 5/8"



13-313-62-09
12 cm / 4 5/8"



13



1/1

13-320-10-07
10 cm / 3 7/8"



13-320-12-07
12 cm / 4 5/8"



13-321-10-07
10 cm / 3 7/8"



13-321-12-07
12 cm / 4 5/8"



1/1

13-322-10-07
10 cm / 3 7/8"



13-322-12-07
12 cm / 4 5/8"



13-323-10-07
10 cm / 3 7/8"



13-323-12-07
12 cm / 4 5/8"




1/2

Mikro-Mosquito
13-320-10-07 -
13-323-12-07


Arterienklemmen

Haemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



1/1


13-324-14-07
14 cm / 5 1/8"



13-325-14-07
13,5 cm / 5 3/8"


1/2

Providence-Hospital
13-324-14-07 -
13-325-14-07



1/1

13-326-15-07
15,5 cm / 6 1/8"




13-327-15-07
15 cm / 5 7/8"

1/2

Leriche
13-326-15-07 -
13-329-15-07



13-328-15-07
15,5 cm / 6 1/8"




13-329-15-07
15 cm / 5 7/8"



1:2




1:2



1/1

1/2

Pean
13-374-13-07
13,5 cm / 5 3/8"



1/1


1/2

Pean (Rochester)
13-410-16-07
16,5 cm / 6 4/8"



1/1

24-438-12-07




24-439-12-07

1/2

De Bakey-Mosquito
24-438-12-07 -
24-439-12-07
12,5 cm / 4 7/8"

15

Wundhaken
Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori




Wundhaken, Häkchen

Retractors, Hooks


Separadores, Ganchitos

Ecarteurs, Crochetes

Divaricatori, Divaricatori



Cope
15-055-01-07
18 cm / 7 1/8"



Cope-Walter
15-055-02-07
17,5 cm / 6 7/8"



Barsky
15-056-01-07
15 cm / 5 7/8"



Barsky
15-056-02-07
15 cm / 5 7/8"

Hauthäkchen, Wundhäkchen

Skin Hooks, Hooklets
 Ganchitos de piel, Ganchitos
 Crochetes pour le peau, Crochetes
 Divaricatori per pelle, Divaricatori

Wundhaken

Retractors
 Separadores
 Écarteurs
 Divaricatori



1/1
Fig. 1
 15-068-01-07

Fig. 2
 15-068-02-07

Fig. 3
 15-068-03-07

15-068-01-07 -
 15-068-03-07

16 cm / 6 2/8"

scharf
 sharp
 agudo
 pointu
 acuto



1/1

1/1

15-072-01-07

15-072-02-07

O'Connor
 15-070-16-07

16 cm / 6 2/8"

scharf
 sharp
 agudo
 pointu
 acuto

Guthrie
 15-072-01-07 -
 15-072-02-07

16 cm / 6 2/8"

scharf
 sharp
 agudo
 pointu
 acuto

Nervhäkchen, Haken

Nerve Hooklets, Hooks

Ganchitos para nervios, Ganchos

Crochets pour les nerfs, Crochets


Uncini per nervi, Uncini




Crile
24-541-20-07
20 cm / 7 7/8"



Adson
24-823-20-07 -
24-824-20-07
20 cm / 7 7/8"



Frazier
24-835-13-07 -
24-835-18-07



Trachealhaken, Wundhäkchen


Tracheal Hooks, Hooklets
 Ganchos traqueales, Ganchitos
 Ecarteurs pour trachéotomie, Crochetes
 Uncini tracheali, Divaricatori

Wundhaken


Retractors
 Separadores
 Ecarteurs
 Divaricatori



8 mm



1/2



1/1

10 mm

Jackson

27-155-17-07

18 cm / 7 1/8"



1/2



1/1



flexibel, scharf
 flexible, sharp
 flexible, agudo
 flexible, pointu
 flessibile, acuto

15-078-02-07

15-078-03-07

15-078-04-07



1/1



flexibel, stumpf
 flexible, blunt
 flexible, romo
 flexible, mousse
 flessibile, smusso

15-079-02-07

15-079-03-07

15-079-04-07

15-078-02-07 -
 15-079-04-07

15,5 cm / 6 1/8"


Sattelhäkchen

Saddle Hooks

Ganchos en forma de silla

Ecarteurs sous forme de selle

Divaricatori a forma di sella



14 mm
15-091-14-07

16 mm
15-091-16-07

18 mm
15-091-18-07

Desmarres
15-091-14-07 -
15-091-18-07
16 cm / 6 2/8"



Fig. 1
15-151-01-07
stumpf
blunt
romo
mousse
smusso
18 x 7 mm

Fig. 2
15-151-02-07
gezahnt
toothed
dentadas
dentelés
dentate
16 x 5 mm

Fig. 3
15-151-03-07
gezahnt
toothed
dentadas
dentelés
dentate
7 x 4 mm

Fig. 4
15-151-04-07
stumpf
blunt
romo
mousse
smusso
12 x 4 mm

Fig. 5
15-151-05-07
sattelförmig
saddle shaped
forma de silla
sous forme de selle
forma di sella
8 x 4 mm

Fig. 6
15-151-06-07
scharf
sharp
agudo
pointu
acuto
7 x 9 mm

Meyerding
15-151-01-07 -
15-151-06-07
18 cm / 7 1/8"

Sattelhäkchen, Wundhaken, Wundhäkchen

Saddle Hooks, Retractors

Ganchos en forma de silla, Separadores

Ecarteurs sous forme de selle, Ecarteurs

Divaricatori a forma di sella, Divaricatori

Wundhaken

Retractors

Separadores

Ecarteurs

Divaricatori



1/2



1/1

Fig. 1
15-161-01-07
20 x 6 mm



Fig. 2
15-161-02-07
10 x 6 mm

Senn-Green
15-161-01-07 -
15-161-02-07
16 cm / 6 3/8"




1/2



1/1

8 x 4,5 mm


15 x 5,5 mm



Ragnell-Davis
15-164-14-07
15 cm / 5 7/8"




1/2



1/1



15-166-16-07
scharfe Zähne
sharp prongs
garfios agudos
dents pointus
denti acuti

Blätter
blades
hojas
lames
lame
20 x 7 mm



15-167-16-07
stumpfe Zähne
blunt prongs
garfios romos
dents mousses
denti smussi


Blätter
blades
hojas
lames
lame
20 x 7 mm



Senn-Miller
15-166-16-07 -
15-167-16-07
16 cm / 6 3/8"



1/2



1/1

Fig. 1
15-191-01-07
glattes Blattende
smooth blade end
valva lisa
extrémité de la lame lisse
valva liscia





Fig. 2
15-191-02-07
gezahntes Blattende
toothed blade end
vlava dentada
extrémité de la lame dentelé
valva dentada


Strandell-Stille
15-191-01-07 -
15-191-02-07
19 cm / 7 1/8"

Wundhaken


Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori




30 x 11 mm
15-293-01-07




30 x 14 mm
15-293-02-07



30 x 15 mm
15-293-03-07



40 x 11 mm
15-293-04-07



50 x 11 mm $\frac{1}{2}$
15-293-05-07




$\frac{1}{2}$

Langenbeck
15-293-01-07 -
15-293-05-07
22 cm / 8 $\frac{5}{8}$ "



6 x 16 mm
15-301-16-07



6 x 25 mm
15-301-25-07



$\frac{1}{2}$

Langenbeck-Green
15-301-16-07 -
15-301-25-07
16 cm / 6 $\frac{2}{8}$ "

Wundhaken

Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori

Wundhaken

Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori




1/2


Kocher-Langenbeck
15-317-01-07 -
15-317-09-07
21,5 cm / 8 1/8"




25 x 6 mm
15-317-01-07




35 x 8 mm
15-317-02-07




35 x 11 mm
15-317-03-07




35 x 15 mm
15-317-04-07




40 x 11 mm
15-317-05-07




55 x 11 mm
15-317-06-07



70 x 14 mm
15-317-07-07



80 x 13 mm
15-317-08-07




80 x 16 mm
15-317-09-07


1/1

Wundhaken

Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori



Farabeuf
15-663-00-07
12 cm / 4 5/8"



Farabeuf
15-665-00-07
15,5 cm / 6 1/8"



15-696-00-07	90 x 24 mm
15-696-01-07	90 x 30 mm
15-696-02-07	115 x 24 mm
15-696-03-07	150 x 36 mm
15-696-04-07	190 x 30 mm

Tebbetts
15-696-00-07 -
15-696-04-07
18,5 cm / 7 2/8"



Wundspreizer, selbsthaltend

Wound Spreaders, self-retaining

Separadores autoestáticos

Ecarteurs autostatiques

Divaricatori autostatici

Wundhaken

Retractors


Separadores

Ecarteurs

Divaricatori



1/2



1/1

15-700-05-07

5 cm / 2"


scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



2:3



16 mm



15-701-05-07

5 cm / 2"


stumpf
blunt
romo
mousse
smusso



2:3



16 mm



15-702-07-07

7 cm / 2 5/8"


scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



3:4



20 mm



15-703-07-07

7 cm / 2 5/8"

stumpf
blunt
romo
mousse
smusso



3:4




20 mm

Finsen

15-700-05-07 -

15-703-07-07



1/1

15-704-07-07


mit Stellschraube, scharf
with adjusting screw, sharp
con tornillo de ajuste, agudo
avec vis d'ajustage, pointu
con vite di arresto, acuto



3:4



30 mm



15-705-07-07

mit Stellschraube, stumpf
with adjusting screw, blunt
con tornillo de ajuste, romo
avec vis d'ajustage, mousse
con vite di arresto, smusso



3:4



30 mm



1/2

Finsen-Martin


15-704-07-07 -

15-705-07-07

7,5 cm / 3"

Federspreizer


Spring spreader
Separadores muell.
Écarteurs ressorts
Divaricatori molli



15-709-00-07

8,5 cm / 3 3/8"


scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



15-709-01-07

11,5 cm / 4 1/8"


scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



15-709-02-07

8,5 cm / 3 3/8"

stumpf
blunt
romo
mousse
smusso



15-709-03-07

11,5 cm / 4 1/8"

scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



15-709-04-07

8,5 cm / 3 3/8"

scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



Wundspreizer, selbsthaltend

Wound Spreaders, self-retaining

Separadores autoestáticos

Ecarteurs autostatiques

Divaricatori autostatici

Wundhaken

Retractors


Separadores

Ecarteurs

Divaricatori



1/2



1/4

15-714-07-07

7 cm / 2 5/8"


scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



4:4



55 mm



15-714-10-07

10 cm / 3 7/8"

scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



4:4



70 mm



15-715-07-07

7 cm / 2 5/8"

stumpf
blunt
romo
mousse
smusso



4:4



55 mm



15-715-10-07

10 cm / 3 7/8"

stumpf
blunt
romo
mousse
smusso



4:4



70 mm


Alm

15-714-07-07 -
15-715-10-07

mit Stellschraube
with adjusting screw
con tornillo de ajuste
avec vis d'ajustage
con vite di arresto



1/2



1/4

stumpf
blunt
romo
mousse
smusso



4:4



24 mm

15-717-10-07

10 cm / 3 7/8"


Wundspreizer, selbsthaltend

Wound Spreaders, self-retaining

Separadores autoestáticos


Ecarteurs autostatiques

Divaricatori autostatici




15-747-10-07

scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



15-748-10-07

halbscharf
semi-sharp
semi-agudo
semi-pointu
semi acuto




15-749-10-07

stumpf
blunt
romo
mousse
smusso



Weitlaner
15-747-10-07 -
15-749-10-07
11 cm / 4 3/8"



Weitlaner-Baby
15-767-13-07
13,5 cm / 5 3/8"

Wundspreizer, selbsthaltend

Wound Spreaders, self-retaining

Separadores autoestáticos

Ecarteurs autostatiques

Divaricatori autostatici


Wundhaken

Retractors


Separadores

Ecarteurs


Divaricatori



scharf sharp agudo pointu acuto		15-750-13-07	15-750-16-07
		13,5 cm / 5 3/8"	16 cm / 6 2/8"
		43 mm	83 mm
		3:4	3:4



halbscharf semi-sharp semi-agudo semi-pointu semi acuto		15-750-14-07	15-750-17-07
		13,5 cm / 5 3/8"	16 cm / 6 2/8"
		43 mm	83 mm
		3:4	3:4



stumpf blunt romo mousse smusso		15-751-13-07	15-751-16-07
		13,5 cm / 5 3/8"	16 cm / 6 2/8"
		43 mm	83 mm
		3:4	3:4



Weitlaner
15-750-13-07 -
15-751-16-07

Wundspreizer, selbsthaltend

Wound Spreaders, self-retaining

Separadores autoestáticos

Ecarteurs autostatiques

Divaricatori autostatici



1/2

Vickers Low-Profile
15-792-00-01

6 cm / 2 3/8"

komplett, mit Mittelvalve Art.-Nr.
complete, with central blade ref.
completo, con valva central ref.
complet, avec valve centrale réf.
completo, con valva centrale rif.

15-792-01-01

stumpf
blunt
romo
mousse
smusso



2:2



25 mm



1/2

Vickers Low-Profile
15-793-00-01

9 cm / 3 4/8"

komplett, mit Mittelvalve Art.-Nr.
complete, with central blade ref.
completo, con valva central ref.
complet, avec valve centrale réf.
completo, con valva centrale rif.

15-792-01-01

stumpf
blunt
romo
mousse
smusso



3:3



30 mm



1/2

Vickers Low-Profile
15-794-00-01

7,5 cm / 3"

komplett, mit Mittelvalve Art.-Nr.
complete, with central blade ref.
completo, con valva central ref.
complet, avec valve centrale réf.
completo, con valva centrale rif.

15-792-01-01




25 mm

15-794-90-98

Feder
Spring
Pluma
Plume
Piuma



15-794-00-01




1/1

15-792-01-01

Mittelvalven
Central Blades
Valvas centrales
Valves centrales
Valve centrali

10 x 18 mm



1/1

15-792-02-01

Mittelvalven
Central Blades
Valvas centrales
Valves centrales
Valve centrali

10 x 12 mm



1/1

Vickers
15-798-01-01

5 cm / 3"

stumpf, Ringmodell, für Daumen und Finger
blunt, ring model, for thumb and fingers
romo, forma de anillo, para pulgar y dedos
mousse, modèle anneau, pour pouce et doigts
smusso, modello anulare, per pollice e le dita



**15-792-00-01,
15-793-00-01,
15-794-00-01,**



**15-792-00-01,
15-793-00-01,
15-794-00-01,**

Handarthroskopie-System

Hand Arthroscopy System
Juego para artroscopia de la mano
Système pour arthroscopie de la main
Sistema per artroscopia della mano

Wundhaken

Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori



15-910-63-07

Handarthroskopie-Handfessel, sterilisierbar
Hand immobilizer for hand arthroscopy, sterilizable
Inmovilizador de mano para artroscopia de muñeca, esterilizable
Dispositif d'immobilisation pour arthroscopie de la main, stérilisable
Dispositivo di fissaggio mano per artroscopia della mano, sterilizzabile



22-596-01-07 small

22-596-02-07 medium

22-596-03-07 large

Drahtgeflecht, autoklavierbar
Finger extension sleeve, autoclavable
Malla metálica, esterilizable en autoclave
Manchon d'extension de doigt, autoclavable
Maglia metallica, autoclavabile



15-910-62-07

Haltebügel für Fingerextensionshülsen
Horizontal suspension bar for finger extension sleeves
Estribo de fijación para fundas de tracción digital
Barre de fixation horizontale pour manchons d'extension de doigt
Staffa di sospensione per boccole di estensione delle dita



15-910-52-07

Tischkloben, unisoliert
Fixation clamp, non-insulated
Prensa de fijación, no aislada
Bride de fixation de table, non isolée
Morsetto di fissaggio, non isolato



15-910-61-07

Vertikalstab für horizontale Lagerung
Vertical bar for horizontal placement
Barra vertical para posicionamiento horizontal
Barre verticale pour positionnement horizontal
Barra verticale per posizionamento orizzontale
40 cm



15-910-60-07

Stabverlängerung kurz
Arm extension, short
Barra de extensión, corta
Rallonge courte
Elemento di prolunga corto
50 cm

15-910-60-22

Stabverlängerung lang
Arm extension, long
Barra de extensión, larga
Rallonge longue
Elemento di prolunga lungo
65 cm



15-910-64-07

Handarthroskopie-Vertikalstab mit Kugelgelenk
Vertical bar for hand arthroscopy, with ball joint
Barra vertical con junta de rótula para artroscopia de muñeca
Barre verticale pour arthroscopie de la main avec articulation sphérique
Barra verticale per artroscopia della mano con giunto sferico
46 cm



15-910-59-07

Handarthroskopie-Grundstab
Main support arm for hand arthroscopy
Barra de soporte central para artroscopia de muñeca
Barre de support de base pour arthroscopie de la main
Barra di supporto di base per artroscopia della mano
Ø 16 mm

Handarthroskopie-System

Hand Arthroscopy System

Juego para artroscopia de la mano

Système pour arthroscopie de la main

Sistema per artroscopia della mano

Setvorschläge

Vertikale Lagerung

Art.-Nr.	Systemkomponenten
15-910-03-07	Set komplett, bestehend aus:
15-910-52-07	Tischkloben, unisoliert
15-910-59-07	Grundstab
15-910-60-07	Stabverlängerung
15-910-63-07	Handfessel
15-910-64-07	Vertikalstab mit Kugelgelenk

Horizontale Lagerung

Art.-Nr.	Systemkomponenten
15-910-52-07	Tischkloben, unisoliert
15-910-59-07	Grundstab
15-910-61-07	Vertikalstab
15-910-63-07	Handfessel
15-910-64-07	Vertikalstab mit Kugelgelenk

Recomendaciones de set

Almacenamiento vertical

N.º ref.	Componentes del sistema
15-910-03-07	Set completo compuesto de:
15-910-52-07	Prensa de fijación, no aislada
15-910-59-07	Barra de soporte central
15-910-60-07	Barra de extensión
15-910-63-07	Inmovilizador de mano
15-910-64-07	Barra vertical con junta de rótula

Almacenamiento horizontal

N.º ref.	Componentes del sistema
15-910-52-07	Prensa de fijación, no aislada
15-910-59-07	Barra de soporte central
15-910-61-07	Barra vertical
15-910-63-07	Inmovilizador de mano
15-910-64-07	Barra vertical con junta de rótula

Suggerimenti per le composizioni

Stoccaggio verticale

Codice art.	Componenti del sistema
15-910-03-07	Set completo, composto di:
15-910-52-07	Morsetto di fissaggio, non isolato
15-910-59-07	Barra di supporto di base
15-910-60-07	Elemento di prolunga
15-910-63-07	Dispositivo di fissaggio
15-910-64-07	Barra verticale con giunto sferico

Stoccaggio orizzontale

Codice art.	Componenti del sistema
15-910-52-07	Morsetto di fissaggio, non isolato
15-910-59-07	Barra di supporto di base
15-910-61-07	Barra verticale
15-910-63-07	Dispositivo di fissaggio
15-910-64-07	Barra verticale con giunto sferico

Set recommendations

Vertical positioning

Item No.	System components
15-910-03-07	Set complete consisting of:
15-910-52-07	Fixation clamp, non-insulated
15-910-59-07	Main support arm
15-910-60-07	Arm extension
15-910-63-07	Hand immobilizer
15-910-64-07	Vertical bar with ball joint

Horizontal positioning

Item No.	System components
15-910-52-07	Fixation clamp, non-insulated
15-910-59-07	Main support arm
15-910-61-07	Vertical bar
15-910-63-07	Hand immobilizer
15-910-64-07	Vertical bar with ball joint

Sets recommandés

Stockage vertical


Réf.	Composants du système
15-910-03-07	Set complet, composé de:
15-910-52-07	Bride de fixation de table, non isolée
15-910-59-07	Barre de support de base
15-910-60-07	Rallonge
15-910-63-07	Dispositif d'immobilisation
15-910-64-07	Barre verticale avec articulation sphérique

Stockage horizontal

Réf.	Composants du système
15-910-52-07	Bride de fixation de table, non isolée
15-910-59-07	Barre de support de base
15-910-61-07	Barre verticale
15-910-63-07	Dispositif d'immobilisation
15-910-64-07	Barre verticale avec articulation sphérique

17

Diagnostik
Diagnostics
Diagnóstico
Diagnostic
Diagnostica



Spezial-Produkte

Special Products

Produits spéciaux

Prodotti speciali

Productos especiales


Informationen zu den KLS-Martin-Stirnleuchten entnehmen Sie bitte der separaten Broschüre „MedLED Sapphire™/MedLED Onyx™ und „MedLED Chrome“.

Please refer to the separate brochure for information about KLS-Martin headlights “MedLED Sapphire™/MedLED Onyx™” and “MedLED Chrome”.

Encontrará información sobre las lámparas frontal de KLS-Martin en el folletos individual “MedLED Sapphire™/MedLED Onyx™” y “MedLED Chrome”.

Veuillez vous reporter au brochure séparée pour obtenir des informations détaillées relatives aux lampes frontales KLS Martin «MedLED Sapphire™/MedLED Onyx™ et «MedLED Chrome» .

Per informazioni sulle lampada frontale di KLS Martin, consultare le brochure separate KLS Martin “MedLED Sapphire™/MedLED Onyx™ e “MedLED Chrome”.



Maßstäbe

Rulers
Reglas
Règles à mesurer
Misuratori



1/2

Carroll
17-408-01-07
14,5 cm / 5 6/8"

Fingergoniometer
Finger Goniometer
Goniómetro para dedos
Goniomètres pour doigts
Goniometro per dita



1/2

Stahlmassstab
Ruler, steel
Regla acero
Règle de mesure acier
Misuratore acciaio


Einteilung in mm und Zoll
graduated in mm and inches
graduada en mm y pulgadas
divisé en mm et pouces
diviso in millimetri e pollici

	17-412-15-07	17-412-20-07	17-412-30-07	17-412-50-07
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Messbereich measuring range up to alcance de medición pour mesurer jusqu'à per misurare fino a	150 mm	200 mm	300 mm	500 mm
--	--------	--------	--------	--------

18

Sauger, Kanülen
Suction Tubes, Cannulas
Tubos de Aspiración, Cánulas
Tubes d'aspiration, Canules
Tubi d'aspirazione, Cannule



Handgriffe

Handles

Mangos

Manches

Manici



18-100-00-04

Handgriff, SV, m. Schiebeventil
Handle, FC, w. slide valve
Mango, CR, con válvula deslizante
Poignée, FR, avec soupape
Manico, AR, c/valvola scorrevole



18-100-01-04

Handgriff, SV, m. Finger Stop
Handle, FC, w. finger stop
Mango, CR, con bloqueo manual
Poignée, FR, avec commande au doigt
Manico, AR, c/Finger Stop



18-100-02-04


Handgriff, SV, o. Finger Stop
Handle, FC, w/o. finger stop
Mango, CR, sin bloqueo manual
Poignée, FR, sans commande au doigt
Manico, AR, s/Finger Stop

Handgriffe

Handles
Mangos
Manches
Manici

Sauger, Kanülen

Trocars, Suction Tubes, Cannulas
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

18-100-03-04

Handgriff, LL, m. Schiebeventil
Handle, LL, w. slide valve
Mango, LL, con válvula deslizante
Poignée, LL, avec soupape
Manico, LL, c/valvola scorrevole



1/2

18-100-04-04

Handgriff, LL, m. Finger Stop
Handle, LL, w. finger stop
Mango, LL, con bloqueo manual
Poignée, LL, avc commande au doigt
Manico, LL, c/Finger Stop



1/2

18-100-05-04

Handgriff, LL, o. Finger Stop
Handle, LL, w/o. finger stop
Mango, LL, sin bloqueo manual
Poignée, LL, sans commande au doigt
Manico, LL, s/Finger Stop


Kanülen

Cannulas

Cánulas

Canules

Cannule



1/2

18-100-10-07 -
18-100-25-07

Kanüle, Lipo, Triport
Cannula, Lipo, Triport
Cánula, Lipo, Triport
Canule, Lipo, Triport
Cannula, Lipo, Triport

18-100-10-07	LL, Ø 1,7 mm, 5 cm
18-100-11-07	SV, Ø 1,7 mm, 5 cm
18-100-12-07	LL, Ø 1,7 mm, 15 cm
18-100-13-07	SV, Ø 1,7 mm, 15 cm
18-100-14-07	LL, Ø 2,0 mm, 5 cm
18-100-15-07	SV, Ø 2,0 mm, 5 cm
18-100-16-07	LL, Ø 2,0 mm, 15 cm
18-100-17-07	SV, Ø 2,0 mm, 15 cm
18-100-18-07	LL, Ø 3,0 mm, 5 cm
18-100-19-07	SV, Ø 3,0 mm, 5 cm
18-100-20-07	LL, Ø 3,0 mm, 15 cm
18-100-21-07	SV, Ø 3,0 mm, 15 cm
18-100-22-07	LL, Ø 3,0 mm, 20 cm
18-100-23-07	SV, Ø 3,0 mm, 20 cm
18-100-24-07	LL, Ø 3,0 mm, 30 cm
18-100-25-07	SV, Ø 3,0 mm, 30 cm



1/2

18-100-30-07 -
18-100-45-07

Kanüle, Lipo, Monoport
Cannula, Lipo, Monoport
Cánula, Lipo, Monoport
Canule, Lipo, Monoport
Cannula, Lipo, Monoport

18-100-30-07	LL, Ø 1,7 mm, 5 cm
18-100-31-07	SV, Ø 1,7 mm, 5 cm
18-100-32-07	LL, Ø 1,7 mm, 15 cm
18-100-33-07	SV, Ø 1,7 mm, 15 cm
18-100-34-07	LL, Ø 2,0 mm, 5 cm
18-100-35-07	SV, Ø 2,0 mm, 5 cm
18-100-36-07	LL, Ø 2,0 mm, 15 cm
18-100-37-07	SV, Ø 2,0 mm, 15 cm
18-100-38-07	LL, Ø 3,0 mm, 5 cm
18-100-39-07	SV, Ø 3,0 mm, 5 cm
18-100-40-07	LL, Ø 3,0 mm, 15 cm
18-100-41-07	SV, Ø 3,0 mm, 15 cm
18-100-42-07	LL, Ø 3,0 mm, 20 cm
18-100-43-07	SV, Ø 3,0 mm, 20 cm
18-100-44-07	LL, Ø 3,0 mm, 30 cm
18-100-45-07	SV, Ø 3,0 mm, 30 cm



1/2

18-100-50-07 -
18-100-55-07

Kanüle, Lipo, Mercedes
Cannula, Lipo, Mercedes
Cánula, Lipo, Mercedes
Canule, Lipo, Mercedes
Cannula, Lipo, Mercedes

18-100-50-07	SV, Ø 3,0 mm, 15 cm
18-100-51-07	SV, Ø 3,0 mm, 20 cm
18-100-52-07	SV, Ø 3,0 mm, 25 cm
18-100-53-07	SV, Ø 4,0 mm, 15 cm
18-100-54-07	SV, Ø 4,0 mm, 20 cm
18-100-55-07	SV, Ø 4,0 mm, 25 cm



1/2

18-100-60-07 -
18-100-68-07

Kanüle, Lipo, Spirale
Cannula, Lipo, Spirale
Cánula, Lipo, Spirale
Canule, Lipo, Spirale
Cannula, Lipo, Spirale


18-100-60-07	SV, Ø 3,0 mm, 20 cm
18-100-61-07	SV, Ø 3,0 mm, 30 cm
18-100-62-07	SV, Ø 4,0 mm, 20 cm
18-100-63-07	SV, Ø 4,0 mm, 30 cm
18-100-64-07	SV, Ø 4,0 mm, 40 cm
18-100-65-07	SV, Ø 5,0 mm, 30 cm
18-100-66-07	SV, Ø 5,0 mm, 40 cm
18-100-67-07	SV, Ø 6,0 mm, 30 cm
18-100-68-07	SV, Ø 6,0 mm, 40 cm

Kanülen

Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule

Sauger, Kanülen

Trocars, Suction Tubes, Cannulas
Trocares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

18-100-70-07 -
18-100-81-07

Kanüle, Lipo, Shark
Cannula, Lipo, Shark
Cánula, Lipo, Shark
Canule, Lipo, Shark
Cannula, Lipo, Shark

18-100-70-07	SV, Ø 2,0 mm, 5 cm
18-100-71-07	SV, Ø 2,0 mm, 15 cm
18-100-72-07	SV, Ø 3,0 mm, 5 cm
18-100-73-07	SV, Ø 3,0 mm, 15 cm
18-100-74-07	SV, Ø 3,0 mm, 25 cm
18-100-75-07	SV, Ø 3,0 mm, 30 cm
18-100-76-07	SV, Ø 4,0 mm, 5 cm
18-100-77-07	SV, Ø 4,0 mm, 15 cm
18-100-78-07	SV, Ø 4,0 mm, 25 cm
18-100-79-07	SV, Ø 4,0 mm, 30 cm
18-100-80-07	SV, Ø 5,0 mm, 30 cm
18-100-81-07	SV, Ø 6,0 mm, 30 cm



1/2

18-100-90-07 -
18-100-95-07

Kanüle, Inf., 22
Cannula, Inf., 22
Cánula, Inf., 22
Canule, Inf., 22
Cannula, Inf., 22

18-100-90-07	L, LL, Ø 3,0 mm, 20 cm
18-100-91-07	L, LL, Ø 4,0 mm, 20 cm
18-100-92-07	L, LL, geb, Ø 3,0 mm, 20 cm
18-100-93-07	L, LL, geb, Ø 4,0 mm, 20 cm
18-100-94-07	L, LL, baj, Ø 3,0 mm, 20 cm
18-100-95-07	L, LL, baj, Ø 4,0 mm, 20 cm

18



1/2

18-110-10-07 -
18-110-20-07

Kanüle, Lipo, Monoport
Cannula, Lipo, Monoport
Cánula, Lipo, Monoport
Canule, Lipo, Monoport
Cannula, Lipo, Monoport

18-110-10-07	FG, Ø 3,0 mm, 15 cm
18-110-11-07	FG, Ø 3,0 mm, 25 cm
18-110-12-07	FG, Ø 4,0 mm, 15 cm
18-110-13-07	FG, Ø 4,0 mm, 25 cm
18-110-14-07	FG, Ø 6,0 mm, 15 cm
18-110-15-07	FG, Ø 6,0 mm, 25 cm
18-110-16-07	FG, Ø 9,0 mm, 30 cm
18-110-17-07	FG, geb, Ø 3,0 mm, 15 cm
18-110-18-07	FG, geb, Ø 3,0 mm, 25 cm
18-110-19-07	FG, geb, Ø 6,0 mm, 15 cm
18-110-20-07	FG, geb, Ø 6,0 mm, 25 cm



1/2

18-110-30-07 -
18-110-33-07

Kanüle, Lipo, Triport
Cannula, Lipo, Triport
Cánula, Lipo, Triport
Canule, Lipo, Triport
Cannula, Lipo, Triport

18-110-30-07	FG, Ø 4,0 mm, 15 cm
18-110-31-07	FG, Ø 4,0 mm, 25 cm
18-110-32-07	FG, Ø 6,0 mm, 25 cm
18-110-33-07	FG, Ø 6,0 mm, 30 cm

Spritzen

Hypodermic Syringes

Jeringas

Seringues

Siringhe



1/2

18-900-01-04	1 ml
18-900-02-04	2 ml
18-900-05-04	5 ml
18-900-10-04	10 ml
18-900-20-04	20 ml
18-900-50-04	50 ml

18-900-01-04 -
18-900-50-04

Glaszylinder, mit Luer Ansatz
Glass barrel, with Luer-connection
Cilindro de vidrio, con conexión Luer
Cylindre en verre, avec raccord Luer
Cilindro die vetro, con raccordo Luer



1/2

18-902-01-04	1 ml
18-902-02-04	2 ml
18-902-05-04	5 ml
18-902-10-04	10 ml
18-902-20-04	20 ml
18-902-50-04	50 ml

18-902-01-04 -
18-902-50-04

Ersatzzylinder, mit Luer Ansatz
Spare Barrels, with Luer-connection
Cilindros de repuesto, con conexión Luer
Cylindres de rechange, avec raccord Luer
Cilindri di ricambio, con raccordo Luer



1/2

18-910-01-04	1 ml
18-910-02-04	2 ml
18-910-05-04	5 ml
18-910-10-04	10 ml
18-910-20-04	20 ml
18-910-50-04	50 ml

18-910-01-04 -
18-910-50-04

Glaszylinder, mit Luer-Lock
Glass barrel, with , Luer-Lock
Cilindro de vidrio, con Luer-Lock
Cylindre en verre, avec Luer-Lock
Cilindro die vetro, con Luer-Lock



1/2


18-912-01-04	1 ml
18-912-02-04	2 ml
18-912-05-04	5 ml
18-912-10-04	10 ml
18-912-20-04	20 ml
18-912-50-04	50 ml

18-912-01-04 -
18-912-50-04

Ersatzzylinder, mit Luer-Lock
Spare Barrels, with Luer-Lock
Cilindros de repuesto, con Luer-Lock
Cylindres de rechange, avec Luer-Lock
Cilindri di ricambio, con Luer-Lock

Naht
Suture
Sutura
Suture
Sutura

20



Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders

Micro Porta-agujas

Micro porte-aiguilles

Micro Portaghi



1/2



safety-wave



diamond-coated



8-0 - 12-0

1/4



		mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
	Ø	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm
15 cm / 5 7/8"	St	20-000-01-07	20-001-01-07	20-000-00-07	20-001-00-07

20-000-00-07 -
20-001-01-07



1/2



diamond-coated



8-0 - 12-0

1/4



		mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
	Ø	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm
15 cm / 5 7/8"	St	20-000-03-07	20-001-03-07	20-000-02-07	20-001-02-07

Castroviejo
20-000-02-07 -
20-001-03-07

Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders

Micro Porta-agujas

Micro porte-aiguilles

Micro Portaghi


Naht

Suture

Sutura

Suture

Sutura



8-0 - 12-0

1/1



		mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
	Ø	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm
15 cm / 5 7/8"	St	20-002-15-07	20-003-15-07	20-004-15-07	20-005-15-07
	Ti	20-016-15-09	20-017-15-09	20-018-15-09	20-019-15-09
18 cm / 7 1/8"	St	20-002-18-07	20-003-18-07	20-004-18-07	20-005-18-07
	Ti	20-016-18-09	20-017-18-09	20-018-18-09	20-019-18-09

1/2

20-002-15-07 -
20-019-18-09



8-0 - 12-0

1/1



		mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
	Ø	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm
18 cm / 7 1/8"	St	20-006-18-07	20-007-18-07	20-008-18-07	20-009-18-07
	Ti	20-006-18-09	20-007-18-09	20-008-18-09	20-009-18-09

1/2

20-006-18-07 -
20-009-18-09

20

Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders

Micro Porta-agujas

Micro porte-aiguilles

Micro Portaghi



6-0 – 10-0

1/1



1/2

20-010-15-07 -
20-023-25-09

		mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
	Ø	0.80 mm	0.80 mm	0.80 mm	0.80 mm
15 cm / 5 7/8"	St	20-010-15-07	20-011-15-07	20-012-15-07	20-013-15-07
	Ti	20-020-15-09	20-021-15-09	20-022-15-09	20-023-15-09
18 cm / 7 1/8"	St	20-010-18-07	20-011-18-07	20-012-18-07	20-013-18-07
	Ti	20-020-18-09	20-021-18-09	20-022-18-09	20-023-18-09
21 cm / 8 3/8"	St	20-010-21-07	20-011-21-07	20-012-21-07	20-013-21-07
	Ti	20-020-21-09	20-021-21-09	20-022-21-09	20-023-21-09
23 cm / 9"	St	20-010-23-07	20-011-23-07	20-012-23-07	20-013-23-07
	Ti	20-020-23-09	20-021-23-09	20-022-23-09	20-023-23-09
25 cm / 9 7/8"	St	20-010-25-07	20-011-25-07	20-012-25-07	20-013-25-07
	Ti	20-020-25-09	20-021-25-09	20-022-25-09	20-023-25-09



5-0 – 8-0

1/1



1/2

20-030-15-07 -
20-033-25-09

		mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
	Ø	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm
15 cm / 5 7/8"	St	20-030-15-07	20-031-15-07	20-032-15-07	20-033-15-07
	Ti	20-030-15-09	20-031-15-09	20-032-15-09	20-033-15-09
18 cm / 7 1/8"	St	20-030-18-07	20-031-18-07	20-032-18-07	20-033-18-07
	Ti	20-030-18-09	20-031-18-09	20-032-18-09	20-033-18-09
21 cm / 8 3/8"	St	20-030-21-07	20-031-21-07	20-032-21-07	20-033-21-07
	Ti	20-030-21-09	20-031-21-09	20-032-21-09	20-033-21-09
23 cm / 9"	St	20-030-23-07	20-031-23-07	20-032-23-07	20-033-23-07
	Ti	20-030-23-09	20-031-23-09	20-032-23-09	20-033-23-09
25 cm / 9 7/8"	St	20-030-25-07	20-031-25-07	20-032-25-07	20-033-25-07
	Ti	20-030-25-09	20-031-25-09	20-032-25-09	20-033-25-09

Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders

Micro Porta-agujas

Micro porte-aiguilles

Micro Portaghi


Naht

Suture

Sutura

Suture

Sutura



1/2

20-060-15-07 -
20-063-23-09



diamond-coated



6-0 - 10-0

1/1



		mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
	Ø	0.80 mm	0.80 mm	0.80 mm	0.80 mm
15 cm / 5 7/8"	St	20-060-15-07	20-061-15-07	20-062-15-07	20-063-15-07
	Ti	20-060-15-09	20-061-15-09	20-062-15-09	20-063-15-09
18 cm / 7 1/8"	St	20-060-18-07	20-061-18-07	20-062-18-07	20-063-18-07
	Ti	20-060-18-09	20-061-18-09	20-062-18-09	20-063-18-09
21 cm / 8 2/8"	St	20-060-21-07	20-061-21-07	20-062-21-07	20-063-21-07
	Ti	20-060-21-09	20-061-21-09	20-062-21-09	20-063-21-09
23 cm / 9"	St	20-060-23-07	20-061-23-07	20-062-23-07	20-063-23-07
	Ti	20-060-23-09	20-061-23-09	20-062-23-09	20-063-23-09



1/2

20-070-15-07 -
20-073-23-09



diamond-coated



5-0 - 8-0

1/1



		mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
	Ø	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm
15 cm / 5 7/8"	St	20-070-15-07	20-071-15-07	20-072-15-07	20-073-15-07
	Ti	20-070-15-09	20-071-15-09	20-072-15-09	20-073-15-09
18 cm / 7 1/8"	St	20-070-18-07	20-071-18-07	20-072-18-07	20-073-18-07
	Ti	20-070-18-09	20-071-18-09	20-072-18-09	20-073-18-09
21 cm / 8 2/8"	St	20-070-21-07	20-071-21-07	20-072-21-07	20-073-21-07
	Ti	20-070-21-09	20-071-21-09	20-072-21-09	20-073-21-09
23 cm / 9"	St	20-070-23-07	20-071-23-07	20-072-23-07	20-073-23-07
	Ti	20-070-23-09	20-071-23-09	20-072-23-09	20-073-23-09

20

Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders


Micro Porta-agujas

Micro porte-aiguilles

Micro Portaghi



1/2



20-298-10-07
10,5 cm / 4 1/8"

20-298-11-07
11,5 cm / 4 4/8"

20-299-10-07
10,5 cm / 4 1/8"

20-299-11-07
11,5 cm / 4 4/8"

Barraquer-Troutman
20-298-10-07 -
20-299-11-07



1/2



		ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto
11,5 cm / 4 4/8"	St	20-300-11-07	-	-
11,5 cm / 4 4/8"	Ti	20-300-12-09	-	-
13,5 cm / 5 3/8"	St	-	20-300-13-07	-
13,5 cm / 5 3/8"	St	-	-	20-300-14-07


Barraquer
20-300-11-07 -
20-300-14-07

Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders
Micro Porta-agujas
Micro porte-aiguilles
Micro Portaghi

Naht

Suture
Sutura
Suture
Sutura



Barraquer
20-301-13-07

13,5 cm / 5 3/8"

sehr feines Maul
very delicate jaw
boca muy delicada
mors très fin
morso strafino



Castroviejo-Fino
20-302-01-07

13 cm / 5 1/8"

sehr feines Maul
very delicate jaw
boca muy delicada
mors très fin
morso strafino



Castroviejo-Fino
20-303-09-07

9 cm / 3 4/8"



Castroviejo-Fino
20-304-09-07

9 cm / 3 4/8"



Castroviejo-Fino
20-305-09-07

9 cm / 3 4/8"

Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders

Micro Porta-agujas

Micro porte-aiguilles

Micro Portaghi



1/1



20-306-14-07
14,5 cm / 5 6/8"

20-307-14-07
14,5 cm / 5 6/8"



1/1



20-308-14-07
14,5 cm / 5 6/8"

20-309-14-07
14,5 cm / 5 6/8"

Castroviejo
20-306-14-07 -
20-307-14-07

Castroviejo
20-308-14-07 -
20-309-14-07



1/1



20-310-14-07
14,5 cm / 5 6/8"

20-311-14-07
14,5 cm / 5 6/8"



1/1



1/2

Castroviejo
20-310-14-07 -
20-311-14-07

Castroviejo
20-313-14-07
14,5 cm / 5 6/8"

Mikro-Nadelhalter, Nadelhalter

Micro Needle Holders, Needle Holders

Micro Porta-agujas, Porta-agujas

Micro porte-aiguilles, Porte-aiguilles

Micro Portaghi, Portaghi


Naht

Suture

Sutura

Suture

Sutura



20-316-13-07

Castroviejo
20-316-13-07
12 cm / 4 5/8"



20-317-12-07

Castroviejo
20-317-12-07
12 cm / 4 5/8"



20-328-12-07

13 cm / 5 1/8"
längsgerieftes Maul
jaw with longitudinal serration
boca con estrías longitudinales
mors avec rainures longitudinales
morso con strie longitudinali

Derf
20-328-12-07



Collier
20-332-12-07

12,5 cm / 4 7/8"
beide Maulteile durchgehend gefenestert
both jaws totally fenestrated
ambas mordazas completamente fenestradas
les deux mors fenêtrés sur toute leur longueur
entrambe le gole completamente a finestra



Neivert
20-338-13-07

12,5 cm / 4 7/8"
glattes Maul mit Spezialkehlung
smooth jaw, special groove
boca lisa, especialmente acanalada
mors lisse, avec stries spéciales
morso liscio con scannellatura speciale

Nadelhalter

Needle Holders

Porta-agujas

Porte-aiguilles


Portaghi



1/1



20-390-14-07
14,5 cm / 5 7/8"



20-390-18-07
18,5 cm / 7 2/8"



20-390-20-07
20,5 cm / 8 1/8"



20-390-24-07
24 cm / 9 4/8"

Mayo-Hegar
20-390-14-07 -
20-390-30-07



1/1



20-396-16-07
16 cm / 6 2/8"



20-396-18-07
19 cm / 7 4/8"



20-396-20-07
20,5 cm / 8 1/8"

Mayo-Hegar
20-396-16-07 -
20-396-20-07

schlankes Modell
slender pattern
modelo delgado
modèle gracile
modello delicato

Nadelhalter

Needle Holders

Porta-agujas

Porte-aiguilles

Portaghi


Naht

Suture

Sutura


Suture

Sutura



1/2

Gillies
20-469-16-07
16 cm / 6 3/8"



1/4



1/4

20-592-23-07
23 cm / 9"



20-593-23-07
23 cm / 9"



20-595-19-07
19 cm / 7 4/8"



1/2

20-589-16-07
16 cm / 6 3/8"
glattes Maul
smooth jaw
boca lisa
mors lisse
morso liscio

1/4



1/2

20-592-23-07 -
20-595-19-07
glattes Maul
smooth jaw
boca lisa
mors lisse
morso liscio

Mikro-Nadelhalter, Nadelhalter

Micro Needle Holders, Needle Holders


Micro Porta-agujas, Porta-agujas

Micro porte-aiguilles, Porte-aiguilles

Micro Portaghi, Portaghi



1/2



1/1

TC GOLD

6-0 - 12-0

Smooth

Hepp-Scheidel
20-602-18-07

18,5 cm / 7 2/8"



1/2



1/1

Crile-Wood
20-604-15-07

15 cm / 5 7/8"

mit Durchdrücksperrung auch für Linkshänder geeignet
with automatic release ratchet also for lefthanders
con cremallera automática también para zurdos
avec cremailère automatique aussi pour gauchers
con cremagliera automatica anche per mancini

20-604-15-07



1/2



safety-wave



diamond-coated

4-0 - 6-0

1/1



		mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet con trinquete avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
	Ø	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
15 cm / 5 7/8"	St	20-606-15-07	20-605-15-07	20-608-15-07	20-607-15-07
18 cm / 7 1/8"	St	20-606-18-07	20-605-18-07	20-608-18-07	20-607-18-07
21 cm / 8 2/8"	St	20-606-21-07	20-605-21-07	20-608-21-07	20-607-21-07
23 cm / 9"	St	20-606-23-07	20-605-23-07	20-608-23-07	20-607-23-07
25 cm / 9 7/8"	St	20-606-25-07	20-605-25-07	20-608-25-07	20-607-25-07

20-605-15-07 -
20-608-25-07

Mikro-Nadelhalter, Nadelhalter

Micro Needle Holders, Needle Holders

Micro Porta-agujas, Porta-agujas

Micro porte-aiguilles, Porte-aiguilles

Micro Portaghi, Portaghi


Naht

Suture

Sutura

Suture

Sutura



TC GOLD



2-0 - 6-0



diamond-coated



safety-wave



1/1



5-0 - 8-0

Micro

1/2

Jaboma
20-610-18-07
18 cm / 7 1/8"



1/2

Heavy Duty
20-613-19-07 -
20-613-25-07

1/1



20-613-19-07
19 cm / 7 4/8"



20-613-23-07
23 cm / 9"



20-613-25-07
25 cm / 9 7/8"

Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders

Micro Porta-agujas

Micro porte-aiguilles

Micro Portaghi



1/2



8-0 – 12-0

1/1



	●	mit Sperre with ratchet avec cran d'arrêt con arresto	mit Sperre with ratchet avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto
∅		0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm
St		20-614-02-07	20-615-01-07	20-614-01-07	20-615-02-07

20-614-01-07 -
20-615-02-07

14,5 cm / 5 7/8"



1/2



8-0 – 12-0

1/1



	●	mit Sperre with ratchet avec cran d'arrêt con arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	ohne Sperre w/o ratchet sin trinquete sans cran d'arrêt senza arresto	mit Sperre with ratchet avec cran d'arrêt con arresto
∅		0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm
St		20-614-04-07	20-615-04-07	20-614-03-07	20-615-03-07

20-614-03-07 -
20-615-04-07


14,5 cm / 5 7/8"

Mikro-Nadelhalter

Micro Needle Holders
 Micro Porta-agujas
 Micro porte-aiguilles
 Micro Portaghi

Naht

Suture
 Sutura
 Sutura
 Sutura




TC GOLD



1/2

Castroviejo
 20-620-00-07 -
 20-621-21-07



1/4


20-620-00-07

14,5 cm / 5 7/8"



20-620-01-07

14,5 cm / 5 7/8"



20-620-14-07

14,5 cm / 5 7/8"



20-620-18-07

18 cm / 7 1/8"



1/4


20-620-21-07

22 cm / 8 5/8"



20-621-14-07

14,5 cm / 5 7/8"



20-621-18-07

18 cm / 7 1/8"



20-621-21-07

22 cm / 8 5/8"



1/2

Derf
 20-632-12-07
 12 cm / 4 5/8"



1/4



1/2

Halsey
 20-637-13-07
 13 cm / 5 1/8"



1/4



Nadelhalter

Needle Holders

Porta-agujas

Porte-aiguilles

Portaghi

TC GOLD



Crile-Wood
20-638-20-07
20,5 cm / 8 1/8"



Mayo-Hegar
20-642-16-07 -
20-642-30-07



20-642-16-07
16 cm / 6 2/8"

0-6 - 4-0
Standard




20-642-18-07
18,5 cm / 7 2/8"

0-6 - 4-0
Standard



20-642-20-07
20 cm / 7 7/8"

0-6 - 4-0
Standard



20-642-24-07
24 cm / 9 4/8"

0-6 - 4-0
Standard



20-642-26-07
26,5 cm / 10 3/8"

0-6 - 4-0
Standard



20-642-30-07
30 cm / 11 5/8"


0-6 - 4-0
Standard

Nadelhalter


Needle Holders
Porta-agujas
Porte-aiguilles
Portaghi

Naht

Suture
Sutura
Suture
Sutura



TC GOLD



1/4

20-646-18-07

18 cm / 7 1/8"

4-0 - 6-0

Mini



20-646-20-07

20,5 cm / 8 1/8"

4-0 - 6-0

Mini



20-646-23-07

23 cm / 9"

4-0 - 6-0

Mini



1/4

20-646-26-07

26,5 cm / 10 3/8"

4-0 - 6-0

Mini




20-646-31-07

31 cm / 12 2/8"

4-0 - 6-0

Mini



1/4

20-652-15-07

15 cm / 5 7/8"

4-0 - 6-0

Mini




20-652-17-07

17 cm / 6 5/8"


4-0 - 6-0

Mini



1/2

DeBakey
20-646-18-07 -
20-646-31-07



1/2

Martin
20-652-15-07 -
20-652-17-07

elastisches Modell
elastic tip
modelo elástico
modèle souple
modello molle

Nadelhalter

Needle Holders

Porta-agujas

Porte-aiguilles

Portaghi

TC GOLD



Bozemann
20-659-20-07 -
20-659-28-07



20-659-20-07

20,5 cm / 8 1/8"



Standard



20-659-24-07

24 cm / 9 4/8"



Standard



20-659-26-07

26 cm / 10 4/8"



Standard



20-659-28-07


30 cm / 11 6/8"




Standard



Microvascular
20-666-05-07
26 cm / 10 2/8"



Micro



TC GOLD

1/2

1/1

4-0 - 6-0

Mini

Gillies-Mini
20-673-15-07
15 cm / 5 7/8"

1/2

1/1

0-6 - 4-0

Standard

Gillies
20-673-16-07
16 cm / 6 2/8"

1/2

1/1

20-676-14-07
14 cm / 5 4/8"

20-676-17-07
17 cm / 6 5/8"

20-676-20-07
20 cm / 7 7/8"

0-6 - 4-0

Standard

0-6 - 4-0

Standard



0-6 - 4-0

Standard

Mathieu
20-676-14-07 -
20-676-20-07

Knochenchirurgie
Bone Surgery
Cirugía ósea
Chirurgie osseuse
Chirurgia ossea

22-23



Drahtwirbelzangen, Flachzangen

Wire Twisting Forceps, Flat Nose Pliers
 Pinzas para torcer alambre, Alicates de pico plano
 Pincès à torsader le fil, Pincès plates
 Pinze per ritorcere fili, Tenaglie piatte

TC GOLD



1/2

22-500-15-07
 15,5 cm / 6 1/8"



1/2

22-500-20-07
 20 cm / 7 7/8"


1/1

TC GOLD



1/2

22-511-01-07
 18 cm / 7 1/8"
 parallel fassend
 parallel grip
 acción paralela
 action parallèle
 afferamento parallelo




1/1

22-511-01



1/2

Hackstock
 22-518-16-07
 16 cm / 6 3/8"
 mit Längsrille
 with longitudinal groove
 con ranura longitudinale
 avec rainure longitudinale
 con scannellatura longitudinale



1/1



1/2

Martin "Diamant"
 22-522-16-07
 16 cm / 6 3/8"
 Kopfschneider
 Wire Cutter, front action
 Alicates frontal para cortar alambre
 Pincès coupantes frontales
 Tenaglie tagliafili frontali

Schnittbreite
 Cutting width
 Ancho de cortar
 Largeur de coupe
 Ampiezza di taglio
14,5 mm

für weiche Drähte bis
 for soft wires up to
 para alambres blandos hasta
 pour fils mous jusqu'à
 per fili molli fino a
Ø 2,2 mm


für harte Drähte bis
 for hard wires up to
 para alambres duros hasta
 pour fils durs jusqu'à
 per fili metallici duri fino a
Ø 2,0 mm

Seitenschneider

Wire Cutting Pliers
Tenazas de corte lateral
Pincas coupantes de côté
Tenaglie tagliafili laterali

Knochenchirurgie

Bone Surgery
Cirugía ósea
Chirurgie osseuse
Chirurgia ossea




TC GOLD



1/2

22-523-16-07

17 cm / 6 5/8"



1/1

für weiche Drähte bis
for soft wires up to
para alambres blandos hasta
pour fils mous jusqu'à
per fili molli fino a
Ø 2,0 mm


für harte Drähte bis
for hard wires up to
para alambres duros hasta
pour fils durs jusqu'à
per fili metallici duri fino a
Ø 1,7 mm



1/2

22-523-22-07

23 cm / 9"



1/1

für weiche Drähte bis
for soft wires up to
para alambres blandos hasta
pour fils mous jusqu'à
per fili molli fino a
Ø 2,8 mm


für harte Drähte bis
for hard wires up to
para alambres duros hasta
pour fils durs jusqu'à
per fili metallici duri fino a
Ø 2,2 mm



1/2

22-523-25-07

21,5 cm / 8 4/8"



1/1

für weiche Drähte bis
for soft wires up to
para alambres blandos hasta
pour fils mous jusqu'à
per fili molli fino a
Ø 2,8 mm

für harte Drähte bis
for hard wires up to
para alambres duros hasta
pour fils durs jusqu'à
per fili metallici duri fino a
Ø 2,2 mm

22-523-81-98

Ersatzteil-Set
Spare part set
Juego de pieza de repuesto
Set de pièce détachée
Set di pezzo di ricambio

22
23

Seitenschneider, Stahldraht

Wire Cutting Pliers, Bone Wire



Tenazas de corte laterale, Alambre para hueso

Pinces coupantes de côté, Fil à os

Tenaglie tagliafili laterali, Filo per ossa

TC GOLD

Schnittbreite
Cutting width
Ancho de cortar
Largeur de coupe
Ampiezza di taglio
18 mm



22-527-02-05 - 22-527-15-05

weich, Rolle mit 10 m
soft, coil of 10 m
blando, rollo de 10 m
malléable, en rouleaux de 10 m
malleabile, rotolo di 10 m

Ø	
0,2 mm	22-527-02-05
0,3 mm	22-527-03-05
0,4 mm	22-527-04-05
0,5 mm	22-527-05-05
0,6 mm	22-527-06-05
0,7 mm	22-527-07-05
0,8 mm	22-527-08-05
0,9 mm	22-527-09-05
1,0 mm	22-527-10-05
1,2 mm	22-527-12-05
1,5 mm	22-527-15-05



für weiche Drähte bis
for soft wires up to
para alambres blandos hasta
pour fils mous jusqu'à
per fili molli fino a
Ø 2,0 mm

für harte Drähte bis
for hard wires up to
para alambres duros hasta
pour fils durs jusqu'à
per fili metallici duri fino a
Ø 1,5 mm

22-526-18-07

17,5 cm / 6 7/8"

Kopf- u. Seitenschneider
Wire Cutting Pliers
Alicates para cortar alambre
Pince pour couper le fil
Tenaglia tagliafili



22-596-01-07	klein small pequeño petit piccolo
22-596-02-07	mittel medium mediano moyen mezzo
22-596-03-07	groß large grande grand grande

Drahtgeflecht, autoklavierbar
wire mesh, autoclavable
malla de alambre, autoclavable
gaze de fil de métal, stérilisable
Maglia metallica, sterilizzabile

22-618-90-98



zur Einbringung und Extraktion von K-Drähten
for insertion and extraction of K-wires
para la inserción y extracción de alambres
pour insertion et extraction des fils
per inserimento e rimozione dei fili
Ø 0,8 - 1,6 mm

Vickers Easidriver™

22-618-00-07


14 cm / 5 1/8"

Spickdrähte


Wire Drills
Brocas filiformes
Broches filiformes
Perforatori filiformi

Knochenchirurgie

Bone Surgery
Cirugía ósea
Chirurgie osseuse
Chirurgia ossea



Kirschner




Trokarspitze
Trocar pointed
Punta trocar
Pointe de trocart
Punta a trequarti

St 10

	Länge Length Largo Longueur Lunghezza				
Ø	60 mm / 2 1/8"	120 mm / 5"	140 mm / 5 1/8"	160 mm / 6 2/8"	310 mm / 12 2/8"
1,6 mm	22-622-16-05	22-626-16-05	22-628-16-05	22-630-16-05	22-632-16-05

Kirschner



Trokarspitze mit rundem Schaft
Trocar, pointed, with round end
Punta trocar con cabo redondo
Pointe de trocart avec tige ronde
Punta a trequarti

St 10

	Länge Length Largo Longueur Lunghezza					
Ø	60 mm / 2 1/8"	100 mm / 3 7/8"	120 mm / 5"	140 mm / 5 1/8"	160 mm / 6 2/8"	310 mm / 12 2/8"
1,6 mm	22-623-16-05	22-625-16-05	22-627-16-05	22-629-16-05	22-631-16-05	22-633-16-05

22
23

Spongiosaentnahmefräse

Cancellous Bonegraft Mill

Extractor para esponjosa

Extracteur pour spongiosa

Fresa per spongiosa



23-190-05-07

22.5 cm / 8 3/4"

Beckenkammfräse, komplett

Iliac crest mill, complete

Fresadora de la cresta iliaca, completo

Fraise de la crête iliaque, complète

Fresa per cresta iliaca, completo



23-190-06-07

22.5 cm / 8 3/4"

Beckenkammfräse, komplett


Iliac crest mill, complete

Fresadora de la cresta iliaca, completo

Fraise de la crête iliaque, complète

Fresa per cresta iliaca, completo





Komponenten
Components
Componentes
Éléments
Componenti



Fräse
Cutter
Fresadora
Fraise
Fresa



Stößel
Tamper
Pisón
Pilon
Battitore



Führungsrohr
Guide tube
Tubo guía
Tube de guidage
Tubo di guida



Hämmer

Mallets
Martillos
Maillets
Martelli

23-255-00-04

Ersatzbacken (Paar)
Spare Facings (pair)
Tapas de repuesto (par)
Plaques de rechange (paire)
Placche di ricambio (paio)



23-254-22-04

Kopf
head
cabeza
tête
testa
Ø 30 mm

Gewicht
weight
peso
poids
peso
300 g



1/2



1/2



1/2

23-192-00-71

CarpalStick
nur zum Einmalgebrauch
single-use only
de un solo uso
à usage unique
monouso

STERILE

Cottle
23-215-19-07

19 cm / 7 4/8"
plan/konvex
plane / convex
plano / convexo
plan / convexe
plano / convesso

23-254-22-04

24 cm / 9 4/8"



Kopf
head
cabeza
tête
testa
Ø 37 mm


Gewicht
weight
peso
poids
peso
345 g

Hämmer

Mallets
Martillos
Maillets
Martelli

Knochenchirurgie

Bone Surgery
Cirugía ósea
Chirurgie osseuse
Chirurgia ossea



23-262-90-98

Ersatzbacken (Paar)
Spare facings (pair)
Tapas de repuesto (par)
Plaques de rechange (paire)
Placche di ricambio (paio)

Ny



23-262-19-04



1/2

23-260-01-04

26,5 cm / 10 3/8"



Kopf	Gewicht
head	weight
cabeza	peso
tête	poids
testa	peso
Ø 30 mm	580 g



1/2

Vickers

23-262-19-04

19 cm / 7 4/8"



Kopf	Gewicht
Head	Weight
Cabeza	Peso
Tête	Poids
Testa	Peso
Ø 25 mm	185 g



1/2

Herbert

23-264-19-04

19 cm / 7 4/8"

für Ulnakopfprothesen
for ulna head prosthesis
para prótesis de la cabeza ulnar
pour prothèse de la tête ulna
protesi per la testa ulnare



Kopf	Kopf
head	head
cabeza	cabeza
tête	tête
testa	testa
Ø 25 mm	215 g

also erhältlich mit Ferrozell-Handgriff
also available with Ferrozell handle
también disponible con mango Ferrozell
disponible avec manche Ferrozell
disponibile con manico Ferrozell

22
23


Raspatorien

Periosteal Elevators

Periostótomos

Rugines-raspatoires


Periostotomi



Williger
23-434-13-07

12,5 cm / 4 7/8"


massiv
solid
macizo
solide
pieno



Williger
23-436-07-07

16 cm / 6 4/8"

massiv
solid
macizo
solide
pieno



Williger
23-436-16-07

16 cm / 6 4/8"


massiv
solid
macizo
solide
pieno

Raspatorienn, Repositionszangen


Periosteal Elevators, Reposition Forceps
 Periostótomos, Pinzas para reposición
 Rugines-raspatoires, Pincas à réduction
 Periostotomi, Pinze per riposizioni

Knochenchirurgie

Bone Surgery
 Cirugía ósea
 Chirurgie osseuse
 Chirurgia ossea



1/2



1/1

23-441-17-07

17 cm / 6 5/8"

rechts gebogen
 right curved
 curvo a la derecha
 courbé à droite
 curvo destro



23-443-17-07

17 cm / 6 5/8"

links gebogen
 left curved
 curvo a la izquierda
 courbé à gauche
 curvo sinistro


für Erwachsene
 for adults
 para adultos
 pour adultes
 per adulti

Doyen

23-441-17-07 -

23-443-17-07

Rippenraspatorien, mit Hohlheft
 Rib Raspatories, with hollow handle
 Legras costales, con mango hueco
 Rugines pour le périoste costale, avec manche creux
 Periostotomi costali, con manico vuoto



1/1

1/2

23-721-15-07

15 cm / 5 7/8"

Fixierhand

Fixation hand

Molde de mano para fijación

Main de fixation

Mano di fissaggio



¼

23-960-01-04

Fixierhand für Kinder

Fixation hand for children

Molde de mano para fijación para niños

Main de fixation pour enfants

Mano di fissaggio per bambini

Pb



¼

23-960-02-04

Fixierhand für Erwachsene

Fixation hand for adults

Molde de mano para fijación para adultos

Main de fixation pour adultes

Mano di fissaggio per adulti

Pb



23-960-24-04

Silikonring, klein

Silicone ring, small

Arandela de silicona, pequeño

Anneau en silicone, petit

Anello in silicone, piccolo

24 x 3 mm

23-960-27-04

Silikonring, mittel

Silicone ring, medium

Arandela de silicona, mediana

Anneau en silicone, moyen

Anello in silicone, medio

27 x 3 mm

23-960-44-04

Silikonring, groß

Silicone ring, large

Arandela de silicona, grande

Anneau en silicone, grand

Anello in silicone, grande


34 x 3 mm

Handhalter

Hand Restrainer
Sujetador de mano
Reteneur pour main
Fissatore per mano

Knochenchirurgie

Bone Surgery
Cirugía ósea
Chirurgie osseuse
Chirurgia ossea



1/2

Vickers
23-962-00-07

zur schnellen und sicheren Fixierung der Hand
To hold the hand quickly and efficiently in any desired position
Para mantener la mano en cualquier posición deseada, eficiente y rápidamente
Pour immobiliser de façon rapide et sûre la main dans n'importe quelle position
Per una rapida e sicura fissazione alla mano in qualsiasi posizione desiderata

22
23

Radiusbank

Wrist Positioning Device

Dispositivo de posicionamiento de la muñeca

Dispositif de fixation du poignet

Supporto per radio



23-963-00-04

Radiusbank, komplett
Wrist Positioning Device, complete
Dispositivo de posicionamiento de la muñeca, completo
Dispositif de fixation du poignet, complet
Supporto per radio, completo

23-963-01-04


Unterteil
Lower part
Parte inferior
Partie inférieure
Parte inferiore

23-963-02-04

Oberteil
Upper part
Parte superior
Partie supérieure
Parte superiore

Spezialinstrumente
Special instruments
Instrumentos especiales
Instruments spécifiques
Strumenti speciali

28



Brustdissektor

Breast Dissector

Disector de mama

Dissecteur mammaire

Dissettore mammario



1/2

28-100-02-07

34 cm / 13 3/8"

Brustdissektor, bajonett
Breast Dissector, bayoneta
Disector de mama, bayoneta
Dissecteur mammaire, baïonnette
Dissettore mammario, baïonnette

AI



1/2

28-100-03-07

37 cm / 14 4/8"

Brustdissektor, bajonett
Breast Dissector, bayoneta
Disector de mama, bayoneta
Dissecteur mammaire, baïonnette
Dissettore mammario, baïonnette

AI

28-100-04-07

37 cm / 14 4/8"

Brusthakendisektor
Hook Dissector
Gancho disector mama
Dissecteur à croc. mammaire
Dissettore mammario a uncino



AI

Brustretraktor



Breast Retractor
Retractor mama
Dissecteur mammaire
Dissettore mammario

Spezialinstrumente


Special instruments
Instrumentos especiale
Instruments spécifiques
Strumenti speciali



140 x 30 mm
28-100-06-07



125 x 30 mm
28-100-05-07



1/2

28-100-05-07 -
28-100-06-07

27 cm / 10 5/8"

Brustretraktor
Breast Retractor
Retractor mama
Dissecteur mammaire
Dissettore mammario

AI

28

Brust

Breast
Mama
Mammaire
Mammario



28-100-07-07

28 cm / 11"

Brustheber für Mammaplastik
Breast Elevator for Mammaplasty
Elevador de mama para mamoplastia
Élévateur mammaire pour plastie mammaire
Elevatore mammario per mammoplastica



1/2

28-100-10-07	Ø 36 mm
28-100-11-07	Ø 40 mm
28-100-12-07	Ø 42 mm
28-100-13-07	Ø 45 mm

28-100-10-07 -
28-100-13-07

Mamillenring, stumpf
Areola marker, blunt
Anillo marc. pezón, romo
Marqueur pour aréole, mousse
Marcatore p. areola, smusso



1/2

28-120-00-07

7,5 cm / 3"

Transferadapter, LL/W zu LL/W, 7,5 cm
Adapter, LL/W to LL/W, 7,5 cm
Adaptador transf., LL/F p. LL/F; 7,5 cm
Adapt. transfert, LL/F vers LL/F, 7,5 cm
Adattat. trasfer., LL/F a LL/F, 7,5 cm

Milienmesser, Lupusinstrumente

Milium Knife, Lupus Instruments

Chuchillo para milium, Instrumentos para lupus

Couteau pour milium, Instruments pour les lupus

Bisturi per milie, Strumenti per lupus


Spezialinstrumente

Special instruments

Instrumentos especiale

Instrumentos spécifiques

Strumenti speciali



Lupusschaber
Lupus Scraper
Rascador para lupus
Rugine pour les lupus
Raschiatoio per lupus

1/2


3,7 mm

Vidal
28-135-14-07
13 cm / 5 1/8"



1/2


Fox
28-188-01-07 -
28-188-04-07
14 cm / 5 4/8"



1/4

3,0 mm
Fig. 1
28-188-01-07

3,8 mm
Fig. 2
28-188-02-07




5,0 mm
Fig. 3
28-188-03-07

6,0 mm
Fig. 4
28-188-04-07



1/2

Wolff
28-196-01-07 -
28-196-06-07
14 cm / 5 4/8"



1/4
5,0 mm
Fig. 1
28-196-01-07

1/4
5,5 mm
Fig. 2
28-196-02-07

1/4
6,0 mm
Fig. 3
28-196-03-07

1/4
6,5 mm
Fig. 4
28-196-04-07

1/4
7,2 mm
Fig. 5
28-196-05-07

1/4
8,0 mm
Fig. 6
28-196-06-07

Hauthäkchen, Hauttrephinen

Skin Hooklets, Dermal Punches
 Ganchitos para piel, Trépanos para piel
 Erignes cutanées, Trépan cutanés
 Uncini cutanei, Trefine cutanee




Kilner
 28-203-15-07
 14,5 cm / 5 7/8"
 scharf
 sharp
 agudo
 pointu
 acuto



Gillies
 28-207-18-07 -
 28-209-18-07
 18 cm / 7 1/8"

1/1 ?
Fig. 1
 28-207-18-07
 kleiner Radius, scharf
 small radius, sharp
 radio pequeño, agudo
 petit rayon, affûté
 raggio piccolo, acuto

1/1 ?
Fig. 2
 28-209-18-07
 großer Radius, scharf
 large radius, sharp
 radio grande, agudo
 grand rayon, affûté
 raggio grande, acuto



Kaye
 28-215-03-07 -
 28-215-04-07
 13 cm / 5 1/8"



1/1 ○
Ø 2,0 mm 28-240-02-07
Ø 3,0 mm 28-240-03-07
Ø 4,0 mm 28-240-04-07

1/1 ○
Ø 5,0 mm 28-240-05-07
Ø 6,0 mm 28-240-06-07
Ø 7,0 mm 28-240-07-07
Ø 8,0 mm 28-240-08-07



Keyes
 28-240-02-07 -
 28-240-08-07
 11 cm / 4 3/8"

Komedoneninstrumente

Comedone Extractors
 Extractores para comedones
 Tire-comédons
 Tiracomedoni

Spezialinstrumente

Special instruments
 Instrumentos especiale
 Instruments spécifiques
 Strumenti speciali



5,3 mm

5,3 mm


Unna
 28-261-14-07
 14,5 cm / 5 5/8"



3,5 mm


3,9 mm

Unna
 28-263-14-07
 14 cm / 5 4/8"




4,6 mm

Saalfeld
 28-271-10-07
 11 cm / 4 3/8"



5,3 mm

Saalfeld
 28-275-14-07
 14,5 cm / 5 5/8"



2,7 mm

4,2 mm

Schamberg
 28-279-10-07
 9,5 cm / 3 5/8"



5,2 mm

mit Schutzkappe aus Metall
 with protective metal cap
 con capuchón protector metálico
 avec capuchon en fer
 con coperchio di protezione in metallo

Katsch
 28-294-14-07
 16 cm / 6 2/8"



4,2 mm

Unna-Vidal
 28-296-11-07
 11 cm / 4 3/8"

Komedoneninstrumente


Comedone Extractors
 Extractores para comedones
 Tire-comédons
 Tiracomedoni



Aiach
 28-298-16-07


16 cm / 6 2/8"

Klemme
 Forceps
 Pinza mosquito
 Pince
 Pinza



d'Assumpção
 28-300-15-07

16 cm / 6 2/8"



Pitanguy
 28-372-16-07

16 cm / 4 5/8"

Markierer
 Facelift marker
 Marcador
 Marqueur
 Marcatore



28-370-12-07



28-371-12-07

1/1




28-370-12-07 -
 28-371-12-07
 12 cm / 4 5/8"

1/2

Messzirkel
Calipers
Compasses
Compas
Compassi

35



Messzirkel

Calipers
Compasses
Compas
Compassi



Castroviejo
35-133-07-07

8 cm / 3 1/8"

Messbereich
effective range
alcance eficaz
série effectif
rango effective
0-20 mm



Castroviejo
35-133-09-07

8 cm / 3 1/8"

Messbereich
effective range
alcance eficaz
série effectif
rango effective
0-20 mm



Castroviejo-Epker
35-134-09-07

9 cm / 3 4/8"

Messbereich
effective range
alcance eficaz
série effectif
rango effective
0-40 mm

Otologie
Otology
Otología
Otologie
Otologia

36



Ohrpinzetten, Nasenspekula
 Nasal Specula, Ear Forceps
 Espéculos nasales, Pinzas auriculares
 Spéculum nasaux, Pincès auriculaires
 Specoli nasali, Pinze auricolari



Jansen
 36-395-16-07
 16 cm / 6 2/8"



Hartmann-Halle
 36-845-01-07 -
 36-845-03-07
 16 cm / 6 2/8"




Fig. 1
 36-845-01-07
 Blätter
 blades
 hojas
 lames
 lame
27 mm




Fig. 2
 36-845-02-07
 Blätter
 blades
 hojas
 lames
 lame
31 mm




Fig. 3
 36-845-03-07
 Blätter
 blades
 hojas
 lames
 lame
35 mm

Nasenspekula

Nasal Specula
Espéculos nasales
Spéculums nasaux
Specoli nasali

Otologie

Otology
Otología
Otologie
Otologia



1/2
Blätter
blades
hojas
lames
lame
17 mm

Martin
36-848-13-07
13 cm / 5 1/8"




1/2
Blätter
blades
hojas
lames
lame
16 mm

Tieck-Halle
36-852-13-07
13 cm / 5 1/8"



1/2

Killian
36-856-01-07 -
36-856-04-07



1/2
Fig. 1
36-856-01-07
14 cm / 5 4/8"
Blätter
blades
hojas
lames
lame
35 mm

Fig. 2
36-856-02-07
14,5 cm / 5 6/8"
Blätter
blades
hojas
lames
lame
50 mm

Fig. 3
36-856-03-07
16 cm / 6 2/8"
Blätter
blades
hojas
lames
lame
75 mm

Fig. 4
36-856-04-07
17 cm / 6 6/8"
Blätter
blades
hojas
lames
lame
85 mm


Nasenspekula

Nasal Specula
Especulos nasales
Spéculums nasaux
Specoli nasali



1/2

Mod. Wien
36-858-14-07
13,5 cm / 5 3/8"




1/2

Blätter
blades
hojas
lames
lame
30 mm



1/2

Cottle
36-859-35-07 -
36-859-90-07



1/2

Fig. 1
36-859-35-07
13,5 cm / 5 3/8"
Blätter
blades
hojas
lames
lame
35 mm




Fig. 2
36-859-50-07
14 cm / 5 1/8"
Blätter
blades
hojas
lames
lame
50 mm






Fig. 3
36-859-75-07
16 cm / 6 2/8"
Blätter
blades
hojas
lames
lame
75 mm

Fig. 4
36-859-90-07
16 cm / 6 2/8"
Blätter
blades
hojas
lames
lame
85 mm


Rhinologie
Rhinology
Rinología
Rhinologie
Rinologia

37



Nasentamponpinzetten, Nasentamponzangen

Nasal Tampon Forceps, Nasal Tampon Forceps
 Pinzas para taponamiento, Pinzas para taponamiento
 Pincès à pansements, Pincès à pansements
 Pinze per medicature, Pinze per medicature



Nasentamponzange
 Nasal Polypus Forceps
 Pinza para pólipos nasales
 Pince à polypes nasaux
 Pinza per polipi nasali

Septumzangen

Septum Forceps

Pinzas para tabique nasal

Pinces pour la cloison nasale

Pinze per il setto nasale


Rhinologie

Rhinology


Rinología

Rhinologie

Rinologia




5,0 mm
Knight
37-207-18-07
17 cm / 6 5/8"



5,5 mm
Graig
37-213-18-07
16 cm / 6 1/8"



8,5 mm
37-215-01-07
links gebogen
left curved
curvo por izquierdo
courbé à gauche
curvo a sinistra



8,5 mm
37-215-02-07
rechts gebogen
right curved
curvo por derecho
courbé à droite
curvo a destra



Brünings
37-227-01-07 -
37-227-04-07
16,5 cm / 6 1/2"



6,6 mm
Fig. 1
37-227-01-07



7,6 mm
Fig. 2
37-227-02-07



8,7 mm
Fig. 3
37-227-03-07



9,6 mm
Fig. 4
37-227-04-07

37

37-215-01-07 -
37-215-02-07
15,5 cm / 6 1/8"


Scharfe Nasenzangen, Siebbeinzangen

Nasal Cutting Forceps, Ethmoid Bone Forceps









Pinzas nasales cortantes, Pinzas para etmoides

Pinces nasales coupantes, Pinces étmoidales

Pinze taglianti per il naso, Pinze etmoidali



Weil-Blakesley
37-255-01-07 -
37-258-04-07



Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		gerade straight recto droit diritto	45° aufgewinkelt angled upward acodado arrib angulé vers le haut angolato verso l'alto		90° aufgewinkelt angled upward acodado arrib angulé vers le haut angolato verso l'alto	
		$\frac{1}{4}$ 	$\frac{1}{4}$ 	$\frac{1}{4}$ 		
	L	12 cm	12 cm	12 cm		
Fig. 1 3,0 mm 		37-255-01-07	37-256-01-07	37-258-01-07		
Fig. 2 3,5 mm 		37-255-02-07	37-256-02-07	37-258-02-07		
Fig. 3 4,5 mm 		37-255-03-07	37-256-03-07	37-258-03-07		
Fig. 4 5,5 mm 		37-255-04-07	37-256-04-07	37-258-04-07		
Fig. 5 6,0 mm 		37-255-05-07				

Scharfe Nasenzangen, Siebbeinzangen






Nasal Cutting Forceps, Ethmoid Bone Forceps
 Pinzas nasales cortantes, Pinzas para etmoides
 Pincas nasales coupantes, Pincas étmoidales
 Pinze taglianti per il naso, Pinze etmoidali

Rhinologie

Rhinology
 Rinología
 Rhinologie
 Rinologia



Hartmann
 37-309-01-07 -
 37-309-04-07

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca	$\frac{1}{1}$		
		Hartmann	
	L	12 cm	
Fig. 1 Ø 5,0 mm		37-309-01-07	
Fig. 2 Ø 7,0 mm		37-309-02-07	
Fig. 3 Ø 9,0 mm		37-309-03-07	
Fig. 4 Ø 11,0 mm		37-309-04-07	


Septumquetschzangen

Septum Morselizers

Pinzas para aplastamiento

Pinces-gouge pour la cloison nasale

Pinze contundente per il setto nasale



eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata

1/2

Caplan
37-331-20-07
20 cm / 7 7/8"



1/2

Rubin
37-335-20-07
20 cm / 7 7/8"



1/2


Rubin
37-335-01-07
Schutzkappe
Protection Cap
Caperuza protectora
Capuchon protecteur
Calotta protettiva



37-335-21-07

1/2

Rubin
37-335-21-07
18,5 cm / 7 3/8"



TC GOLD

1/2

Rubin
37-337-21-07
18,5 cm / 7 3/8"

Rhinoplastik-Messer

Rhinoplastic Knives
Cuchillos rinoplásticos
Couteaux pour plastie du nez
Bisturi per plastica nasale

Rhinologie

Rhinology
Rinología
Rhinologie
Rinologia







Fig. 1
37-440-01-07

Fig. 2
37-441-01-07


Joseph
37-440-01-07 -
37-441-01-07
15 cm / 5 7/8"



Fomon
37-444-16-07
16,5 cm / 6 4/8"



Converse
37-459-16-07
16 cm / 6 2/8"



Joseph
37-466-15-07
15,5 cm / 6 1/8"

Cottle
37-468-15-07
14 cm / 5 4/8"

Septummesser, Schwingmesser

Septum Knives, Swivel Knives

Cuchillos para tabique nasal

Bistouris pour la cloison nasale


Bisturi per il setto nasale



Freer
37-484-15-07

16,5 cm / 6 4/8"

Mukosamesser
Mucosa Knife
Cuchillo para mucosa
Couteau pour muqueuse
Bisturi per mucosa




Freer
37-497-19-07

19 cm / 7 4/8"




Freer
37-499-19-07

18,5 cm / 7 2/8"



3 mm 37-504-03-07
4 mm 37-504-04-07
5 mm 37-504-05-07

Ballenger
37-504-03-07 -
37-504-05-07
21 cm / 8 2/8"



3 mm 37-505-03-07
4 mm 37-505-04-07
5 mm 37-505-05-07

Ballenger
37-505-03-07 -
37-505-05-07
20,5 cm / 8 1/8"

Septumelevatorien

Septum Elevators

Elevadores para tabique nasal

Élévateurs pour la cloison nasale

Elevatori per il setto nasale


Rhinologie

Rhinology

Rinologia

Rhinologie


Rinologia



4 mm
37-521-04-07

5 mm
37-521-05-07

McKenty
37-521-04-07 -
37-521-05-07
15 cm / 5 7/8"




3,5 mm

Halle
37-525-16-07
16 cm / 6 2/8"



4 mm

Joseph
37-531-16-07
16,5 cm / 6 4/8"



5 mm
37-541-19-07

scharf
sharp
agudo
pointu
acuto

Freer
37-541-19-07 -
37-543-19-07
19 cm / 7 4/8"


Septumelevatorien

Septum Elevators

Elevadores para tabique nasal

Elévateurs pour la cloison nasale

Elevatori per il setto nasale



Septumlevatorien

Septum Elevators

Elevadores para tabique nasal

Élévateurs pour la cloison nasale

Elevatori per il setto nasale



Rhinologie

Rhinology


Rinologia

Rhinologie


Rinologia




Cottle
37-559-23-07
23,5 cm / 9 2/8"



Killian
37-560-18-07
18 cm / 7 1/8"




Killian
37-562-22-07
23,5 cm / 9 2/8"



Cottle
37-566-18-07
18 cm / 7 1/8"

Periostelevatorien

Periosteal Elevators
 Legras para periostio
 Élévateurs pour le périoste
 Elevatori per il periostio



Pennington
 37-568-21-07
 21,5 cm / 8 ⁴/₈"

Nagata
 37-570-16-07

16 cm / 6 ²/₈"
 Elevatorium, Septum
 Elevator, septum
 Elevador, septum
 Élévateur, septum
 Elevatore, setto

Nagata
 37-570-17-07

17 cm / 6 ⁵/₈"
 Elevatorium, Septum
 Elevator, septum
 Elevador, septum
 Élévateur, septum
 Elevatore, setto

Joseph-Masing
 37-579-22-07
 21,5 cm / 8 ⁴/₈"

Boies
 37-580-19-07
 19 cm / 7 ⁴/₈"

Periostelevatorien

Periosteal Elevators

Legras para periostio

Élévateurs pour le périoste

Elevatori per il periosto


Rhinologie

Rhinology

Rinologia

Rhinologie

Rinologia




Cottle
37-581-22-07
23 cm / 9"




37-582-17-04
17 cm / 6 5/8"

AI



Masing
37-583-21-07
19,5 cm / 7 5/8"



Cottle
37-584-21-07
22 cm / 8 5/8"



Septummeißel, Septum-Hohlmeißel

Septum Chisels, Septum Gouges

Cinceles para tabique nasal, Gubias para tabique nasal

Élévateurs pour le périoste, Gouges pour la cloison nasale

Elevatori per il periosto, Sgorbie per il setto nasale



Septum-Hohlmeißel

Septum Gouges

Gubias para tabique nasal

Gouges pour la cloison nasale

Sgorbie per il setto nasale



Rhinologie

Rhinology


Rinologia

Rhinologie

Rinologia



Ballenger
37-597-02-07 -
37-597-08-07
15 cm / 5 7/8"



Killian
37-601-16-07
16 cm / 6 2/8"

Killian-Claus
37-605-16-07
16 cm / 6 2/8"


Osteotome

Osteotomes

Osteótomos

Ostéotomes


Osteotomi




Cottle
37-606-04-07 -
37-606-12-07
18,5 cm / 7 2/8"



Cottle
37-607-06-07
18,5 cm / 7 2/8"



Cottle
37-608-02-07 -
37-608-12-07
18,5 cm / 7 2/8"





Cottle
37-610-16-07
18,5 cm / 7 2/8"

Osteotome, Meißel

Osteotomes, Chisels
 Osteótomos, Cinceles
 Ostéotomes, Ciseaux-burins
 Osteotomi, Scalpelli


Rhinologie

Rhinology
 Rinología
 Rinologie
 Rinologia



37-616-10-07	10 mm
37-616-12-07	12 mm
37-616-14-07	14 mm

Rubin
 37-616-10-07 -
 37-616-14-07
 18,5 cm / 7 7/8"




3 mm	4,5 mm
37-620-03-07	37-620-04-07

Walter
 37-620-03-07 -
 37-620-04-07
 19 cm / 7 7/8"



37-622-03-07	3 mm
37-622-04-07	4 mm
37-622-07-07	7 mm
37-622-09-07	9 mm
37-622-12-07	12 mm

Walter
 37-622-03-07 -
 37-622-12-07
 19 cm / 7 7/8"



37-623-04-07	4 mm
37-623-05-07	5 mm
37-623-06-07	6 mm
37-623-07-07	7 mm

Fomon
 37-623-04-07 -
 37-623-07-07
 16 cm / 6 3/8"

Nasenmeißel, Meißel

Rhinoplastic Chisels, Chisels


Cinceles nasales, Cinceles

Ciseaux-burins nasaux, Ciseaux-burins

ScalPELLi nasali, ScalPELLi



1/2




1/1

37-624-10-07	10 mm
37-624-12-07	12 mm
37-624-14-07	14 mm
37-624-16-07	16 mm



1/2

3 mm



1/1


Cinelli
37-624-10-07 -
37-624-16-07
16 cm / 6 2/8"

37-627-03-04
18,5 cm / 7 2/8"

AI




1/2




1/1

3 mm
37-627-04-07




1/1

4 mm
37-627-05-07



1/1


4 mm
37-627-06-07



1/1

4 mm
37-627-07-07

Fanous
37-627-05-07
37-627-07-07
19,5 cm / 7 5/8"




1/1

2 mm



1/2

Walter
37-627-08-07
19 cm / 7 4/8"



1/1

10 mm



1/2

Walter
37-627-10-07
20 cm / 7 7/8"

Nasenmeißel, Meißel

Rhinoplastic Chisels, Chisels

Cinceles nasales, Cinceles

Ciseaux-burins nasaux, Ciseaux-burins

Scalpelli nasali, Scalpelli



Rhinologie

Rhinology


Rinologia

Rhinologie


Rinologia



Silver
37-628-01-07
18 cm / 7 1/8"




Silver
37-628-02-07
18 cm / 7 1/8"



Silver
37-628-03-07
18 cm / 7 1/8"

Nasensägen

Nasal Saws
Sierras nasales
Scies nasales
Seghe nasali



links abgewinkelt
angled to left
angulada por izquierda
coudée vers gauche
angulata a sinistra

rechts abgewinkelt
angled to right
angulada por derecha
coudée vers droite
angulata a destra

Joseph
37-632-20-07
17 cm / 6 ⁵/₈"

Joseph
37-634-20-07
17 cm / 6 ⁵/₈"



37-649-00-07
Arbeitslänge
working length
largo útil
longueur utile
lunghezza utile
40 mm

37-649-01-07
Arbeitslänge
working length
largo útil
longueur utile
lunghezza utile
40 mm

37-649-02-07
Arbeitslänge
working length
largo útil
longueur utile
lunghezza utile
40 mm


Joseph
37-649-00-07 -
37-649-02-07
19 cm / 7 ³/₈"

Knorpelquetsche

Cartilage Crusher
Machacadora
Pinces-gouge à cartilage
Torchio per cartilagine

Rhinologie

Rhinology
Rinologia
Rhinologie
Rinologia



1/2

Cottle

37-652-00-07

Knorpelquetsche
Cartilage Crusher
Machacadora
Pinces-gouge à cartilage
Torchio per cartilagine

65 x 30 x 30 mm



1/2

37-652-01-07

Knorpelquetsche
Cartilage Crusher
Machacadora
Pinces-gouge à cartilage
Torchio per cartilagine

65 x 30 x 30 mm



1/2

37-652-02-07

Schneideblock
Cutting block
Bloque de corte
Bloc de coupe
Blocco taglio

55 x 87 x 12 mm

Nasenraspeln, Knochenfeilen, Antrumraspeln

Nasal Rasps, Bone Files, Antrum Rasps


Escofinas nasales, Limas para huesos, Escofinas para el antro

Râpes nasales, Limes à os, Râpes pour antre

Raspe nasali, Lime per ossa, Raspe per seno mascellare




1/1



37-656-01-07

auf Zug schneidend
drawing cut
cortante a tracción
tranchante à traction
tagliante a trazione

34 x 7 mm



37-656-02-07

auf Stoss schneidend
pushing cut
cortante a empuje
tranchante à impact
tagliante a urto

34 x 7 mm


1/2

Maltz
37-656-01-07 -
37-656-02-07

17 cm / 6 5/8"



1/1



60 x 8 mm

1/2

Joseph
37-658-01-07
16 cm / 6 2/8"

1/1




5 mm

1/2

Converse
37-669-18-04
18 cm / 7 1/8"

1/1



auf Zug schneidend
drawing cut
cortante a tracción
tranchante à traction
tagliante a trazione

34 x 8 mm

1/2

Cottle
37-670-21-07
21 cm / 8 2/8"

AI

Glabellaraspeln, Nasenraspeln

Glabella Rasps, Nasal Rasps

Escofinas para glabella, Escofinas nasales

Râpes pour la glabelle, Râpes nasales

Raspe per glabella, Raspe nasali


Rhinologie

Rhinology

Rinología


Rhinologie

Rinologia




1/2

Aufricht
37-671-21-07 -
37-673-21-07
21 cm / 8 2/8"



1/1

32 x 9 mm
37-671-21-07
auf Stoss schneidend
pushing cut
cortante a empuje
tranchante à impact
tagliente a urto




32 x 9 mm
37-673-21-07
auf Zug schneidend
drawing cut
cortante a tracción
tranchante à traction
tagliente a trazione




1/2

Lewis
37-674-18-07 -
37-676-18-07
19 cm / 7 4/8"



1/1

15 x 8 mm
37-674-18-07
auf Stoss schneidend
pushing cut
cortante a empuje
tranchante à impact
tagliente a urto




15 x 8 mm
37-676-18-07
auf Zug schneidend
drawing cut
cortante a tracción
tranchante à traction
tagliente a trazione




1/2

7,0 mm
Fomon
37-680-21-07
20,5 cm / 8 1/8"



1/1



Nasenraspeln


Nasal Rasps

Escofinas nasales

Râpes nasales

Raspe nasali

TC GOLD



7,0 mm

Maltz

37-680-01-07 -

37-680-10-07


21 cm / 8 2/8"

Nasenraspeln

Nasal Rasps
Escofinas nasales
Râpes nasales
Raspe nasali

Rhinologie


Rhinology
Rinología
Rhinologie
Rinologia



TC GOLD



1/2



1/1

Fig. 1
37-681-01-07
7 mm



Fig. 2
37-681-02-07
7 mm



Fig. 3
37-681-03-07
7 mm




Fig. 4
37-681-04-07
7 mm




Fig. 5
37-681-05-07
7 mm

37-681-11-07

14 cm / 5 1/8"

Handgriff für TC-Raspeleinsatz
Handle for TC Inserts
Mango para escofina TC
Poignée pour insert de râpe CT
Manico per inserto raspa TC



1/1

Fig. 6
37-681-06-07
7 mm




Fig. 7
37-681-07-07
7 mm



Fig. 8
37-681-08-07
7 mm



Fig. 9
37-681-09-07
7 mm



Fig. 10
37-681-10-07
7 mm



1/2

37-681-12-07

15 cm / 5 7/8"

Handgriff für TC-Raspeleinsatz, doppelt
Handle for TC Inserts, double
Mango escofina TC, doble extremo
Poignée pr insert râpe CT, double
Manico per inserto raspa TC, doppio



1/2

37-681-13-07

Schlüssel für Handgriff
Key for handle
Llave para mango
Clé pour poignée
Chiave per manico



37

Nasenhäkchen

Nasal Hooklets
 Ganchitos nasales
 Crochets nasaux
 Uncini nasali

Rhinologie

Rhinology
 Rinología
 Rinologia
 Rinologia




Dingman
 37-683-01-07
 15 cm / 5 7/8"

Knorpelschaber
 Raspatory, Cartilage
 Rascador cartilago
 Grattoir cartilage
 Raschiatore p.cart.



Dingman
 37-683-02-07
 15 cm / 5 7/8"

Knorpelschaber
 Raspatory, Cartilage
 Rascador cartilago
 Grattoir cartilage
 Raschiatore p.cart.



Joseph
 37-684-15-07
 15,5 cm / 6 1/8"

Schleimhauthäkchen, scharf
 Mucosa Hooklet, sharp
 Ganchito para mucosa, agudo
 Crochet pour la muqueuse, pointu
 Uncino per mucosa, acuto



Cottle
 37-688-01-07 - 37-688-03-07
 14,5 cm / 5 6/8"

scharf
 sharp
 agudo
 pointu
 acuto



3,7 mm
 130°
 Fig. 1
 37-688-01-07



4,0 mm
 160°
 Fig. 2
 37-688-02-07



4,2 mm
 160°
 Fig. 3
 37-688-03-07



Lange
 37-692-22-07
 23 cm / 9"

Nasenflügelhäkchen, Knopfende
 Alar Hooklet, button end
 Ganchito para alas de nariz, botonado
 Crochet pour les ailes du nez, boutonné
 Uncino per le pinne nasali, con fine a bottone



Fomon
 37-694-17-07
 17 cm / 6 6/8"

Nasenflügelhäkchen, Knopfende
 Alar Hooklet, button end
 Ganchito para alas de nariz, botonado
 Crochet pour les ailes du nez, boutonné
 Uncino per le pinne nasali, con fine a bottone



Aufrecht
 37-697-19-07
 19 cm / 7 4/8"

Nasenhaken
 Nasal Retractors
 Separadores nasales
 Ecarteurs nasaux
 Divaricatori nasali

Nasenflügelhäkchen, Schleimhauthäkchen

Alar Hooklets, Mucosa Hooklet

Ganchitos para alas de nariz, Ganchito para mucosa

Crochets pour les ailes du nez, Crochet pour la muqueuse

Uncini per le pinne nasali, Uncino per mucosa



1/2

Kilner
37-698-10-07

8 cm / 3 1/8"

scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



1/2

Converse
37-700-12-07

11,5 cm / 4 5/8"

scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



1/2

Freer
37-702-15-07

15 cm / 5 7/8"


scharf
sharp
agudo
pointu
acuto




1/2

Joseph
37-704-02-07 -
37-704-10-07

16 cm / 6 1/8"



2 mm
37-704-02-07



5 mm
37-704-05-07



7 mm
37-704-07-07



10 mm
37-704-10-07




1/2

Millard
37-705-01-07

5,5 cm

5 x 12 mm



1/2

Fomon
37-706-16-07

16 cm / 6 2/8"

geknöpft
button ended
abotonado
boutonné
a bottone

Nasenflügelhäkchen, Nasenhaken

Alar Hooklets, Nasal Retractors

Ganchitos para alas de nariz, Separadores nasales

Crochets pour les ailes du nez, Ecarteurs nasaux

Uncini per le pinne nasali, Divaricatori nasali



Rhinologie

Rhinology


Rinología

Rhinologie


Rinologia



Cottle-Neivert
37-707-20-07
19,5 cm / 7 ⁵/₈"



Cottle-Neivert
37-707-21-07
21 cm / 8 ²/₈"



37-708-14-07
scharf
sharp
agudo
pointu
acuto

37-709-01-07
stumpf/scharf
blunt/sharp
romo/agudo
mousse/aiguë
smusso/acuto

37-709-02-07
scharf/stumpf
sharp/blunt
agudo/romo
aiguë/mousse
acuto/smusse

Cottle
37-708-14-07 -
37-709-02-07
14,5 cm / 5 ⁶/₈"


Nasenflügelhäkchen, Nasenhaken

Alar Hooklets, Nasal Retractors

Ganchitos para alas de nariz, Separadores nasales

Crochets pour les ailes du nez, Ecarteurs nasaux

Uncini per le pinne nasali, Divaricatori nasali



7,8 mm
Cottle
37-710-14-07
14 cm / 5 ⁴/₈"



13,7 mm
Neivert
37-712-16-07
17 cm / 6 ⁶/₈"



12,5 mm
Cottle
37-713-15-07
14 cm / 5 ⁴/₈"
Sattelhäkchen
Saddle Hook
Separador en forma de silla
Élévateur sous forme de selle
Elevatori in forma di sella



13,0 mm
Cottle
37-714-15-07
16 cm / 6 ²/₈"



Aufricht
37-715-14-07
12 cm / 4 ⁶/₈"
stumpf
blunt
romo
mousse
smusso

Blätter
blades
hojas
lames
lame
60 x 6,5 mm

Septumzangen, Septumrichtzangen

Septum Forceps, Septum Straightening Forceps

Pinzas para tabique nasal, Pinzas para enderezar el tabique nasal

Pinces pour la cloison nasale, Pinces pour le redressement de la cloison nasale

Pinze per il setto nasale, Pinze per raddizzare il setto nasale


Rhinologie

Rhinology

Rinología

Rhinologie

Rinologia



37-724-01-07

gerade
straight
recta
droite
diritta

37-724-02-07

links
left
izquierdo
gauche
sinistra

37-724-03-07


rechts
right
derecho
droit
destra



Kressner
37-721-20-07
22 cm / 8 5/8"



Cottle-Walsham
37-724-01-07 -
37-724-03-07
23 cm / 9"



Asch
37-725-23-07
22,5 cm / 8 7/8"


Hautfaspinzetten, Antrumküretten

Skin Grasping Forceps, Antrum Curettes

Pinzas para piel, Curetas para el antro


Pinces pour saisir la peau, Curettes pour l'antro

Pinze per afferrare la pelle, Curette per antro



Cottle
37-731-14-07

14 cm / 5 1/2"
mit Zähnchen
with teeth
con dientes
avec dents
con denti



Cottle
37-732-10-07

11 cm / 4 3/8"
Columellapinzette
Columella Forceps
Pinza para columela
Pince à columella
Pinza per columella



Coakley
37-748-01-07 -
37-748-06-07

17 cm / 6 5/8"



Fig. 1
37-748-01-07



Fig. 2
37-748-02-07



Fig. 3
37-748-03-07



Fig. 4
37-748-04-07



Fig. 5
37-748-05-07



Fig. 6
37-748-06-07

Ringmesser

Adenoid Currettes
Cuchillos para adenoides
Couteaux à végétations adénoïdales
Coltelli per vegetazioni adenoidee

Rhinologie

Rhinology
Rinologia
Rhinologie
Rinologia





Fig. 1	37-755-01-07	13 mm
Fig. 2	37-755-02-07	15 mm
Fig. 3	37-755-03-07	17 mm
Fig. 4	37-755-04-07	19 mm
Fig. 5	37-755-05-07	21 mm
Fig. 6	37-755-06-07	23 mm

Beckmann
37-755-01-07 -
37-755-06-07
22 cm / 8 5/8"




Fig. 1	37-756-01-07	13 mm
Fig. 2	37-756-02-07	15 mm
Fig. 3	37-756-03-07	17 mm
Fig. 4	37-756-04-07	19 mm
Fig. 5	37-756-05-07	21 mm
Fig. 6	37-756-06-07	23 mm

Beckmann
37-756-01-07 -
37-756-06-07
21,5 cm / 8 1/2"


Saugraspatorium, Sinus-Dilatatoren

Suction Rasparatory, Frontal Sinus Dilators

Legra de succión, Dilatadores para el seno

Rugine-raspatoire à succion, Dilatateurs pour le sinus frontal

Raspartorio con aspiratore, Dilatatori per il seno frontale



Eicken-Killian
37-814-30-07 -
37-816-30-07 -
14 cm / 5 4/8"

Spülkanüle, mit Luer-Lock
Irrigation Cannula, with Luer-Lock
Sonda irrigadora para seno maxilar, con Luer-Lock
Canule à irrigation, avec Luer-Lock
Cannula per lavaggio, con Luer-Lock




Guilen
37-840-20-01
19 cm / 7 4/8"

37-840-90-98
Obturator
Obturator
Mandril
Obturateur
Mandrino

➔ 37-840-20-01

Kranio-Maxillofaziale Chirurgie
Cranio-Maxillo-Facial Surgery
Cirugía craneo-maxilofacial
Chirurgie du crâne et maxillo-faciale
Chirurgia cranio-maxillo-facciale

38-52






Knochenquetsche

Bone crusher

Aplastador óseo

Presse d'os

Strumento per schiacciamento ossa



1/1



1/2

38-018-01-07

Mundkeile

Mouth Gags
Abrebocas
Baïllons
Apribocca

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/1

McKesson

kunststoffbeschichteter Metallrahmen
ohne Kette
plastic coated metal frame
without chain
cuadro metálico, cubierto de plástico
sin cadena
cadre métal avec revêtement synthétique
sans chaîne
telaio metallico, ricoperto in plastica
senza catena



38-130-52-07

groß, für Erwachsene
large, for adults
grande, para adultos
grand, pour adultes
grande, per adulti

38-130-56-07

klein, für Kinder
small, for children
pequeño, para niños
petit, pour enfants
piccolo, per bambini

38-130-50-07

extra groß, für Zahnlose
extra large, for edentulous
muy grande, para desdentados
très grand, pour édentées
molto grande, per sdentati

38-130-54-07

normal, für Erwachsene
regular, for adults
regular, para adultos
regulier, pour adultes
regolare, per adulti

38-130-58-07

klein, für Kleinkinder
small, for babies
pequeño, para bebés
petit, pour bébés
piccolo, per neonati

Mundsperrer

Mouth Gags

Abrebocas

Ouvre-bouche

Apribocca



1/2

Molt
38-161-11-07
11 cm / 4 3/8"

38-161-92-07
Ersatzgummi
Spare Rubber
Goma de repuesto
Caoutchouc de remplacement
Gomma di ricambio



38-161-11-07



1/2

Molt
38-161-14-07
13 cm / 5 1/8"

38-161-93-07
Ersatzgummi
Spare Rubber
Goma de repuesto
Caoutchouc de remplacement
Gomma di ricambio



38-161-14-07



1/2


Denhart
38-171-12-07
13 cm / 5 1/8"

Backen
jaws
bocas
mors
branche
16 mm



1/2

Roser-König
38-179-16-07 -
38-179-20-07



1/1

38-179-16-07
16 cm / 6 2/8"

38-179-20-07
19 cm / 7 4/8"

Mundsperrer

Mouth Gags
Abrebocas
Ouvre-bouche
Apribocca

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/2



38-198-90-98

Gaumenplatte
Palate Plate
Plaquita paldia
Plaque platine
Placca per palato

Kilner-Doughty
38-198-00-07

komplett mit Rahmen, 3 Zungenspatel, 2 Zahnplatten
und 1 Gaumenplatte
complete, with frame, 3 tongue depressors, 2 toothplates
and 1 palate plate
completo con bastidor, 3 bajalenguas, 2 plaquitas de
dientes y 1 plaquita paldia
complet avec cadre, 3 abaisse-langue, 2 plaques
pour dents e 1 plaque palatine
completo, con telaio, 3 abassalingua, 2 placche per
denti e 1 placca per palato

Kilner-Doughty
38-198-10-07

14,5 cm / 5 7/8"
Mundsperrer-Rahmen
Frame for Mouth Gag
Bastidor para abrebooca
Cadre pour ouvre-bouche
Telaio per apribocca

➔ 38-198-00-07

Kilner-Doughty
38-198-01-07 -
38-198-03-07

Zungendrucker
Tongue Depressor
Bajalengua
Abaisse-langue
Abassalingua



1/2

gefenestertes Blatt für Absaugung
fenestrated blade for suction
hoja fenestrada para succión
lame fenêtrée pour aspiration
lama con finestra per aspirazione

Fig. 1
38-198-01-07
68 x 30 mm

Fig. 2
38-198-02-07
77 x 34 mm

Fig. 3
38-198-03-07
82 x 39 mm

➔ 38-198-00-07

Mundsperrer

Mouth Gags
Abrebocas
Ouvre-bouche
Apribocca



Neukam
38-208-00-07

komplett mit Rahmen und 3 Zungenspateln
complete, with frame and 3 tongue depressors
completo con bastidor y 3 bajalenguas
complet avec cadre et 3 abaisse-langue
completo, con telaio e 3 abassalingua

Neukam
38-208-10-07

Mundsperrer-Rahmen, allein
Frame for Mouth Gag, only
Bastidor para abreboaca, suelto
Cadre pour ouvre-bouche, seul
Telaio per apribocca, solo



38-208-00-07

65 x 25,5 mm



73 x 28,5 mm



71 x 30,0 mm



38-208-01-07 -
38-208-03-07

Zungendrucker
Tongue Depressor
Bajalengua
Abaisse-langue
Abassalingua

gefenestertes Blatt für Absaugung
fenestrated blade for suction
hoja fenestrada para succión
lame fenêtrée pour aspiration
lama con finestra per aspirazione



38-208-00-07

1/2



Fig. 1
38-208-01-07

Fig. 2
38-208-02-07

Fig. 3
38-208-03-07

Mundsperrer

Mouth Gags
Abrebocas
Ouvre-bouche
Apribocca

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



Mclvor
38-222-00-07

komplett, mit 3 Zungenspateln
complete, with 3 tongue depressors
completo, con 3 bajalenguas
complet, avec 3 abaisse-langue
completo, con 3 abassalingua

Mclvor
38-222-10-07

Mundsperrer-Rahmen
Frame for Mouth Gag
Bastidor para abrebocha
Cadre pour ouvre-bouche
Telaio per apribocca



Mclvor
38-222-01-07 -
38-222-03-07

Zungenspatel
Tongue Depressor
Bajalengua
Abaisse-langue
Abassalingua



1/2

Fig. 1
38-222-01-07
100 x 25 mm



Fig. 2
38-222-02-07
85 x 25 mm





Fig. 3
38-222-03-07
75 x 25 mm

Mundsperrer

Mouth Gags
Abrebocas
Ouvre-bouche
Apribocca



Dingmann
38-224-00-07

komplett mit Rahmen, 3 Zungenspateln
und 2 beweglichen Seitenvallen
complete, with frame, 3 tongue depressors
and 2 adjustable lateral blades
completo con bastidor, 3 bajalenguas
y 2 valvas laterales ajustables
complet avec cadre, 3 abaisse-langue
et 2 valves latérales réglables
completo, con telaio, 3 abassalingua
e 2 valve laterali movibili



Dingmann
38-224-01-07 -
38-224-03-07

Zungenspatel
Tongue Depressor
Bajalengua
Abaisse-langue
Abassalingua

➔ 38-224-00-07

Fig. 1
38-224-01-07
62 x 26 mm

Fig. 2
38-224-02-07
65 x 30 mm

Fig. 3
38-224-03-07
78 x 32 mm

Mundkeile

Mouth Gags
Abrebocas
Baïllons
Apribocca

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



Martin-Simplex
38-243-11-01
10,5 cm / 4 1/8"



38-246-14-04
14 cm / 5 4/8"
Vestibulumhaken
Vestibulum Retractor
Separador para vestibulo
Ecarteur pour vestibulum
Separatore per vestibulo



Sternberg
38-249-14-01
14 cm / 5 4/8"



Cawood-Minnesota
38-263-15-01
15,5 cm / 6 1/8"

Zungendrucker

Tongue Depressors

Abajalenguas

Abaisse-langue

Abassalingua



Hartmann
38-271-15-07
15 cm / 5 7/8"



Tobold
38-277-14-07
15 cm / 5 7/8"




Wieder
38-297-01-01 -
38-297-02-01

Weichteilhaken

Soft Tissue Retractors
Separadores para partes blandas
Crochets pour parties molles
Separatori per tessuti molli

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



38-603-40-07

22,5 cm / 8 7/8"


43 x 11 mm



38-603-55-07

23 cm / 9"

57 x 11 mm



38-603-80-07


23 cm / 9"

80 x 16 mm



1/2

Obwegeser
38-603-40-07 -
38-603-80-07



1/2

43 x 10 mm



1/2

Obwegeser
38-605-22-07

22 cm / 8 5/8"

Spina nasalis-Haken
Nasal Spine Retractor
Separador para spina nasalis
Ecarteur pour spina nasalis
Separatore per spina nasale


Ramushaken, Kinnhalter, Progenierinnen

Ramus Retractors, Chin Retractor, Channel Retractors

Separadores para el ramo, Gancho de mentón, Separadores mandibulares

Ecarteurs pour ramus, Fixe-menton, Ecarteurs mandibulaires

Separatore per ramo, Guancio per mento, Separatori mandibulari



72 x 10 mm



1/2

Obwegeser
38-607-22-07
22 cm / 8 5/8"



1/2

Obwegeser
38-611-16-07
16,5 cm / 6 4/8"



1/2


38-613-08-07
16 cm / 6 2/8"
8 mm

38-613-10-07
16 cm / 6 2/8"
10 mm

Obwegeser
38-613-08-07 -
38-613-10-07




1/2



1/2

Koberg
38-616-01-07
15 x 7 mm



Koberg, mod.
38-616-02-07
20 x 7 mm



38-616-01-07 -
38-616-02-07
18 cm / 7 1/8"

Progeniehaken

Progeny Retractor
Separadores para progenismo
Crochets de progenie
Separatori per progenismo

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/2

Schuchardt
38-614-10-07
18 cm / 7 1/8"



1/2

Metz
38-614-20-07
19,5 cm / 7 5/8"



Progeniehaken

Progeny Retractor

Separadores para progenismo

Crochets de progenie

Separatori per progenismo



Schuchardt-Lauer
38-616-10-07
15 cm / 5 7/8"




Metz-Lauer
38-616-20-07
15 cm / 5 7/8"

Progeniehaken

Progeny Retractor
Separadores para progenismo
Crochets de progenie
Separatori per progenismo


Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/2

Schuchardt-Lauer
38-618-10-07
15 cm / 5 7/8"



1/2

Metz-Lauer
38-618-20-07
15 cm / 5 7/8"





Progeniehaken

Progeny Retractor

Separadores para progenismo

Crochets de progenie

Separatori per progenismo



1/2

Schuchardt-Lauer
38-620-10-07
20 cm / 7 7/8"



1/2


Metz-Lauer
38-620-20-07
20 cm / 7 7/8"

Raspatorien

Periosteal Elevators
Periostótomos
Rugines-raspatoires
Periostotomi

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



38-630-06-07
6 mm

38-630-07-07
7 mm

38-630-09-07
9 mm


38-630-11-07
11 mm

1/2

Obwegeser

38-630-06-07 - 38-630-11-07

17,5 cm / 6 7/8"



38-631-05-07
5 mm

38-631-07-07
7 mm

38-631-09-07
9 mm

1/2

Obwegeser

38-631-05-07 - 38-631-09-07

20 cm / 7 7/8"

Raspatorien

Periosteal Elevators

Periostótomos

Rugines-raspatoires

Periostotomi



1/2



38-632-01-07



38-632-02-07

Obwegeser
38-632-01-07 - 38-632-02-07
17,5 cm / 6 7/8"



1/2



38-633-01-07

Periostelevatorium
Periosteal Elevator
Legra
Rugine-raspatoire
Elevatore per periosteo



38-633-02-07

Periostelevatorium
Periosteal Elevator
Legra
Rugine-raspatoire
Elevatore per periosteo





Fig. 11
38-633-03-07

Gelenkpositionierer
Condylar Repositioning Instrument
Instrumento para reposicion condylar
Repositionneur pour articul. mahoire
Strumento di riposizionamento condilare



Fig. 12
38-633-04-07



1/1



Krenkel
38-633-01-07 - 38-633-04-07
24,5 cm / 9 5/8"

Elevatoren, Drahtpositionierer, Drahtbogen

Elevators, Wire Pushers
Elevadores, Empujadores de alambres
Elévateurs, Outil de positionnement
Elevatori, Posizionatori per filo

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale




Obwegeser
38-640-21-07
20,5 cm / 8 1/8"



Obwegeser
38-642-21-07
20,5 cm / 8 1/8"



Donovan
38-694-20-07
19,5 cm / 7 5/8"
Orbitarand-Retraktor
Orbital Hook, Orbital Rim Retractor
Gancho orbital, Separador reb. Orbital
Crochet orbital, Ecarteur orbital
Divercatore orbitale



1/2

Erich
38-690-00-07
Gesamtlänge
Overall length
Longitud total
Longueur totale
Lunghezza complessiva
1 m


Knochenquetsche

Bone crusher


Aplastador óseo

Presse d'os


Strumento per schiacciamento ossa



38-700-01-07 **L**
38-701-01-07 **R**
21,5 cm / 8 1/2"



38-700-02-07 **L**
38-701-02-07 **R**
24 cm / 9 1/2"



38-700-03-07 **L**
38-701-03-07 **R**
24,5 cm / 9 5/8"



Rowe
L
links
left
izquierdo
gauche
sinistra



Rowe
R
rechts
right
derecho
droit
destra

Zygoma-Elevatorien

Zygoma Elevators
Elevadores cigomáticos
Elévateurs zygomatiques
Elevatori per zigomo


Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/2

10,5 mm
(L)



1/4

38-711-01-01

links
left
izquierdo
gauche
sinistra

10,5 mm
(R)



38-711-02-01

rechts
right
derecho
droit
destra

Tessier

38-711-01-01 - 38-711-02-01

Mobilisierhaken
Maxillary Mobilizer
Gancho para movilización
Mobilisateur
Gancio per mobilizzare



1/2




1/4


Dingmann-Wilk

38-715-19-07

20 cm / 7 7/8"



1/2



1/4

Salyer

38-723-16-07

16,5 cm / 6 4/8"


Osteotome

Osteotomes

Osteótomos

Ostéotomes

Osteotomi



38-781-00-07
6 mm

38-781-01-07
8 mm

1/2


Bauer
38-781-00-07 -
38-781-01-07
20,5 cm / 8 1/8"



38-783-01-07
8 mm

1/2

Epker-Bauer
38-783-01-07
17,5 cm / 6 7/8"



38-790-04-07
16,5 cm / 6 4/8"
4 mm

38-790-06-07
17 cm / 6 5/8"
6 mm

38-790-08-07
17 cm / 6 5/8"
8 mm

1/2

Dunn-Dautrey
38-790-04-07 -
38-790-08-07



38-791-01-07
6 mm

38-791-03-07
6 mm

1/2


Dunn-Dautrey
38-791-01-07 -
38-791-03-07
17 cm / 6 5/8"

Osteotome

Osteotomes
Osteótomos
Ostéotomes
Osteotomi

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale




38-796-04-07
4 mm

38-796-06-07
6 mm

38-796-08-07
8 mm

Epker
38-796-04-07 -
38-796-08-07
18 cm / 7 1/8"



38-797-04-07
4 mm

38-797-06-07
6 mm

38-799-06-07
6 mm

38-799-08-07
8 mm

Epker
38-797-04-07 -
38-797-06-07
18 cm / 7 1/8"

Epker
38-799-06-07 -
38-799-08-07
18 cm / 7 1/8"

Ramushaken


Ramus Retractors
Separadores para el ramo
Ecarteurs pour ramus
Divaricatori per il ramo

Unterkieferkörperhaken, Vorderrandstripper

Mandibular Body Retractor, Anterior Border Stripper
Separador para el cuerpo mandibular, Separador para el borde anterior
Ecarteur pour corps mandibulaire, Ecarteur pour le bord antérieur
Separatore per il corpo mandibulare, Separatore per il bordo anteriore




1/2



1/1

38-831-01-07

links
left
izquierdo
gauche
sinistra



38-831-02-07

rechts
right
derecho
droit
destra


Hargis
38-831-01-07 -
38-831-02-07
19,5 cm / 7 5/8"



1/2

1/1

Hargis
38-833-18-07
17,5 cm / 6 7/8"



1/2

1/1

Hargis
38-835-19-07
18,5 cm / 7 2/8"

Raspatorien


Periosteal Elevators
Legras
Rugine-raspatoires
Elevatori per periosteo

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/2



38-837-01-07

23,5 cm / 9 2/8"

6,5 mm

rechts
right
derecho
droit
destra

38-837-02-07

23 cm / 9"

9 mm

rechts
right
derecho
droit
destra

38-837-03-07

23,5 cm / 9 2/8"

6,5 mm

links
left
izquierdo
gauche
sinistra

38-837-04-07

23 cm / 9"

9 mm

links
left
izquierdo
gauche
sinistra

Hargis
38-837-01-07 -
38-837-04-07


Piriformis-Haken, Pterygoideus-Osteotom,

Periform Rim Retractor, Pterygoid Osteotome,


Gancho piriforme, Osteótomo pterigoideo,

Crochet pour la fosse piriforme, Ostéotome ptérygoïde,

Divaricatore per piriforme, Osteotomo per pterigoideo,



Hargis
38-839-18-07
18,5 cm / 7 ²/₈"




Hargis
38-841-22-07
22 cm / 8 ⁵/₈"

Sagittalspreizer, Spreizzange

Sagittal Split Separators, Ramus Separator
Separadores sagitales, Pinza para separar la rama
Ecarteurs sagitaux, Pince pour séparer ramus
Separatori sagittali, Pinza per separare il ramo


Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/1

9 mm



9 mm




1/2



1/2



1/2



1/1

Smith
38-845-01-07

18,5 cm / 7 2/8"

rechts
right
destra
derecho
droit

Smith
38-845-02-07

18,5 cm / 7 2/8"

links
left
sinistra
izquierdo
gauche

Smith
38-846-20-07

23,5 cm / 9 2/8"


Mylohyoideusklemmen

Mylohyoid Muscle Clamps


Pinzas para el músculo milohioideo

Clamp mylohyoidal

Pinze per muscolo miloideo



Terry
38-850-01-07
17 cm / 6 5/8"
links
left
izquierdo
gauche
sinistra



Terry
38-850-02-07
17 cm / 6 5/8"
rechts
right
derecho
droit
destra



Terry
 38-851-16-07

16,5 cm / 6 4/8"

Unterkieferhaken
 Mandibular Retractors
 Gancho mandibular
 Crochet mandibulaire
 Divaricatore per mandibula



Terry
 38-853-24-07

24 cm / 9 4/8"

Ramusschieber
 Ramus Pusher
 Corredera de rama
 Manipulateur pour ramus
 DPosizionatore per ramo



Terry
 38-856-19-07

19 cm / 7 4/8"

Septumosteotom
 Septal Osteotome
 Osteótomo nasal
 Ostéotome nasale
 Osteotomo nasale

Haken, Elevatorien

Hooks, Elevators

Ganchos, Elevadores

Ecarteurs, Elévateurs

Divaricatori, Elevatori



1/1



1/1

Turvey
38-870-17-07

17 cm / 6 5/8"

Unterkieferhaken
Mandibular Retractors
Gancho mandibular
Crochet mandibulaire
Divaricatore per mandibula



1/2

Steinhäuser
38-877-00-07

27 cm / 10 5/8"


Elevatorium, extra lang
Elevator, extra long
Elevador de rama, muy largo
Élévateur, très long
Elevatore, molto lungo

Ramusklappen

Ramus Clamps
Pinzas de rama
Clamps pour ramus
Pinze per ramo

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/1

38-878-01-07

rechts
right
derecho
droit
destra



38-878-02-07

links
left
izquierdo
gauche
sinistra



1/2

Steinhäuser
38-878-01-07
16 cm / 6 2/8"



1/2

Steinhäuser
38-878-02-07
16 cm / 6 2/8"


Ramusosteotome, Meißel

Ramus Osteotomes, Chisels

Osteótomos de rama, Cinceles

Ostéotome pour ramus, Ciseaux-burins

Osteotomi per ramo, Scalpelli




Steinhäuser

38-881-07-07 - 38-881-10-07


17 cm / 6 5/8"

flexibel
flexible
flexible
flexible
flessibile



Steinhäuser
38-883-07-07 -
38-883-15-07

19 cm / 7 1/8"



Steinhäuser
38-885-18-07

18 cm / 7 1/8"

Repositionsinstrument
Reposition Instrument
Instrumento de reposición
Pinçe de réposition
Strumento per riduzione

Zygoma-Wundhaken

Zygomatic Retractor
Separador cigomático
Ecarteur cygomatique
Divaricatore per zigomo


Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/2


Steinhäuser
38-891-01-07 -
38-891-02-07
25 cm / 9 7/8"



1/1

38-891-01-07

rechts
right
derecho
droit
destra
50 x 20 mm



38-891-02-07

links
left
izquierdo
gauche
sinistra
50 x 20 mm


Raspatorien, Osteotome

Raspatories, Osteotomes

Legras, Osteótomos


Rugine-raspatoires, Ostéotomes

Elevatori per periosteo, Osteotomi




3 mm

Steinhäuser
38-893-16-07
16,5 cm / 6 ⁴/₈"



5 mm

Steinhäuser
38-895-05-07
18 cm / 7 ¹/₈"



8 mm

Steinhäuser
38-895-08-07
18 cm / 7 ¹/₈"



38-899-06-07
6 mm

38-899-08-07
8 mm

Wolford
38-899-06-07 -
38-899-08-07
21,5 cm / 8 ⁴/₈"

Zwickzangen, Bügelbiegezangen

End and side nippers, bar bending pliers
Alicates cortantes y alicates para doblar alambres
Pinces, pinces à courber les branches
Tenaglie, tenaglie per la piegatura di staffe

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/2

Mershon
46-528-01-07

Bandtreiber
Band pusher
Ajustador de bandas
Ajusteur de bande
Dispositivo di azionamento
del nastro



Fig. 2

1/2

Schwarz
47-606-13-07
13 cm / 5 1/8"



Fig. 3

1/2

Schwarz
47-608-13-07
13 cm / 5 1/8"


Weichteilhaken

Soft Tissue Retractors

Separadores para partes blandas

Ecarteurs pour parties molles


Divaricatori per tessuti molli



1/2

Obwegeser
48-101-16-07 -
48-101-80-07


aufwärts gebogen
bent upwards
angulado hacia arriba
coudé en haut
angolato in alto



48-101-16-07

21,5 cm / 8 1/8"


16 x 5 mm



48-101-25-07

21 cm / 8 2/8"


25 x 7 mm



48-101-35-07

23 cm / 8"


35 x 10 mm



48-101-42-07

23 cm / 8"


42 x 10 mm



48-101-55-07

23,5 cm / 9 2/8"


57 x 12,5 mm



48-101-70-07

23,8 cm / 9 3/8"

72 x 15 mm



1/1

48-101-80-07

24 cm / 9 4/8"


86 x 17 mm

Weichteilhaken

Soft Tissue Retractors
Separadores para partes blandas
Ecarteurs pour parties molles
Divaricatori per tessuti molli

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale




1/2

Obwegeser
48-103-16-07 -
48-103-80-07

abwärts gebogen
bent downwards
angulado hacia abajo
coudé en bas
angolato in basso


1/4



48-103-16-07

21 cm / 8 2/8"


16 x 5 mm



48-103-25-07

21 cm / 8 2/8"


25 x 7 mm



48-103-35-07

23 cm / 8"


35 x 10 mm



48-103-42-07

23 cm / 8"


42 x 10 mm



48-103-55-07

23,5 cm / 9 2/8"


55 x 12 mm



48-103-70-07

23,5 cm / 9 2/8"

72 x 15 mm




48-103-80-07

23,5 cm / 9 2/8"


86 x 17 mm

Haken

Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori





48-107-22-07
75 x 11/15 mm




1/1

48-109-22-07
75 x 12/22 mm



1/1

75 x 12/22 mm



1/1

45 x 10/23 mm



1/1



1/2



1/2

1/2

Obwegeser
48-107-22-07 - 48-109-22-07

24 cm / 9 4/8"

Ramushaken
Ramus Retractors
Separadores para el ramo
Ecarteurs pour ramus
Divaricatori per il ramo

Obwegeser
48-111-22-07

24 cm / 9 4/8"

Weisheitszahn-Haken
Third Molar Retractor
Separador para muela del juicio
Ecarteur pour dent de sagesse
Separatore per il dente del giudizio

Obwegeser
48-113-22-07

24 cm / 9 4/8"

Spina nasalis-Haken
Nasal Spine Retractor
Separador para espina nasal
Ecarteur pour spina nasalis
Separatore per spina nasale

Progenierinnen

Channel Retractors
Separadores mandibulares
Ecarteurs mandibulaires
Divaricatori mandibulari


Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



48-121-08-07

16 cm / 6 2/8"
9 mm




48-121-10-07

16,5 cm / 6 4/8"
10 mm



Obwegeser
48-121-08-07 -
48-121-10-07



Obwegeser
48-125-15-07
16 cm / 6 2/8"
Kinnhalter
Chin Holder
Separador para mentón
Ecarteurs pour menton
Separatore per mento

Raspatorien

Periosteal Elevators

Periostótomos

Rugines-raspatoires

Periostotomi



1/2



1/1

48-130-06-07
6 mm



48-130-07-07
7 mm



48-130-09-07
9 mm



48-130-11-07
11 mm



Obwegeser
48-130-06-07 - 48-130-11-07

18 cm / 7 1/8"

winkelig angeschliffen
angled cutting
biselado angular
tranchant angulé
affilatura angolata



1/2



1/1

48-132-06-07
6 mm



48-132-07-07
7 mm



48-132-09-07
9 mm



48-132-11-07
11 mm



Obwegeser
48-132-06-07 - 48-132-11-07

18 cm / 7 1/8"

flach angeschliffen
flat cutting
biselado plano
tranchant plat
affilatura plana


Unterkieferrand-Raspatorien, Schwalbenschwanz-Raspatorien

Mandibular Inferior Border Raspatories, Swallowtail Raspatories

Legras para el borde mandibular, Legras en forma de cola de milano

Rugine-raspatoires pour le bord mandibulaire, Rugine-raspatoires sous forme de queue d'aronde

Staccaperiostio per bordo mandibulare, Staccaperiostio a coda di rondine




Obwegeser
48-135-21-07
21 cm / 8 2/8"




Obwegeser
48-137-21-07
21 cm / 8 2/8"




Obwegeser
48-140-01-07
18 cm / 7 1/8"
nach links gewinkelt
angled to left
angulado hacia la izquierda
coudé à gauche
angolato a sinistra



Obwegeser
48-140-02-07
18 cm / 7 1/8"
nach rechts gewinkelt
angled to right
angulado hacia la derecha
coudé à droite
angolato a destra



Obwegeser
48-150-01-07
17,5 cm / 6 7/8"



Obwegeser
48-150-02-07
17,5 cm / 6 7/8"

Ramusraspatorien, Septumosteotome

Ramus Periosteal Elevators, Septonasal Osteotomes


Legras para el ramo, Osteótomos para el tabique nasal

Rugine-raspatoires pour ramus, Ostéotomes pour cloison nasale


Elevatori periostali per ramo, Osteotomo per setto nasale




1/1



48-152-05-07
5 mm



48-152-07-07
7 mm



48-152-09-07
9 mm

1/2


Obwegeser

48-152-05-07 - 48-152-09-07


21 cm / 8 4/8"




1/1



48-156-04-07
4 mm



48-156-06-07
6 mm



48-156-08-07
8 mm

1/2

Obwegeser

48-156-04-07 - 48-156-08-07

19 cm / 7 4/8"


graduiert
graduated
graduado
graduado
graduato

Keilosteotome, Blattosteotome


Wedge Osteotomes, Blade Osteotomes
Osteótomos de cuña, Osteótomos de hoja
Ostéotome cunéiforme, Ostéotome en lame
Osteotomo a forma di cuneo, Osteotomo

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



48-160-08-04
8 mm



48-160-12-04
12 mm




48-160-16-04
16 mm

Obwegeser
48-160-08-04 -
48-160-16-04
22,5 cm / 8 7/8"




1/2




48-162-08-04
8 mm



48-162-12-04
12 mm



48-162-16-04
16 mm



48-162-20-04
20 mm

Obwegeser
48-162-08-04 -
48-162-20-04
22,5 cm / 8 7/8"



1/2

Fragment-Adaptierungsklemmen


Fragment Adapting Forceps

Pinzas adaptadoras para fragmentos


Clamps pour adaptation de fragments osseux

Pinze per avvicinare frammenti

Atrauma



Maullänge
jaw length
logitud de la boca
longueur des mors
lunghezza della bocca
80 mm



Maullänge
jaw length
logitud de la boca
longueur des mors
lunghezza della bocca
80 mm

Obwegeser
48-163-01-07

21 cm / 8 2/8"

links
left
izquierdo
gauche
sinistra

Obwegeser
48-163-02-07

21 cm / 8 2/8"


rechts
right
derecho
droit
destra

Knochenspreizer

Bone-spreader
Separador de huesos
Pince à écarter
Pinza per allargare


Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale




1/2

Obwegeser
48-164-15-07 -
48-164-20-07
22 cm / 8 5/8"



1/1

48-164-15-07
15 mm




48-164-20-07
20 mm

Tuber maxillae-Osteotome, Osteotome, Alveolarfortsatz-Osteotome


Osteotomes for Maxillary Tuber, Osteotomes, Osteotomes for Alveolar Process
 Osteótomos para tubérculo maxilar, Osteótomos, Osteótomos para el proceso alveolar
 Ostéotome pour tuber-maxillae, Ostéotomes, Ostéotome pour bord alvéolaire
 Osteotomo per tuberosità mascellari, Osteotomo, Osteotomo per processo alveolare



1/1



48-166-08-07
8 mm




48-166-11-07
11 mm

Obwegeser
 48-166-08-07 -
 48-166-11-07
 23 cm / 9"

1/2



1/1



48-167-08-07
8 mm



48-167-11-07
11 mm

Obwegeser
 48-167-08-07 -
 48-167-11-07

21 cm / 8 2/8"
 elastische Klinge
 elastic blade
 hoja elástica
 lame élastique
 lama elastica

1/2




1/1



48-168-03-07
3 mm



48-168-04-07
4 mm




48-168-06-07
6,5 mm

1/2

Obwegeser
 48-168-03-07 -
 48-168-06-07
 15,5 cm / 6 1/8"



1/1



12 mm

1/2

Obwegeser
 48-170-23-07

23 cm / 9"
 Maxilla-Mobilisator
 Maxillary Mobilizer
 Mobilizador maxilar
 Mobilisateur pour maxillaire
 Mobilizzatore per mascella

Drahtzwirbelzangen, Knochenformzangen

Wire Twisting Forceps, Bone Contouring Forceps

Pinzas para torcer alambre, Pinzas para formar huesos

Pinces à torsader le fil, Pinces pour former os

Pinze per ritorcere fili, Pinze per afferrare ossa

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery


Cirugía oral y maxilofacial

Chirurgie buccale et maxillo-faciale

Chirurgia maxillo-facciale



TC GOLD




breites Maul
wide jaw
ampia boca
gueule large
bocca ampia

Obwegeser

48-196-14-07 -

48-198-14-07

14 cm / 5 4/8"



Maul
jaw
boca
mors
bocca

30 x 12 mm

konvex / konkav
convex / concave
convexo / concávo
convexe / concave
convesso / concavo



Maul
jaw
boca
mors
bocca

30 x 13,5 mm

konkav / konvex
concave / convex
concávo / convexo
convexe / concave
concavo / convesso



Maul
jaw
boca
mors
bocca

30 x 13,5 mm

flach / flach
flat / flat
plano / plano
convexe / concave
plano / plano

Obwegeser
48-220-01-07

18 cm / 7 1/8"

Obwegeser
48-220-02-07

18 cm / 7 1/8"

Obwegeser
48-220-03-07

18 cm / 7 1/8"

Hauthäkchen, Kopfhautklemme

Skin Hooklet, Scalp Clamp

Ganchito para piel, Pinza para cabelludo

Crochet pour peau, Pince pour le cuir chevelu

Gancio per cute, Pinza per cuoio capelluto



Tessier
48-250-19-07

19 cm / 7 ⁴/₈"

scharf
sharp
agudo
pointu
acuto

Atrauma



Tessier
48-252-13-07


13,5 cm / 5 ³/₈"

Nasenspekula

Nasal Specula
Espéculos nasales
Spéculums nasaux
Specoli nasali

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale




1/1

48-261-30-07

13,5 cm / 5 3/8"


Blätter
blades
hojas
lames
lame
35 mm



48-261-45-07

14 cm / 5 4/8"

Blätter
blades
hojas
lames
lame
45 mm



48-261-70-07

15,5 cm / 6 1/8"

Blätter
blades
hojas
lames
lame
70 mm



1/2

Tessier
48-261-30-07 -
48-261-70-07

SB

Osteotome

Osteotomes

Osteótomos

Ostéotomes


Osteotomo



1/2

Tessier
48-270-02-07 -
48-271-10-07

16 cm / 6 2/8"



1/1


48-270-02-07
2 mm




48-270-03-07
3 mm




48-270-05-07
5 mm




48-270-07-07
7 mm



48-270-10-07
10 mm



48-270-14-07
14 mm




48-270-16-07
16 mm



48-271-05-07
5 mm



48-271-07-07
7 mm




48-271-10-07
10 mm



1/2

Tessier
48-272-18-07

16 cm / 6 2/8"



1/1


18 mm



1/2

Tessier
48-273-10-07

18 cm / 7 1/8"



1/1


10 mm

Osteotome

Osteotomes
Osteótomos
Ostéotomes
Osteotomo

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



Tessier 48-274-10-07 - 48-275-15-07

20 cm / 7 7/8"

zur Transplantatentnahme aus Ilium und Tibia
for taking grafts from ilium and tibia
par sacar transplantes del ilion y la tibia
pour prise de greffon de l'ilion et du tibia
per prendere innesti dall'ileo e tibia




Tessier 48-276-10-07 - 48-277-15-07

16 cm / 6 2/8"

zur Transplantatentnahme aus der Calva
for taking grafts from the calva
par sacar transplantes del calvo
pour prise de greffon du crâne
per prendere innesti dal calvo

Thoraxhaken

Thoracic Retractors
Separadores torácico
Rétracteur thoracique
Divaricatore per torace



1/1

48-285-20-07

21 cm / 8 2/8"

90 x 22 mm

48-285-28-07

26,5 cm / 10 3/8"

120 x 28 mm



1/2

Tessier
48-285-20-07 -
48-285-28-07



Beckenkammspatel


Iliac Crest Retractors
Separadores para cresta ilíaca
Rétracteur iliaque
Divaricatore per cresta iliaca

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/1




48-287-01-07
16,5 cm / 6 4/8"
36 x 50 mm




48-287-02-07
17,5 cm / 6 7/8"
52 x 50 mm

1/1



48-287-03-07
17,5 cm / 6 7/8"
59 x 50 mm



48-287-04-07
18 cm / 7 1/8"
66 x 50 mm



Tessier
48-287-01-07 -
48-287-04-07

SB


Knochenhaltezangen, Knochensplitterzangen, Periostaspatorien

Bone Holding Forceps, Bone Cutting Forceps, Periosteal Elevators


Pinzas para huesos, Cizallas para huesos, Legras para periostio

Pinces pour os, Pinces coupantes à os, Rugine-raspatoires pour périoste


Pinze per ossa, Pinze per ossa, Elevatori periostali



Tessier
48-291-15-07
16,5 cm / 6 4/8"




Tessier
48-293-19-07
18 cm / 7 1/8"



Tessier
48-300-20-07
18,5 cm / 7 2/8"
schlankes Modell
slender pattern
modelo delgado
modèle gracile
modello delicato



Tessier
48-301-21-07
22 cm / 8 5/8"




Tessier
48-303-22-07
22 cm / 8 5/8"
Knochenformzange
Bone Contouring Forceps
Pinza para formar huesos
Pince pour former os
Pinza per formare osso

Ahlen, Spatel


Awls, Spatula
Leznas, Espátulas
Alènes, Spatules
Punteruoli, Spatola

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



Tessier
48-311-01-07
18 cm / 7 1/8"



Tessier
48-311-02-07
18 cm / 7 1/8"



Tessier
48-313-01-07-
48-313-02-07
20,5 cm / 8 1/8"



Tessier
48-330-01-07
22 cm / 8 5/8"
10 - 12 mm
konisch, biegsam
conical, malleable
cónico, maleable
conique, malléable
conico, malleabili

SB



Tessier
48-330-02-07
22 cm / 8 5/8"
15 - 17 mm
konisch, biegsam
conical, malleable
cónico, maleable
conique, malléable
conico, malleabili

SB



Tessier
48-330-03-07
22 cm / 8 5/8"
20 - 22 mm
konisch, biegsam
conical, malleable
cónico, maleable
conique, malléable
conico, malleabili

SB


Weichteilhaken

Soft Tissue Retractors

Separadores para partes blandas

Ecarteurs pour parties molles


Divaricatori per tessuti molli



48-331-02-07

15 cm / 5 7/8"


20 x 13 / 30 x 15 mm




48-331-03-07

15,5 cm / 6 1/8"

28 x 13 / 36 x 15 mm




19 x 7 / 29 x 10 mm



48-331-04-07

15,5 cm / 6 1/8"

33 x 12 / 43 x 15 mm



50 x 12 / 68 x 16 mm



Tessier
48-331-01-07
15 cm / 5 7/8"

SB



Tessier
48-331-02-07 -
48-331-04-07

SB



Tessier
48-331-05-07
16 cm / 6 2/8"


SB

Weichteilhaken

Soft Tissue Retractors
Separadores para partes blandas
Ecarteurs pour parties molles
Divaricatori per tessuti molli

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



48-333-03-07

15 cm / 5 ⁷/₈"


30 x 12 / 38 x 16 mm



48-333-04-07

15 cm / 5 ⁷/₈"


35 x 12 / 45 x 16 mm



48-333-05-07

16 cm / 6 ²/₈"

50 x 12 / 70 x 16 mm



Tessier

48-333-03-07 -

48-333-05-07

SB

Weichteilhaken

Soft Tissue Retractors

Separadores para partes blandas

Ecarteurs pour parties molles

Divaricatori per tessuti molli




Fig. 1
48-335-01-07
8 mm

Fig. 2
48-335-02-07
10 mm

Fig. 3
48-335-03-07
7 mm




Fig. 4
48-335-04-07
10 mm

Fig. 5
48-335-05-07
8 mm

Fig. 6
48-335-06-07
12 mm



Tessier
48-335-01-07 -
48-335-03-07
12,5 cm / 4 7/8"



Tessier
48-335-04-07 -
48-335-06-07
12,5 cm / 4 7/8"



Osteotome


Osteotomes
Osteótomos
Ostéotomes
Osteotomo

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



Tessier
48-340-18-07
19 cm / 7 4/8"



Tessier
48-341-18-07
18 cm / 7 1/8"



48-350-24-07
22 cm / 8 5/8"

Präparierscheren, Drahtscheren

Dissecting Scissors, Wire Cutting Scissors

Tijeras para preparaciones, Tijeras para alambre

Ciseaux à dissection, Ciseaux à couper le fil

Forbici per dissezione, Tronchesino

TC GOLD


TC GOLD



Tessier
48-351-13-07


13 cm / 5 1/8"

Unterminierschere
Undermining Scissors
Tijera para minar
Ciseaux à tunéliser
Forbici per tunnelare



Tessier
48-352-14-07

15 cm / 5 7/8"



Tessier
48-354-16-07

16,5 cm / 6 4/8"

Repositionierzangen

Disimpaction Forceps
Pinzas de reposición
Pince à repositionner
Pinze per riduzione


Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



1/2


Tessier
48-360-01-07 -
48-362-02-07
23 cm / 9"



1/1

48-360-01-07


links, für Kinder
left, for children
izquierda, para niños
gauche, pour enfants
sinistra, per bambini



1/1

48-360-02-07


links, für Erwachsene
left, for adults
izquierda, para adultos
gauche, pour adultes
sinistra, per adulti



1/1

48-362-01-07

rechts, für Kinder
right, for children
derecha, para niños
droite, pour enfants
destraper bambini



1/1

48-362-02-07

rechts, für Erwachsene
right, for adults
derecha, para adultos
droite, pour adultes
destra, per adulti

Schieblehre, Knochenhaken

Caliper, Bone Hook

Calibre, Gancho para huesos

Calibre, Crochet pour os

Calibro, Gancio per ossa



Tessier
48-370-26-07

26 cm / 10 ²/₈"


Messbereich
effective range
alcance eficaz
série effectif
rango effective
200 mm



Tessier
48-371-18-07

19 cm / 7 ⁴/₈"

schwarz verchromt
black chromium-plated
cromado en negro
chromé noir
cromato nero



Tessier
48-376-18-07

17 cm / 6 ⁶/₈"

Spreizzange
Spreading Forceps
Pinza de expansión
Pince à écarter
Pinze per allargare

Raspatorien

Periosteal Elevators
Periostótomos
Rugines-raspatoires
Periostotomi

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale




1/2

Marchac
48-400-07-07 -
48-400-12-07
16 cm / 6 2/8"



1/1

48-400-07-07
7,5 mm



48-400-12-07
12 mm



1/2

Marchac
48-402-02-07 -
48-402-05-07
17 cm / 6 6/8"



1/1

48-402-02-07
2 mm



48-402-03-07
3,5 mm



48-402-05-07
5 mm

Schablonen, Messlehre, Elevatorien

Templates, Caliper, Elevators

Plantillas, Caliper, Elevadores

Gabarits, Calibre, Elévateurs

Sagome, Calibro, Elevatori



1/2

Marchac
48-405-00-07

Frontschablonen
Frontal Templates
Plantillas frontales
Gabarit frontal
Sagome frontali

für Kleinkinder
for infants
para bebés
pour bébés
per neonati



Marchac
48-405-01-07

Frontschablonen
Frontal Templates
Plantillas frontales
Gabarit frontal
Sagome frontali

für Kinder und Erwachsene
for children and adults
para niños y adultos
pour enfants et adultes
per bambini ed adulti



1/2

Marchac
48-420-00-07

Messbereich
effective range
alcance eficaz
série effectif
rango effective

80 mm




1/2

1/1

Steinberg
48-500-18-07

18 cm / 7 1/8"



1/2

1/1

Steinberg
48-506-20-07


19,5 cm / 7 5/8"

Elevatorien

Elevators
Elevadores
Elévateurs
Elevatori

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



60 x 9/13 mm



Steinberg
48-525-23-07
22,5 cm / 8 7/8"



Steinberg
48-531-19-07
18,5 cm / 7 3/8"



Steinberg
48-541-60-07
22 cm / 8 5/8"

Instrumentarium Arnett FAB Orthognathie-System

Instrumentation Arnett FAB Orthognathic System

Instrumental sistema ortognático FAB Arnett

Instruments Arnett pour système d'orthognathie FAB

Strumenti per sistema di ortognazia Arnett FAB



Arnett
48-703-19-07

19 cm / 7 4/8"

Kürette
Curette
Cucharillas
Curette
Curette



Arnett
48-704-22-07

20 cm / 7 7/8"

BSSO Lingual-Retraktor
BSSO Lingual retractor
Retractor lingual OSB
Rétracteur lingual BSSO
Separatore linguale BSSO

Instrumentarium Arnett FAB Orthognathie-System

Instrumentation Arnett FAB Orthognathic System
Instrumental sistema ortognático FAB Arnett
Instruments Arnett pour système d'orthognathie FAB
Strumenti per sistema di ortognazia Arnett FAB

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



Arnett
48-705-14-07

20 cm / 7 7/8"

BSSO TMJ-Platzierer
BSSO Condylar seating instrument
Posicionador ATM OSB
Instrument de positionnement ATM BSSO
Posizionatore per TMJ BSSO



Arnett
48-706-18-07

17 cm / 6 5/8"

Mandibular-Reaktor
Mandibular body retractor
Retractor mandibular
Rétracteur pour mandibule
Separatore mandibolare



Arnett
48-707-14-07

16,5 cm / 6 4/8"

Maxilläre Sinus-Kürette
Maxillary sinus curette
Cureta para seno maxilar
Curette pour sinus maxillaire
Curetta per seno mascellare


Instrumentarium Arnett FAB Orthognathie-System

Instrumentation Arnett FAB Orthognathic System



Instrumental sistema ortognático FAB Arnett

Instruments Arnett pour système d'orthognathie FAB


Strumenti per sistema di ortognazia Arnett FAB



Arnett
48-708-01-07
Koronoid-Re retraktor
Coronoid retractor
Retractor de coronoides
Rétracteur coronoïde
Separatore per coronoide



Arnett
48-708-14-07
18,5 cm / 7 2/8"
Knochenklemme
Bone Forceps
Pinza para huesos
Pince pour os
Pinza per ossa



Arnett
48-709-18-07
20 cm / 7 7/8"
Le Fort I Posterior-Re retraktor
Le Fort I posterior retractor
Retractor posterior Le Fort I
Le Fort I Rétracteur postérieur
Separatore posteriore Le Fort I

Instrumentarium Arnett FAB Orthognathie-System

Instrumentation Arnett FAB Orthognathic System
Instrumental sistema ortognático FAB Arnett
Instruments Arnett pour système d'orthognathie FAB
Strumenti per sistema di ortognazia Arnett FAB

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



Arnett 48-711-22-07

22,5 cm / 8 7/8"

DBSSO / Le Fort I
Nerv-Dissektor

BSSO / Le Fort I
Nerve dissector

Disecador para
nervios OSB / Le Fort I

DBSSO / Le Fort I
Dissecteur de nerf

Dissettore per nervi
BSSO / Le Fort I

Arnett 48-711-23-07

23 cm / 9"

BSSO Alveolarnerv-
Dissektor

BSSO Alveolar
nerve dissector

Disecador para
nervio alveolar OSB

Dissecteur de nerf
alvéolaire BSSO

Dissettore per nervo
alveolare BSSO

Arnett 48-711-24-07

23 cm / 9"

BSSO Alveolarnerv-
Dissektor

BSSO Alveolar
nerve dissector

Disecador para
nervio alveolar OSB

Dissecteur de nerf
alvéolaire BSSO

Dissettore per nervo
alveolare BSSO

Arnett 48-711-25-07

23 cm / 9"

Le Fort I / BSSO Retraktor
für Inzissionsverschluss

Le Fort I / BSSO Retractor
for incision closure

Retractor Le Fort I /
OSB para cierre de incisiones

Le Fort I / Rétracteur BSSO
pour fermeture d'incision

Separatore Le Fort I /
BSSO per chiusura incisione

Arnett 48-712-12-07

20 cm / 7 7/8"

Le Fort I Septum-
Elevatorium

Le Fort I Septum
elevator

Elevador para
septum Le Fort I

Le Fort I Élévateur
pour septum

Elevatore setto
Le Fort I

Instrumentarium Arnett FAB Orthognathie-System

Instrumentation Arnett FAB Orthognathic System

Instrumental sistema ortognático FAB Arnett

Instruments Arnett pour système d'orthognathie FAB

Strumenti per sistema di ortognazia Arnett FAB



Arnett
48-714-20-07

19,5 cm / 7 5/8"

BSSO Nerv-Retractor
BSSO Nerve retractor
Retractor para nervios OSB
Rétracteur de nerf BSSO
Separatore nervi BSSO

Arnett
48-715-42-07

22,5 cm / 8 7/8"

Le Fort I Oberlippen-Retractor
Le Fort I Upper lip retractor
Retractor para labio superior Le Fort I
Le Fort I Écarteur pour lèvre supérieure
Separatore labbro superiore Le Fort I

Arnett
48-716-22-07 - 48-716-55-07

22,5 cm / 8 7/8"

Wangen- und Lippen-Retractor
Cheek / lip retractor
Retractor para mejillas y labios
Écarteur des lèvres et joues
Separatore per guance e labbra

Instrumentarium Arnett FAB Orthognathie-System

Instrumentation Arnett FAB Orthognathic System
Instrumental sistema ortognático FAB Arnett
Instruments Arnett pour système d'orthognathie FAB
Strumenti per sistema di ortognazia Arnett FAB

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale




6,5 x 45 mm

1/2

Arnett
48-717-42-07

22 cm / 8 5/8"

Kinnosteotomie-Retractor
Chin osteotomy retractor
Retractor para osteotomía mentoniana
Rétracteur pour génioplastie
Separatore per osteotomia del mento




1/2

Arnett
48-723-22-07

22 cm / 8 5/8"

Le Fort I Interdental-Retractor
Le Fort I Interdental retractor
Retractor interdental Le Fort I
Le Fort I Rétracteur interdentaire
Separatore interdendale Le Fort I



1/4

8 mm

1/2

Arnett
48-725-18-07

18 cm / 7 1/8"

Interdental-Osteotom
Interdental osteotome
Osteótomo interdental
Ostéotome interdentaire
Osteotomo interdendale


Instrumentarium Arnett FAB Orthognathie-System

Instrumentation Arnett FAB Orthognathic System

Instrumental sistema ortognático FAB Arnett

Instruments Arnett pour système d'orthognathie FAB

Strumenti per sistema di ortognazia Arnett FAB



$\varnothing = 25 \text{ mm}$




$\frac{1}{2}$

Arnett
48-727-20-07

20 cm / 7 $\frac{7}{8}$ "

Hammer
Mallet
Martillo
Maillets
Martello




6 mm

$\frac{1}{2}$

Arnett
48-728-18-07

18 cm / 7 $\frac{1}{8}$ "

Pterygoid-Osteotom
Pterygoid osteotome
Osteótomo pterigoideo
Ostéotome ptérygoïde
Osteotomo per pterigoïdo



6 mm

$\frac{1}{2}$

Arnett
48-728-19-07

16 cm / 6 $\frac{2}{8}$ "

BSSO Split-Osteotom
BSSO Splitting osteotome
Osteótomo Split OSB
Ostéotome de dédoublement BSSO
Osteotomo BSSO



7 x 35 mm



Arnett
48-729-55-07

22 cm / 8 5/8"

BSSO Transoral-Retraktor
BSSO Transoral retractor
Retractor transoral OSB
Rétracteur transoral BSSO
Separatore transorale BSSO



Arnett
48-731-14-07

14,5 cm / 5 6/8"

Meßschieber
Caliper
Calibre
Calibre
Calibro a corsoio

Instrumentarium Arnett FAB Orthognathie-System

Instrumentation Arnett FAB Orthognathic System

Instrumental sistema ortognático FAB Arnett

Instruments Arnett pour système d'orthognathie FAB

Strumenti per sistema di ortognazia Arnett FAB



Arnett
48-731-22-07

21 cm / 8 2/8"

Periostelevator
Periosteal elevator
Elevador perióstico
Élévateur à périoste
Elevatore per periosteo

Arnett
48-731-25-07

24 cm / 9 4/8"

Periostelevator
Periosteal elevator
Elevador perióstico
Élévateur à périoste
Elevatore per periosteo

Arnett
48-735-19-07

19 cm / 7 4/8"

Retraktor für Kinnosteotomie
Midline flap retractor
Retractor para osteotomía mentoniana
Rétracteur pour génioplastie
Separatore per osteotomia del mento

8,5 mm

Arnett
48-738-12-07

12,5 cm / 4 7/8"


Plattenbiegezange
Plate bending forceps
Alicate para doblar placas
Pince de pliage
Pinza per piegare placche

Instrumentarium Arnett FAB Orthognathie-System

Instrumentation Arnett FAB Orthognathic System
Instrumental sistema ortognático FAB Arnett
Instruments Arnett pour système d'orthognathie FAB
Strumenti per sistema di ortognazia Arnett FAB

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie


Oral Maxillo-facial Surgery
Cirugía oral y maxilofacial
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
Chirurgia maxillo-facciale



Arnett
48-738-13-07

13 cm / 5 1/8"


Le Fort I Plattenbiegezange
Le Fort I Plate bending forceps
Alicates para doblar placas Le Fort I
Le Fort I Pince de pliage
Pinza per piegare placche Le Fort I



Arnett
48-739-18-07

18,5 cm / 7 2/8"

Plattenhalteklamme
Plate carrier
Pinza para sujetar placas
Pince de maintien
Pinza ferma-placche







Arnett
48-740-20-07

18,5 cm / 7 2/8"

Le Fort I Retraktor für nasale Mukosa
Le Fort I Nasal mucosa retractor
Retractor Le Fort I para mucosa nasal
Le Fort I Rétracteur pour muqueuse nasale
Separatore Le Fort I per mucosa nasale

Ösenzange

Eyelet forceps
Alicate de orificios
Pince de trous
Pinza di fori




Obwegeser
48-756-15-07
15 cm / 5 $\frac{7}{8}$ "

Aspirations-Dissektor, Osteotome

Suction Dissector, Osteotomes
 Disecador de aspiración, Osteótomos
 Dissecteur à aspiration, Osteotomes
 Dissettore a aspirazione, Osteotomi

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Oral Maxillo-facial Surgery
 Cirugía oral y maxilofacial
 Chirurgie buccale et maxillo-faciale
 Chirurgia maxillo-facciale



50-440-04-07
4 mm

50-440-06-07
6 mm

50-440-08-07
8 mm


50-441-06-07
6 mm

Marchac
 50-440-04-07 -
 50-440-08-07
 18,5 cm / 7 2/8"

Marchac
 50-441-06-07
 18,5 cm / 7 2/8"



Marchac
 50-446-19-07
 20 cm / 7 7/8"



Marchac
 50-450-17-07
 17,5 cm / 6 7/8"
 Knochenspreizzange
 Bone Expander
 Pinza para separar huesos
 Pince pour séparer os
 Pinza per separare ossa

Universal-Schrauben-Explantationssystem

Universal Screw Removal System

Sistema universal de extracción de tornillos

Système universel d'explantation des vis

Sistema universale di rimozione delle viti

Kranio-maxillofaziale Osteosynthese-Systeme sind von vielen Herstellern erhältlich. Die eingesetzten Schrauben sind mit einem Durchmesser von 0,8 bis 3,5 mm lieferbar. Die am häufigsten verwendeten Schrauben sind Einfachschlitz, Centre Drive®, Kreuzschlitz Philips und Innen-sechskant.

Das KLS-Martin-Universal-Schrauben-Explantationssystem bietet 16 auswechselbare Schraubendreherklingen in einem Set, das die einfache Explantation aller gängigen kranio-maxillofazialen Osteosyntheseschrauben ermöglicht.

Cranio-maxillofacial osteosynthesis systems are available from numerous manufacturers. Micro screws and mini screws etc. are available in diameters ranging from 0.8 mm through 3.5 mm. The most common screw head configurations are Single Slot, Centre Drive®, Cruciate Philips and Hexagonal Socket.

The KLS Martin universal screw removal system provides 16 interchangeable screwdriver blades in one compact kit allowing the easy removal of virtually any common cranio-maxillofacial osteosynthesis screw.

Los sistemas de osteosíntesis craneomaxilofaciales pueden obtenerse de muchos fabricantes. Los micro tornillos, minitornillos, etc. están disponibles con diámetros de 0,8 hasta 3,5 mm. Los tornillos más utilizados son los de ranura simple, Centre Drive®, ranura en cruz Philips y hexágono interior.


El sistema universal de extracción de tornillos KLS Martin ofrece 16 terminales intercambiables en un juego, que permite la sencilla extracción de todos los tornillos craneomaxilofaciales corrientes para la osteosíntesis.



50-600-00-04

Set, komplett
Set, complete
Juego, completo
Jeu, complet
Serie completa

	Set	Set	Juego	Jeu	Set
50-600-00-04	Universal-Schrauben-Explantationssystem, Komplettes Set: Lagerung mit Handgriff und Klingen 1-18	Universal screw removal system, Set complete: Storage with handle and blades 1-18	Sistema universal de extracción de tornillos, juego completo: Módulo con mango y los terminales 1-18	Système universel d'explantation de vis, Jeu complet: Module avec manche et les lames 1 a 18	Sistema universale di rimozione delle viti, Set completo: Modulo con manico e le lame 1-18
	Lagerung, bestehend aus:	Storage, consisting of:	Módulo, formado por:	Rangement, composé de	Supporto, consistente in
55-962-37-04	Doppel-Insertmodul, grau	Twin insert module, gray	Módulo de inserción doble, gris	Module d'inserts double, gris	Modulo inserto doppio, grigio:
55-964-31-04	Insert Schrauben-explantationsset (A) SD	Insert for screw removal set (A) SD	Bandeja para juego de extracción de tornillos (A), destornillador	Insert pour jeu d'explantation de vis (A), tournevis	Inserto set di rimozione delle viti (A), cacciavite
55-964-32-04	Insert Schrauben-explantationsset (B)	Insert for screw removal set (B)	Bandeja para juego de extracción de tornillos (B)	Insert pour jeu d'explantation de vis (B)	Inserto set di rimozione delle viti (B)
55-963-29-04	Deckel Schrauben-explantationsset	Lid for screw removal set	Tapa para juego de extracción de tornillos	Couvercle du jeu d'explantation de vis	Coperchio del set di rimozione delle viti



De nombreux fabricants proposent des systèmes d'ostéosynthèse craniomaxillofaciale. Les microvis et minivis etc. utilisées sont livrables avec un diamètre de 0,8 à 3,5 mm. Les vis les plus fréquemment utilisées sont des vis à fente simple, Centre Drive®, cruciformes (Phillips) et à six pans creux.

Le système universel d'explantation de vis KLS Martin propose 16 lames de tournevis interchangeables dans un jeu qui permet l'explantation simple de toutes les vis d'ostéosynthèse craniomaxillofaciale.

I sistemi di osteosintesi cranio-maxillofaciale si possono ottenere da molti produttori. Le microviti o miniviti sono disponibili con un diametro da 0,8 a 3,5 mm. Le viti utilizzate più frequentemente sono le viti a brugola semplice Centre Drive®, con intaglio a croce Phillips e viti a esagono cavo.

Il sistema universale di rimozione delle viti, KLS Martin, offre 16 lame per cacciaviti intercambiabili in un set che consente una semplice rimozione di tutte le più comuni viti per osteosintesi cranio-maxillofaciale.



50-425-05-07

Schraubendreher-Handgriff, starr
Screwdriver handle, rigid
Mango de destornillador, rígido
Poignée de tournevis, rigide
Manico del cacciavite, rigido

Klinge Blade Terminal Lame Lama	Schraube Screw Tornillo Vis Vite	Schraubens- ansatz	Screw head socket	Cabeza tornillo	Empreinte de la tête de vis	Testa vite	
50-425-11-07	Nr. 1 1.5/2.0 mm	☉	Schlitz	slot	ranura	fente	fessura
50-425-12-07	Nr. 2 2.0/2.3 mm	☉	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®
50-425-13-07	Nr. 3 1.3/2.4 mm	☉	Kreuzschlitz	cross-recessed	ranura en cruz	cruciforme	intaglio a croce
50-425-14-07	Nr. 4 2.7/3.5/4.0 mm	☉	Innensechskant	hexagon socket	hexágono interior	6 pans creux	esagono cavo
50-425-15-07	Nr. 5 2.0/2.7 mm	☉	Phillips	Phillips	Phillips	Phillips	Phillips
50-425-16-07	Nr. 6 0.8/1.0/1.2 mm	☉	Kreuzschlitz	cross-recessed	ranura en cruz	cruciforme	intaglio a croce
50-425-17-07	Nr. 7 1.5 mm	☉	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®
50-425-18-07	Nr. 8 1.0 mm	☉	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®
50-425-19-07	Nr. 9 2.7 mm	☉	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®	Centre Drive®
50-425-20-07	Nr. 10 2.7 mm	☉	Schlitz	slot	ranura	fente	fessura
50-425-21-07	Nr. 11 2.0 mm	☉	Innensechskant	hexagon socket	hexágono interior	6 pans creux	esagono cavo
50-425-22-07	Nr. 12 2.3/2.7 mm	☉	Innensechskant	hexagon socket	hexágono interior	6 pans creux	esagono cavo
50-425-23-07	Nr. 13 alle/all/todos/ toutes/tutte		Knochen-Explantation	bone explantation blade	explantación ósea	explantation de l'os	espianazione ossea
50-425-25-07	Nr. 15 1.5 mm	☉	Torx/star/T-Drive T5	Torx/star/T-Drive T5	Torx/star/T-Drive T5	Torx/star/T-Drive T5	Torx/star/T-Drive T5
50-425-24-07	Nr. 16 2.0 mm	☉	Torx/star/T-Drive T6	Torx/star/T-Drive T6	Torx/star/T-Drive T6	Torx/star/T-Drive T6	Torx/star/T-Drive T6
50-425-26-07	Nr. 17 2.5 mm	☉	Torx/star/T-Drive T7	Torx/star/T-Drive T7	Torx/star/T-Drive T7	Torx/star/T-Drive T7	Torx/star/T-Drive T7
50-425-27-07	Nr. 18 2.7/3.5 mm	☉	Torx/star/T-Drive T8	Torx/star/T-Drive T8	Torx/star/T-Drive T8	Torx/star/T-Drive T8	Torx/star/T-Drive T8

Spezial-Produkte

Special Products

Productos especiales

Produits spéciaux

Prodotti speciali



Unser Ordner-System „Craniomaxillofacial Surgery“ enthält die gesamte Palette der KLS-Martin-Implantate und -Instrumente für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Our folder system “Craniomaxillofacial Surgery” contains the full range of KLS-Martin implants and instruments for cranio-maxillofacial surgery.

Nuestro sistema de carpetas “Craniomaxillofacial Surgery” incluye la gama completa de implantes e instrumentos de KLS-Martin para la cirugía oral y maxilofacial.

Notre système de dossiers «Craniomaxillofacial Surgery» contient l'ensemble de la palette des implants et instruments KLS Martin pour la chirurgie buccale et maxillofaciale.


Il nostro sistema di cartelle “Craniomaxillofacial Surgery” contiene la gamma completa degli impianti e degli strumenti di KLS Martin per la chirurgia orale-maxillo-facciale.



Distraktion in der oral- und kranio-maxillofazialen Chirurgie

Basierend auf den Grundlagen von Ilizarov ist die vertikale Distraktion des Alveolarkamms durch besonders konstruierte Distraktoren für die erfolgreiche Behandlung von Knochendefekten zum Stand der Technik geworden. Das Verfahren wird als sehr wertvolle Technik in Fällen von frühzeitigem Zahnverlust durch Parodontose oder Verletzungen betrachtet, da sie die knöchernen Basis wesentlich verbessert und somit mehr Halt für eine bessere Verankerung von Dentalimplantaten ermöglicht. Außerdem garantiert es bessere ästhetische Ergebnisse im Vergleich zu den meisten konventionellen Augmentationstechniken.





GB

Distraction in oral and cranio-maxillofacial surgery

Based on Ilizarov's technique, vertical distraction of the alveolar ridge by especially designed distraction devices has become a state-of-the-art method for the successful treatment of such bone defects. It is considered a highly valuable technique in cases of premature teeth loss due to periodontal disease or injury, as it significantly improves the basis for substance meaning more support and better fixation of dental implants. It also ensures better aesthetic results compared to most conventional augmentation techniques.

ES

Distracción en cirugía oral y cráneo-maxilofacial

Basada en la técnica de Ilizarov, la distracción vertical de la cresta alveolar mediante dispositivos de distracción de diseño especial se ha convertido en un método de referencia para el tratamiento exitoso de defectos óseos de este tipo. Se considera una técnica muy valiosa en casos de pérdida dental prematura debido a periodontitis o lesiones, ya que mejora de forma significativa la base para el sustrato, lo que significa mayor apoyo y mejor fijación de los implantes dentales. También garantiza mejores resultados estéticos que la mayoría de las técnicas de aumento convencionales.

F

Distraction dans la chirurgie orale et crânio-maxillo-faciale

Sur la base de la technique d'Ilizarov, la distraction verticale de la crête alvéolaire à l'aide de dispositifs de distraction spécialement conçus est devenue une méthode de pointe pour le traitement réussi de tels défauts osseux. Considérée comme une technique de grande valeur dans les cas de perte prématurée de dents en raison d'une maladie ou d'une lésion parodontale, elle améliore de manière significative la base de substance, permettant ainsi un meilleur support et une fixation plus ferme d'implants dentaires. Elle garantit aussi de meilleurs résultats esthétiques par rapport à la plupart des techniques d'augmentation conventionnelles.

I


La distrazione nella chirurgia orale e cranio-maxillofacciale

Sulla base della tecnica di Ilizarov, la distrazione verticale del margine alveolare mediante dispositivi appositamente progettati è oggi il metodo all'avanguardia per il successo del trattamento di questi difetti ossei. È una tecnica estremamente apprezzata in caso di perdita pre-coce di denti dovuta a malattia parodontale o traumi, poiché migliora significativamente la base della sostanza dentale, con conseguente maggiore supporto e migliore fissaggio degli impianti protesici. Garantisce anche migliori risultati estetici rispetto alle tecniche di aumento osseo tradizionali.

SonicWeld Rx® – Die Revolution der Osteosynthese

KLS Martin hat mit SonicWeld Rx® ein revolutionäres System für die Kieferknochenaugmentation entwickelt. Mit modernster Ultraschalltechnik, kombiniert mit resorbierbaren Implantaten, wird die Metallentfernung überflüssig. Dank des völlig neuen Verschweißungsprozesses verankert sich das resorbierbare Material tief in der Knochenstruktur und erzeugt eine bislang ungekannte Primärstabilität. In der präprothetischen Augmentation eignet sich das System für resorbierbare Membranfixierungen (Guided Bone Regeneration), Auflagerungen (Onlay Grafts) und Schalungen (Split Grafts).





GB

**Sonic Weld Rx® –
The revolution in osteosynthesis**

With SonicWeld Rx®, KLS Martin offers a revolutionary system for jaw bone augmentation. Highly advanced ultrasound technology combined with resorbable implants makes the metal removal redundant. Thanks to the completely novel welding technique, the bioabsorbable material penetrates deeply into the bone structure to provide a level of primary stability never seen before. In preprosthetic augmentation, this system can be used for resorbable membrane fixation (guided bone regeneration), appositions (onlay grafts) procedures based on the innovative shell technique (split grafts).

ES

**Sonic Weld Rx® –
La revolución de la osteosíntesis**

Con SonicWeld Rx®, KLS Martin ha diseñado un sistema revolucionario para el aumento del hueso maxilar. La más avanzada tecnología de ultrasonidos, combinada con implantes reabsorbibles, hace innecesaria la eliminación de metales. Gracias al innovador proceso de soldadura, el material reabsorbible se ancla profundamente en la estructura ósea y proporciona una estabilidad primaria sin precedentes. En el aumento preprotésico, este sistema es apropiado para fijaciones de membranas reabsorbibles (guided bone regeneration - regeneración ósea guiada), aposiciones (onlay grafts) y la técnica de valva (split grafts).

F

**Sonic Weld Rx® –
La révolution de l'ostéosynthèse**

KLS Martin a mis au point, avec SonicWeld Rx®, un système révolutionnaire pour l'augmentation de la masse osseuse de la mâchoire. Avec une technique à ultrasons ultrasonore, associée à des implants résorbables, le retrait du métal devient superflu. Grâce au tout nouveau processus de soudage, le matériau résorbable s'ancre en profondeur dans la structure osseuse et génère une stabilité primaire jusqu'à présent inconnue. Dans le cadre de l'augmentation pré-prothétique, le système est adapté pour les régénérations osseuses guidées (guided bone regeneration), les greffes osseuses (onlay grafts) et les greffes fendues (split grafts).


I

**Sonic Weld Rx® –
La rivoluzione dell'osteosintesi**

KLS Martin ha sviluppato con SonicWeld Rx® un sistema rivoluzionario per l'aumento dell'osso mascellare. La più moderna tecnologia ad ultrasuoni, abbinata a impianti riassorbibili, rende superflua la rimozione del metallo. Grazie al processo di saldatura completamente rinnovato, il materiale riassorbibile si ancora profondamente alla struttura ossea raggiungendo una stabilità primaria finora mai vista. Nella fase di aumento pre-protetica, questo sistema è indicato per fissaggi riassorbibili di membrane (guided bone regeneration), apposizioni (onlay grafts) e gusci (split grafts).

Verschiedenes
Miscellaneous
Diversos artículos
Articles divers
Articoli diversi

55-56



Verschiedenes

Miscellaneous

Diversos artículos

Articles divers

Articoli diversi



55-997-01-04

LubriPen

für präzises Ölen von chirurgischen Instrumenten und Medizinprodukten
for precise lubrication of surgical instruments and medical devices
para una lubricación perfecta de instrumentos quirúrgicos y dispositivos médicos
Graissage précis d'instruments chirurgicaux et d'équipements médicaux
Lubrificazione di precisione di strumenti chirurgici e dispositivi medici



56-231-06-01

Ø 61 x 30 mm

70 ccm

Metallschalen

Stainless Steel Bowls

Cubetas de acero inoxidable


Cuvettes de acier inoxydable

Scodelle di acciaio inossidabile



HF-Chirurgie
HF Surgery
Cirugía AF
Chirurgie HF
Chirurgia AF

80



Elektrochirurgische Geräte

Electrosurgical units

Aparatos electroquirúrgicos

Bistouris électrochirurgicaux

Apparecchi elettrochirurgici

maXium®



80-042-00-04

maXium®, „m“-Version
maXium®, „m“-version
maXium®, versione „m“
maXium®, version «m»
maXium®, versione „m“
(100-240 V)

80-042-02-04

maXium®, „i“-Version
maXium®, „i“-version
maXium®, versione „i“
maXium®, version «i»
maXium®, versione „i“
(100-240 V)

80-042-04-04

maXium®, „e“-Version
maXium®, „e“-version
maXium®, versione „e“
maXium®, version «e»
maXium®, versione „e“
(100-240 V)

80-093-00-04

maXium®

Option bipolare Resektion
Bipolar Resection option
Opción Resección bipolar
Option Résection bipolaire
Opzione Resezione bipolare

80-093-01-04

maXium®

Option Einbindung in OR 1-Neo/Karl Storz
Option Integration into Karl Storz OR1 NEO system
Opción de integración en el sistema OR1 NEO/Karl Storz
Option Intégration dans le système OR1 NEO/Karl Storz
Opzione Integrazione nel sistema OR1 NEO/Karl Storz

80-093-02-04

maXium®

Option Einbindung in CORE nova®/Richard Wolf
Option Integration into CORE nova®/Richard Wolf system
Opción de integración en el sistema CORE nova®/Richard Wolf
Option Intégration dans le système CORE nova®/Richard Wolf
Opzione Integrazione nel sistema CORE nova®/Richard Wolf

ME 102



80-010-02-04

(220-240 V)

80-010-02-12

(100-127 V)

miniCutter



80-008-03-04

(220-240 V)

80-008-03-12

(100-127 V)

Elektrochirurgische Geräte

Electrosurgical units
Aparatos electroquirúrgicos
Bistouris électrochirurgicaux
Apparecchi elettrochirurgici

HF-Chirurgie

HF Surgery
Cirugía AF
Chirurgie HF
Chirurgia AF



marVac®



80-060-00-04	80-060-00-10	80-061-00-04	80-061-00-10
(220-240 V)	(100-127 V)	Lap-Mode (220-240 V)	Lap-Mode (220-240 V)

Rauchgasabsaugung
Smoke evacuator
Evacuación de gases de combustión
Evacuateur de fumée
Aspiratore di fumo

NervScout



80-065-00-04
Nervstimulator
Nerve Stimulator
Estimulador de nervios
Neurostimulateur
Neurostimolatore



80-565-01-04 = Ø 1 mm
80-565-02-04 = Ø 2 mm
80-565-03-04 = Ø 3 mm
Nervstimulator Kugelelektrode
Nerve stimulator ball electrode
Electrodo de bola estimulador de nervios
Electrode boule neurostimulateur
Elettrodo a sfera neurostimolatore

80

Monopolare Elektroden-Handgriffe

Monopolar electrode handles

Mangos porta-electrodos monopolares

Manches porte-électrode monopolaires

Manici portaelettrodi monopolari

Passend für Aktivelektroden mit $\varnothing 2,4$ mm (siehe Seite 16)

For active electrodes $\varnothing 2,4$ mm (see page 16)

Para electrodos activos con $\varnothing 2,4$ mm (véase página 16)

Pour électrodes actives $\varnothing 2,4$ mm (voir page 16)

Per elettrodi attivi con $\varnothing 2,4$ mm (vedi a pag. 16)

$\varnothing 2,4$ mm

$\frac{1}{2}$



80-210-16-04 *max. 4000 V_p*

KLS Martin/Erbe intern. Version/Valleylab

Elektroden-Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker und 4 m Anschlusskabel

Electrode handle with two pushbuttons, 3-pin plug and connection cable of 4 m

Mango porta-electrodos con dos teclas, clavija de 3 patillas y cable de conexión de 4 m

Manche porte-électrode avec interrupteur digital double, fiche à 3 broches et câble de raccordement de 4 m

Manico portaelettrodi con due tasti, spina a 3-spire e cavo di connessione da 4 m

$\varnothing 4$ mm

$\frac{1}{2}$



80-217-01-04 *max. 5500 V_p*

KLS Martin

Elektroden-Handgriff mit einer Taste, großem Koax-Stecker und 4 m Anschlusskabel

Electrode handle with a pushbutton, large coax plug and connection cable of 4 m

Mango porta-electrodos con una tecla, clavija coaxial grande y cable de conexión de 4 m

Manche porte-électrode avec un interrupteur digital, grande fiche coax et câble de raccordement de 4 m

Manico portaelettrodi con un tasto, spina coassiale grande e cavo di connessione da 4 m

$\varnothing 4$ mm

$\frac{1}{2}$



80-217-02-04 *max. 5500 V_p*

KLS Martin/Aesculap/Berchtold

Elektroden-Handgriff mit zwei Tasten, großem Koax-Stecker und 4 m Anschlusskabel

Electrode handle with two pushbuttons, large coax plug and connection cable of 4 m

Mango porta-electrodos con dos teclas, clavija coaxial grande y cable de conexión de 4 m

Manche porte-électrode avec interrupteur digital double, grande fiche coax et câble de raccordement de 4 m

Manico portaelettrodi con due tasti, spina coassiale grande e cavo di connessione da 4 m

Monopolare Elektroden-Handgriffe

Monopolar electrode handles
Mangos porta-electrodos monopolares
Manches porte-électrode monopolaires
Manici portaelettrodi monopolari

HF-Chirurgie

HF Surgery
Cirugía AF
Chirurgie HF
Chirurgia AF



80-220-00-04 *max. 3000 V_p*

KLS Martin/Aesculap/Berchtold

Elektroden-Handgriff ohne Tasten, mit großem Koax-Stecker und 4 m Anschlusskabel
Electrode handle without pushbuttons, with large coax plug and connection cable of 4 m
Mango porta-electrodos sin teclas con clavija coaxial y cable de conexión de 4 m
Manche porte-électrode sans interrupteur, avec grande fiche coax et câble de raccordement de 4 m
Manico portaelettrodi senza tasti, con spina coassiale grande e cavo di connessione da 4 m

Bipolare Anschlusskabel

Bipolar connection cables

Cables de conexión bipolares

Câbles de raccordement bipolaires

Cavi di connessione bipolari

max. 600 V_p



80-286-30-04

80-286-50-04

3 m/10 ft.

5 m/16 ft.

maXium® „e“-Version/Erbe-Geräte ICC und ACC/VIO
→ bipolare Instrumente

maXium® "e"-version/ICC and ACC/VIO Erbe units
→ bipolar instruments

maXium® versión "e"/aparatos Erbe ICC e ACC/VIO
→ instrumentos bipolares

maXium® version «e»/appareils Erbe ICC et ACC/VIO
→ instruments bipolaires

maXium® versione "e"/apparecchi Erbe ICC e ACC/VIO
→ strumenti bipolari



80-286-40-04

4 m/13 ft.

maXium® „e“-Version/Erbe-Geräte ICC und ACC/VIO
→ bipolare Instrumente

maXium® "e"-version/ICC and ACC/VIO Erbe units
→ bipolar instruments

maXium® versión "e"/aparatos Erbe ICC e ACC/VIO
→ instrumentos bipolares

maXium® version «e»/appareils Erbe ICC et ACC/VIO
→ instruments bipolaires

maXium® versione "e"/apparecchi Erbe ICC e ACC/VIO
→ strumenti bipolari



80-287-33-04

80-287-53-04 max. 600 V_p

3 m/10 ft.

5 m/16 ft.

KLS-Martin-, Berchtold- und Aesculap-Geräte
→ bipolare Instrumente

KLS Martin, Berchtold and Aesculap units
→ bipolar instruments

Aparatos KLS Martin, Berchtold y Aesculap
→ instrumentos bipolares

Câble de raccordement pour instruments bipolaires
→ instruments bipolaires

Apparecchi KLS Martin, Berchtold e Aesculap
→ strumenti bipolari



80-287-72-04

5 m/16 ft.

Codman- und Valleylab-Geräte
→ bipolare Instrumente

Codman and Valleylab units
→ bipolar instruments

aparatos Codman y Valleylab
→ instrumentos bipolares

appareils Codman et Valleylab
→ instruments bipolaires

apparecchi Codman e Valleylab
→ strumenti bipolari

Bipolare Anschlusskabel

Bipolar connection cables
Cables de conexión bipolares
Câbles de raccordement bipolaires
Cavi di connessione bipolari

HF-Chirurgie

HF Surgery
Cirugía AF
Chirurgie HF
Chirurgia AF



1/2

80-287-89-04 80-287-90-04

3 m/10 ft.

5 m/16 ft.

maXium® „i“-Version, ME MB 3 „i“-Version, ME MB 2 „i“-Version/
Valleylab-Geräte → bipolare Instrumente

maXium® „j“-version, ME MB 3 „j“-Version, ME MB 2 „j“-Version/
Valleylab units → bipolare Instrumente

maXium® versión „i“, ME MB 3 versión „i“, ME MB 2 versión „i“/
aparatos Valleylab → bipolare Instrumente

maXium® version «i», ME MB 3 version «i», ME MB 2 version «i»/
appareils Valleylab → bipolare Instrumente

maXium® versione „i“, ME MB 3 versione „i“, ME MB 2 versione „i“/
apparecchi Valleylab → bipolare Instrumente



1/2

80-291-40-04

4 m/13 ft.

KLS Martin-, Berchtold-, Aesculap-Geräte
→ bipolare Instrumente

KLS Martin, Berchtold, Aesculap units
→ bipolare Instrumente

Aparatos KLS Martin, Berchtold, Aesculap
→ bipolare Instrumente

Appareils KLS Martin, Berchtold, Aesculap
→ bipolare Instrumente

Apparecchi KLS Martin, Berchtold, Aesculap
→ bipolare Instrumente



1/2

80-293-40-04

4 m/13 ft.

ME MB 2 „i“-Version/Valleylab-Geräte
→ bipolare Instrumente

ME MB 2 „i“-Version/Valleylab units
→ bipolare Instrumente

ME MB 2 versión „i“/aparatos Valleylab
→ bipolare Instrumente

ME MB 2 version «i»/appareils Valleylab
→ bipolare Instrumente

ME MB 2 versione „i“/apparecchi Valleylab
→ bipolare Instrumente



1/2

80-294-44-04

5 m/16 ft.

maXium® „i“-Version,
ME MB 3 „i“-Version,
ME MB 2 „i“-Version, Valleylab

Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektroden

Connection cable for disposable neutral electrodes

Cable de conexión para placas neutras
desechables

Câble de raccordement pour électrodes
neutres à usage unique

Cavo di connessione per elettrodi neutri
monouso

Einmal-Neutralelektroden

Disposable neutral electrodes
Placas neutras desechables
Electrodes neutres à usage unique
Elettrodi neutri monouso



1/3

Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektroden

Connection cable for disposable neutral electrodes

Cable de conexión para placas neutras desechables


Câble de raccordement pour électrodes neutres à usage unique

Cavo di connessione per elettrodi neutri monouso

80-294-44-04

5 m/16 ft.

maXium® „i“-Version,
ME MB 3 „i“-Version,
ME MB 2 „i“-Version, Valleylab



80-344-09-04

PCS-DuoSafe-Einmal-Neutralelektrode für Erwachsene und Kinder, geteilte Kontaktfläche 107 cm², ohne Anschlusskabel, 50 Stück/VE

PCS DuoSafe disposable neutral electrode for adults and children, split contact surface 107 cm², without connection cable, 50/pack

Placa neutra desechable tipo PCS DuoSafe con dos partes separadas 107 cm² para adultos y niños, sin cable de conexión, 50 piezas/unidad

Electrode neutre à usage unique type PCS DuoSafe avec deux surfaces de contact séparées 107 cm² pour adultes et enfants, sans câble de raccordement, 50 pièces/unité

Elettrodo neutro monouso tipo PCS DuoSafe con due superfici separate 107 cm² per adulti e bambini, senza cavo di connessione, 50 pezzi/unità

Elektroden-Adapter für monopolare Handgriffe

Electrode adapter for monopolar handles
Adaptador de electrodos para mangos monopolares
Adaptateur pour manches monopolaires
Adattatore elettrodo per manipoli monopolari

HF-Chirurgie

HF Surgery
Cirugía AF
Chirurgie HF
Chirurgia AF



Elektrodenfixierung über Schraubkappe

Electrode fixation with screw cap

Fijación de electrodos con tapa roscada

Fixation de l'électrode à l'aide du bouchon à vis

Fissaggio elettrodo tramite tappo a vite



80-460-04-04 **max. 3700 V_p**

Adapter von Ø 4 mm auf Ø 1,6 mm, z.B. Dental-Elektroden
Adapter from Ø 4 mm to Ø 1.6 mm, e.g. for dental electrodes
Adaptador de Ø 4 mm a Ø 1,6 mm, p.e. para electrodos dentales
Adaptateur de Ø 4 mm à Ø 1,6 mm, p.e. pour électrodes dentaires
Adattatore da Ø 4 mm a Ø 1,6 mm, p.e. per elettrodi dentali



80-531-00-04 **max. 3700 V_p**

Adapter von Ø 4 mm auf Ø 3/32" = 2,4 mm
Adapter from Ø 4 mm to Ø 3/32" = 2.4 mm
Adaptador de Ø 4 mm a Ø 3/32" = 2,4 mm
Adaptateur de Ø 4 mm à Ø 3/32" = 2,4 mm
Adattatore da Ø 4 mm a Ø 3/32" = 2,4 mm

Elektroden mit Ø 1,6 mm

Electrodes Ø 1.6 mm

Electrodos con Ø 1,6 mm

Electrodes Ø 1,6 mm

Elettrodi Ø 1,6 mm

Ø 1,6 mm



80-461-02-04

Fig. 2

Nadelelektrode, 45° abgewinkelt
Needle electrode, 45° angled
Electrodo de aguja, acodado 45°
Electrode aiguille, coudée en 45°
Elettrodo ad ago, angolo 45°



80-466-01-04

Fig. 1

Nadelelektrode, gerade
Needle electrode, straight
Electrodo de aguja, recto
Electrode aiguille, droite
Elettrodo ad ago, retto

Monopolare Elektroden

Monopolar electrodes
Electrodos monopolares
Electrodes monopolaires
Elettrodi monopolari

KLS-Martin-SYN-Elektroden mit farbkodierter Kunststoffisolation

KLS Martin SYN electrodes with color-coded plastic insulation

SYN electrodos KLS Martin con aislamiento de plástico en color codificado

SYN électrodes KLS Martin avec isolation en matière plastique avec code couleur

SYN elettrodi KLS Martin con isolamento in materiale plastico con codice colore


Aktivelektroden mit Ø 4 mm

Active electrodes Ø 4 mm

Electrodos activos con Ø 4 mm

Electrodes actives Ø 4 mm

Elettrodi attivi Ø 4 mm

Ø 4 mm  max. 4000 V_p



80-510-06-04

Lanzettelektrode, gerade, VE = 5 Stück
Lancet electrode, straight, SU = 5/pack
Electrodo de lanceta, recto, UV = 5 piezas
Electrode lancette, droite, UC = 5 unités
Elettrodo a lancetta, retto, UV = 5 pezzi



80-520-06-04

Nadelelektrode, VE = 5 Stück
Needle electrode, SU = 5/pack
Electrodo de aguja, UV = 5 piezas
Electrode aiguille, UC = 5 unités
Elettrodo ad ago, UV = 5 pezzi



80-521-02-04

Nadelelektrode, VE = 5 Stück
Needle electrode, SU = 5/pack
Electrodo de aguja, UV = 5 piezas
Electrode aiguille, UC = 5 unités
Elettrodo ad ago, UV = 5 pezzi



80-542-06-04

Drahtschlingenelektrode, Wolfram
Wire loop electrode, tungsten
Electrodo de asa de alambre, tungsteno
Electrode anse en fil, en tungstène
Elettrodo ad ansa di filo, tungsteno

Monopolare Elektroden


Monopolar electrodes
Electrodos monopolares
Electrodes monopolaires
Elettrodi monopolari

HF-Chirurgie

HF Surgery
Cirugía AF
Chirurgie HF
Chirurgia AF




Aktivelektroden mit Ø 2,4 mm
Active electrodes Ø 2.4 mm
Electrodos activos con Ø 2,4 mm
Electrodes actives Ø 2,4 mm
Elettrodi attivi Ø 2,4 mm

Ø 2,4 mm 



80-520-09-04 **max. 2900 V_p**

Nadelektrode für die Mikrodissektion, Wolframspitze,
VE = 5 Stück, wiederverwendbar
Needle electrode for dissection, tungsten tip,
5 items/pack, reusable
Electrodo de aguja para la disección, punta de tungsteno,
UE = 5 unidades, reutilizable
Electrode aiguille pour dissection, pointe en tungstène,
UE = 5 pièces, réutilisable
Elettrodo ad ago per dissezione, punta in tungsteno,
UV = 5 unità, riutilizzabile



80-505-00-04 **STERILE IEO**

Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt,
Cleaning pad for electrodes, sterile packed,
Almohadilla de limpieza para electrodos, embalado estéril,
Tampon de nettoyage pour électrodes, emballage stérile,
Tampone di pulizia per elettrodi, imballaggio sterile,

VE = 100 Stück
SU = 100 /pack
UV = 100 piezas
UC = 100 unités
UV = 100 pezzi

Bipolare Scheren

Bipolar scissors
Tijeras bipolares
Ciseaux bipolaires
Forbici bipolari

marCut®



80-287-33-04 80-287-53-04
3 m/10 ft. 5 m/16 ft.

KLS-Martin- und Berchtold-Geräte
→ bipolare Instrumente

KLS Martin and Berchtold units
→ bipolar instruments

aparatos KLS Martin y Berchtold
→ instrumentos bipolares

appareils KLS Martin et Berchtold
→ instruments bipolaires

apparecchi KLS Martin e Berchtold
→ strumenti bipolari



80-286-30-04 80-286-50-04
3 m/10 ft. 5 m/16 ft.

maXium® „e“-Version/Erbe-Geräte ICC und ACC/VIO
→ bipolare Instrumente

maXium® "e"-Version/ICC and ACC/VIO Erbe units
→ bipolar instruments

maXium® versión "e"/aparatos Erbe ICC e ACC/VIO
→ instrumentos bipolares

maXium® version «e»/appareils Erbe ICC et ACC/VIO
→ instruments bipolaires

maXium® versione "e"/apparecchi Erbe ICC e ACC/VIO
→ strumenti bipolari



80-287-89-04 80-287-90-04
3 m/10 ft. 5 m/16 ft.

maXium® „i“-Version, ME MB 3 „i“-Version, ME MB 2
„i“-Version/Valleylab-Geräte → bipolare Instrumente

maXium® "i"-Version/ME MB 3 "i"-Version, ME MB 2
"i"-Version/Valleylab units → bipolar instruments

maXium® versión "i"/ME MB 3 versión "i"/ME MB 2
versión "i"/aparatos Valleylab → instrumentos bipolares

maXium® version «i», ME MB 3 version «i», ME MB 2
version «i»/appareils Valleylab → instruments bipolaires

maXium® versione "i", ME MB 3 versione "i"/ME MB 2
versione "i"/apparecchi Valleylab → strumenti bipolari


Super Slim Line

Superschlanke Version
Super slim model
Versión super delgada
Version super mince
Versione extra snella

max. 300 Vp



80-572-13-04
marCut® SSL
13 cm / 5 1/8"



80-572-14-04
marCut® SSL
14 cm / 5 5/8"



80-572-17-04
marCut® SSL
17 cm / 6 5/8"

Bipolare Klemmen für die Gefäßversiegelung

Bipolar forceps for vessel sealing

Pinzas bipolares para el sellado vascular

Pincès bipolaires pour le clampage vasculaire

Pinze bipolari per clampaggio vascolare

marClamp® IQ

HF-Chirurgie

HF Surgery


Cirurgía AF

Chirurgie HF

Chirurgia AF



maXium®



marClamp®, gebogene Version

marClamp®, curved version

marClamp®, versión curva

marClamp®, version courbe

marClamp®, versione curva



Kombi-Instrument für die offenchirurgische Gefäßversiegelung

Combination instrument for open surgical vessel sealing

Instrumento combinado para el sellado vascular en cirugía abierta

Instrument combiné de scellement de vaisseaux sanguins pour la chirurgie ouverte

Strumento combinato per la sigillatura vascolare nella chirurgia a cielo aperto

marClamp® Cut IQ



✓ Präparieren	Dissect	Diseccionar	Disséquer	Sezionare
✓ Versiegeln	Seal	Sellar	Clamper	Sigillare
✓ Trennen	Cut	Cortar	Couper	Separare
✓ Plug & Play (mit integriertem Schalter für maXium® Hardware 06, Software ab V 3.412)	Plug & Play (with integrated switch for maXium® hardware 06, software from V 3.412)	Plug & Play (con interruptor integrado para hardware maXium® 06, software a partir de V 3.412)	Plug & Play (avec interrupteur intégré pour hardware maXium® 06, logiciel à partir de V 3.412)	Plug & Play (con interruttore integrato per hardware maXium® 06, software a partire di V 3.412)
✓ Kein Instrumentenwechsel	No need to exchange instruments	No es necesario cambiar de instrumento	Il n'est pas nécessaire de changer d'instruments	Senza necessità di cambiare strumento
✓ Wiederverwendbar	Reusable	Reutilizable	Réutilisable	Riutilizzabile




	marClamp®-CUT-IQ-System Instrument, komplett*, ohne Klinsen	marClamp® Cut IQ System Instrument, complet*, without blades	Sistema marClamp® Cut IQ Instrumento, completo*, sin cuchillas
80-632-18-04	marClamp® Cut IQ, 18 cm	marClamp® Cut IQ, 18 cm	marClamp® Cut IQ, 18 cm

	Komponenten	Components	Componentes
80-632-00-04	Klinge für marClamp® Cut IQ, steril, VE=10	Blade for marClamp® Cut IQ, sterile, pack of 10	Cuchilla para marClamp® Cut IQ, estéril, UE=10
80-630-58-04	Reinigungswerkzeug	Cleaning tool	Herramienta de limpieza
80-632-01-04	Set Reinigungsbürsten, 3 Stück	Set of cleaning brushes, 3 pcs.	Juego de cepillos de limpieza, 3 unidades

* inkl. 80-630-58-04, 80-632-01-04

* incl. 80-630-58-04, 80-632-01-04

* incl. 80-630-58-04, 80-632-01-04





Integrierter Schalter zur Handaktivierung
Integrated switch for manual activation
Interruptor integrado para la activación manual
Interrupteur intégré pour l'activation manuelle
Interruttore integrato per l'attivazione manuale




	Système marClamp® Cut IQ Instrument, complet*, sans lames	Sistema marClamp® Cut IQ Strumento, completo*, senza lame
80-632-18-04	marClamp® Cut IQ, 18 cm	marClamp® Cut IQ, 18 cm

	Composants	Componenti
80-632-00-04	Lame pour instrument marClamp® Cut IQ, stérile, UC=10	Lama per marClamp® Cut IQ, sterile, confezione=10 unità
80-630-58-04	Outil de nettoyage	Strumento di pulizia
80-632-01-04	Jeu de brosses de nettoyage, 3 unités	Set di spazzolini di pulizia, 3 pezzi

* incl. 80-630-58-04, 80-632-01-04

* incl. 80-630-58-04, 80-632-01-04

„IQ“



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der separaten Broschüre.

For further information please refer to our separate product brochure.

Encontrará informaciones adicionales en el folleto individual.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la brochure.

Per ulteriori informazioni vedasi il prospetto separato.

Bipolare Pinzetten, nonStick red

Bipolar forceps, nonStick red
Pinzas bipolares, nonStick red
Pincers bipolaires, nonStick red
Pinze bipolari, nonStick red

nonStick red

max. 500 V_p

revolutionary
ergonomic
design




1/1




1/1

Bipolare Pinzetten, gerade
Bipolar forceps, straight
Pinzas bipolares, rectas
Pincers bipolaires, droites
Pinze bipolari, diritte


marSIGHT




marSIGHT



Standard



Standard



Spitzenbreite Tip width Ancho de la punta Largeur des pointes Larghezza delle punte	Länge Length Longitud Longueur Lunghezza	Artikel-Nr. Item No. N.º referencia Référence Codice articolo
---	--	---

spitz/pointed/puntiaguda/pointue/acuta

0,3 mm	12 cm/4 3/4"	80-982-12-04
0,3 mm	17 cm/6 1/4"	80-982-17-04
0,3 mm	20 cm/8"	80-982-20-04
0,3 mm	23 cm/9"	80-982-23-04

stumpf/blunt/roma/mousse/smuusa

0,6 mm	12 cm/4 3/4"	80-984-12-04
0,6 mm	17 cm/6 1/4"	80-984-17-04
0,6 mm	20 cm/8"	80-984-20-04

stumpf/blunt/roma/mousse/smuusa

1,0 mm	12 cm/4 3/4"	80-986-12-04
1,0 mm	17 cm/6 1/4"	80-986-17-04
1,0 mm	20 cm/8"	80-986-20-04
1,0 mm	23 cm/9"	80-986-23-04

stumpf/blunt/roma/mousse/smuusa

2,0 mm	17 cm/6 1/4"	80-988-17-04
2,0 mm	20 cm/8"	80-988-20-04
2,0 mm	23 cm/9"	80-988-23-04
2,0 mm	30 cm/11 3/4"	80-988-30-04

80-982-12-04
12 cm/4 3/4"
spitz, 0,3 mm
pointed, 0.3 mm
puntiaguda, 0,3 mm
pointue, 0,3 mm
acuta, 0,3 mm

Beispielabbildung
Example illustration
Ilustración a modo de ejemplo
Illustration à titre d'exemple
Figura di esempio

Bipolare Pinzetten, nonStick red

Bipolar forceps, nonStick red
Pinzas bipolares, nonStick red
Pincas bipolaires, nonStick red
Pinze bipolari, nonStick red

HF-Chirurgie

HF Surgery
Cirugía AF
Chirurgie HF
Chirurgia AF



max. 500 V_p

revolutionary
ergonomic
design



Bipolare Pinzetten, gewinkelt
Bipolar forceps, angled
Pinzas bipolares, acodadas
Pincas bipolaires, coudées
Pinze bipolari, piegate

	Spitzenbreite Tip width Ancho de la punta Largeur des pointes Larghezza delle punte	Länge Length Longitud Longueur Lunghezza	Artikel-Nr. Item No. N.º referencia Référence Codice articolo
Standard 0,3 mm 8 mm 2/1	spitz/pointed/puntiaguda/pointue/acuta		
	0,3 mm	12 cm/4 3/4"	80-983-12-04
	0,3 mm	17 cm/6 1/4"	80-983-17-04
Standard 0,6 mm 8 mm 2/1	stumpf/blunt/roma/mousse/smuusa		
	0,6 mm	12 cm/4 3/4"	80-985-12-04
	0,6 mm	17 cm/6 1/4"	80-985-17-04
	0,6 mm	20 cm/8"	80-985-20-04
Standard 1,0 mm 8 mm 2/1	stumpf/blunt/roma/mousse/smuusa		
	1,0 mm	12 cm/4 3/4"	80-987-12-04
	1,0 mm	17 cm/6 1/4"	80-987-17-04
	1,0 mm	20 cm/8"	80-987-20-04
	1,0 mm	23 cm/9"	80-987-23-04
Standard 2,0 mm 8 mm 2/1	stumpf/blunt/roma/mousse/smuusa		
	2,0 mm	17 cm/6 1/4"	80-989-17-04
	2,0 mm	20 cm/8"	80-989-20-04
	2,0 mm	23 cm/9"	80-989-23-04
	2,0 mm	25 cm/9 3/4"	80-989-25-04
	2,0 mm	28 cm/11"	80-989-28-04
	2,0 mm	30 cm/11 3/4"	80-989-30-04

80-983-12-04
12 cm/4 3/4"
spitz, 0,3 mm
pointed, 0,3 mm
puntiaguda, 0,3 mm
pointue, 0,3 mm
acuta, 0,3 mm

Beispielabbildung
Example illustration
Ilustración a modo de ejemplo
Illustration à titre d'exemple
Figura di esempio

KLS Martin **nonStick** red –

die bipolaren Pinzetten von KLS Martin mit ANTIHAFTEFFEKT und revolutionärer Ergonomie
the bipolar forceps from KLS Martin – with nonStick effect and a revolutionary ergonomic design
las pinzas bipolares de KLS Martin con efecto ANTIADHERENTE y ergonomía revolucionaria
les pincas bipolaires de KLS Martin à effet ANTI-ADHÉSIF et ergonomie révolutionnaire
le pinze bipolari di KLS Martin con effetto ANTIADERENTE ed ergonomia rivoluzionaria

Bipolare Pinzetten, nonStick red

Bipolar forceps, nonStick red
Pinzas bipolares, nonStick red
Pincers bipolaires, nonStick red
Pinze bipolari, nonStick red

nonStick red

max. 500 V_p



1/1

Beispielabbildung
Example illustration
Ilustración a modo de ejemplo
Illustration à titre d'exemple
Figura di esempio

revolutionary
ergonomic
design

Bipolare Pinzetten, bajonettförmig
Bipolar forceps, bayonet-shaped
Pinzas bipolares, bayoneta
Pincers bipolaires, à baïonnette
Pinze bipolari, baionetta

	Spitzenbreite Tip width Ancho de la punta Largeur des pointes Larghezza delle punte	Länge Length Longitud Longueur Lunghezza	Artikel-Nr. Item No. N.º referencia Référence Codice articolo
marSIGHT 	spitz/pointed/puntiaguda/pointue/acuta		
	0,3 mm	17 cm/6 1/4"	80-990-17-04
	0,3 mm	20 cm/8"	80-990-20-04
	0,3 mm	23 cm/9"	80-990-23-04
0,3 mm	25 cm/9 3/4"	80-990-25-04	
marSIGHT 	stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
	0,6 mm	17 cm/6 1/4"	80-991-17-04
	0,6 mm	20 cm/8"	80-991-20-04
	0,6 mm	23 cm/9"	80-991-23-04
0,6 mm	25 cm/9 3/4"	80-991-25-04	
Standard 	stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
	1,0 mm	17 cm/6 1/4"	80-992-17-04
	1,0 mm	20 cm/8"	80-992-20-04
	1,0 mm	23 cm/9"	80-992-23-04
1,0 mm	25 cm/9 3/4"	80-992-25-04	
Standard 	stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
	2,0 mm	17 cm/6 1/4"	80-993-17-04
	2,0 mm	20 cm/8"	80-993-20-04
	2,0 mm	23 cm/9"	80-993-23-04
2,0 mm	25 cm/9 3/4"	80-993-25-04	

Bipolare Pinzetten, nonStick red


Bipolar forceps, nonStick red
Pinzas bipolares, nonStick red
Pincas bipolaires, nonStick red
Pinze bipolari, nonStick red

HF-Chirurgie


HF Surgery
Cirugía AF
Chirurgie HF
Chirurgia AF



max. 500 V_p




nach oben gewinkelt
upward-bent
acodada hacia arriba
coudée vers le haut
piegata in alto



nach unten gewinkelt
downward-bent
acodada hacia abajo
coudée vers le bas
piegata in basso

Bipolare Pinzetten, bajonettförmig, gewinkelt
Bipolar forceps, bayonet-shaped, angled
Pinzas bipolares, bayoneta, acodadas
Pincas bipolaires, à baïonnette, coudées
Pinze bipolari, baionetta, piegate

Standard




Spitzenbreite Tip width Ancho de la punta Largeur des pointes Larghezza delle punte	Länge Length Longitud Longueur Lunghezza	Artikel-Nr. Item No. N.º referencia Référence Codice articolo
---	--	---

stumpf/blunt/roma/mousse/smussa

0,6 mm	23 cm/9"	80-997-23-04
0,6 mm	25 cm/9 3/4"	80-997-25-04


Standard



stumpf/blunt/roma/mousse/smussa

0,6 mm	23 cm/9"	80-996-23-04
0,6 mm	25 cm/9 3/4"	80-996-25-04


Standard



stumpf/blunt/roma/mousse/smussa

1,0 mm	20 cm/8"	80-994-20-04
1,0 mm	23 cm/9"	80-994-23-04
1,0 mm	25 cm/9 3/4"	80-994-25-04

Standard



stumpf/blunt/roma/mousse/smussa

1,0 mm	20 cm/8"	80-995-20-04
1,0 mm	23 cm/9"	80-995-23-04
1,0 mm	25 cm/9 3/4"	80-995-25-04

1/1

Beispielabbildung
Example illustration
Ilustración a modo de ejemplo
Illustration à titre d'exemple
Figura di esempio

KLS Martin nonStick red –

die bipolaren Pinzetten von KLS Martin mit ANTIHAFTEFFEKT und revolutionärer Ergonomie
the bipolar forceps from KLS Martin – with nonStick effect and a revolutionary ergonomic design
las pinzas bipolares de KLS Martin con efecto ANTIADHERENTE y ergonomía revolucionaria
les pincas bipolaires de KLS Martin à effet ANTI-ADHÉSIF et ergonomie révolutionnaire
le pinze bipolari di KLS Martin con effetto ANTIADERENTE ed ergonomia rivoluzionaria

Fußschalter für Kleingeräte

Foot switches for minor electrosurgical units
Interruptores de pie para aparatos pequeños
Interrupteurs à pédale pour petits appareils
Interruttori a pedale per apparecchi piccoli



80-811-50-04

Monopolarer und bipolarer Fußschalter,
explosionsgeschützt, AP-geprüft,
IP X8, eintauchbar

Monopolar and bipolar foot switch,
anti-explosive, AP-tested (anesthetics-proof),
IP X8, immersible

Interruptor de pie monopolar y bipolar, antiexplosivo,
controlada su aptitud para anestésicos,
IP X8, sumergible

Interrupteur à pédale monopolaire et bipolaire,
anti-explosif, catégorie AP, IP X8, immergeable

Interruttore a pedale monopolare e bipolare,
anti-deflagrante, testato AP, IP X8, immergibile

**ME 81 (nur bipolar, bipolar only,
sólo bipolar, bipolaire uniquement,
solo bipolare)**

ME K1

ME K2

ME 82

miniCutter

**ME 102 (nur bipolar, bipolar only,
sólo bipolar, bipolaire uniquement,
solo bipolare)**



Informationen zu den KLS-Martin-Elektrochirurgie-Systemen entnehmen Sie bitte den separaten Katalogen bzw. Broschüren:

- Zubehör für die Elektrochirurgie

Please refer to the separate catalogs and brochures for information about KLS-Martin electro-surgery systems:

- Electro-surgery accessories

Encontrará información sobre los sistemas de electrocirugía de KLS-Martin en los catálogos o folletos específicos:

- Accesorios para electrocirugía

Veuillez vous reporter aux catalogues ou brochures séparés pour obtenir des informations détaillées à propos des systèmes d'électrochirurgie KLS Martin:

- Accessoires d'électrochirurgie

Per informazioni sui sistemi di elettrochirurgia di KLS Martin, consultare i cataloghi e/o le brochure separati:

- Accessori per elettrochirurgia

Nummern-Index
Index of order numbers
Índice de números de referencia
Index numérique des références de commande
Elenco dei codici



Nummern-Index

Index of order numbers

Índice de números de referencia

Index numérique des références de commande

Elenco dei codici

10

10-040-01-072
10-040-02-072
10-040-03-072
10-040-04-072
10-040-05-072
10-096-00-073
10-104-41-073
10-130-03-073
10-133-31-073
10-133-35-073
10-137-07-074
10-137-71-074
10-146-03-074
10-149-01-074
10-149-02-074
10-149-03-075
10-149-05-075
10-149-06-075
10-149-07-075
10-155-10-046
10-155-11-046
10-155-12-046
10-155-15-046
10-155-21-046
10-155-23-046
10-156-12-046
10-156-15-046
10-160-01-075
10-199-00-016
10-878-00-077
10-878-01-077
10-880-00-077
10-880-01-077
10-880-02-077
10-882-19-077
10-882-90-987

11

11-104-13-0712
11-109-14-0712
11-110-01-0712
11-110-02-0712
11-110-03-0712
11-110-04-0712
11-120-13-0756, 87
11-125-13-0756, 87
11-170-14-0713
11-170-15-0713
11-170-17-0713
11-170-23-0713
11-171-14-0714
11-171-15-0714
11-171-17-0714
11-171-23-0714
11-181-15-0715
11-181-17-0715
11-226-16-0716
11-227-16-0717
11-248-11-0718
11-249-11-0719
11-250-14-0721
11-255-14-0722
11-280-18-0724
11-280-20-0724
11-280-23-0724
11-280-25-0724
11-280-28-0724
11-280-30-0724
11-284-18-0723
11-284-20-0723
11-285-18-0725
11-285-20-0725
11-285-23-0725
11-285-25-0725
11-285-28-0725
11-285-30-0725
11-306-12-0723
11-306-19-0723
11-307-19-0723

11-308-17-0723
11-310-16-0729
11-311-16-0727
11-317-11-0730
11-317-14-0730
11-320-10-0731
11-321-10-0731
11-326-14-0732
11-327-14-0733
11-328-14-0734
11-329-14-0735
11-329-18-0735
11-329-20-0735
11-330-18-0736
11-331-18-0737
11-331-20-0737
11-331-23-0737
11-335-18-0738
11-335-20-0738
11-335-23-0738
11-344-11-0739
11-345-11-0739
11-350-14-0740
11-351-14-0741
11-352-14-0742
11-353-14-0742
11-354-14-0742
11-355-14-0742
11-358-13-0743
11-359-12-0744
11-359-15-0744
11-359-18-0744
11-359-20-0744
11-364-14-0745
11-364-15-0745
11-364-18-0745
11-365-14-0746
11-365-15-0746
11-365-18-0746
11-370-01-0747
11-370-02-0747
11-371-01-0747
11-371-02-0747
11-371-03-0747
11-371-04-0747
11-371-05-0747
11-371-06-0747
11-371-07-0747
11-371-08-0747
11-459-17-0748
11-495-17-0748
11-505-16-0749
11-507-15-0749
11-508-12-0749
11-509-10-0749
11-509-13-0749
11-509-14-0750
11-509-16-0750
11-509-18-0750
11-510-20-0750
11-511-10-0749
11-511-18-0751
11-513-13-0751
11-513-14-0751
11-513-18-0751
11-514-19-0751
11-566-13-0752
11-567-13-0752
11-618-08-0753
11-619-08-0753
11-620-09-0753
11-620-10-0753
11-621-09-0753
11-621-10-0753
11-630-11-0754
11-631-11-0755
11-640-12-0753
11-641-12-0753
11-642-11-0756
11-643-11-0756

11-644-13-0756
11-645-13-0756
11-652-14-0713
11-652-17-0713
11-652-23-0713
11-653-14-0714
11-653-17-0714
11-653-23-0714
11-655-15-0715
11-655-17-0715
11-656-16-0716
11-657-16-0717
11-658-11-0718
11-658-14-0721
11-659-11-0719
11-659-14-0722
11-660-18-0724
11-660-20-0724
11-660-23-0724
11-660-26-0724
11-660-28-0724
11-660-31-0724
11-661-18-0725
11-661-20-0725
11-661-23-0725
11-661-26-0725
11-661-28-0725
11-661-31-0725
11-662-10-0731
11-662-16-0729
11-663-10-0731
11-663-16-0727
11-665-14-0733
11-665-18-0737
11-665-20-0737
11-665-23-0737
11-666-14-0740
11-667-14-0741
11-669-12-0744
11-669-15-0744
11-670-18-0744
11-671-15-0746
11-671-18-0746
11-672-10-0754
11-672-11-0754
11-672-12-0754
11-673-10-0755
11-673-11-0755
11-676-10-0757
11-677-10-0757
11-678-10-0757
11-679-10-0757
11-682-11-0757
11-683-11-0757
11-690-11-0758
11-691-11-0758
11-700-00-0759
11-700-01-0759
11-700-02-0759
11-700-03-0759
11-700-04-0759
11-700-05-0759
11-700-06-0759
11-700-07-0759
11-701-00-0759
11-701-01-0759
11-701-02-0759
11-701-03-0759
11-701-04-0759
11-701-05-0759
11-701-06-0759
11-701-07-0759
11-710-15-0760
11-710-18-0760
11-710-19-0760
11-710-21-0760
11-710-23-0760
11-711-15-0760
11-711-18-0760
11-711-19-0760

11-711-20-0760
11-711-21-0760
11-711-23-0760
11-712-15-0761
11-712-18-0761
11-712-19-0761
11-712-21-0761
11-712-23-0761
11-713-15-0761
11-713-18-0761
11-713-19-0761
11-713-20-0761
11-713-21-0761
11-713-23-0761
11-716-15-0960
11-716-18-0960
11-716-21-0960
11-717-15-0960
11-717-18-0960
11-717-21-0960
11-718-15-0961
11-718-18-0961
11-718-21-0961
11-719-15-0961
11-719-18-0961
11-719-21-0961
11-732-23-0762
11-733-23-0762
11-734-23-0762
11-735-23-0762
11-748-19-0763
11-749-19-0763
11-750-19-0763
11-751-19-0763
11-752-19-0763
11-755-11-0764
11-756-12-0764
11-758-12-0764
11-760-09-0764
11-761-09-0764
11-765-18-0765
11-767-18-0765
11-769-18-0765
11-776-02-0765
11-778-01-0765
11-778-02-0765
11-801-10-0766
11-809-11-0766
11-821-09-0766
11-824-09-0766
11-824-10-0766
11-826-13-0766
11-830-14-0767
11-830-18-0767
11-834-14-0767
11-874-10-0768
11-875-10-0768
11-878-12-0768
11-879-12-0768
11-882-18-0769
11-886-20-0769
11-886-50-0769
11-886-90-0769
11-887-11-0720
11-887-18-0726
11-887-20-0726
11-887-23-0726
11-887-25-0726
11-887-30-0726
11-889-14-0733
11-889-18-0737
11-893-17-0777
11-895-16-0728
11-910-14-0713
11-910-17-0713
11-910-23-0713
11-911-14-0714
11-911-17-0714
11-911-23-0714
11-914-11-0770

11-914-14-0770
11-914-18-0770
11-914-20-0770
11-914-23-0770
11-914-25-0770
11-914-30-0770
11-915-14-0771
11-915-17-0771
11-915-23-0771
11-916-14-0772
11-916-18-0772
11-916-20-0772
11-917-11-0720
11-917-18-0726
11-917-20-0726
11-917-23-0726
11-917-25-0726
11-917-30-0726
11-919-14-0772
11-919-18-0772
11-921-17-0777
11-923-16-0728
11-931-15-0715
11-931-17-0715
11-934-12-0773
11-935-12-0773
11-936-11-0718
11-937-11-0719
11-938-14-0721
11-939-14-0722
11-942-18-0724
11-942-20-0724
11-942-23-0724
11-942-25-0724
11-942-28-0724
11-942-30-0724
11-943-18-0725
11-943-20-0725
11-943-23-0725
11-943-25-0725
11-943-28-0725
11-943-30-0725
11-945-20-0774
11-945-23-0774
11-945-28-0774
11-948-14-0740
11-949-14-0741
11-950-10-0774
11-950-16-0729
11-950-21-0775
11-951-10-0774
11-951-16-0727
11-951-21-0775
11-953-16-0775
11-954-14-0732
11-955-14-0733
11-956-14-0734
11-957-14-0735
11-960-18-0736
11-961-18-0737
11-961-20-0737, 76
11-961-23-0737
11-961-25-0776
11-961-28-0776
11-962-18-0776
11-962-20-0776
11-962-23-0776
11-965-14-0776
11-965-17-0777
11-965-20-0778
11-965-23-0778
11-967-18-0738
11-967-20-0738
11-967-23-0738
11-968-11-0778
11-969-11-0778
11-969-17-0779
11-969-19-0779
11-969-23-0779
11-970-19-0780

11-970-23-0780
 11-971-19-0780
 11-971-23-0780
 11-973-17-0781
 11-974-23-0781
 11-980-13-0752
 11-981-13-0752
 11-982-11-0754
 11-983-11-0755
 11-991-12-0782
 11-991-15-0782
 11-991-18-0782
 11-992-16-0716
 11-993-16-0717
 11-996-16-0783

12

12-166-12-0798
 12-168-12-0798
 12-168-15-0798
 12-170-15-0798
 12-171-20-0798
 12-172-12-0798
 12-172-15-0798
 12-184-06-0799
 12-184-08-0799
 12-184-10-0799
 12-184-18-0799
 12-246-12-07100
 12-246-15-07100
 12-250-12-07100
 12-250-15-07100
 12-276-18-07100
 12-278-18-07100
 12-279-18-07100
 12-326-14-07101
 12-368-12-07101
 12-368-15-07101
 12-370-15-07101
 12-371-20-07101
 12-371-25-07101
 12-372-12-07101
 12-372-15-07101
 12-384-06-07102
 12-384-08-07102
 12-384-10-07102
 12-400-12-07102
 12-402-12-07102
 12-406-12-07102
 12-406-15-07102
 12-466-23-07102
 12-552-01-07103
 12-552-02-07103
 12-552-03-07103
 12-552-04-07103
 12-552-05-07103
 12-552-06-07103
 12-552-07-07103
 12-552-08-07103
 12-552-09-07103
 12-552-10-07103
 12-552-11-07103
 12-552-12-07103
 12-553-01-07103
 12-553-05-07103
 12-553-06-07103
 12-553-07-07103
 12-553-08-07103
 12-553-09-07103
 12-560-00-07104
 12-560-02-07104
 12-560-03-07104
 12-560-05-07104
 12-560-45-07104
 12-560-90-07104
 12-561-00-07104
 12-561-02-07104
 12-561-03-07104
 12-561-05-07104

12-561-45-07104
 12-561-90-07104
 12-562-00-07104
 12-562-01-07104
 12-562-02-07104
 12-562-03-07104
 12-562-04-07104
 12-562-05-07104
 12-563-00-07104
 12-563-01-07104
 12-563-02-07104
 12-563-03-07104
 12-563-04-07104
 12-563-05-07104
 12-564-15-07105
 12-564-18-07105
 12-565-15-07105
 12-565-18-07105
 12-566-15-07105
 12-566-18-07105
 12-566-21-07105
 12-566-23-07105
 12-566-25-07105
 12-567-15-07105
 12-567-18-07105
 12-567-21-07105
 12-567-23-07105
 12-567-25-07105
 12-568-15-07107
 12-568-18-07107
 12-569-15-07107
 12-569-18-07107
 12-570-15-07107
 12-570-18-07107
 12-570-21-07107
 12-570-23-07107
 12-571-15-07107
 12-571-18-07107
 12-571-21-07107
 12-571-23-07107
 12-572-00-07106
 12-572-01-07106
 12-572-02-07106
 12-572-03-07106
 12-572-04-07106
 12-572-05-07106
 12-572-06-07106
 12-572-07-07106
 12-572-08-07106
 12-572-09-07106
 12-572-15-07106
 12-572-20-07106
 12-572-25-07106
 12-572-30-07106
 12-573-00-07106
 12-573-01-07106
 12-573-02-07106
 12-573-03-07106
 12-573-04-07106
 12-573-05-07106
 12-573-06-07106
 12-573-07-07106
 12-573-08-07106
 12-573-09-07106
 12-573-10-07106
 12-573-11-07106
 12-573-12-07106
 12-573-13-07106
 12-573-14-07106
 12-573-15-07106
 12-573-16-07106
 12-573-17-07106
 12-573-18-07106
 12-573-19-07106
 12-574-15-07107
 12-574-18-07107
 12-574-21-07107
 12-574-23-07107
 12-574-25-07107
 12-575-15-07107

12-575-18-07107
 12-575-21-07107
 12-575-23-07107
 12-575-25-07107
 12-576-15-07107
 12-576-18-07107
 12-576-21-07107
 12-576-23-07107
 12-576-25-07107
 12-578-15-09105
 12-578-18-09105
 12-579-15-09105
 12-579-18-09105
 12-580-15-09105
 12-580-18-09105
 12-580-21-09105
 12-580-23-09105
 12-580-25-09105
 12-581-15-09105
 12-581-18-09105
 12-581-21-09105
 12-581-23-09105
 12-581-25-09105
 12-582-15-09107
 12-582-18-09107
 12-583-15-09107
 12-583-18-09107
 12-584-15-09107
 12-584-18-09107
 12-584-21-09107
 12-585-15-09107
 12-585-18-09107
 12-585-21-09107
 12-586-15-09107
 12-586-18-09107
 12-586-21-09107
 12-586-23-09107
 12-586-25-09107
 12-587-15-09107
 12-587-18-09107
 12-587-21-09107
 12-587-23-09107
 12-587-25-09107
 12-588-15-09107
 12-588-18-09107
 12-588-21-09107
 12-588-23-09107
 12-588-25-09107
 12-589-15-07107
 12-589-18-07107
 12-589-21-07107
 12-589-23-07107
 12-589-25-07107
 12-590-15-09107
 12-590-18-09107
 12-590-21-09107
 12-590-23-09107
 12-590-25-09107
 12-591-00-07105
 12-591-01-07105
 12-591-02-07105
 12-591-03-07105
 12-591-04-07105
 12-591-05-07105
 12-592-00-07105
 12-592-01-07105
 12-592-02-07105
 12-592-03-07105
 12-592-04-07105
 12-592-05-07105
 12-774-15-07107
 12-774-18-07107
 12-774-21-07107
 12-774-23-07107
 12-774-25-07107
 12-776-15-07107
 12-776-18-07107
 12-776-21-07107
 12-776-23-07107
 12-776-25-07107

12-786-15-09107
 12-786-18-09107
 12-786-21-09107
 12-786-23-09107
 12-786-25-09107
 12-787-15-09107
 12-787-18-09107
 12-787-21-09107
 12-787-23-09107
 12-787-25-09107

13

13-120-08-07112
 13-120-10-07112
 13-120-12-07112
 13-121-08-07112
 13-121-10-07112
 13-121-12-07112
 13-310-12-07112
 13-310-14-07112
 13-310-62-09113
 13-311-12-07112
 13-311-14-07112
 13-311-62-09113
 13-312-12-07112
 13-312-14-07112
 13-312-62-09113
 13-313-12-07112
 13-313-14-07112
 13-313-62-09113
 13-320-10-07113
 13-320-12-07113
 13-321-10-07113
 13-321-12-07113
 13-322-10-07113
 13-322-12-07113
 13-323-10-07113
 13-323-12-07113
 13-324-14-07114
 13-325-14-07114
 13-326-15-07114
 13-327-15-07114
 13-328-15-07114
 13-329-15-07114
 13-374-13-07114
 13-410-16-07114

15

15-055-01-07116
 15-055-02-07116
 15-056-01-07116
 15-056-02-07116
 15-068-01-07117
 15-068-02-07117
 15-068-03-07117
 15-070-16-07117
 15-072-01-07117
 15-072-02-07117
 15-078-02-07119
 15-078-03-07119
 15-078-04-07119
 15-079-02-07119
 15-079-03-07119
 15-079-04-07119
 15-091-14-07120
 15-091-16-07120
 15-091-18-07120
 15-151-01-07120
 15-151-02-07120
 15-151-03-07120
 15-151-04-07120
 15-151-05-07120
 15-151-06-07120
 15-161-01-07121
 15-161-02-07121
 15-164-14-07121
 15-166-16-07121
 15-167-16-07121

15-191-01-07121
 15-191-02-07121
 15-293-01-07122
 15-293-02-07122
 15-293-03-07122
 15-293-04-07122
 15-293-05-07122
 15-301-16-07122
 15-301-25-07122
 15-317-01-07123
 15-317-02-07123
 15-317-03-07123
 15-317-04-07123
 15-317-05-07123
 15-317-06-07123
 15-317-07-07123
 15-317-08-07123
 15-317-09-07123
 15-663-00-07124
 15-665-00-07124
 15-696-00-07124
 15-696-01-07124
 15-696-02-07124
 15-696-03-07124
 15-696-04-07124
 15-700-05-07125
 15-701-05-07125
 15-702-07-07125
 15-703-07-07125
 15-704-07-07125
 15-705-07-07125
 15-709-00-07126
 15-709-01-07126
 15-709-02-07126
 15-709-03-07126
 15-709-04-07126
 15-714-07-07127
 15-714-10-07127
 15-715-07-07127
 15-715-10-07127
 15-717-10-07127
 15-747-10-07128
 15-748-10-07128
 15-749-10-07128
 15-750-13-07129
 15-750-14-07129
 15-750-16-07129
 15-750-17-07129
 15-751-13-07129
 15-751-16-07129
 15-767-13-07128
 15-792-00-01130
 15-792-01-01130
 15-792-02-01130
 15-793-00-01130
 15-794-00-01130
 15-794-90-98130
 15-798-01-01130
 15-910-03-07132
 15-910-52-07 ...131, 132
 15-910-59-07 ...131, 132
 15-910-60-07 ...131, 132
 15-910-60-22131
 15-910-61-07 ...131, 132
 15-910-62-07131
 15-910-63-07 ...131, 132
 15-910-64-07 ...131, 132

17

17-408-01-07136
 17-412-15-07136
 17-412-20-07136
 17-412-30-07136
 17-412-50-07136

18

18-100-00-04138
 18-100-01-04138

Nummern-Index

Index of order numbers

Índice de números de referencia

Index numérique des références de commande

Elenco dei codici

18-100-02-04138	18-110-30-07141	20-018-18-09145	20-062-15-09147	20-589-16-07153
18-100-03-04139	18-110-31-07141	20-019-15-09145	20-062-18-07147	20-592-23-07153
18-100-04-04139	18-110-32-07141	20-019-18-09145	20-062-18-09147	20-593-23-07153
18-100-05-04139	18-110-33-07141	20-020-15-09146	20-062-21-07147	20-595-19-07153
18-100-10-07140	18-900-01-04142	20-020-18-09146	20-062-21-09147	20-602-18-07154
18-100-11-07140	18-900-02-04142	20-020-21-09146	20-062-23-07147	20-604-15-07154
18-100-12-07140	18-900-05-04142	20-020-23-09146	20-062-23-09147	20-605-15-07154
18-100-13-07140	18-900-10-04142	20-020-25-09146	20-063-15-07147	20-605-18-07154
18-100-14-07140	18-900-20-04142	20-021-15-09146	20-063-15-09147	20-605-21-07154
18-100-15-07140	18-900-50-04142	20-021-18-09146	20-063-18-07147	20-605-23-07154
18-100-16-07140	18-902-01-04142	20-021-21-09146	20-063-18-09147	20-605-25-07154
18-100-17-07140	18-902-02-04142	20-021-23-09146	20-063-21-07147	20-606-15-07154
18-100-18-07140	18-902-05-04142	20-021-25-09146	20-063-21-09147	20-606-18-07154
18-100-19-07140	18-902-10-04142	20-022-15-09146	20-063-23-07147	20-606-21-07154
18-100-20-07140	18-902-20-04142	20-022-18-09146	20-063-23-09147	20-606-23-07154
18-100-21-07140	18-902-50-04142	20-022-21-09146	20-070-15-07147	20-606-25-07154
18-100-22-07140	18-910-01-04142	20-022-23-09146	20-070-15-09147	20-607-15-07154
18-100-23-07140	18-910-02-04142	20-022-25-09146	20-070-18-07147	20-607-18-07154
18-100-24-07140	18-910-05-04142	20-023-15-09146	20-070-18-09147	20-607-21-07154
18-100-25-07140	18-910-10-04142	20-023-18-09146	20-070-21-07147	20-607-23-07154
18-100-30-07140	18-910-20-04142	20-023-21-09146	20-070-21-09147	20-607-25-07154
18-100-31-07140	18-910-50-04142	20-023-23-09146	20-070-23-07147	20-608-15-07154
18-100-32-07140	18-912-01-04142	20-023-25-09146	20-070-23-09147	20-608-18-07154
18-100-33-07140	18-912-02-04142	20-030-15-07146	20-071-15-07147	20-608-21-07154
18-100-34-07140	18-912-05-04142	20-030-15-09146	20-071-15-09147	20-608-23-07154
18-100-35-07140	18-912-10-04142	20-030-18-07146	20-071-18-07147	20-608-25-07154
18-100-36-07140	18-912-20-04142	20-030-18-09146	20-071-18-09147	20-610-18-07155
18-100-37-07140	18-912-50-04142	20-030-21-07146	20-071-21-07147	20-613-19-07155
18-100-38-07140		20-030-21-09146	20-071-21-09147	20-613-23-07155
18-100-39-07140		20-030-23-07146	20-071-23-07147	20-613-25-07155
18-100-40-07140		20-030-25-09146	20-071-23-09147	20-614-01-07156
18-100-41-07140	20	20-031-15-07146	20-072-15-07147	20-614-02-07156
18-100-42-07140	20-000-00-07144	20-031-15-09146	20-072-15-09147	20-614-03-07156
18-100-43-07140	20-000-01-07144	20-031-18-07146	20-072-18-07147	20-614-04-07156
18-100-44-07140	20-000-02-07144	20-031-18-09146	20-072-18-09147	20-615-01-07156
18-100-45-07140	20-000-03-07144	20-031-21-07146	20-072-21-07147	20-615-02-07156
18-100-50-07140	20-001-00-07144	20-031-21-09146	20-072-21-09147	20-615-03-07156
18-100-51-07140	20-001-01-07144	20-031-23-07146	20-072-23-07147	20-615-04-07156
18-100-52-07140	20-001-02-07144	20-031-23-09146	20-072-23-09147	20-620-00-07157
18-100-53-07140	20-001-03-07144	20-031-25-07146	20-073-15-07147	20-620-01-07157
18-100-54-07140	20-002-15-07145	20-031-25-09146	20-073-15-09147	20-620-14-07157
18-100-55-07140	20-002-18-07145	20-032-15-07146	20-073-18-07147	20-620-18-07157
18-100-60-07140	20-003-15-07145	20-032-15-09146	20-073-18-09147	20-620-21-07157
18-100-61-07140	20-003-18-07145	20-032-18-07146	20-073-21-07147	20-621-14-07157
18-100-62-07140	20-004-15-07145	20-032-18-09146	20-073-21-09147	20-621-18-07157
18-100-63-07140	20-004-18-07145	20-032-21-07146	20-073-23-07147	20-621-21-07157
18-100-64-07140	20-005-15-07145	20-032-21-09146	20-073-23-09147	20-632-12-07157
18-100-65-07140	20-005-18-07145	20-032-23-07146	20-298-10-07148	20-637-13-07157
18-100-66-07140	20-006-18-07145	20-032-23-09146	20-298-11-07148	20-638-20-07158
18-100-67-07140	20-006-18-09145	20-032-25-07146	20-299-10-07148	20-642-16-07158
18-100-68-07140	20-007-18-07145	20-032-25-09146	20-299-11-07148	20-642-18-07158
18-100-69-07140	20-007-18-09145	20-033-15-07146	20-300-11-07148	20-642-20-07158
18-100-70-07141	20-008-18-07145	20-033-15-09146	20-300-12-09148	20-642-24-07158
18-100-71-07141	20-008-18-09145	20-033-18-07146	20-300-13-07148	20-642-26-07158
18-100-72-07141	20-009-18-07145	20-033-18-09146	20-300-14-07148	20-642-30-07158
18-100-73-07141	20-009-18-09145	20-033-21-07146	20-301-13-07149	20-646-18-07159
18-100-74-07141	20-010-15-07146	20-033-21-09146	20-302-01-07149	20-646-20-07159
18-100-75-07141	20-010-18-07146	20-033-23-07146	20-303-09-07149	20-646-23-07159
18-100-76-07141	20-010-21-07146	20-033-23-09146	20-304-09-07149	20-646-26-07159
18-100-77-07141	20-010-23-07146	20-060-15-07147	20-305-09-07149	20-646-31-07159
18-100-78-07141	20-010-25-07146	20-060-15-09147	20-306-14-07150	20-652-15-07159
18-100-79-07141	20-011-15-07146	20-060-18-07147	20-307-14-07150	20-652-17-07159
18-100-80-07141	20-011-18-07146	20-060-18-09147	20-308-14-07150	20-659-20-07160
18-100-81-07141	20-011-21-07146	20-060-21-07147	20-309-14-07150	20-659-24-07160
18-100-90-07141	20-011-23-07146	20-060-21-09147	20-310-14-07150	20-659-26-07160
18-100-91-07141	20-011-25-07146	20-060-23-09147	20-311-14-07150	20-659-28-07160
18-100-92-07141	20-012-15-07146	20-061-15-07147	20-313-14-07150	20-666-05-07160
18-100-93-07141	20-012-18-07146	20-061-15-09147	20-316-13-07151	20-673-15-07161
18-100-94-07141	20-012-21-07146	20-061-18-07147	20-317-12-07151	20-673-16-07161
18-100-95-07141	20-012-23-07146	20-061-18-09147	20-328-12-07151	20-676-14-07161
18-110-10-07141	20-012-25-07146	20-061-21-07147	20-332-12-07151	20-676-17-07161
18-110-11-07141	20-013-15-07146	20-061-21-09147	20-338-13-07151	20-676-20-07161
18-110-12-07141	20-013-18-07146	20-061-23-07147	20-390-14-07152	
18-110-13-07141	20-013-21-07146	20-062-15-07147	20-390-18-07152	
18-110-14-07141	20-013-23-07146	20-062-18-09147	20-390-20-07152	
18-110-15-07141	20-013-25-07146	20-062-21-09147	20-390-24-07152	
18-110-16-07141	20-016-15-09145	20-062-23-09147	20-396-16-07152	
18-110-17-07141	20-016-18-09145	20-063-15-07147	20-396-18-07152	
18-110-18-07141	20-017-15-09145	20-063-18-07147	20-396-20-07152	
18-110-19-07141	20-017-18-09145	20-063-21-09147	20-469-16-07153	
18-110-20-07141	20-018-15-09145	20-063-23-07147		

22

22-500-15-07164
22-500-20-07164
22-511-01-07164
22-518-16-07164
22-522-16-07164

22-523-16-07165
 22-523-22-07165
 22-523-25-07165
 22-523-81-98165
 22-526-18-07166
 22-527-02-05166
 22-527-03-05166
 22-527-04-05166
 22-527-05-05166
 22-527-06-05166
 22-527-07-05166
 22-527-08-05166
 22-527-09-05166
 22-527-10-05166
 22-527-12-05166
 22-527-15-05166
 22-596-01-07 ...131, 166
 22-596-02-07 ...131, 166
 22-596-03-07 ...131, 166
 22-618-00-07166
 22-618-90-98166
 22-622-16-05167
 22-623-16-05167
 22-625-16-05167
 22-626-16-05167
 22-627-16-05167
 22-628-16-05167
 22-629-16-05167
 22-630-16-05167
 22-631-16-05167
 22-632-16-05167
 22-633-16-05167

23

23-190-05-07168
 23-190-06-07168
 23-192-00-71170
 23-215-19-07170
 23-254-22-04170
 23-255-00-04170
 23-260-01-04171
 23-262-19-04171
 23-262-90-98171
 23-264-19-04171
 23-434-13-07172
 23-436-07-07172
 23-436-16-07172
 23-441-17-07173
 23-443-17-07173
 23-721-15-07173
 23-960-01-04174
 23-960-02-04174
 23-960-24-04174
 23-960-27-04174
 23-960-44-04174
 23-962-00-07175
 23-963-00-04176
 23-963-01-04176
 23-963-02-04176

24

24-384-16-07110
 24-438-12-07114
 24-439-12-07114
 24-541-20-07118
 24-823-20-07118
 24-824-20-07118
 24-835-13-07118
 24-835-18-07118
 24-850-01-0784
 24-850-02-0784
 24-850-03-0784
 24-850-04-0784
 24-850-05-0784
 24-850-10-0784
 24-850-11-0784
 24-850-15-0784
 24-850-20-0785

24-850-21-0785
 24-850-22-0785
 24-850-23-0785
 24-850-24-0785
 24-850-25-0785
 24-850-26-0785
 24-850-28-0785
 24-850-30-0785
 24-850-31-0785
 24-850-32-0785
 24-850-33-0785
 24-850-40-0786
 24-850-41-0786
 24-850-42-0786
 24-850-50-0786
 24-850-60-0786
 24-851-01-07108
 24-851-02-07108
 24-851-10-07108
 24-851-11-07108
 24-851-12-07108
 24-851-13-07108
 24-852-01-07109
 24-852-02-07109
 24-852-10-07109
 24-852-11-07109
 24-852-12-07109
 24-852-20-07109
 24-852-21-07109
 24-852-22-07109
 24-852-23-07109
 24-852-24-07109
 24-852-25-07109
 24-852-26-07109
 24-852-30-07109
 24-852-31-07109
 24-852-40-07109
 24-852-41-07109
 24-852-50-07109
 24-852-51-07109
 24-852-70-07109
 24-852-71-07109
 24-852-72-07109
 24-852-73-07109
 24-852-74-07109
 24-852-75-07109
 24-852-76-07109
 24-852-77-07109
 24-852-78-07109

27

27-155-17-07119

28

28-100-02-07178
 28-100-03-07178
 28-100-04-07178
 28-100-05-07179
 28-100-06-07179
 28-100-07-07180
 28-100-10-07180
 28-100-11-07180
 28-100-12-07180
 28-100-13-07180
 28-120-00-07180
 28-135-14-07181
 28-188-01-07181
 28-188-02-07181
 28-188-03-07181
 28-188-04-07181
 28-196-01-07181
 28-196-02-07181
 28-196-03-07181
 28-196-04-07181
 28-196-05-07181
 28-196-06-07181
 28-203-15-07182
 28-207-18-07182

28-209-18-07182
 28-215-03-07182
 28-215-04-07182
 28-240-02-07182
 28-240-03-07182
 28-240-04-07182
 28-240-05-07182
 28-240-06-07182
 28-240-07-07182
 28-240-08-07182
 28-261-14-07183
 28-263-14-07183
 28-271-10-07183
 28-275-14-07183
 28-279-10-07183
 28-294-14-07183
 28-296-11-07183
 28-298-16-07184
 28-300-15-07184
 28-370-12-07184
 28-371-12-07184
 28-372-16-07184
 28-400-11-0787
 28-400-13-0787
 28-401-11-0787
 28-401-13-0787
 28-402-10-0787
 28-402-11-0788
 28-403-09-0788
 28-403-10-0787
 28-403-11-0788
 28-404-11-0788
 28-404-12-0788
 28-405-11-0788
 28-405-12-0788
 28-406-11-0788
 28-407-11-0788
 28-408-14-0713
 28-408-17-0713
 28-409-14-0714
 28-409-17-0714
 28-410-16-0729
 28-411-16-0727
 28-413-15-0715
 28-413-16-0789
 28-413-17-0715
 28-415-11-0789
 28-417-13-0789
 28-417-15-0789
 28-417-18-0789
 28-418-14-0742
 28-419-14-0742
 28-420-14-0742
 28-421-14-0742
 28-422-14-0734
 28-423-14-0735
 28-423-18-0735
 28-424-11-0718
 28-424-14-0721
 28-424-18-0724
 28-424-20-0724
 28-425-11-0719
 28-425-14-0722
 28-425-18-0725
 28-425-20-0725
 28-426-23-0724
 28-426-26-0724
 28-426-30-0724
 28-427-23-0725
 28-427-26-0725
 28-427-30-0725
 28-428-14-0736
 28-428-18-0736
 28-428-20-0736
 28-428-23-0736
 28-428-14-0737
 28-429-18-0737
 28-429-20-0737
 28-429-23-0737
 28-429-26-0737

28-429-28-0737
 28-431-18-0738
 28-431-20-0738
 28-431-23-0738
 28-432-15-0740
 28-433-15-0741
 28-434-16-0716
 28-435-16-0717
 28-437-18-0777
 28-439-12-0790
 28-439-16-0790
 28-439-18-0790
 28-441-13-0790
 28-443-17-0790
 28-443-19-0790
 28-445-17-0791
 28-447-23-0791
 28-449-17-0791
 28-449-23-0791
 28-450-13-0791
 28-451-13-0791
 28-453-18-0792
 28-455-14-0792
 28-457-12-0792
 28-459-13-0793
 28-461-16-0793
 28-463-17-0793
 28-464-11-0754
 28-465-11-0755
 28-466-14-0713
 28-466-17-0713
 28-467-14-0714
 28-467-17-0714
 28-468-16-0729
 28-469-16-0727
 28-471-15-0715
 28-471-17-0715
 28-472-20-0724
 28-472-23-0724
 28-473-18-0738
 28-473-20-0738
 28-473-23-0738
 28-474-16-0716
 28-475-16-0717
 28-477-18-0777
 28-479-16-0794
 28-481-13-0794
 28-499-17-0794
 28-499-19-0794
 28-499-23-0794
 28-501-14-0795
 28-503-15-0795
 28-503-18-0795
 28-505-18-0795
 28-521-18-0796
 28-525-18-0796
 28-529-23-0796

35

35-133-07-07186
 35-133-09-07186
 35-134-09-07186

36

36-395-16-07188
 36-845-01-07188
 36-845-02-07188
 36-845-03-07188
 36-848-13-07189
 36-852-13-07189
 36-856-01-07189
 36-856-02-07189
 36-856-03-07189
 36-856-04-07189
 36-858-14-07190
 36-859-35-07190

36-859-50-07190
 36-859-75-07190
 36-859-90-07190

37

37-101-15-07192
 37-105-18-07192
 37-115-16-07192
 37-115-20-07192
 37-121-20-07192
 37-129-20-07192
 37-145-20-07192
 37-207-18-07193
 37-213-18-07193
 37-215-01-07193
 37-215-02-07193
 37-227-01-07193
 37-227-02-07193
 37-227-03-07193
 37-227-04-07193
 37-255-01-07194
 37-255-02-07194
 37-255-03-07194
 37-255-04-07194
 37-255-05-07194
 37-256-01-07194
 37-256-02-07194
 37-256-03-07194
 37-256-04-07194
 37-258-01-07194
 37-258-02-07194
 37-258-03-07194
 37-258-04-07194
 37-309-01-07195
 37-309-02-07195
 37-309-03-07195
 37-309-04-07195
 37-331-20-07196
 37-335-01-07196
 37-335-20-07196
 37-335-21-07196
 37-337-21-07196
 37-440-01-07197
 37-441-01-07197
 37-444-16-07197
 37-459-16-07197
 37-466-15-07197
 37-468-15-07197
 37-484-15-07198
 37-497-19-07198
 37-499-19-07198
 37-504-03-07198
 37-504-04-07198
 37-504-05-07198
 37-505-03-07198
 37-505-04-07198
 37-505-05-07198
 37-521-04-07199
 37-521-05-07199
 37-525-16-07199
 37-531-16-07199
 37-541-19-07199
 37-543-19-07199
 37-545-18-07200
 37-546-18-07200
 37-547-20-07200
 37-549-22-07200
 37-559-23-07201
 37-560-18-07201
 37-562-22-07201
 37-566-18-07201
 37-568-21-07202
 37-570-16-07202
 37-570-17-07202
 37-579-22-07202
 37-580-19-07202
 37-581-22-07203
 37-582-17-04203
 37-583-21-07203

Nummern-Index

Index of order numbers

Índice de números de referencia

Index numérique des références de commande

Elenco dei codici

37-584-21-07203	37-681-04-07215	38-130-56-07227	38-715-19-07245	48-111-22-07262
37-593-16-07204	37-681-05-07215	38-130-58-07227	38-723-16-07245	48-113-22-07262
37-594-16-07204	37-681-06-07215	38-161-11-07228	38-781-00-07246	48-121-08-07263
37-595-15-07204	37-681-07-07215	38-161-14-07228	38-781-01-07246	48-121-10-07263
37-597-02-07205	37-681-08-07215	38-161-92-07228	38-783-01-07246	48-125-15-07263
37-597-04-07205	37-681-09-07215	38-161-93-07228	38-790-04-07246	48-130-06-07264
37-597-06-07205	37-681-10-07215	38-171-12-07228	38-790-06-07246	48-130-07-07264
37-597-08-07205	37-681-11-07215	38-179-16-07228	38-790-08-07246	48-130-09-07264
37-601-16-07205	37-681-12-07215	38-179-20-07228	38-791-01-07246	48-130-11-07264
37-605-16-07205	37-681-13-07215	38-198-00-07229	38-791-03-07246	48-132-06-07264
37-606-04-07206	37-682-01-07216	38-198-01-07229	38-796-04-07247	48-132-07-07264
37-606-07-07206	37-682-02-07216	38-198-02-07229	38-796-06-07247	48-132-09-07264
37-606-09-07206	37-682-03-07216	38-198-03-07229	38-796-08-07247	48-132-11-07264
37-606-12-07206	37-682-04-07216	38-198-10-07229	38-797-04-07247	48-135-21-07265
37-607-06-07206	37-682-05-07216	38-198-90-98229	38-797-06-07247	48-137-21-07265
37-608-02-07206	37-682-06-07216	38-208-00-07230	38-799-06-07247	48-140-01-07265
37-608-04-07206	37-683-01-07217	38-208-01-07230	38-799-08-07247	48-140-02-07265
37-608-07-07206	37-683-02-07217	38-208-02-07230	38-831-01-07248	48-150-01-07265
37-608-09-07206	37-684-15-07217	38-208-03-07230	38-831-02-07248	48-150-02-07265
37-608-12-07206	37-688-01-07217	38-208-10-07230	38-833-18-07248	48-152-05-07266
37-610-16-07206	37-688-02-07217	38-222-00-07231	38-833-19-07248	48-152-07-07266
37-616-10-07207	37-688-03-07217	38-222-01-07231	38-837-01-07249	48-152-09-07266
37-616-12-07207	37-692-22-07217	38-222-02-07231	38-837-02-07249	48-156-04-07266
37-616-14-07207	37-694-17-07217	38-222-03-07231	38-837-03-07249	48-156-06-07266
37-620-03-07207	37-697-19-07217	38-222-10-07231	38-837-04-07249	48-156-08-07266
37-620-04-07207	37-698-10-07218	38-224-00-07232	38-839-18-07250	48-160-08-04267
37-622-03-07207	37-700-12-07218	38-224-01-07232	38-841-22-07250	48-160-12-04267
37-622-04-07207	37-702-15-07218	38-224-02-07232	38-845-01-07251	48-160-16-04267
37-622-07-07207	37-704-02-07218	38-224-03-07232	38-845-02-07251	48-162-08-04267
37-622-09-07207	37-704-05-07218	38-243-11-01233	38-846-20-07251	48-162-12-04267
37-622-12-07207	37-704-07-07218	38-246-14-04233	38-850-01-07252	48-162-16-04267
37-623-04-07207	37-704-10-07218	38-249-14-01233	38-850-02-07252	48-162-20-04267
37-623-05-07207	37-705-01-07218	38-263-15-01233	38-851-16-07253	48-163-01-07268
37-623-06-07207	37-706-16-07218	38-271-15-07234	38-853-24-07253	48-163-02-07268
37-623-07-07207	37-707-20-07219	38-277-14-07234	38-856-19-07253	48-164-15-07269
37-624-10-07208	37-707-21-07219	38-297-01-01234	38-870-17-07254	48-164-20-07269
37-624-12-07208	37-708-14-07219	38-297-02-01234	38-877-00-07254	48-166-08-07270
37-624-14-07208	37-709-01-07219	38-603-40-07235	38-878-01-07255	48-166-11-07270
37-624-16-07208	37-709-02-07219	38-603-55-07235	38-878-02-07255	48-167-08-07270
37-627-03-04208	37-710-14-07220	38-603-80-07235	38-881-07-07256	48-167-11-07270
37-627-04-07208	37-712-16-07220	38-605-22-07235	38-881-10-07256	48-168-03-07270
37-627-05-07208	37-713-15-07220	38-607-22-07236	38-883-07-07256	48-168-04-07270
37-627-06-07208	37-714-15-07220	38-611-16-07236	38-883-11-07256	48-168-06-07270
37-627-07-07208	37-715-14-07220	38-613-08-07236	38-883-15-07256	48-170-23-07270
37-627-08-07208	37-721-20-07221	38-613-10-07236	38-885-18-07256	48-196-14-07271
37-627-10-07208	37-724-01-07221	38-614-10-07237	38-891-01-07257	48-198-14-07271
37-628-01-07209	37-724-02-07221	38-614-20-07237	38-891-02-07257	48-220-01-07271
37-628-02-07209	37-724-03-07221	38-616-01-07236	38-893-16-07258	48-220-02-07271
37-628-03-07209	37-725-23-07221	38-616-02-07236	38-895-05-07258	48-220-03-07271
37-632-20-07210	37-731-14-07222	38-616-10-07238	38-895-08-07258	48-250-19-07272
37-634-20-07210	37-732-10-07222	38-616-20-07238	38-899-06-07258	48-252-13-07272
37-649-00-07210	37-748-01-07222	38-618-10-07239	38-899-08-07258	48-261-30-07273
37-649-01-07210	37-748-02-07222	38-618-20-07239		48-261-45-07273
37-649-02-07210	37-748-03-07222	38-620-10-07240		48-261-70-07273
37-652-00-07211	37-748-04-07222	38-620-20-07240		48-270-02-07274
37-652-01-07211	37-748-05-07222	38-630-06-07241	46	48-270-03-07274
37-652-02-07211	37-748-06-07222	38-630-07-07241	46-528-01-07259	48-270-05-07274
37-656-01-07212	37-755-01-07223	38-630-09-07241		48-270-07-07274
37-656-02-07212	37-755-02-07223	38-630-11-07241	47	48-270-10-07274
37-658-01-07212	37-755-03-07223	38-631-05-07241	47-606-13-07259	48-270-14-07274
37-669-18-04212	37-755-04-07223	38-631-07-07241	47-608-13-07259	48-270-16-07274
37-670-21-07212	37-755-05-07223	38-631-09-07241		48-271-05-07274
37-671-21-07213	37-755-06-07223	38-632-01-07242		48-271-07-07274
37-673-21-07213	37-756-01-07223	38-632-02-07242		48-271-10-07274
37-674-18-07213	37-756-02-07223	38-633-01-07242	48	48-272-18-07274
37-676-18-07213	37-756-03-07223	38-633-02-07242	48-101-16-07260	48-273-10-07274
37-680-01-07214	37-756-04-07223	38-633-03-07242	48-101-25-07260	48-274-10-07275
37-680-02-07214	37-756-05-07223	38-633-04-07242	48-101-35-07260	48-274-15-07275
37-680-03-07214	37-756-06-07223	38-640-21-07243	48-101-42-07260	48-274-20-07275
37-680-04-07214	37-814-30-07224	38-642-21-07243	48-101-55-07260	48-274-30-07275
37-680-05-07214	37-816-30-07224	38-690-00-07243	48-101-70-07260	48-275-10-07275
37-680-06-07214	37-840-20-01224	38-694-20-07243	48-101-80-07260	48-275-15-07275
37-680-07-07214	37-840-90-98224	38-700-01-07244	48-103-16-07261	48-276-10-07275
37-680-08-07214		38-700-02-07244	48-103-25-07261	48-276-15-07275
37-680-09-07214	38	38-700-03-07244	48-103-35-07261	48-277-10-07275
37-680-10-07214	38-018-01-07226	38-701-01-07244	48-103-42-07261	48-277-15-07275
37-680-21-07213	38-130-50-07227	38-701-02-07244	48-103-55-07261	48-285-20-07276
37-681-01-07215	38-130-52-07227	38-701-03-07244	48-103-70-07261	48-285-28-07276
37-681-02-07215	38-130-54-07227	38-711-01-01245	48-107-80-07261	48-287-01-07277
37-681-03-07215		38-711-02-01245	48-107-22-07262	48-287-02-07277

48-287-03-07277
 48-287-04-07277
 48-291-15-07278
 48-293-19-07278
 48-300-20-07278
 48-301-21-07278
 48-303-22-07278
 48-311-01-07279
 48-311-02-07279
 48-313-01-07279
 48-313-02-07279
 48-330-01-07279
 48-330-02-07279
 48-330-03-07279
 48-331-01-07280
 48-331-02-07280
 48-331-03-07280
 48-331-04-07280
 48-331-05-07280
 48-333-03-07281
 48-333-04-07281
 48-333-05-07281
 48-335-01-07282
 48-335-02-07282
 48-335-03-07282
 48-335-04-07282
 48-335-05-07282
 48-335-06-07282
 48-340-18-07283
 48-341-18-07283
 48-350-24-07283
 48-351-13-07284
 48-352-14-07284
 48-354-16-07284
 48-360-01-07285
 48-360-02-07285
 48-362-01-07285
 48-362-02-07285
 48-370-26-07286
 48-371-18-07286
 48-376-18-07286
 48-400-07-07287
 48-400-12-07287
 48-402-02-07287
 48-402-03-07287
 48-402-05-07287
 48-405-00-07288
 48-405-01-07288
 48-420-00-07288
 48-500-18-07288
 48-506-20-07288
 48-525-23-07289
 48-531-19-07289
 48-541-60-07289
 48-703-19-07290
 48-704-22-07290
 48-705-14-07291
 48-706-18-07291
 48-707-14-07291
 48-708-01-07292
 48-708-14-07292
 48-709-18-07292
 48-711-22-07293
 48-711-23-07293
 48-711-24-07293
 48-711-25-07293
 48-712-12-07293
 48-714-20-07294
 48-715-42-07294
 48-716-22-07294
 48-716-42-07294
 48-716-55-07294
 48-717-42-07295
 48-723-22-07295
 48-725-18-07295
 48-727-20-07296
 48-728-18-07296
 48-728-19-07296
 48-729-55-07297
 48-731-14-07297

48-731-22-07298
 48-731-25-07298
 48-735-19-07298
 48-738-12-07298
 48-738-13-07299
 48-739-18-07299
 48-740-20-07299
 48-756-15-07300

50

50-425-05-07303
 50-425-11-07303
 50-425-12-07303
 50-425-13-07303
 50-425-14-07303
 50-425-15-07303
 50-425-16-07303
 50-425-17-07303
 50-425-18-07303
 50-425-19-07303
 50-425-20-07303
 50-425-21-07303
 50-425-22-07303
 50-425-23-07303
 50-425-24-07303
 50-425-25-07303
 50-425-26-07303
 50-425-27-07303
 50-440-04-07301
 50-440-06-07301
 50-440-08-07301
 50-441-06-07301
 50-446-19-07301
 50-450-17-07301
 50-600-00-04302

55

55-962-37-04302
 55-963-29-04302
 55-964-31-04302
 55-964-32-04302
 55-997-01-04312

56

56-231-06-01312

80

80-008-03-04314
 80-008-03-12314
 80-010-02-04314
 80-010-02-12314
 80-042-00-04314
 80-042-02-04314
 80-042-04-04314
 80-060-00-04315
 80-060-00-10315
 80-061-00-04315
 80-061-00-10315
 80-065-00-04315
 80-093-00-04314
 80-093-01-04314
 80-093-02-04314
 80-210-16-04316
 80-217-01-04316
 80-217-02-04316
 80-220-00-04317
 80-286-30-04 ...318, 324
 80-286-40-04318
 80-286-50-04 ...318, 324
 80-287-33-04 ...318, 324
 80-287-53-04 ...318, 324
 80-287-72-04318

80-287-89-04 ...319, 324
 80-287-90-04 ...319, 324
 80-291-40-04319
 80-293-40-04319
 80-294-44-04 ...319, 320
 80-344-09-04320
 80-460-04-04321
 80-461-02-04321
 80-466-01-04321
 80-505-00-04323
 80-510-06-04322
 80-520-06-04322
 80-520-09-04323
 80-521-02-04322
 80-531-00-04321
 80-542-06-04322
 80-565-01-04315
 80-565-02-04315
 80-565-03-04315
 80-572-13-04324
 80-572-14-04324
 80-572-17-04324
 80-630-58-04 ...326, 327
 80-632-00-04 ...326, 327
 80-632-01-04 ...326, 327
 80-632-18-04 ...326, 327
 80-811-50-04332
 80-975-16-04325
 80-975-18-04325
 80-982-12-04328
 80-982-17-04328
 80-982-20-04328
 80-982-23-04328
 80-983-12-04329
 80-983-17-04329
 80-984-12-04328
 80-984-17-04328
 80-984-20-04328
 80-985-12-04329
 80-985-17-04329
 80-985-20-04329
 80-986-12-04328
 80-986-17-04328
 80-986-20-04328
 80-986-23-04328
 80-987-12-04329
 80-987-17-04329
 80-987-20-04329
 80-987-23-04329
 80-988-17-04328
 80-988-20-04328
 80-988-23-04328
 80-988-30-04328
 80-989-17-04329
 80-989-20-04329
 80-989-23-04329
 80-989-25-04329
 80-989-28-04329
 80-989-30-04329
 80-990-17-04330
 80-990-20-04330
 80-990-23-04330
 80-990-25-04330
 80-991-17-04330
 80-991-20-04330
 80-991-23-04330
 80-991-25-04330
 80-992-17-04330
 80-992-20-04330
 80-992-23-04330
 80-992-25-04330
 80-993-17-04330
 80-993-20-04330
 80-993-23-04330
 80-993-25-04330
 80-994-20-04331
 80-994-23-04331
 80-994-25-04331
 80-995-20-04331
 80-995-23-04331

80-995-25-04331
 80-996-23-04331
 80-996-25-04331
 80-997-23-04331
 80-997-25-04331

Index, alphabetisch
Deutsch



- A**
Adapter321
Adson98, 100-101, 118
Adson-Brown102
Aiach184
Alm127
Alveolarnerv-Dissektor293
Arnett290-299
Arterienklemme114
Asch221
Atr.-Klemme114
Aufricht51, 92, 213, 217, 220
- B**
Ballenger198
Barsky116
Bauer246
Beckenkammspatel277
Beckmann223
Biemer64
Bipolar318-319, 324
Blake5
Blattosteotom267
Bleihand174
Boies202
Bozemann160
Brünings193
Brustdissektor178
Brusthakendisektor178
Brustheber für Mammoplastik180
Brustretraktor179
BSSO-Lingual-Retraktor290
BSSO-Retraktor293
BSSO-Split-Osteotom296
BSSO-TMJ-Platzierer291
BSSO-Transoral-Retraktor297
BSSO/LFI-Nerv-Dissektor293
Buck67
Bulldogklemme112
- C**
Caplan196
CarpalStick170
Carrol136
Caspar86
Castroviejo186
Castroviejo-Epker186
Cawood-Minnesota233
Cinelli30, 208
Coakley222
Collier151
Columellapinzette222
Converse50, 197
Cope116
Cope-Walter116
Cottle50, 93-94, 170, 190,
.....197, 201, 203, 206, 208,
.....211-212, 217, 220, 222
Cottle-Masing49
Cottle-Neivert219
Craig193
Crile118
Crile-Wood154, 158
- D**
D'Assumpção184
Dean48, 93
De Bakey159
Denhart228
Derf151, 157
Dermatom7
Desmarres120
Diethrich112
Dingman217
Dingmann232
Dingmann-Wilk245
Donovan243
Doppelhäkchen121, 218
Doppelhaken124, 220
- Doyen173
Drahtbogen243
Drahtschlingenelektrode322
Drahtwirbelzange, TC164
Dunn-Dautrey246
Durahaken118
- E**
Easidriver166
Easycut Drahtschneidezange165
Elevatorium200203, 242-243,
.....287-290
Epker246-247
Erich243
Ersatzzylinder142
- F**
Face-Lift-Häkchen182
Fahlbusch86
Fanous208
Farabeuf124
Federspreizer126
Fingerextensionshülse131, 166
Fingergoniometer136
Finger-Wundspreizer130
Flachzange164
Flachzange, TC164
Fomon30, 49, 92-94, 197, 207,
.....213, 216-218
Fox91, 181
Fragmentklemme268
Frazier118
Freeman96
Freer198-200, 204
Frontschablone288
Fußschalter332
- G**
Gaumen-Osteotom283
Gillies101, 153, 161, 182
Giunta51
Glabellaraspel213
Goldman-Fox52
Gorney80, 90, 96
Gorney-Freeman79, 81, 91
Greenberg PAR89
Gregory95
Grünwald192
Guilen224
Guthrie117
- H**
Häkchen116-117, 119-121, 217, 219, 220
Haken122-123, 217, 219, 245
Halle199
Halsey157
Hammer170-171, 296
Handarthroskopie-Grundstab131-132
Handarthroskopie-System132
Handgriff138-139, 316-317
Handgriff für TC-Raspeleinsatz215
Handhalter175
Hargis248-250
Hartmann192, 234
Hartmann-Halle188
Hauffasspinzette222
Hauthäkchen182
Hauttrephine182
Herbert171
Heymann50-51, 92
Hohlmeißel205
Humby7
- I**
Infiltration141
Interdental-Osteotom295
Jabaley56, 87
Jaboma65, 100
Jackson119
- Jacobson84, 108
Jansen188
- J**
Joseph40-41, 197, 199, 210, 212, 217-218
- K**
Kabel318-319, 320, 324
Kaltlicht124
Kanüle140-141
Katsch183
Kaye66, 91, 94-95, 182
Keilosteotom267
Kelly16-17
Keyes182
Killian189, 201, 205
Killian-Claus205
Kilner44, 182, 218
Kilner-Doughty229
Kilner-Ragnell82
Kinnhalter236, 263
Kinnosteotomie-Retraktor295, 298
Kirschnerdraht167
Klammerbiegezange259
Klemme114, 184, 292
Klingenthaler5
Knapp12, 73, 88
Knight193
Knochendraht, weich166
Knochenfeile212
Knochenformzange271, 278
Knochenhaken286, 301
Knochenhaltezange245, 278
Knochenquetsche226
Knochensplitterzange278
Knochenspreizer269
Knochenspreizzange301
Knorpelquetsche211
Knorpelschaber217
Koberg236
Kocher-Langenbeck123
Komedonenquetscher183
Kopfhautklemme272
Kopfschneider164
Koronoid-Retraktor292
- L**
Landolt4
Lange217
Langenb.-Green122
Langenbeck122
Lanzettelektrode322
Lauer238-240
Leriche114
Lewis213
Lexer27, 29, 74
Lexer-Baby31
LF-Interdental-Retraktor295
LFI-Posterior-Retraktor292
Lipo140-141
Lippenhalter233
Littauer67
Littler49
Lubet-Barbon192
LubriPen312
Lupuskürette181
Lupuslöffel181
Lupusschaber181
- M**
Maltz212, 214
Mamillenring180
Mandibular-Retraktor291
Marchac287-288, 301
marClamp®325
marCut®324
Markierer184
Martin189
Martin ME 102314

- Martin-Diamant164
 Martin-Simplex233
 marVac®315
 Masing203
 Mathieu161
 Maxilla-Mobilisator270
 Maxilläre Sinus-Kürette291
 maXium®314
 Mayo13, 14
 Mayo-Hegar152, 158
 Mayo-Lexer28, 75, 89
 Mayo-Stille15
 McIndoe51, 98
 McIvor231
 McKenty199-200
 McKesson227
 MeiBel207, 256
 Mentalnerv-Retraktor294
 Mercedes140
 Mershon-Bandtreiber259
 Messlehre288
 Messschieber297
 Metallschale312
 Metz237
 Metzenbaum18-19, 21-22, 24-25, 33, 37-38
 Metzenbaum-fino36, 37
 Metzenbaum-Nelson24-25
 Meyerding120
 Mikro-Adson100, 102
 Mikro-Mosquitoklemme113
 Millard218
 Millesi84
 Mini-Adson102
 miniCutter®314
 Mobilisierhaken251
 Modelliermessergriff2
 Modelliermesser Klinge2
 Molt228
 Monoport140-141
 Mosquito114
 Mosquitoklemme112
 Mukosahaken299
 Mukosahäkchen217-218
 Mukosamesser198
 Mundkeil227
 Mundsperrer228-232
 Munro-Dautrey246
 Muskelklemme252
- N**
 Nadelelektrode321-323
 Nadelhalter151-, 153
 Nadelhalter, Mikro108, 144-151, 153-156
 Nadelhalter, TC154, 157-161
 Nadelhalter, TC, Mikro157
 Nadelhalter, Ti, Mikro145-148, 154
 Nagata2, 202
 Nagel86
 Nasalis-Haken235, 262
 Nasenflügelhaken217-218
 Nasenhaken220
 Nasenmeißel209
 Nasenplastikmesser197
 Nasenpolypenzange192
 Nasenraspel212-213
 Nasensäge210
 Nasenspekulum188-190, 273
 Nasentamponzange192
 Nasenzange194-195
 Neivert151, 220
 Nelson102
 Nervhäkchen118
 NervScout315
 Nervstimulator315
 Neukam230
- O**
 Oberlippe-Retraktor294
 O'Brien66
 Obwegeser235-236, 241-243, 262-271, 300
 O'Connor117
 Orbitaelevatorium258
 Orbitaostotom258
 Orbitarand-Retraktor243
 Ösenzange300
 Osteotom206-208, 246-247, 258,
270, 274-275, 283, 301
- P**
 Palatumspreizer254
 Pean114
 Peck-Joseph42
 Pennington202
 Periostelevator298
 Periostaspatorium279
 Pierse104-105
 Pinzette98, 101-102
 Pinzette, Dilatations103
 Pinzette, Mikro99, 102-105, 107, 109
 Pinzette, Mikro, Gewebe104, 106
 Pinzette, Nasentampon192
 Pinzette, nonStick red328, 330
 Pinzette, Ohr188
 Pinzette, TC100
 Pinzette, Ti, Mikro105, 107
 Pinzette, Ti, Ring107
 Piriformis-Haken250
 Pitanguy184
 Plattenbiegezange298-299
 Progeniehaken237-240
 Progenierinne236, 254, 263
 Prov.-Hosp.114
 Pterygoid-Ostotom250, 296
- R**
 Radiusbank176
 Ragnell82
 Ragnell-Davis121
 Ragnell-Kilner89
 Ramushaken236, 248, 262, 289
 Ramusklemme255
 Ramusostotom256
 Ramusraspatorium266
 Ramusschieber253
 Ramusspreizange251
 Ramusstripper265
 Rasierklingen3
 Rasparatorium172
 Raspatorium212, 241-242, 264-265
 Raspel212-213
 Raspel, TC214, 216
 Raspeleinsatz, TC215
 Reinigungspad für Elektroden323
 Repositionsinstrument256
 Repositionszange173, 244, 285
 Reynolds45-46
 Reynolds-Jameson90
 Ringmesser223
 Rippenrasparatorium173
 Roser-König228
 Rowe244
 Rubin196, 207
- S**
 Saalfeld183
 Salyer245
 Sattelhäkchen120, 220
 Saugrasparatorium224
 Schamberg183
 Scharfe Kürette222
 Scharfe Nasenzange193
 Schere12-17, 35, 40-41, 44-46,
48-53, 57, 65-66, 184
 Schere, Aquila13-17, 24, 27-29, 38,
54-55, 77, 94
 Schere, Aquila, Präparier20, 26, 33, 37
 Schere, Gaumenspalt66
 Schere, Iris53-55
 Schere, Ligatur66-67
 Schere, Mikro47, 59, 60-65, 84-86
 Schere, Mikro, Präparier85
 Schere, Nase30, 49-51
 Schere, Präparier18-19, 21-25, 27, 29,
31-37, 39, 44, 66
 Schere, SC13-17, 40-41, 44,
46, 54-57
 Schere, SC, Iris54-55
 Schere, SC, Präparier18-19, 21-22,
24-25, 27, 29, 33, 37
 Schere, Sehne57
 Schere, Septum196
 Schere, Strabismus58
 Schere, ST13-19, 21-22, 24-25, 27,
29, 34-38, 40-42, 77, 87-93
 Schere, Strabismus58
 Schere, TC13-17, 27, 29, 51, 73-75,
78-82, 94-96, 284
 Schere, TC, Präparier82
 Schere, TC, Face-Lift80-81
 Schere, TC, Faden52
 Schere, TC, Iris54-55
 Schere, TC, Ligatur70
 Schere, TC, Präparier18-19, 21-22,
24-25, 3-38, 76-77
 Schere, TCC-BlackLine72, 77
 Schere, TCC-BlackLine, Präparier20, 26,
28, 72
 Schere, Unterminier284
 Schere, Zahnfleisch43
 Schieblehre286
 Schink7
 Schlüssel für Handgriff215
 Schraubenexplantationsset302
 Schuchhardt237
 Schutzkappe196
 Schwarz259
 Schwingmesser198
 SD-Klinge303
 Seitenschneider, TC165-166
 Semken98, 101
 Senn-Green121
 Senn-Müller121
 Septumelevatorium199-203, 293
 Septumquetschzange196
 Septummeißel204
 Septummesser198
 Septumostotom253, 266, 283
 Septumrichtzange221
 Septumzange193
 Shark141
 Siebbeinzange194
 Siegert78
 Silikonring174
 Silver7, 209
 Skalpellgriff03, Mai
 Skalpell Klinge6
 Smith251
 Spatel279
 Spencer66
 Sperrer130
 Spirale140
 Spongiosa-Entnahmefräse168
 Spreizzange286
 Stabverlängerung131-132
 Stahlmaßstab136
 Stella-S95
 Steinberg288, 289
 Steinhäuser254-258
 Sternberg233
 Stevens57, 88, 90
 Strandell-Stille121
 Stripper249, 265

T

TC-Drahtwirbelzange	271
Tebbetts	124
Terry	252, 253
Tessier	272-284, 286
Thoraxhaken	276
Tieck-Halle	189
Ti-Mosquitoklemme	113
Tobold	234
Toennis	77
Toennis-Adson	48, 77
Torx-Klinge	303
Tracheal-Doppelhaken	119
Transferadapter	180
Triport	140-141
Troeltsch	192
Turvey	254

U

Universal-Kloben	131-132
Unna	183
Unna-Vidal	183
Unterkieferhaken	248
Unterkieferretraktor	253

V

Vannas	84
Vestibulumhaken	233
Vickers	130, 166, 171, 175
Vidal	181
Vorderrandstripper	248

W

Walter	207-208
Wangenhalter	233
Wangenknochen-Haken	294
Wangenlippen-Haken	294
Waugh	98, 101
Weichteilhaken	235, 260-261, 280-282
Weil-Blakesley	194
Weisheitszahn-Haken	262
Westmacott	192
Wieder	234
Wien	190
Williger	172
Wolff	181
Wolford	258
Wundhaken	116, 122, 124, 236
Wundspreizer	125, 127-129

Y

Yasargil	85, 108-109
----------------	-------------

Z

Zirkel	186
Zungendrucker	229-230, 234
Zungenspatel	231-232
Zygomahaken	257

Index, alphabetical
English



- A**
- Adapter180, 321
 - Adenoid Curette223-224
 - Adson98, 100-101, 118
 - Adson-Brown102
 - Aiach184
 - Alar Retractor217-220
 - Alm127
 - Alveolar Nerv Dissector293
 - Alveolar Retractor262
 - Anter. Border Stripper248
 - Arch Bar243
 - Areola Marker180
 - Anter. Border Stripper248
 - Arm Adapter To Op-Table Bare131-132
 - Arnett290-299
 - Asch221
 - Atr. Forceps114
 - Atr. Muscle Forceps252
 - Atr. Scalp Forceps272
 - Aufricht51, 92, 213, 217, 220
- B**
- Ballenger198
 - Barsky116
 - Basic Rod F. Hand Arthroscopy Set131-132
 - Bauer246
 - Beckmann223
 - Bend Pliers259
 - Biemer64
 - Blade f. Spreader130
 - Blade for marClamp® Cut IQ326-327
 - Blade Osteotome267
 - Bladeholder5
 - Blake5
 - Boies202
 - Bone Contouring Forceps271
 - Bone Cutting Forceps278
 - Bone Expander301
 - Bone File212
 - Bone Hold. Fcps.278
 - Bone Hold. Forceps278
 - Bone Holding Forceps245
 - Bone Hook286, 301
 - Bone Separator269
 - Bone Shaping Fcps.278
 - Bone Squeezer227
 - Bone Wire166
 - Bone Wire, soft166
 - Bowl312
 - Bozemann160
 - Breast Dissector178
 - Breast Elevator F. Mammoplasty180
 - Breast Retractor179
 - Brünings193
 - BSSO Condylar Seating Instrument291
 - BSSO Lingual Retractor290
 - BSSO Splitting Osteotome296
 - BSSO Transoral Retractor297
 - BSSO/LFI Nerve Dissector293
 - Buck67
 - Bulldog Clamp112
- C**
- Cable318-319, 320, 324
 - Caliper186, 286, 288
 - Caliper297
 - Cannula140-141
 - Caplan196
 - CarpalStick170
 - Carrol136
 - Cartilage Crusher211
 - Caspar86
 - Castroviejo186
 - Castroviejo-Epker186
 - Cawood-Minnesota233
 - Channel Retractor236, 253-254, 263
 - Cheek Bone Retractor294
 - Cheek Retractor233
 - Cheek-Lip Retractor294
 - Chin Osteotomy Retractor295
 - Chin Retractor236, 263
 - Chisel207, 256
 - Cinelli30, 208
 - Cleaning adapter marSeal5/
marClamp® Cut326-327
 - Cleft Palate Scissors66
 - Coakley222
 - Collier151
 - Columell Forceps222
 - Comedone Extractor183
 - Contour. Forceps271
 - Converse50, 197
 - Cope116
 - Cope-Walter116
 - Coronoid Retractor292
 - Cottle50, 93-94, 170, 190,
197, 201, 203, 206, 208,
211-212, 217, 220, 222
 - Cottle-Masing49
 - Cottle-Neivert219
 - Craig193
 - Crile118
 - Crile-Wood154, 158
 - Curette222-223
 - Cutting Pliers164
- D**
- D'Assumpção184
 - Dean48, 93
 - De Bakey159
 - Denhart228
 - Derf151, 157
 - Dermal Punch182
 - Dermatome7
 - Desmarres120
 - Diethrich112
 - Dilating Forceps103
 - Dingman217
 - Dingmann232
 - Dingmann-Wilk245
 - Dissecting Forceps101
 - Donovan243
 - Doyen173
 - Dunn-Dautrey246
 - Dura Hooklet118
- E**
- Ear Dress. Fcps.188
 - Electrode Handle316, 317
 - Elevator200-203, 243, 265, 287-289
 - Epker246, 247
 - Erich243
 - Ethmoidal Forceps194
 - Extension Pole for KLS Martin Arm131-132
 - Extension Pole KLS Martin Arm
150 mm Longer131
- F**
- Face-Lift Forceps184
 - Face-Lift Hooklet182
 - Facelift Marker184
 - Fahlbusch86
 - Fanou208
 - Farabeuf124
 - Finger Extension Sleeve131, 166
 - Finger Goniometer136
 - Finger Woundspreader130
 - Flat Nose Pliers164
 - Fomon30, 49, 92-94, 197, 207,
213, 216-218
 - Foot Switch332
 - Forceps102, 104, 112,
114, 184, 292
 - Forceps Micro-Mosquito113
 - Forceps, Dressing98
 - Forceps, Micro102-109
 - Forceps, Micro, Atr.107
 - Forceps, Micro, Atr., Ti107
 - Forceps, Micro, Ti105, 107
 - Forceps, nonStick red328, 330
 - Forceps, Ring, Ti107
 - Forceps, TC100
 - Forceps, TC, Dressing100
 - Forceps, TC, Tissue100
 - Forceps, TC, Wire Twisting164, 271
 - Forceps, Ti113
 - Fox91, 181
 - Fragment Forceps268
 - Frame only229-230
 - Frazier118
 - Freeman96
 - Freer198-200, 204
 - Front Template288
- G**
- Gillies101, 153, 161, 182
 - Giunta51
 - Glabellum Rasp213
 - Goldman-Fox52
 - Gorney80, 90, 96
 - Gorney-Freeman79, 81, 91
 - Gouge205
 - Greenberg PAR89
 - Gregory95
 - Grünwald192
 - Guilen224
 - Guthrie117
- H**
- Haem. Forceps112
 - Haemostatic Forceps114
 - Halle199
 - Halsey157
 - Hand Arthroscopy System132
 - Hand Fixation F. Hand
Arthroscopy Set131-132
 - Handle138-139
 - Handle for TC Inserts215
 - Handle for Screw Removal System303
 - Handrestrainer175
 - Hargis248-250
 - Hartmann192, 234
 - Hartmann-Halle188
 - Herbert171
 - Heymann50-51, 92
 - Holder F. Finger Extension Sleeve131
 - Hook245
 - Hook Dissector178
 - Hooklet116-117, 119-121, 217-220
 - Humby7
- I**
- Iliac Crest Retractor277
 - Infiltration141
 - Inn. Progeny Retractor239-240
 - Insert Screw Removal Kit (A)302
 - Insert Screw Removal Kit (B)302
 - Insert, TC215
 - Interdental Osteotome295
- J**
- Jabaley56, 87
 - Jaboma65, 100
 - Jackson119
 - Jacobson84, 108
 - Jansen188
 - Joseph40-41, 197, 199-210, 212, 217-218
- K**
- Katsch183
 - Kaye66, 91, 94-95, 182
 - Kelly16-17
 - Key For Handle215
 - Keyes182
 - Killian189, 201, 205
 - Killian-Claus205
 - Kilner44, 182, 218
 - Kilner-Doughty229
 - Kilner-Ragnell82
 - Knapp12, 73, 88

- Knight.....193
 Koberg.....236
 Kocher-Langenbeck.....123
 K-Wire.....167
- L**
- Lancet Electrode.....322
 Landolt.....4
 Lange.....217
 Langenb.-Green.....122
 Langenbeck.....122
 Lauer.....238-240
 Lead Hand.....174
 Leriche.....114
 Lewis.....213
 Lexer.....27, 29, 74
 Lexer-Baby.....31
 LFI Interdent. Osteot. Retractor.....295
 LFI Interdental Elevator.....290
 LFI Plate Bending Forceps.....299
 LFI Posterior Retractor.....292
 Lid Screw Removal Kit.....302
 Lip Retractor.....233
 Lipo.....140-141
 Littauer.....67
 Littler.....49
 Lubet-Barbon.....192
 LubriPen.....312
 Lupus Curette.....181
 Lupus Scoop.....181
 Lupus Scraper.....181
- M**
- Mallet.....170-171, 296
 Maltz.....212, 214
 Mandib. Retractor.....248
 Mandibular Body Retractor.....291
 Marchac.....287-288, 301
 marClamp®.....325
 marClamp® Cut IQ.....326-327
 marCut® Bipolar Scissors.....324
 Martin.....189
 Martin ME 102.....314
 Martin-Diamant.....164
 Martin-Simplex.....233
 marVac® Smoke Evacuation.....315
 Masing.....203
 Mathieu.....161
 Maxillary Sinus Curette.....291
 Maxillary-Mobilizer.....270
 maXium®.....314
 Mayo.....13-14
 Mayo-Hegar.....152, 158
 Mayo-Lexer.....28, 75, 89
 Mayo-Stille.....15
 McIndoe.....51, 98
 McIvor.....231
 McKenty.....199-200
 McKesson.....227
 Mental Nerve Retractor.....294
 Mercedes.....140
 Mershon Band Pusher.....259
 Metz.....237
 Metzenbaum.....18-19, 21-22,
24-25, 33, 37-38
 Metzenbaum-fino.....36-37
 Metzenbaum-Nelson.....24-25
 Meyerding.....120
 Micro Dressing Forceps.....99
 Micro Hook.....117
 Midline Flap Retractor.....298
 Mikro-Adson.....100, 102
 Millard.....218
 Millesi.....84
 Mini-Adson.....102
 miniCutter®.....314
 Modeling Knife Blade.....2
 Modeling Knife Handle.....2
 Molt.....228
 Monoport.....140-141
- Morselizer, TC, Septum.....196
 Mosquito.....114
 Mouth Gag.....228-232
 Mouth Prop.....227-228
 Mucous Hooklet.....217
 Mucous Knife.....198
 Munro-Dautrey.....246
- N**
- Nagata.....2, 202
 Nagel.....86
 Nasal Chisel.....209
 Nasal Cutting Forceps.....193-195
 Nasal Mucosa Retractor.....299
 Nasal Rasp.....212-213
 Nasal Retractor.....217
 Nasal Retractor.....221
 Nasal Saw.....210
 Nasal Speculum.....188-190, 273
 Nasal Tampon Forceps.....192
 Needle Electrode.....321-323
 Needleholder.....151-153
 Needleholder, Castroviejo.....149
 Needleholder, Micro.....108, 144-151,
153-154, 155-156
 Needleholder, Micro, Ti.....145-148
 Needleholder, TC.....154, 157-161
 Needleholder, TC, Micro.....154, 157
 Neivert.....151, 220
 Nelson.....102
 Nerve Hook.....118
 NervScout, Nerve Stimulator.....315
 Nerve Stimulator.....315
 Neukam.....230
- O**
- O'Brien.....66
 Obwegeser.....235-236, 241-243, 262-271, 300
 O'Connor.....117
 Orbita Elevator.....258
 Orbital Osteotome.....258
 Orbital Rim Retractor.....243
 Osteotome.....206-208, 246-247,
258, 270, 274-275,
283, 301
 Out. Progeny Retractor.....239-240
 Outer Progeny Retractor.....238
- P**
- Palatal Expander.....254
 Palatal Osteotome.....283
 PCS DuoSafe
 Disposable Neutral Electrode.....320
 Pean.....114
 Peck-Joseph.....42
 Pennington.....202
 Periost.....242
 Periosteal Elevator.....242, 298
 Pierse.....104-105
 Piriform Rim Retractor.....250
 Pitanguy.....184
 Plate Bending Forceps.....298
 Progeny Retractor.....237
 Protection Cap.....196
 Prov.-Hosp.....114
 Pterygoid Osteotome.....296
 Pterygoid-Osteotome.....250
- R**
- Ragnell.....82
 Ragnell-Davis.....121
 Ragnell-Kilner.....89
 Ramus Forceps.....255
 Ramus Osteotome.....256
 Ramus Pusher.....253
 Ramus Raspatory.....266
 Ramus Ret.....289
 Ramus Retractor.....236, 248, 262
 Ramus Separator.....251
 Ramus Stripper.....265
- Raspatorium, TC, Nasal.....214, 216
 Raspatory.....172, 212, 217,
241-242, 264-265, 279
 Razor Blades.....3
 Reposition Forceps.....244, 285
 Reposition Forceps.....256
 Retractor.....116, 122-124, 219-220,
236, 260-261
 Retractor for BSSO Incision Closure Arnett.....293
 Reynolds.....45-46
 Reynolds-Jameson.....90
 Rhinoplastic Knife.....197
 Rib Raspatory.....173
 Roser-König.....228
 Rowe.....244
 Rubin.....196, 207
 Ruler.....136
- S**
- Saalfeld.....183
 Salyer.....245
 Scalpel Blade.....6
 Scalpel Handle.....03, Mai
 Scalpel Handle for Microblade.....5
 Scalpel Handle, round.....4
 Schamberg.....183
 Schink.....7
 Schuchhardt.....237
 Schwarz.....259
 Scissors.....12-17, 34-35, 40-41, 44-46,
48-53, 57, 65-66, 184
 Scissors, Aquila.....13-17, 24, 27-29, 33,
37-38, 54-55, 77, 94
 Scissors, Aquila, Dissecting.....20, 26
 Scissors, Dissecting.....18-19, 21-25, 27,
29, 31-33, 36-37, 39, 44
 Scissors, Dissecting, Gum.....43
 Scissors, Face Lift.....66
 Scissors, Iris.....53-55
 Scissors, Ligature.....66-67
 Scissors, Micro.....47, 59-65, 84, 85-86
 Scissors, Micro, Dissecting.....85
 Scissors, Micro, Ti.....60-61
 Scissors, Micro, Vein.....64
 Scissors, Nasal.....30, 49-51
 Scissors, Operating.....12
 Scissors, SC.....13-17, 40-41, 44, 46, 54-57
 Scissors, SC, Dissecting.....18-19, 21-22,
24-25, 27, 29, 33, 37
 Scissors, SC, Iris.....54-55
 Scissors, Septum.....196
 Scissors, ST.....13-19, 21-22, 24-25,
27, 29, 34-38,
40-42, 77, 87-93
 Scissors, Strabismus.....58
 Scissors, TC.....13-17, 27, 29, 51, 73-75,
78-82, 94-96, 284
 Scissors, TC, Dissecting.....18-19, 21-22,
24-25, 32-38, 76-77
 Scissors, TC, Face Lift.....80-81
 Scissors, TC, Iris.....54-55
 Scissors, TC, Ligature.....52, 70
 Scissors, TC, Nasal.....49
 Scissors, TCC-BlackLine.....72
 Scissors, TCC-BlackLine,
 Dissecting.....20, 26, 28, 72, 77
 Scissors, Tenotomy.....57
 Scissors, Undermining.....284
 Screw Removal Kit.....302
 SD-Blade F.1 1.5/2.0 mm Slot.....303
 SD-Blade F.10 2.7 mm Slot.....303
 SD-Blade F.11 2.0 mm Inner Hexagonal.....303
 SD-Blade F.12 2.3/2.7 mm
 Inner Hexagonal.....303
 SD-Blade F.13 Bone Removal.....303
 SD-Blade F.15 1.5 mm Star.....303
 SD-Blade F.2 2.0/2.3 mm Centre Drive®.....303
 SD-Blade F.3 1.3/2.4 mm
 Cross Shaped.....303
 SD-Blade F.4 2.7 mm Inner Hexagonal.....303

SD-Blade F.5 2.0/2.7 mm Philips303
SD-Blade F.6 0.8/1.0/1.2 mm
 Cross Shaped303
SD-Blade F.7 1.5 mm Centre Drive®303
SD-Blade F.8 1.0 mm Centre Drive®303
SD-Blade F.9 2.7 mm Centre Drive®303
Semken98, 101
Senn-Green121
Senn-Müller121
Separator251
Septum & Vomer Forceps193
Septum Chisel204
Septum Elevator199-203, 293
Septum Forceps193
Septum Knife198
Septum Morselizer196
Septum Osteotome253, 266, 283
Septum Straightening Forceps221-222
Septum-Gouge204-205
Shark141
Side Nipper, TC165-166
Siegert78
Silicone Ring F. Lead Hand174
Silver7, 209
Skin Grasping Forceps222
Skin Hooklet182, 218
Skin Straightening Plate7
SI-Band Repo. Forceps173
Smith251
Soft Tissue Retractor235, 280-282
Spare Barrel142
Spare Blade7
Spare Part Set F. Easycut165
Spatula279
Spencer66
Spina Nasalis Retractor235, 262
Spirale140
Spongiosa Graft Remover168
Spreader130
Spreading Forceps286
Spring Spreader126
Stella-S95
Steinberg288, 289
Steinhäuser254-258
Sternberg233
Stevens57, 88, 90
Strandell-Stille121
Stripper249, 265
Suction Raspatory226
Swivel Knife198

T

Tebbetts124
Terry252, 253
Tessier272-284, 286
Thorax Retractor276
Tieck-Halle189
Tissue Forceps101
Tobold234
Toennis77
Toennis-Adson48, 77
Tongue Depressor229-232, 234
Torx-Blade for Screwexplantation 2.0303
Torx-Blade T7 for Screw Explantation303
Torx-Blade T8 for Screw Explantation303
Trachea Retractor119
Triport140-141
Troeltsch192
Turvey254
Twin Insert Module Grey302

U

Unna183
Unna-Vidal183
Upper Lip Retractor294

V

Vannas84
Vertical Pole131-132

Vertical Rod F. Hand Arthroscopy Set131-132
Vestibulum Retractor233
Vickers130, 166, 171, 175
Vickers Easidriver166
Vidal181

W

Walter207-208
Waugh98, 101
Wedge Osteotome267
Weil-Blakesley194
Westmacott192
Wieder234
Wien190
Williger172
Wire Cutting Forceps165
Wire Loop Electrode322
Wire Loop Forceps300
Wolff181
Wolford258
Wound Spreader125, 127-129
Wrist Support176
Wrist Support Lower Part176
Wrist Support Upper Part176

Y

Yasargil85, 108-109

Z

Zygoma Retractor257

Índice, alfabético
Español



A			
Ablastador para Huesos	226	Cottle-Masing	49
Abre-Boca	228	Cottle-Neivert	219
Abre-Boca Completo	229-231, 232	Craig	193
Adaptador	321	Crile	118
Adaptador Transf.	180	Crile-Wood	154, 158
Adson	98, 100, 101, 118	Cubeta Redonda	312
Adson-Brown	102	Cucharilla para Lupus	181
Aguja	167	Cuchilla Tallador	2
Aiach	184	Cuchillo Adenoid	223
Ajustador para Bandas	259	Cuchillo para Mucosa	198
Alambre	166	Cuchillo Tabique Nasal	198
Alicate	164-165, 259	Cureta	223, 291
Alicate, TC	164-166	Cureta Cortante	222
Alm	127	Cureta para Lupus	181
Anillo de Silicona	174	D	
Anillo Marcación Pezón	180	D'Assumpção	184
Aplastador Cartilago	211	Dean	48, 93
Aplastador, Nasal	196	De Bakey	159
Aplastador, Nasal, TC	196	Denhart	228
Arco de Alambre	243	Derf	151, 157
Arnett	290-299	Dermatomo	7
Artroscopia de Mano, Barra Vertical	131-132	Dermatomo Completo	7
Artroscopia de Mano, Dispositivo para Mano	131-132	Desmarres	120
Artroscopia de Mano, Fijador para Vaina de Extensión	131	Diethrich	112
Artroscopia de Mano, juego	132	Dingman	217
Asch	221	Dingmann	232
Aufricht	51, 92, 213, 217, 220	Dingmann-Wilk	245
B		Disector de Mama	178
Bajalengua	229-232, 234	Dispositivo de Limpieza	323-332, 326-327
Ballenger	198	Dissector	293
Ballenger Cuchillo	198	Donovan	243
Barsky	116	Doyen	173
Bastidor Suelto	229-230	Dunn-Dautrey	246
Bauer	246	E	
Beckmann	223	Easidriver	166
Biemer	64	Electrodo de Aguja	321-323
Bisturí Rinoplástico	197	Electrodo de Asa de Alambre	322
Blake	5	Electrodo de Lanceta	322
Boies	202	Elevador	201-202, 243, 265, 290, 293, 298
Bozemann	160	Elevador de Mama	180
Brazo KLS Martin, Adaptador de mesa, no aislado	131-132	Elevador de Septum	199-203
Brazo KLS Martin, Barra Horizontal	131-132	Elevador Nasal	200
Brazo KLS Martin, Pieza de Prolongación	131-132	Elevador Orbital	258
Brünings	193	Elevador Septo	203
BSSO Posicionador ATM	291	Enucleador	249
Buck	67	Epker	246-247
Bulldog Clamp	112	Erich	243
C		Erina para Piel	182
Cable bipolar	318-319, 320, 324	Escofina Gabelada	213
Calibre	286, 288, 297	Escofina Nasal	212-213
Cánula	140-141	Escofina, TC	214-216
Capa Protectora para 37-335-21	196	Espátula Maleable	279
Caplan	196	Espéculo Nasal	188-190, 273
CarpalStick	170	Estimulador de Nervios	315
Carrol	136	Extensor Palatinal	254
Caspar	86	F	
Castroviejo	149, 186	Fahlbusch	86
Castroviejo-Epker	186	Fanou	208
Cawood-Minnesota	233	Farabeuf	124
Cilindro de Repuesto	142	Finsen	125
Cinzel	207, 256	Fomon	30, 49, 92-94, 197, 207, 213, 216-218
Cinzel Nasal	204, 209	Fox	91, 181
Cinelli	30, 208	Frazier	118
Cizalla para Huesos	278	Freeman-Kaye	96
Coakley	222	Freer	198-200, 204
Collier	151	Fresadora para Esponjosa	168
Compas	186	G	
Converse	50, 197	Ganchito	117-118, 121, 217, 219-220, 301
Cope	116	Ganchito Ala Nasal	217-218
Cope-Walter	116	Ganchito Flexible	119
Corredera de Rama	253	Ganchito Mucosa	218
Cottle	50, 93-94, 170, 190, 197, 201, 203, 206, 208, 211-212, 217, 220, 222	Ganchito Nasal	220
		Ganchito para Face-Lift	182
		Ganchito para Mucosa	217
		Gancho	116, 119, 218, 245
		Gancho Cresta Ilíaca	277
		Gancho de Mentón	23, 263
		Gancho Doble	218
		Gancho Mandibular	248, 253-254
		Gancho Mobilizador	251
		Gancho para Huesos	286
		Gancho para Ramo	248
		Gancho Piriforme	250
		Gancho Torax	276
		Garrote	227
		Gillies	101, 153, 161, 182
		Giunta	51
		Goldman-Fox	52
		Goniometro de Dedos	136
		Gorney	80, 90, 96
		Gorney-Freeman	79, 81, 91
		Greenberg PAR	89
		Gregory	95
		Grünwald	192
		Gubia Nasal	204-205
		Guilen	224
		Guthrie	117
		H	
		Hackstock	164
		Halle	199
		Halsey	157
		Hargis	248-250
		Hartmann	192, 234
		Hartmann-Halle	188
		Herbert	171
		Heymann	50-51, 92
		Hoja de Bisturí	6
		Hoja de Repuesto	7
		Hoja para marClamp® Cut	326-327
		Hojas de Afeitar	3
		Humby	7
		I	
		Infiltración	141
		Injerto Juego de Explantación Tornillos	302
		Instrumento de Reposición	256
		J	
		Jabaley	56, 87
		Jaboma	65, 100
		Jackson	119
		Jacobson	84, 108
		Jansen	188
		Joseph	40-41, 197, 199, 210, 212, 217-218
		Juego de Sacar Tornillos	302
		K	
		Katsch	183
		Kaye	66, 91, 94-95, 182
		Kelly	16-17
		Keyes	182
		Killian	189, 201, 205
		Killian-Claus	205
		Kilner	44, 182, 218
		Kilner-Doughty	229
		Kilner-Ragnell	82
		Kirschner	167
		Knapp	12, 73, 88
		Knight	193
		Koberg	236
		Kocher-Langenbeck	123
		L	
		Landolt	4
		Lange	217
		Langenb.-Green	122
		Langenbeck	122
		Lauer	238-240
		Legra	172-173, 202, 264, 279
		Legra de Succión	224
		Legra Nasal	203

- Legra para Lupus181
 Leriche114
 Lewis213
 Lexer27, 29, 74
 Lexer-Baby31
 Lima para Hueso212
 Lipo140-141
 Littauer67
 Littler49
 Llave para Mango215
 Lubet-Barbon192
 LubriPen312
- M**
 Maltz212, 214
 Mango138-139
 Mango Bisturí3-5
 Mango Eléctrico317
 Mango para Escofina215
 Mango para Juego de Explantación
 Tornillos303
 Mango Porta-electrodos316
 Mango Tallador2
 Mano de Plomo174
 Marcador184
 Marchac287-288, 301
 marClamp®325, 328
 marClamp® Cut326-327
 marCut® Tijeras Bipolar324
 Martillo170-171, 296
 Martin189
 Martin-Diamant164
 Martin-Simplex233
 marVac®315
 Masing203
 Mathieu161
 maXium®314
 Mayo13-14
 Mayo-Hegar152, 158
 Mayo-Lexer28, 75, 89
 Mayo-Stille15
 McIndoe51, 98
 McIvor231
 McKenty199-200
 McKesson227
 ME 102314
 Mercedes140
 Mershon259
 Metz237
 Metzenbaum18-22, 24-26, 33, 37-38
 Metzenbaum-fino36-37
 Metzenbaum-Nelson24-25
 Meyerding120
 Mikro-Adson100, 102
 Millard218
 Millesi84
 Mini-Adson102
 miniCutter®314
 Módulo Doble-Insert C/ Varilla Gris302
 Molt228
 Monoport140, 141
 Mosquito112-114, 184
 Movilizador Maxilar270
 Munro-Dautrey246
- N**
 Nagata2, 202
 Nagel86
 Neivert151, 220
 Nelson102
 NervScout315
 Neukam230
- O**
 O'Brien66
 Obwegeser235-236, 241-243,
262-271, 300
 O'Connor117
- Osteótomo206-208, 246-247,
256, 258, 266, 270, 274-275,
283, 295-296, 301
 Osteótomo Cuna267
 Osteótomo de Paladar283
 Osteótomo Hoja267
 Osteótomo Nasal283
 Osteótomo Orbital258
 Osteótomo para Septum253
 Osteótomo Pterigoideo250
- P**
 Pean114
 Peck-Joseph42
 Pennington202
 Periostótomo212, 241-242, 265-266,
279, 287-289
 Pierse104-105
 Pinza184, 292
 Pinza, Alambrar300
 Pinza, Auricular188
 Pinza, Cabelludo272
 Pinza, Columela222
 Pinza, Dilatación103
 Pinza, Disección98, 101-102
 Pinza, Etmoidal194
 Pinza, Expansión286
 Pinza, Face-Lift184
 Pinza, Formar Huesos271, 278
 Pinza, Formar Placas298-299
 Pinza, Fragmentos268
 Pinza, Hemostática112-114
 Pinza, Huesos245, 278
 Pinza, Micro102-107, 109, 113
 Pinza, Micro, Disección99
 Pinza, Micro, Ti105, 107
 Pinza, Muscular252
 Pinza, Nasal193-195
 Pinza, nonStick red328, 330
 Pinza, Ojal103
 Pinza, Piel222
 Pinza, Pólipo, Nasal192-193
 Pinza, Ramo255
 Pinza, Reposición173, 244, 285
 Pinza, Separar Huesos301
 Pinza, Tabique Nasal193, 221
 Pinza, Tampon, Nasal192
 Pinza, TC, Disección100
 Pinza, TC, Torcer Hilos271
 Pinza, TC, Torcer Alambre164
 Pinza, Ti, Hemostática113
 Pinza, Ti, Ojal107
 Pitanguy184
 Placa Neutra320
 Placa para Extender La Piel7
 Plantilla Frontal288
 Porta-Aguja149, 151-153
 Porta-Aguja, Micro108, 144-151,
153-156
 Porta-Aguja, Micro, TC154, 157
 Porta-Aguja, Micro, Ti145-148
 Porta-Aguja, TC154, 157-161
 Portacuchillas5
 Prov.-Hosp.114
 Punta Destornillador303
- R**
 Ragnell82
 Ragnell-Davis121
 Ragnell-Kilner89
 Rascador Cartílago217
 Raspador172
 Rees81
 Regla136
 Retractor Mama179
 Retractor Mandibular263
 Reynolds45-46
 Reynolds-Jameson90
- Roser-König228
 Rowe244
 Rubin196, 207
- S**
 Saalfeld183
 Saca-Comedones183
 Salyer66, 245
 Schamberg183
 Schink7
 Schuchhardt237
 Schwarz259
 Semken98, 101
 Senn-Green121
 Senn-Müller121
 Separador116, 120-130, 217,
233, 235-236, 248,
260-262, 280-282, 289,
292-295, 297-299
 Separador Alveolar262
 Separador Borde Orbital243
 Separador Cigoma257
 Separador Coronóide292
 Separador de Mejilla233
 Separador de Ramo251
 Separador Doble121
 Separador Lingual290
 Separador Mandibular236-240, 291
 Separador para Hueso269
 Separador para Labios233
 Separador para Ramo236
 Separador para Vestíbulo233
 Separador Spina Nasalis235, 262
 Septum203
 Shark141
 Siegert78
 Sierra Nasal210
 Silver7, 209
 Smith251
 Soporte para El Radio176
 Soporte para Mano175
 Soporte para Muñeca176
 Spencer66
 Spirale140
 Steinberg288-289
 Steinhäuser254-258
 Stella-S95
 Sternberg233
 Stevens57, 88, 90
 Strandell-Stille121
- T**
 Tapa Juego de Extracción de Tornillos302
 Tebbetts124
 Terry252, 253
 Tessier272-286
 Tieck-Halle189
 Tijeras12, 16-17, 24-25, 35,
40-41, 44-46, 48-51,
57, 65-66, 184
 Tijeras de Disección31, 44
 Tijeras de Disección para Encía43
 Tijeras, Amígdalas48
 Tijeras, Aquila13-17, 24, 27-29,
38, 54-55, 77, 94
 Tijeras, Aquila, Fina33, 37
 Tijeras, Aquila, Metzenbaum20, 26
 Tijeras, Disección18-19, 21-23,
45-46, 284
 Tijeras, Disección, Finas39
 Tijeras, Encías52
 Tijeras, Estrabismo58
 Tijeras, Face-Lift66
 Tijeras, Finas53
 Tijeras, Iris53-55
 Tijeras, Ligaduras66-67
 Tijeras, Metzenbaum-Fino32-37
 Tijeras, Micro47, 59-65, 84-86

Tijeras, Micro, Disección	85
Tijeras, Nasales.....	30, 49-51
Tijeras, Paladar	66
Tijeras, Quirúrgica	12-15, 27, 29
Tijeras, SC.....	13-17, 40-41, 44, 46, 54-57
Tijeras, SC, Disección.....	18-19, 21-22, 24-25, 27, 29, 33, 37
Tijeras, SC, Iridectomía.....	54-55
Tijeras, ST.....	13-19, 21-22, 24-25, 27, 29, 34-38, 40-42, 77, 87-93
Tijeras, Tabique Nasal.....	196
Tijeras, TC.....	13-17, 51, 73-75, 77-82, 94, 284
Tijeras, TC, Disección	18-19, 21-22, 24-25, 32-37, 76
Tijeras, TC, Disección, Finas.....	38
Tijeras, TC, Face-Lift.....	80-81, 95-96
Tijeras, TC, Finas	27, 29
Tijeras, TC, Hilo	52
Tijeras, TC, Iris	54-55
Tijeras, TC, Ligadura.....	70
Tijeras, TC, Nasales.....	49
Tijeras, TCC-BlackLine, Disección	20, 26, 28, 72
Tijeras, TCC-BlackLine, Finas	77
Tijeras, Tendones	57
Tobold.....	234
Toennis	77
Toennis-Adson	48, 77
Trepano cutáneo.....	182
Triport.....	140-141
Triturador Cartílago.....	211
Troeltsch	192
Turvey	254

U

Unna	183
Unna-Vidal	183

V

Vaina de Extensión	131, 166
Valva.....	130
Vannas.....	84
Vickers.....	130, 166, 171, 175
Vidal	181

W

Walter	207-208
Waugh	98, 101
Weil-Blakesley	194
Weitlaner.....	128-129
Weitlaner-Baby.....	128
Westmacott	192
Wieder	234
Wien	190
Williger	172
Wolff.....	181
Wolford	258

Y

Yasargil	85, 108-109
----------------	-------------

Index alphabétique
Français



- A**
- Abaisse-Langue229-232, 234
 Adap. P. Tournevis.....303
 Adap. P. Tournevis Torx.....303
 Adapt. Transfert.....180
 Adaptateur.....321
 Adaptateur Bras/Table Pas Isolé.....131-132
 Adson.....98, 100-101, 118
 Adson-Brown.....102
 Aiach.....184
 Alm.....127
 Arnett.....290-299
 Arthr. De Main Bâton Horizontal.....131-132
 Arthr. De Main - Système.....132
 Asch.....221
 Aufricht.....51, 92, 213, 217, 220
- B**
- Ballenger.....198
 Barsky.....116
 Bauer.....246
 Beckmann.....223
 Biemer.....64
 Bistouri Plastique Nasale.....197
 Bistouri Cloison Nasal.....198
 Bistouri P. Muqueuse.....198
 Blake.....5
 Boies.....202
 Bozemann.....160
 Brünings.....193
 BSSO/LF1 Dissecteur De Nerf.....293
 Buck.....67
 Bulldog Pince.....112
 Burin Nasal.....209
- C**
- Câble.....318-319, 320, 324
 Calibre Arnett.....297
 Canule.....140-141
 Caplan.....196
 CarpalStick.....170
 Carrol.....136
 Carrol Goniomètre P. Doigts.....136
 Caspar.....86
 Castroviejo.....186
 Castroviejo-Epker.....186
 Cawood-Minnesota.....233
 Chrochet Progenie Exter.....238-240
 Chrochet De Progenie.....237
 Cinelli.....30, 208
 Ciseaux.....12-17, 35, 40-41, 44-46,
48-53, 57, 65-66, 184
 Ciseaux, Aquila.....13-17, 20, 24, 26-29,
33, 37-38, 54-55, 77, 94
 Ciseaux, Dentelés.....66
 Ciseaux, Dissection.....18-19, 21-25, 27,
29, 31-37, 39, 43-44
 Ciseaux, Fente Du Palais.....66
 Ciseaux, Iridect Droits.....53-55
 Ciseaux, Ligatures.....52, 54-55, 66-67
 Ciseaux, Micro.....47, 59-65, 84-86
 Ciseaux, Micro, Droits.....64
 Ciseaux, Nasaux.....30, 49-51
 Ciseaux, SC.....13-17, 40-41,
44, 46, 54-57
 Ciseaux, SC, Dissection.....18-19, 21-22,
24-25, 27, 29, 33, 37
 Ciseaux, SC, Iridect Droits.....54-55
 Ciseaux, Septum.....196
 Ciseaux, ST.....13-19, 21-22, 24-25,
27, 29, 34-38,
40-42, 77, 87-93
 Ciseaux, Strabisme Droits.....58
 Ciseaux, TC.....13-17, 27, 29, 73-75,
78-82, 94-96, 284
 Ciseaux, TC, Dissection.....18-19, 21-22,
24-25, 32-38, 76, 77
 Ciseaux, TC, Face-Lift.....80, 81
- Ciseaux, TC, Ligature.....70
 Ciseaux, TCC-BlackLine.....72, 77
 Ciseaux, TCC-BlackLine, Dissection.....20, 26,
28, 72
 Ciseaux, à Iridectomie Crbe.....57
 Ciseaux, à Iridectomie Drts.....57
 Ciseaux, Tessier, Dissection.....284
 Clé P. Poignée.....215
 Coakley.....222
 Compas.....186, 286, 288
 Collier.....151
 Converse.....50, 197
 Cope.....116
 Cope-Walter.....116
 Cottle.....50, 93-94, 170, 190, 197,
201, 203, 206, 208, 211-212,
217, 220, 222
 Cottle Prot.pourL.Ailes Du Nez.....220
 Cottle-Masing.....49
 Cottle-Neivert.....219
 Couteau Mob.....198
 Couteau Veget Aden.....223
 Craig.....193
 Craig Pince Cloison Nasale.....196
 Crile.....118
 Crile-Wood.....154, 158
 Crochet.....116-117, 119-122,
219, 220
 Crochet à Dissection.....118
 Crochet Double.....218, 220
 Crochet P. La Fosse Piriforme.....250
 Crochet P. Muqueuse.....217-218
 Crochet Nasal.....218
 Crochet Orifices Post.....217
 Crochet P. Nerfs.....118
 Crochet Vasculaire.....217
 Curette Lupus.....181
 Curette P. Lupus.....181
 Curette P. Sinus Maxillaire.....291
 Curette Tranchante.....222
 Cuvette Mate 61X30.....312
- D**
- D'Assumpção.....184
 Daviers Porte-Os.....245, 278
 Dean.....48, 93
 De Bakey.....159
 Denhart.....228
 Derf.....151, 157
 Dermatome.....7
 Desmarres.....120
 Diethrich.....112
 Dingman.....217
 Dingmann.....232
 Dingmann-Wilk.....245
 Dissecteur à Croc. Mammaire.....178
 Dissecteur De Nerf Alvéolaire.....293
 Dissecteur Mammaire.....178
 Donovan.....243
 Doyen.....173
 Dunn-Dautrey.....246
- E**
- Easidriver.....166
 Easycut Pince Coupe-Fil.....165
 Écarteur.....116, 120, 122-124,
130, 233, 235-236,
260-261, 286
 Écarteur à L'Os.....269
 Écarteur à Progenie.....236
 Écarteur Chir Thorac.....276
 Écarteur Dent Sagesse.....262
 Écarteur Des Lèvres et Joues.....294
 Écarteur Droit.....251
 Écarteur Jeu.....124
 Écarteur Lèvres.....233
 Écarteur Machoire.....248
 Écarteur Mandibulaire.....254, 263
- Écarteur Mousse.....125
 Écarteur Nasal.....217, 245
 Écarteur P. Doigt.....130
 Écarteur P. Le Ramus.....236
 Écarteur Ped. Ramus.....289
 Écarteur Pointu.....127-129
 Écarteur Porte-Menton.....263
 Écarteur P. Vestibulum.....233
 Écarteur P. Lèvre Sup.....294
 Écarteur P. Spina Nasalis.....235
 Écarteur Ramus.....248, 262
 Écarteur Ressort.....126
 Écarteur Spina Nasalis.....262
 Écarteur Trach Double.....119
 Écarteur Nasal.....220
 Écarteur Orbital.....243
 Électrode Aiguille.....321-323
 Électrode Anse En Fil.....322
 Électrode Lancette.....322
 Élévateur.....200-203, 264-265
 Élévateur Cloison.....199-203
 Écarteur P. Le Bord Antérieur.....248
 Élévateur P. Plastie Mammaire.....180
 Élévateur Perioste.....288-290
 Élévateur P. Le Perioste.....242
 Élévateur P. Septum.....293
 Élévateur à Périoste.....279, 298
 Élévateur-Dissec.....243
 Epker.....246-247
 Erich.....243
 Erich Arc De Fil.....243
 Erigne Cutanée.....182
- F**
- Face-Lift Élévateur.....182
 Fahlbusch.....86
 Fanous.....208
 Farabeuf.....124
 Fil Doux P. Sut. Osseuse.....166
 Fomon.....30, 49, 92-94, 197,
207, 213, 216-218
 Fox.....91, 181
 Fraibe P. Spongiosa.....168
 Frazier.....118
 Freeman.....96
 Freer.....198-200, 204
- G**
- Gaine D'Extens. Gde.Fil Métal.....131, 166
 Gaine D'Extens. Moy.Fil Métal.....131, 166
 Gaine D'Extens. Pet.Fil Métal.....131, 166
 Gabarit Frontal P. Bébés.....288
 Gabarit Frontal P. Enfants
 et Adultes.....288
 Gillies.....101, 153, 161, 182
 Giunta.....51
 Goldman-Fox.....52
 Gorney.....80, 90, 96
 Gorney-Freeman.....79, 81, 91
 Gouge.....205, 207
 Gouge Cloison Nasale.....204
 Grattoir Cartilage.....217
 Greenberg PAR.....89
 Gregory.....95
 Grünwald.....192
 Guilen.....224
 Guthrie.....117
- H**
- Halle.....199
 Halsey.....157
 Hargis.....248-250
 Hartmann.....192, 234
 Hartmann-Halle.....188
 Herbert.....171
 Heymann.....50-51, 92
 Humby.....7

- I**
Instr. De Positionnement ATM BSSO291
Irrigateur Double224
- J**
Jabaley56, 87
Jaboma65, 100
Jackson119
Jacobson84, 108
Jansen188
Joseph40-41, 197, 199, 210,
.....212, 217-218
- K**
Katsch183
Kaye66, 91, 94-95, 182
Kelly16-17
Keyes182
Killian189, 201, 205
Killian-Claus205
Kilner44, 182, 218
Kilner-Doughty229
Kilner-Ragnell82
Kirschner, Broche167
Kit D'Explantations Vis302
Knapp12, 73, 88
Knight193
Koberg236
Kocher-Langenbeck123
- L**
Lame De Modeleur2
Lames Ras. Cassables3
Lames Stériles6
Landolt4
Lange217
Langenb.-Green122
Langenbeck122
Lauer238-240
Leriche114
Lewis213
Lexer27, 29, 74
Lexer-Baby31
LF1 Écarteur P. Lèvre Sup.294
LF1 Élévateur P. Septum293
LF1 Rétracteur BSSO P. Fermeture
D'Incision293
LF1 Rétracteur Interdentaire295
LF1 Rétracteur P. Muqueuse Nasale299
LF1 Rétracteur Postérieur292
LF1 Pince De Pliage299
Lime à Os212
Lipo140-141
Littauer67
Littler49
Lubet-Barbon192
LubriPen312
- M**
Maillet170-171
Main En Plomb174
Maltz212, 214
Manche Bistouri3-5
Manche Porte-électrode316-317
Manche P. Modeleur2
Manche Pr. Boîte Prélèvement303
Manipulateur P. Ramus253
Marchac287-288, 301
marClamp®325
marCut® ciseaux bipolaires324
Marqueur184
Marqueur P. Aréole180
Martin189
Martin ME 102314
Martin-Diamant164
Martin-Simplex233
marVac®315
Masing203
- Mathieu161
maXium®314
Mayo13-14
Mayo-Hegar152, 158
Mayo-Lexer28, 75, 89
Mayo-Stille15
McIndoe51, 98
McIvor231
McKenty199-200
McKesson227
Mercedes140
Mershon Pousse-Rubans259
Metz237
Metzenbaum18, 19, 21-22, 24-25,
.....33, 37-38
Metzenbaum-fino36-37
Metzenbaum-Nelson24-25
Meyering120
Micro Porte-Aig.108
Mikro-Adson100, 102
Microvascular160
Millard218
Millesi84
Mini-Adson102
miniCutter®314
Mobilisateur P. Maxillaire270
Modif. Osteotome253
Molt228
Monoport140-141
Mosquito114
Munro-Dautrey246
- N**
Nagata2, 202
Nagel86
Neivert151, 220
Nelson102
Neurostimulateur315
NervScout315
Neukam230
- O**
O'Brien66
Obwegeser235-236, 241-243,
.....262-271, 300
Obwegeser Pince De Trous300
O'Connor117
Orbital Élévateur258
Orbital Ostéotome258
Ostéotome246, 247, 256, 258,
.....266-267, 270, 274-275,
.....283, 301
Ostéotome206-208
Ostéotome De Dédoublément BSSO296
Ostéotome Interdentaire295
Ostéotome Nasal283
Ostéotome Palatinal283
Ostéotome Ramus256
Ouvre-Bouche227
Ouvre-Bouche228-232
Ouvre-Bouche Adultes228
Ouvre-Bouche Enfants228
- P**
Palatum Écarteur254
Peal114
Peck-Joseph42
Pédale332
Pennington202
Pierse104-105
Pince98, 101-103, 114,
.....184, 292
Pince à Columella222
Pince à Couper Le Fil Tc166
Pince à Modeler271
Pince à Reduc285
Pince à Torsader271
Pince à Fragments268
- Pince Atrauma114
Pince Clois. Nas.221
Pince De Pliage298
Pince De Réposition256
Pince De Rowe à Secouer244
Pince P Plier259
Pince P. Former Os271
Pince Plate164
Pince P. La Peau222
Pince P. Séparer Os301
Pince Pr Cuir Chevel272
Pince, Ann., Ti107
Pince, Auriculaire188
Pince, Coupant194-195
Pince, Coupante164
Pince, Hémostatique114
Pince, Micro99, 102-107, 109
Pince, Micro, Mosquito,
Hémostatique113
Pince, Micro, Ti105, 107
Pince, Mosquito, Hémostatique112
Pince, Mosquito, Hémostatique, Ti113
Pince, Nasale, Cloison193
Pince, Nasale, Coupante193
Pince, nonStick red328, 330
Pince, Pansements192
Pince, TC100, 164
Pince, TC, Coupante165
Pince, TC, Torsader164
Pince-Clamp Musculaire252
Pince-Gouge Cartilage211
Pince Coupantes Os278
Pince, Ethmoïdale194
Pitanguy184
Poignée138-139
Poignée P. Insert De Râpe CT215
Porte-Aiguilles151-153
Porte-Aiguilles, Micro144-151, 153-156
Porte-Aiguilles, Micro, Ti145-148, 154
Porte-Aiguilles, TC154, 157-161
Porte-Aiguilles, TC, Micro157
Porte-Lame5
Presse De L'Os226
Prov.-Hosp114
Ptérygoid de Ostéotome250, 296
- R**
Ragnell82
Ragnell-Davis121
Ragnell-Kilner89
Rallonge Tige P. Bras
Martin/Rochard131-132
Ramus Fcps. D.255
Ramus Fcps. G.255
Ramus Pincés à Saisir251
Râpe213
Râpe Glabellé213
Râpe Nasale212-213
Râpe, TC214, 216
Râpe, TC, Insert215
Raspatoire172, 241-242
Règle De Mesure Acier136
Reteneur P. Main175
Rétracteur253
Rétracteur Coronoïde292
Rétracteur De Nerf BSSO294
Rétracteur P. Génioplastie298
Rétracteur Lingual BSSO290
Rétracteur Malleable279
Rétracteur Mammaire179
Rétracteur P. Crête Iliaque277
Rétracteur P. Génioplastie295
Rétracteur P. Mandibule291
Rétracteur Parties Molles280-282
Rétracteur Transoral BSSO297
Reynolds45-46
Reynolds-Jameson90
Roser-König228

Rowe244
Rubin196, 207
Rugine Gauche173
Rugine P. Les Lupus.....181
Rugine-Raspatoire.....212, 287

S

Saalfeld183
Salzer245
Schamberg183
Schink7
Schuchhardt237
Schwarz259
Scie Nasale210
Semken.....98, 101
Senn-Green121
Senn-Müller.....121
Seringue L.L. Cylindre142
Shark.....141
Siegert78
Silver7, 209
Simplex Écart Joues233
SI-Bagues Pince P. Saisir Les Os173
Smith251
Speculum Nasal188-190, 273
Spencer66
Spirale140
Stella-S.....95
Steinberg288-289
Steinhäuser254-258
Sternberg233
Stevens57, 88, 90
Strandell-Stille.....121
Stripper.....249, 265
Support De Poignet176
Support-Menton D'Obwegeser.....236

T

Tampon De Nettoyage P. Électrodes323
Tebbetts124
Terry252, 253
Tessier272-284, 286
Tieck-Halle189
Tobold.....234
Toennis77
Toennis-Adson48, 77
Trepan Cutane182
Triport.....140-141
Trocart141
Troeltsch192
Tube D'Aspiration.....141
Turvey254

U

Unna183
Unna Tire Comedons183
Unna-Vidal183

V

Vannas84
Vickers.....130, 166, 171, 175
Vidal181

W

Walter207-208
Waugh98, 101
Weil-Blakesley194
Westmacott192
Wieder234
Wien190
Williger172
Wolff.....181
Wolford258

Y

Yasargil85, 108-109

Z

Zygoma Retr. D.257
Zygoma Retr. G.257

Indice, alfabetico
Italiano



A			
Abbassalingua	229-232, 234		
Adattat. Transfer.	180		
Adattatore Braccio/ Tavolo Op No Isolato	131-132		
Adson	98, 100-101, 118		
Adson-Brown	102		
Aiach	184		
Alm	127		
Anello Al Silicone	174		
Apribocca	227-232		
Arco Di Filo Erich Mt.	243		
Arnett	290-299		
Asch	221		
Aspiratore Di Fumo marVac®	315		
Aufricht	51, 92, 213, 217, 220		
B			
Ballenger	198		
Barra Di Base	131-132		
Barra Verticale	131-132		
Barsky	116		
Bauer	246		
Beckmann	223		
Biemer	64		
Bisturi	197		
Bisturi Nasale	198		
Blake	5		
Boies	202		
Bozemann	160		
Brünings	193		
Buck	67		
Bulldog Retta	112		
C			
Calibro	286, 297		
Calibro Marchac 80 mm	288		
Cannula	140-141, 224		
Caplan	196		
CarpalStick	170		
Carrol	136		
Caspar	86		
Castroviejo	186		
Castroviejo-Epker	186		
Cavo	318-319, 320, 324		
Cawood-Minnesota	233		
Chiave Per Manico	215		
Cilindro Per Siringa Luer-Lock 10 ml	142		
Cilindro Per Siringa Luer-Lock 50 ml	142		
Cinelli	30, 208		
Coakley	222		
Collier	151		
Coltello	198		
Coltello per Veget. Adenoid.	223		
Compasso	186		
Connettore	131		
Converse	50, 197		
Cope	116		
Cope-Walter	116		
Cottle	50, 93-94, 170, 190, 197, 201, 203, 206, 208, 211-212, 217, 220, 222		
Cottle-Masing	49		
Cottle-Neivert	219		
Craig	193		
Crile	118		
Crile-Wood	154, 158		
Curetta	181, 222, 291		
Curetta Lupus	181		
D			
D'Assumpção	184		
Dean	48, 93		
De Bakey	159		
Denhart	228		
Derf	151, 157		
Dermatomo	7		
Desmarres	120		
Diethrich	112		
Dingman	217		
Dingmann	232		
Dingmann-Wilk	245		
Dispositivo Per Fissaggio Mano	131-132		
Dissetore	293		
Dissetore Mammario	178		
Dissetore Mammario a Uncino	178		
Div. Finsen-Martin	125		
Divaricatore	116, 122, 124, 217-220, 233, 236, 243, 254, 260-261, 280-282, 289, 292-295		
Divaricatore Coronoido	292		
Divaricatore Dito ad Anello	130		
Divaricatore Low-Profile	130		
Divaricatore Mammario	179		
Divaricatore Molle	126		
Divaricatore per Cresta Iliaca	277		
Divaricatore per Guancia	233		
Divaricatore per Mandibola	248		
Divaricatore per Ramo	248		
Divaricatore per Zigomo	257		
Divaricatore Ramo	262		
Divaricatore Rebbi Acuti	125, 127-129		
Divaricatore Rebbi Smussi	125, 127-128		
Divaricatore Toracico	276		
Divaricatore Tracheale	119		
Divaricatore Zigomo	245		
Donovan	243		
Doppio Uncino	218		
Doyen	173		
Dunn-Dautrey	246		
E			
Easidriver	166		
Elettrobisturi maXium® E	314		
Elettrobisturi maXium® I	314		
Elettrobisturi maXium® M	314		
Elettrobisturi Me 102	314		
Elettrodo a Lancetta	322		
Elettrodo ad Ansa di Filo	322		
Elevatore	200-203, 242-243, 249, 258, 266, 289-290, 293, 298		
Elevatore Doppio	288-289		
Elevatore Mamm. p. Mammoplastica	180		
Elevatore Periost	279		
Elevatore Septum	199-203		
Eltrodo ad Ago	321-323		
Epker	246-247		
Erich	243		
F			
Fahlbusch	86		
Fanouus	208		
Farabeuf	124		
Filo Kirschner	167		
Filo p. Osso	166		
Fomon	30, 49, 92-94, 197, 207, 213, 216-218		
Forbici Per Setto Nasale	196		
Forbici Per Tunnelare	284		
Forbici, TC	284		
Forbici	12-17, 31, 35, 40, 41, 44-46, 48-53, 57, 65-66, 184		
Forbici	57		
Forbici, Aquila	13-17, 24, 27-29, 38, 54-55, 77, 94		
Forbici, Aquila, Dissezione	20, 26, 33, 37		
Forbici, Dissezione	18-19, 21-25, 27, 29, 32-37, 39, 43, 66		
Forbici, Legature	66-67		
Forbici, Micro	47, 59-63, 65, 84-86		
Forbici, Micro, Molla	64		
Forbici, Nasale	30, 49-51		
Forbici, Retta	53-55		
Forbici, Salyer	66		
Forbici, SC	13-17, 40-41, 44, 46, 54-57		
Forbici, SC, Dissezione	18-19, 21-22, 24-25, 27, 29, 33, 37		
Forbici, SC, Retta	54-55		
Forbici, Spat.	44		
Forbici, ST	13-19, 21-22, 24-25, 27, 29, 34-38, 40-42, 77, 87-93		
Forbici, Strabismo	58		
Forbici, TC	13-17, 27, 29, 51, 54-55, 73-75, 78-82, 94-96		
Forbici, TC, Dissezione	18-19, 21-22, 24-25, 32-38, 77, 76, 82		
Forbici, TC, Face-Lift	80-81		
Forbici, TC, Ligature	52, 70		
Forbici, TCC-BlackLine	72, 77		
Forbici, TCC-BlackLine, Dissezione	20, 26, 28, 72		
Fox	91, 181		
Frazier	118		
Freeman	96		
Freer	198-200, 204		
Fresa per Prelev. Spongiosa	168		
G			
Gancio per Ossa	286		
Gillies	101, 153, 161, 182		
Giunta	51		
Goldman-Fox	52		
Goniometro Per Dita	136		
Gorney	80, 90, 96		
Gorney-Freeman	79-91		
Greenberg PAR	89		
Gregory	95		
Grünwald	192		
Guilen	224		
Guthrie	117		
H			
Halle	199		
Halsey	157		
Hargis	248-250		
Hartmann	192, 234		
Hartmann-Halle	188		
Herbert	171		
Heymann	50-51, 92		
Humby	7		
I			
Infiltrazione	141		
Interruttore 1 Pedale 3 Pin	332		
Iridectomia	54-55		
J			
Jabaley	56, 87		
Jaboma	65, 100		
Jackson	119		
Jacobson	84, 108		
Jansen	188		
Joseph	40-41, 197, 199-210, 212, 217-218		
K			
Katsch	183		
Kaye	66, 91, 94-95, 182		
Kelly	16-17		
Keyes	182		
Killian	189, 201, 205		
Killian-Claus	205		
Kilner	44, 182, 218		
Kilner-Doughty	229		
Kilner-Ragnell	82		
Knapp	12, 73, 88		
Knight	193		
Koberg	236		
Kocher-Langenbeck	123		

- L**
- Lama6
Lama Coltello2
Lama Torx303
Lamette Da Rasoio3
Landolt4
Lange217
Langenb.-Green122
Langenbeck122
Lauer238-239, 240
Leriche114
Lewis213
Lexer27, 29, 74
Lexer-Baby31
Lima Per Ossa212
Lipo140-141
Littauer67
Littler49
Lubet-Barbon192
LubriPen312
- M**
- Maglia Metallica131, 166
Maltz212, 214
Manico138, 139
Manico Bisturi3, 4, 5
Manico Coltello2
Manico P. Insetto Raspa TC215
Manico Per Bisturi Per Lame Micro5
Manipolo316-317
Mano Di Piombo174
Marcatore184
Marcatore P. Areola180
Marchac287-288, 301
marClamp®325
marClamp® Cut IQ326-327
marCut®324
Martello170-171, 296
Martin189
Martin-Diamant164
Martin-Simplex233
Masing203
Mathieu161
Mayo13-14
Mayo-Hegar152, 158
Mayo-Lexer28, 75, 89
Mayo-Stille15
McIndoe51, 98
McIvor231
McKenty199-200
McKesson227
Mercedes140
Mershon259
Metz237
Metzenbaum18-19, 21-22, 24-25, 33, 37-38
Metzenbaum-fino36-37
Metzenbaum-Nelson24-25
Meyerdig120
Micro Pinza103
Mikro-Adson100, 102
Millard218
Millesi84
Mini-Adson102
miniCutter®314
Misuratore Acciaio136
Mobilizzat. per Mascella270
Molt228
Monoport140-141
Mosquito114
Munro-Dautrey246
- N**
- Nagata2, 202
Nagel86
Neivert151, 220
Nelson102
NervScout315
- Neukam230
Neurostimolatore315
- O**
- O'Brien66
Obwegeser235-236, 241-243, 262-271, 300
O'Connor117
Osteotomo206-208, 246-247, 253, 256, 258, 266-267, 270, 274-275, 283, 295-296, 301
Osteotomo Palatale283
Osteotomo per Pterigoideo250
Osteotomo per Ramo256
Osteotomo per Setto Nasal283
- P**
- Peaen114
Peck-Joseph42
Pennington202
Periostotomo173, 204, 212, 241-242, 264-265, 287
Pezzo Di Prolungamento131-132
Pezzo Prolungamento Braccio
KLS Martin131
Pierse104-105
Pinza, TC271
Pinza98, 101-102, 184, 292
Pinza Auricolare188
Pinza con Vite222
Pinza P. Riposizioni173
Pinza Piegafilo259
Pinza Portalama5
Pinza Retta Mosquito, Ti113
Pinza, Affer. Ossa271
Pinza, Allargare286, 301
Pinza, Anelli, Ti107
Pinza, Columella222
Pinza, Cuoio Capelluto272
Pinza, Dilatazione103
Pinza, Fili Acciaio300
Pinza, Formare Ossa278
Pinza, Frammenti268
Pinza, Medicature192
Pinza, Micro99, 102-107, 109
Pinza, Micro, Ti105, 107
Pinza, Muscolo252
Pinza, Nasale192-195, 221
Pinza, nonStick red328, 330
Pinza, Ossa245, 278
Pinza, Ossa Tessier278
Pinza, P. Piegare Placche298-299
Pinza, Ramo251, 255
Pinza, Retta114
Pinza, Retta, Atr.114
Pinza, Retta, Mosquito112-113
Pinza, Riduz.285
Pinza, Rowe244
Pinza, Setto Nasale193, 196
Pinza, Taglia, EasyCut165
Pinza, Tagliaossa278
Pinza, TC100
Pinza, Torcifili, TC164
Pitanguy184
Portagli151-153
Portagli, Micro108, 144-151, 153-156
Portagli, Micro, TC157
Portagli, Micro, Ti145-148, 154
Portagli, TC154, 157-161
Posizionatore per Ramo253
Posizionatore P. TMJ BSSO291
Protettore196
Prov.-Hosp.114
Punta303
- R**
- Ragnell82
Ragnell-Davis121
Ragnell-Kilner89
Raschiatoio Vidal181
Raschiatore per Cartilagine217
Raspa213
Raspa Nasale212-213
Raspa, TC214, 216
Raspa, TC, Insetto215
Raspatore172
Retratore Mall279
Retratore250, 253, 263
Reynolds45-46
Reynolds-Jameson90
Riduttore321
Roser-König228
Rowe244
Rubin196, 207
- S**
- Saalfeld183
Sagoma Frontale288
Salyer245
Scalpello207, 209
Scalpello Piatto207
Schamberg183
Schiacciacomedoni183
Schink7
Schuchhardt237
Schwarz259
Scodella In Acciaio312
Sega Nasale210
Semken98, 101
Senn-Green121
Senn-Müller121
Separatore235-236, 254, 262-263, 297-298
Separatore Lauer per Progenismo238-240
Separatore linguale290
Separatore Mandibolare291
Separatore per Mento236
Separatore per Progenismo237
Separatore P. Ossa269
Separatore per Vestibulo233
Separatore Sagittale251
Separatore per Bordo248
Septum202-203
Set Compl. per Asportazione Delle Viti302
Sgorbia205
Shark141
Siegert78
Silver7, 209
Sistema Per Artrosopia Di Mano132
Smith251
Specolo Nasale188-190, 273
Spencer66
Spirale140
Stella-S95
Steinberg288-289
Steinhäuser254-258
Sternberg233
Stevens57, 88, 90
Strandell-Stille121
Strum. Per Riduzione Steinhauser 18 cm256
Strumento P. Schiacciamento ossa226
Supporto Per Mano Vickers175
Supporto Per Raggio176
- T**
- Tampone Di Pulizia P. Elettrodi323
TC-Tenaglia Tagliafili166
Tebbetts124
Tenaglia164
Tenaglia Tagliafili164
Tenaglia Tagliafili, TC165
Tenaglia, TC164
Terry252, 253

Tessier	272-284, 286
Tieck-Halle	189
Tobold	234
Toennis	77
Toennis-Adson	48, 77
Torchio per Cartilagine	211
Trapano	182
Triport	140-141
Troeltsch	192
Turvey	254

U

Uncino	116-123, 182, 217
Uncino con Fine a Bottone	217
Uncino Face-Lift	182
Uncino per Ossa	301
Unna	183
Unna-Vidal	183

V

Vannas	84
Vickers	130, 166, 171, 175
Vidal	181

W

Walter	207-208
Waugh	98, 101
Weil-Blakesley	194
Westmacott	192
Wieder	234
Wien	190
Williger	172
Wolff	181
Wolford	258

Y

Yasargil	85, 108-109
----------------	-------------

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australia
Tel.: +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brazil
Tel.: +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
china@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.

Milan · Italy
Tel. +39 039 605 67 31
italia@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.

Tokyo · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
nippon@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia
Tel.: +604 505 7838
malaysia@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.

Huizen · The Netherlands
Tel. +31 35 523 45 38
nederland@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Moscow · Russia
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Dubai · United Arab Emirates
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

London · United Kingdom
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

A company of the KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
P.O. Box 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

