

HOSPITAL



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

LEON PLUS

Современная рабочая станция для проведения анестезии у взрослых, детей и новорожденных

- 15" цветной сенсорный дисплей
- Вентиляция с гарантированным дыхательным объемом - PCV - VTG
- Мониторинг пациента при регионарной анестезии - MON
- Вентиляция с поддержкой давлением PSV (ASSIST)
- **Режимы вентиляции:** IMV, SIMV, SPCV, Man./Spont, HLM
- Встроенный мультигазовый анализатор
- Просмотр до 4-х кривых в реальном времени
- Отображение трендов и дыхательных петель
- Неонатальная вентиляция –
Дыхательный Объем от **3 мл**
- Электронный смеситель газов, с диапазоном потоков от 200 мл/мин до 18 л/мин



LEON

Анестезиологическая рабочая станция

- 12" цветной сенсорный дисплей
- Вентиляция с поддержкой давлением PSV (опция)
- Мониторинг пациента при регионарной анестезии - MON
- **Режимы вентиляции:** IMV, SIMV, SPCV, Man./Spont, HLM
- Вентиляция по полуоткрытому, полузакрытому и закрытому контурам
- Встроенный мультигазовый анализатор (опция)
- Блок механических ротаметров
- Пневматический привод вентилятора



LEON MRI

Специально разработанная версия анестезиологической станции Leon для работы в условиях высокого магнитного поля

- Совместимость с системами МРТ от 1,5 до 3.0 Тесла
- Визуальные индикаторы тревоги
- Встроенным мониторинг за уровнем магнитного поля для правильного расположения аппарата в кабинете МРТ

Опции:

- Гарантированный дыхательный объем VTG
- Неонатальная вентиляция
- Внешний экран слежения



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Одноразовые картриджи с натронной известью LEONSORB PLUS и LEONSORB PREMIUM

- Максимальная эффективность при работе с минимальными и низкими потоками
- Объем одноразового абсорбера 1,15 кг
- Замена без остановки аппарата
- Снижение затрат

LEONSORB PLUS



LEONSORB PREMIUM





*Снабжение
Медицинских
Учреждений*



<http://medtehural.ru/>

Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнёры!

Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений, косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте, являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы. Компания "Медицинские Технологии Урала" находится в городе Екатеринбурге. Город равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и эффективного партнера!

*ООО "Медицинские Технологии Урала", желает Вам
Здоровья и Процветания на долгие года*

*Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется
любой удобной для Вас транспортной компанией с соблюдением
температурного режима.*

Мы заботимся о безопасности Вашего груза! Сотрудничая с нами,

Вы делаете правильный выбор!

