



Каталог продукции

Терапия

Урология

Дренаж

Хирургия

Гастроэнтерология





О компании

MEDICOPLAST International GmbH на протяжении 40 лет занимается разработкой, производством и стерилизацией медицинских одноразовых изделий из пластика.

Такие продукты, как трубки, катетеры, дренажи, производятся автоматически в чистых помещениях, упаковываются, затем помещаются на поддоны и стерилизуются на нашем собственном предприятии *ETO*.

Глобальная сеть дистрибьюторов обеспечивает распределение почти 40 млн. катетеров в год в больницы и аптеки.

Многолетний опыт работы с изделиями из ПВХ, полиуретана, силикона и латекса, а также творческая команда разработчиков позволяют нам оперативно реализовывать индивидуальные проекты.

About us

Since 40 years, *MEDICOPLAST International GmbH* has been developing, producing and sterilizing medical disposables made of plastic.

Products such as tubes, catheters, drainages are manufactured automatically in cleanrooms, packed, then put on pallets and sterilized in our own *ETO* facility.

A global network of wholesalers provides the distribution of almost 40 Mio. catheters a year to hospitals and pharmacies.

Many years of experience in working with products made of PVC, polyurethane, silicone and latex and a creative development team enable us to satisfy individual wishes promptly.

Урология

РУССКИЙ / ENGLISH

СТРАНИЦЫ / PAGE

Катетер урологический (женский) /	5
Female catheter	
Катетер урологический (Нелатон, мужской) /	5
Nelaton catheter	
Катетер урологический (Тиманн) /	6-7
Tiemann catheter	
Катетер урологический (стенг мочеточниковый) /	7
Ureteral splint	
Катетер урологический (Фолея, силиконовый) /	8-9
Silicone Foley catheter	
Катетер урологический (Фолея, латексный) /	10-11
Latex Foley catheter	
Катетер урологический (гемостатический) /	12-13
Haemostatic catheter	
Катетер урологический (3-х ходовой, гематурический) /	14-15
3 - way haematuria irrigation catheter	
Катетер урологический (полиуретан) /	16- 17
Ureteral catheter	
Катетер урологический (Брачи, для уретерекутанеостомии) /	18- 19
Ureteral catheter	

Терапия

РУССКИЙ / ENGLISH

СТРАНИЦЫ / PAGE

Катетер для отсасывая /	35-37
Suction catheter	
Катетер для отсасывания (для трахеостомических трубок, с вакуум-контролем) /	37
Suction catheter for tracheostomy cannula with control	

Гастроэнтерология Хирургия Дренаж

РУССКИЙ / ENGLISH

СТРАНИЦЫ / PAGE

Зонд дуоденальный /.....	20
Levin duodenal tube	
Зонд дуоденальный с двойной заглушкой /.....	21
Levin duodenal tube	
Зонд дуоденальный с заглушкой /.....	21
Levin duodenal tube with x-ray with sealing plug	
Зонд желудочный /.....	22
Stomach tube	
Зонд для питания /	23-24
Feeding tube	
Катетер ректальный /	25
Rectal tube atraumatic	
Камера дренажная "Mini-Piccolo" /.....	26
Suction bottle "Mini-Piccolo"	
Камера дренажная /.....	27
QUICKY suction bottle	
Камера дренажная /.....	28
Mini QUICKY suction bottle	
Камера дренажная "Редон" /.....	29
Redon suction system	
Катетер дренажный "Penrose" /.....	30
Capillary drain "Penrose"	
Катетер дренажный "Thoracic" /	30
Thoracic catheter	
Катетер дренажный "Laparatomy" /.....	31
Silicone tube "Laparatomy"	
Камера дренажная "Robinson" /.....	32
Passive drainage "Robinson-drainage"	
Катетер дренажный /.....	33
Perforated tubing	
Катетер для отсасывания /	34
Suction cannula	



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический (женский)	Female catheter
100 0 06	Ch 06	материал ПВХ	length 18 cm
100 0 08	Ch 08	длина 18 см	closed tip
100 0 10	Ch 10	тип: закрытый	2 eyes
100 0 12	Ch 12	2 дренажных отверстия	polished eyes
100 0 14	Ch 14		
100 0 16	Ch 16		
100 0 18	Ch 18		
100 0 20	Ch 20		



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический (Нелатона, мужской)	Nelaton catheter
110 0 06	Ch 06	материал ПВХ	length 40 cm
110 0 08	Ch 08	длина 40 см	closed tip
110 0 10	Ch 10	тип: закрытый	2 eyes
110 0 12	Ch 12	2 дренажных отверстия	polished eyes
110 0 14	Ch 14		
110 0 16	Ch 16		
110 0 18	Ch 18		
110 0 20	Ch 20		
110 0 22	Ch 22		
110 0 24	Ch 24		



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический	Tiemann catheter
120 0 06	Ch 06	(Тиманн) материал ПВХ длина 40 см тип: закрытый, изогнутый 2 дренажных отверстия	length 40 cm closed, bent tip 2 eyes polished eyes
120 0 08	Ch 08		
120 0 10	Ch 10		
120 0 12	Ch 12		
120 0 14	Ch 14		
120 0 16	Ch 16		
120 0 18	Ch 18		
120 0 20	Ch 20		
120 0 22	Ch 22		
120 0 24	Ch 24		



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический	Tiemann catheter soft flexible
120 FS 12	Ch 12	(Тиманн) материал ПВХ длина 40 см тип: изогнутый, гибкий 2 дренажных отверстия	length 40 cm bent tip flexible 2 eyes polished eyes
120 FS 14	Ch 14		
120 FS 16	Ch 16		
120 FS 18	Ch 18		
120 FS 20	Ch 20		
120 FS 22	Ch 22		
120 FS 24	Ch 24		




Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический (Тимани, интегрированный баллон)
120 9 10	Ch 10	материал силикон длина 40 см 1 дренажное отверстие объем баллона 5-10 мл без латекса рентгеноконтрастная полоса
120 9 12	Ch 12	
120 9 14	Ch 14	
120 9 16	Ch 16	
120 9 18	Ch 18	
120 9 20	Ch 20	
120 9 22	Ch 22	
120 9 24	Ch 24	

**Tiemann Silicone catheter
with integrated balloon**
length 40 cm
1 eye
balloon 5 - 10 ml
latex - free
x-ray




Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический (стент мочеточниковый)
130 0 06	Ch 06	длина 75 см тип: закрытый 3 дренажных отверстия маркировка каждые 5 см рентгеноконтрастная полоса
130 0 08	Ch 08	
130 0 10	Ch 10	

Ureteral splint
length 75 cm
closed tip
3 eyes
marked every 5 cm
x-ray



Артикул / No.: Размер / Size:	Баллон / Balloon:	Катетер урологический	Silicone Foley catheter
115 0 06	Ch 06	1,5 мл / ml	(Фолея)
115 0 08	Ch 08	3,0 мл / ml	2-х ходовой
115 0 10	Ch 10	3,0 мл / ml	материал силикон
			длина 30 см
			тип: закрытый
			2 дренажных отверстия
			баллон: интегрированный
			цвет: прозрачный
			рентгеноконтрастная полоса
			стилет
Артикул / No.: Размер / Size:	Баллон / Balloon:	Катетер урологический	Silicone Foley catheter
115 0 12	Ch 12		(Фолея)
115 0 14	Ch 14		2-х ходовой
115 0 16	Ch 16		материал силикон
115 0 18	Ch 18		длина 40 см
115 0 20	Ch 20		тип: закрытый
115 0 22	Ch 22		2 дренажных отверстия
115 0 24	Ch 24		баллон: интегрированный
115 0 26	Ch 26		цвет: прозрачный
			объем баллона 5-10 мл
			рентгеноконтрастная полоса
Артикул / No.: Размер / Size:	Баллон / Balloon:	Катетер урологический	Silicone Foley catheter
115 8 14	Ch 14	20,0 мл / ml	(Фолея)
115 8 16	Ch 16	30,0 мл / ml	2-х ходовой
115 8 18	Ch 18	30,0 мл / ml	материал силикон
115 8 20	Ch 20	30,0 мл / ml	длина 40 см
115 8 22	Ch 22	30,0 мл / ml	тип: закрытый
115 8 24	Ch 24	30,0 мл / ml	2 дренажных отверстия
			баллон: интегрированный
			цвет: прозрачный
			объем баллона 30 мл
			рентгеноконтрастная полоса



Артикул / No.: Размер / Size:

115 2 10	Ch 10
115 2 12	Ch 12
115 2 14	Ch 14
115 2 16	Ch 16
115 2 18	Ch 18
115 2 20	Ch 20
115 2 22	Ch 22
115 2 24	Ch 24

**Катетер урологический
(Фолея, наличие продольных бороздок)**
2-х ходовой
материал силикон
длина 40 см
тип: закрытый
2 дренажных отверстия
цвет: прозрачный
объем баллона 5-10 мл
рентгеноконтрастная полоса

**Silicone Foley catheter
with dynamic surface**
2 - way balloon catheter
length 40 cm
closed tip
2 eyes
transparent
balloon 5 - 10 ml
x-ray



116 / 117 / 118

Артикул / No.: Размер / Size:

116 0 08 Ch 08
116 0 10 Ch 10

Катетер урологический (Фолея)

материал латекс
2-х ходовой
длина 30 см
тип: закрытый
цвет: жёлтый
силиконовое покрытие
2 дренажных отверстия
объем баллона 3 мл, "жесткий клапан"
стиллет

Latex Foley catheter

2 - way balloon catheter
length 30 cm
colour: amber
silicone coated
closed tip
2 eyes
balloon 3 ml, "hard valve"
with stylet

Артикул / No.: Размер / Size:

117 0 12 Ch 12
117 0 14 Ch 14
117 0 16 Ch 16
117 0 18 Ch 18
117 0 20 Ch 20
117 0 22 Ch 22
117 0 24 Ch 24
117 0 26 Ch 26

Катетер урологический (Фолея)

материал латекс
2-х ходовой
длина 40 см
тип: закрытый
цвет: жёлтый
силиконовое покрытие
2 дренажных отверстия
объем баллона 5-15 мл, "жесткий клапан"

Latex Foley catheter

2 - way balloon catheter
length 40 cm
colour: amber
silicone coated
closed tip
2 eyes
ballon 5 - 15 ml, "hard valve"

Артикул / No.: Размер / Size:

118 0 12 Ch 12
118 0 14 Ch 14
118 0 16 Ch 16
118 0 18 Ch 18
118 0 20 Ch 20
118 0 22 Ch 22
118 0 24 Ch 24

Катетер урологический (Фолея)

материал латекс
2-х ходовой
длина 40 см
тип: закрытый
цвет: жёлтый
силиконовое покрытие
2 дренажных отверстия
объем баллона 30 мл, "жесткий клапан"

Latex Foley catheter

2 - way balloon catheter
length 40 cm
colour: amber
silicone coated
closed tip
2 eyes
balloon 30 ml, "hard valve"

Внимание!

Не использовать пациентам с чувствительностью к латексу.

Caution!

Not to be used by patients with known or suspected allergy or sensitivity to latex.



Артикул / No.: Размер / Size:

118 3 16	Ch 16
118 3 18	Ch 18
118 3 20	Ch 20
118 3 22	Ch 22
118 3 24	Ch 24

Катетер урологический (Фолея)

материал латекс
3-х ходовой
длина 40 см
тип: закрытый
цвет: жёлтый
силиконовое покрытие
1 ирригационный канал
объем баллона 30 мл,
"жесткий клапан"

Latex Foley catheter

3- way balloon catheter
length 40 cm
colour: amber
silicone coated
1 irrigation line
closed tip
balloon 30 ml,
"hard valve"

Внимание!

Не использовать пациентам с чувствительностью к латексу

Caution

Not to be used by patients with known or suspected allergy or sensitivity to latex.



Артикул / No.: Размер / Size:

119 3 16 30 Ch 16
 119 3 18 30 Ch 18
 119 3 20 30 Ch 20
 119 3 22 30 Ch 22
 119 3 24 30 Ch 24

Катетер урологический (Фолея, Кувелер)

3-х ходовой, гемостатический материал ПВХ для промывания после TURP длина 40 см объем баллона 30 мл материал баллона латекс рентгеноконтрастная полоса

Foleyplast "Couvelaire" - soft -

Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP shaft of semi-rigid PVC length 40 cm balloon of natural latex balloon 30 ml x-ray

Артикул / No.: Размер / Size: Баллон / Balloon:

119 3 16 75 Ch 16 60 мл / ml
 119 3 18 75 Ch 18 60 мл / ml
 119 3 20 75 Ch 20 75 мл / ml
 119 3 22 75 Ch 22 75 мл / ml
 119 3 24 75 Ch 24 75 мл / ml

Катетер урологический (Фолея, Кувелер)

3-х ходовой, гемостатический материал ПВХ для промывания после TURP длина 40 см объем баллона 75 мл материал баллона латекс рентгеноконтрастная полоса

Foleyplast "Couvelaire" - soft -

Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP shaft of semi-rigid PVC length 40 cm balloon of natural latex balloon 75 ml x-ray



Артикул / No.: Размер / Size:

119 4 16 30 Ch 16
 119 4 18 30 Ch 18
 119 4 20 30 Ch 20
 119 4 22 30 Ch 22
 119 4 24 30 Ch 24

Катетер урологический (Фолея, Дюфуа)

3-х ходовой, гемостатический материал ПВХ для промывания после TURP длина 40 см объем баллона 30 мл материал баллона латекс рентгеноконтрастная полоса

Foleyplast "Dufour"- soft -

Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP shaft of semi-rigid PVC length 40 cm balloon of natural latex balloon 30 ml x-ray

Артикул / No.: Размер / Size: Баллон / Balloon: Катетер урологический


119 4 16 75 Ch 16 60 мл / ml
 119 4 18 75 Ch 18 60 мл / ml
 119 4 20 75 Ch 20 75 мл / ml
 119 4 22 75 Ch 22 75 мл / ml
 119 4 24 75 Ch 24 75 мл / ml

(Фолея, Дюфуа)

3-х ходовой, гемостатический материал ПВХ для промывания после TURP длина 40 см объем баллона 75 мл материал баллона латекс рентгеноконтрастная полоса

Foleyplast "Dufour"- soft -

Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP shaft of semi-rigid PVC length 40 cm balloon of natural latex balloon 75 ml x-ray



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический (Фoley, Мерсье)	Foleyplast "Mercier" - soft - Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP
114 4 16	Ch 16	3-х ходовой, гемостатический	length 40 cm
114 4 18	Ch 18	материал ПВХ	2 lateral drainage holes
114 4 20	Ch 20	для промывания после TURP	balloon of natural latex
114 4 22	Ch 22	длина 40 см	balloon 75 ml
114 4 24	Ch 24	2 латеральных дренажных отверстия	x-ray
		объем баллона 75 мл	
		материал баллона латекс	
		рентгеноконтрастная полоса	



Артикул / No.: Размер / Size:

113 2 16 30	Ch 16
113 2 18 30	Ch 18
113 2 20 30	Ch 20
113 2 22 30	Ch 22
113 2 24 30	Ch 24

Катетер урологический (Фолея, закрытый)

3-х ходовой, гематурический материал силикон
длина 40 см
объем баллона 30 мл

3 - way haematuria irrigation catheter of silicone
closed tip
length 40 cm
balloon 30 ml

Артикул / No.: Размер / Size: Баллон / Balloon:

113 2 18 80	Ch 18	60 мл / ml
113 2 20 80	Ch 20	80 мл / ml
113 2 22 80	Ch 22	80 мл / ml
113 2 24 80	Ch 24	80 мл / ml

Катетер урологический (Фолея, закрытый)

3-х ходовой, гематурический материал силикон
длина 40 см

3 - way haematuria irrigation catheter of silicone
closed tip
length 40 cm



Артикул / No.: Размер / Size:

113 3 18 30	Ch 18
113 3 20 30	Ch 20
113 3 22 30	Ch 22
113 3 24 30	Ch 24

Катетер урологический (Фолея, Дюфуа)

3-х ходовой, гематурический материал силикон
длина 40 см
объем баллона 30 мл

3 - way haematuria irrigation catheter of silicone "Dufour"
length 40 cm
balloon 30 ml

Артикул / No.: Размер / Size: Баллон / Balloon:

113 3 18 80	Ch 18	60 мл / ml
-------------	-------	------------

Катетер урологический (Фолея, Дюфуа)

Ch 20	80 мл / ml
Ch 22	80 мл / ml


3 - way haematuria irrigation catheter

Ch 24	80 мл / ml
-------	------------

113 3 20 80	113 3 24 80
113 3 22 80	

3-х
ходовой,
гематурич
еский
материал
УРОЛОГИЯ
СИЛИКОН
длина 40
см

of
silic
one
"Du
four
"
leng
th 40
cm



113 4

Артикул / No.:	Размер / Size:
113 4 18 30	Ch 18
113 4 20 30	Ch 20
113 4 22 30	Ch 22
113 4 24 30	Ch 24


Катетер урологический (Фолея, Кувелер)
3-х ходовой, гематурический материал силикон
длина 40 см
объем баллона 30 мл

3 - way haematuria irrigation catheter of silicone "Couvelaire"
length 40 cm
balloon 30 ml

Артикул / No.:	Размер / Size:	Баллон / Balloon:
113 4 18 80	Ch 18	60 мл / ml
113 4 20 80	Ch 20	80 мл / ml
113 4 22 80	Ch 22	80 мл / ml
113 4 24 80	Ch 24	80 мл / ml

Катетер урологический (Фолея, Кувелер)
3-х ходовой, гематурический материал силикон
длина 40 см

3 - way haematuria irrigation catheter of silicone "Couvelaire"
length 40 cm



113 5

Артикул / No.:	Размер / Size:
113 5 18 30	Ch 18
113 5 20 30	Ch 20
113 5 22 30	Ch 22
113 5 24 30	Ch 24

Ch 20
Ch 22

Артикул / No.:	Размер / Size:
113 5 18 80	Ch 18

Баллон / Balloon:
60 мл / ml 80 мл / ml 80 мл / ml

Катетер
урологический
(Фолея, Мерсье)
3-х ходовой,
гематурический
материал силикон
урология
длина 40 см
объем баллона 30 мл

Катетер
урологический
(Фолея, Мерсье)
3-х ходовой,
гематурический
материал силикон

3
-
w
a
y
h
a
e
m
a
t
u
r
i
a
i
r
r
i
g
a
t
i
o
n
c
a
t
h
e
t
e
r
o
f
s
i
l
i
c
o
n
e
"
M
e
r
c
i
e
r
"
length
40 cm
balloon
30 ml
3
-
w
a
y
h
a
e

m
a
t
u
r
i
a
i
r
r
i
g
a
t
i
o
n
c
a
t
h
e
t
e
r
o
f
s
i
l
i
c
o
n
e
"
M
e
r
c
i
e
r
"

Урология



Артикул / No.: Размер / Size:

137 4 14	Ch 04
137 4 15	Ch 05
137 4 16	Ch 06
137 4 17	Ch 07
137 4 18	Ch 08

Катетер урологический (Шевассю)

материал полиуретан
 градуировка см
 длина 69 см
 без дренажных отверстий
 проводник катетера
 коннектор луер-лок
 рентгеноконтрастная полоса

Ureteral catheter*

"Chevassu" pattern
 without eyes
 made of Medicothane®
 cm graduation length
 69 cm
 guide wire
 LL adapter
 x-ray

Артикул / No.: Размер / Size:

137 4 24	Ch 04
137 4 25	Ch 05
137 4 26	Ch 06
137 4 27	Ch 07
137 4 28	Ch 08

Катетер урологический

(закрытый)
 материал полиуретан
 градуировка см
 длина 69 см
 1 дренажное отверстие
 проводник катетера
 коннектор луер-лок
 рентгеноконтрастная полоса

Ureteral catheter*

closed tip
 1 eye
 made of Medicothane®,
 cm graduation
 length 69 cm
 guide wire
 LL adapter
 x-ray

Артикул / No.: Размер / Size:

137 4 34	Ch 04
137 4 35	Ch 05
137 4 36	Ch 06
137 4 37	Ch 07
137 4 38	Ch 08

Катетер урологический (закрытый)

материал полиуретан
 градуировка см
 длина 69 см
 2 дренажных отверстия
 проводник катетера
 коннектор луер-лок
 рентгеноконтрастная полоса

коннектор луер-лок рентгеноконтрастная
 полоса

Артикул / No.: Размер / Size:

137 4 64	Ch 04
137 4 65	Ch 05
137 4 66	Ch 06
137 4 67	Ch 07
137 4 68	Ch 08

Катетер урологический (открытый)

материал полиуретан
 градуировка см
 длина 69 см
 без дренажных отверстий
 проводник катетера


U
r
e
t
e
r
a
l
c
a
t
h
e
t
e
r
*
c
l
o
s
e
d
t
i
p
2 eyes
m
a
d
e
o
f
M
e
d
i
c
o
t
h
a
n
e
®
c
m
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
l
e
n
g
t
h
6
9

c
m
g
u
i
d
e
w
i
r
e
L
L
a
d
a
p
t
e
r
x-ray

U
r
e
t
e
r
a
l
c
a
t
h
e
t
e
r
*
c
e
n
t
r
a
l
o
p
e
n
i
n
g
w
i
t
h
o
u
t
e
y
e
s

made of
Medicot
hane®
cm
gradua
tion
l
e
n
g
t
h
6
9
c
m
g
u
i
d
e
w
i
r
e
L
L
a
d
a
p
t
e
r
x-ray

Урология



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический (Тиманн, изогнутый, открытый)	Ureteral catheter*
137 4 94	Ch 04	материал полиуретан градуировка см длина 69 см 1 дренажное отверстие проводник катетера коннектор луер-лок рентгеноконтрастная полоса	Tiemann - tip, bent, central opening, 1 eye made of Medicothane® cm graduation length 69 cm guide wire LL adapter x-ray
137 4 95	Ch 05		
137 4 96	Ch 06		
137 4 97	Ch 07		
137 4 98	Ch 08		


Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический	Ureteral catheter*
137 5 13	Ch 03	(олива, изогнутый, цилиндрический) материал полиуретан градуировка см длина 69 см 1 дренажное отверстие проводник катетера коннектор луер-лок рентгеноконтрастная полоса	Olive tip, bent, cylindrical 1 eye made of Medicothane® cm graduation length 69 cm guide wire LL adapter x-ray
137 5 14	Ch 04		
137 5 15	Ch 05		
137 5 16	Ch 06		
137 5 17	Ch 07		
137 5 18	Ch 08		

рентгеноконтрастная полоса



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический (открытый)
137 6 64	Ch 04	материал полиуретан градуировка см длина 69 см 2 дренажных отверстия проводник катетера коннектор луер-лок
137 6 65	Ch 05	
137 6 66	Ch 06	
137 6 67	Ch 07	
137 6 68	Ch 08	

U
r
e
t
e
r
a
l
c
a
t
h
e
t
e
r
*
c
e
n
t
r
a
l
o
p
e
n
i
n
g
2 eyes
m
a
d
e
o
f
M
e
d
i
c
o
t
h
a
n
e
®
c
m
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
l
e

n
g
t
h
6
9
c
m
g
u
i
d
e
w
i
r
e
L
L
a
d
a
p
t
e
r
x
-
r
a
y



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический	Ureteral catheter
137 8 04	Ch 04	(Брачи, для уретерекутанеостомии)	"Bracci" pattern
137 8 05	Ch 05	материал ПВХ	made of PVC
137 8 06	Ch 06	длина 152 см	length 152 cm
137 8 07	Ch 07	маркировка каждые 50 см	marked every 50 cm
137 8 08	Ch 08	9 дренажных отверстий	9 holes
137 8 09	Ch 09	рентгеноконтрастная полоса	x-ray
137 8 10	Ch 10		
137 8 11	Ch 11		
137 8 12	Ch 12		



Артикул / No.: Размер / Size:

150 0 08 Ch 08
 150 0 10 Ch 10
 150 0 12 Ch 12
 150 0 14 Ch 14
 150 0 16 Ch 16
 150 0 18 Ch 18
 150 0 20 Ch 20

Зонд дуоденальный
 материал ПВХ
 длина 125 см
 тип цилиндрический
 4 дренажных отверстия
 маркирован на
 45, 55, 65, 75 см
 100 шт / уп

Levin duodenal tube
 length 125 cm
 cylindrical
 4 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75 cm
 100 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

151 0 08 Ch 08
 151 0 10 Ch 10
 151 0 12 Ch 12
 151 0 14 Ch 14
 151 0 16 Ch 16
 151 0 18 Ch 18
 151 0 20 Ch 20

Зонд дуоденальный
 материал ПВХ
 длина 125 см
 тип открытый
 4 дренажных отверстия
 маркирован на
 45, 55, 65, 75 см
 100 шт / уп

Levin duodenal tube
 length 125 cm
 central opening
 4 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75 cm
 100 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

152 0 10 Ch 10
 152 0 12 Ch 12
 152 0 14 Ch 14
 152 0 16 Ch 16
 152 0 18 Ch 18
 152 0 20 Ch 20

Зонд дуоденальный
 рентгеноконтрастная полоса
 материал ПВХ
 длина 125 см
 тип цилиндрический
 4 дренажных отверстия
 маркирован на
 45, 55, 65, 75 см
 100 шт / уп

Levin duodenal tube
 with x-ray
 length 125 cm
 cylindrical
 4 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75 cm
 100 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

153 0 08 Ch 08
 153 0 10 Ch 10
 153 0 12 Ch 12
 153 0 14 Ch 14


Зонд дуоденальный
 153 0 16 Ch 16
 153 0 18 Ch 18
 153 0 20 Ch 20

Levin duodenal tube
 рентгеноконтрастная
 полоса материал ПВХ
 длина 125 см

тип
откры
тый
4 дренажных
отверстия
маркирован на
45, 55, 65, 75 см
100 шт / уп

with x-ray
length 125 cm
central opening 4
eyes
marked at
45, 55, 65, 75 cm
100 pcs / pack

Урология




154

Артикул / No.: Размер / Size:


154 0 12	Ch 12
154 0 14	Ch 14
154 0 16	Ch 16
154 0 18	Ch 18

Зонд дуоденальный
 рентгеноконтрастная полоса
 материал полиуретан
 двойная заглушка
 длина 125 см
 тип цилиндрический
 4 дренажных отверстия
 маркирован на
 45, 55, 65, 75 см
 100 шт / уп

Levin duodenal tube
 with x-ray
 made of Medicothane
 with universal coupling
 and sealing plug
 length 125 cm
 cylindrical
 4 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75 cm
 100 pcs / pack



Артикул / No.:	Размер / Size:	Зонд дуоденальный с заглушкой	Levin duodenal tube with x-ray with sealing plug
156 0 12	Ch 12	рентгеноконтрастная полоса	length 125 cm
156 0 14	Ch 14	материал ПВХ	cylindrical
156 0 16	Ch 16	длина 125 см	4 eyes
156 0 18	Ch 18	тип цилиндрический	marked at
		4 дренажных отверстия	45, 55, 65, 75 cm
		маркирован на	100 pcs / pack
		45, 55, 65, 75 см	
		100 шт / уп	
Артикул / No.:	Размер / Size:	Зонд дуоденальный с заглушкой	Levin duodenal tube with x-ray
157 0 08	Ch 08	рентгеноконтрастная полоса	with sealing plug
157 0 10	Ch 10	материал ПВХ	length 125 cm
157 0 12	Ch 12	длина 125 см	central opening
157 0 14	Ch 14	тип открытый	4 eyes
157 0 16	Ch 16	4 дренажных отверстия	marked at
157 0 18	Ch 18	маркирован на	45, 55, 65, 75 cm
157 0 20	Ch 20	45, 55, 65, 75 см	100 pcs / pack
		100 шт / уп	
Артикул / No.:	Размер / Size:	Зонд дуоденальный с заглушкой	Levin duodenal tube with x-ray
158 0 10	Ch 10	рентгеноконтрастная полоса	made of Medicothane®
158 0 12	Ch 12	материал полиуретан	with sealing plug
158 0 14	Ch 14	длина 125 см	length 125 cm
158 0 16	Ch 16	тип цилиндрический	cylindrical
158 0 18	Ch 18	4 дренажных отверстия	4 eyes
		маркирован на	marked at
		45, 55, 65, 75 см	45, 55, 65, 75 cm
		100 шт / уп	100 pcs / pack
Артикул / No.:	Размер / Size:	Зонд дуоденальный с заглушкой	Levin duodenal tube with x-ray
159 0 10	Ch 10	рентгеноконтрастная полоса	made of Medicothane®
159 0 12	Ch 12	материал полиуретан	with sealing plug
159 0 14	Ch 14	длина 125 см	length 125 cm
159 0 16	Ch 16	тип открытый	central opening
159 0 18	Ch 18	4 дренажных отверстия	4 eyes
		маркирован на	marked at
		45, 55, 65, 75 см	45, 55, 65, 75 cm
		100 шт / уп	100 pcs / pack



162



165

Артикул / No.: Размер / Size:

160 0 08 Ch 08
 160 0 10 Ch 10
 160 0 12 Ch 12
 160 0 14 Ch 14
 160 0 16 Ch 16
 160 0 18 Ch 18
 160 0 20 Ch 20

Зонд желудочный

материал ПВХ
 длина 85 см
 тип открытый
 4 дренажных отверстия
 маркировка на
 45, 55, 65, 75 см
 200 шт / уп

Stomach tube

length 85 cm
 central opening
 4 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75
 200 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

166 0 10 Ch 10
 166 0 12 Ch 12
 166 0 14 Ch 14
 166 0 16 Ch 16
 166 0 18 Ch 18

Зонд желудочный

материал ПВХ
 длина 85 см
 тип цилиндрический
 2 дренажных отверстия
 маркировка на
 45, 55, 65, 75 см
 200 шт / уп

Stomach tube

length 85 cm
 cylindrical
 2 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75 cm
 200 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

162 0 14 Ch 14
 162 0 16 Ch 16
 162 0 18 Ch 18

Зонд желудочный с проводником

материал ПВХ
 длина 100 см
 тип цилиндрический
 4 дренажных отверстия
 маркировка на
 45, 55, 65, 75 см
 50 шт / уп

Stomach tube

with plastic mandrin
 length 100 cm
 cylindrical
 4 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75 cm
 50 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:


165 0 18 Ch 18
 165 0 20 Ch 20
 165 0 22 Ch 22
 165 0 28 Ch 28
 165 0 30 Ch 30
 165 0 32 Ch 32
 165 0 35 Ch 35

Зонд желудочный

материал ПВХ
 длина 80 см
 тип цилиндрический
 2 дренажных отверстия
 не маркирован
 100 шт / уп

Stomach tube

length 80 cm
 cylindrical
 2 eyes
 not marked
 100 pcs / pack



Артикул / No.: Размер / Size:

420 0 05 Ch 05
 420 0 06 Ch 06
 420 0 08 Ch 08
 420 0 10 Ch 10
 420 0 12 Ch 12

Зонд для питания
 материал ПВХ
 длина 50 см
 разъём Луер с крышкой
 тип цилиндрический
 2 дренажных отверстия
 маркирован на 20 см
 рентгеноконтрастная полоса
 200 шт / уп


Feeding tube
 length 50 cm
 Luer fitting
 with cap
 cylindrical
 2 side eyes
 marked at 20 cm
 x-ray
 200 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

422 0 04 Ch 04
 422 0 05 Ch 05
 422 0 06 Ch 06
 422 0 08 Ch 08
 422 0 10 Ch 10
 422 0 12 Ch 12

Зонд для питания
 материал полиуретан
 длина 50 см
 разъём Луер с крышкой
 тип цилиндрический
 2 дренажных отверстия
 маркирован на 20 см
 рентгеноконтрастная полоса
 200 шт / уп

Feeding tube
 made of Medicothane®
 length 50 cm
 Luer fitting with cap
 cylindrical
 2 side eyes
 marked at 20 cm
 x-ray
 200 pcs / pack



Артикул / No.: Размер / Size:

425 0 05 Ch 05
 425 0 06 Ch 06
 425 0 08 Ch 08
 425 0 10 Ch 10
 425 0 12 Ch 12

Зонд для питания

материал ПВХ
 длина 100 см
 разъём Луер с крышкой
 тип цилиндрический
 2 дренажных отверстия
 маркирован на 25, 50, 75 см
 рентгеноконтрастная полоса
 200 шт / уп

Feeding tube

length 100 cm
 Luer fitting with cap
 cylindrical
 2 side eyes
 marked at 25, 50, 75 cm
 x-ray
 200 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

427 0 05 Ch 05
 427 0 06 Ch 06
 427 0 08 Ch 08
 427 0 10 Ch 10
 427 0 12 Ch 12

Зонд для питания

материал полиуретан
 длина 100 см
 разъём Луер с крышкой
 тип цилиндрический
 2 дренажных отверстия
 маркирован на 25, 50, 75 см
 рентгеноконтрастная полоса
 200 шт / уп

Feeding tube

made of Medicothane®
 length 100 cm
 Luer fitting with cap
 cylindrical
 2 side eyes
 marked at 25, 50, 75 cm
 x-ray
 200 pcs / pack




Артикул / No.: Размер / Size:

140 0 18	Ch 18
140 0 20	Ch 20
140 0 22	Ch 22
140 0 25	Ch 25
140 0 28	Ch 28
140 0 30	Ch 30
140 0 32	Ch 32
140 0 35	Ch 35

Катетер ректальный
материал ПВХ
длина 40 см
тип цилиндрический
2 дренажных отверстия
500 шт / уп

Rectal tube
atraumatic
length 40 cm
cylindrical
2 eyes
500 pcs / pack



Артикул / No.: 766 0 06	Размер / Size: Ch 06	Камера дренажная "Mini - Piccolo" 20 мл	Suction bottle "Mini - Piccolo" 20 ml
766 0 08	Ch 08	дренажный катетер с троакаром 40 шт / уп	with drain and needle 40 pcs / pack
Артикул / No.: 767 0 06	Размер / Size: Ch 06	Камера дренажная "Mini - Piccolo" 20 мл	Suction bottle "Mini - Piccolo" 20 ml
767 0 08	Ch 08	дренажный катетер без троакара 40 шт / уп	with drain without needle 40 pcs / pack
Артикул / No.: 770 0 06	Размер / Size: Ch 06	Камера дренажная "Piccolo" 30 мл	Suction bottle "Piccolo" 30 ml
770 0 08	Ch 08	дренажный катетер с троакаром 40 шт / уп	with drain and needle 40 pcs / pack

Артикул / No.:
771 0 08

Размер / Size:
Ch 08

Камера дренажная "Piccolo"
30 мл

дренажный катетер без троакара
40 шт / уп

with
40 p

Гастроэнтерология
771 0 08

Дренаж



Артикул / No.:
777 0 00

Камера дренажная
500 мл
соединительная трубка
устройство для крепления
двойная индивидуальная упаковка
20 шт / уп

QUICKY suction bottle
500 ml
connecting tube
hanger
double packed
20 pcs / pack

Артикул / No.:

Размер / Size:

Камера дренажная

QUICKY suction bottle

778 0 08
778 0 10
778 0 12
778 0 14
778 0 16
778 0 18

Ch 08
Ch 10
Ch 12
Ch 14
Ch 16
Ch 18

500 мл
соединительная трубка
устройство для крепления
дренажный катетер
двойная индивидуальная упаковка
20 шт / уп

500 ml
connecting tube
hanger and drain
double packed
20 pcs / pack

Артикул / No.:

Размер / Size:

Камера дренажная

QUICKY suction bottle

779 0 08
779 0 10
779 0 12

Ch 08
Ch 10
Ch 12

779 0 14
779 0 16
779 0 18

Ch 14
Ch 16
Ch 18

500 мл
соединительная
трубка

устройство для
крепления дренажный
катетер с троакаром
двойная
индивидуальная
упаковка 20 шт / уп

500 ml connecting
tube
hanger and drain and
needle double packed 20
pcs / pack



negative pressure max. 200 mb
макс. отрицательное давление 200 мбар

778

Артикул / No.:

777 2 00

Камера дренажная
200 мл
соединительная трубка
устройство для крепления
двойная упаковка
20 шт / уп

Mini QUICKY suction bottle
200 ml
with connecting tube
and hanger
double packed
20 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

778 2 08 Ch 08
778 2 10 Ch 10
778 2 12 Ch 12
778 2 16 Ch 16
778 2 18 Ch 18

Камера дренажная
200 мл
соединительная трубка
устройство для крепления
дренажный катетер
двойная индивидуальная
упаковка 20 шт / уп

Mini QUICKY suction bottle
200 ml
with connecting tube
hanger and drain
double packed
20 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

779 2 08 Ch 08
779 2 10 Ch 10
779 2 12 Ch 12
779 2 14 Ch 14
779 2 16 Ch 16
779 2 18 Ch 18

Камера дренажная
200 мл
соединительная трубка
устройство для крепления
дренажный катетер с троакаром

Mini QUICKY suction bottle
двойная индивидуальная упаковка
20 шт / уп

200 ml

w
i
t
h
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
t
u
b
e
h
a
n
g
e
r
a
n
d
d
r
a
i
n
a
n
d
t
r
o
c
a
r
d
o
u
b
l
e
p
a
c
k
e
d
2
0
p
c
s
/

p
a
c
k



Артикул / No.:
772 0 00

Камера дренажная "Редон"
450 мл
без дренажного катетера
Luer - коннектор
соединительная трубка
двойная индивидуальная
упаковка
20 шт / уп

Redon suction system
200 ml
without drain
Luer - connection
connecting tube
double packed
20 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

Камера дренажная "Редон"

Redon suction system

772 0 08 Ch 08
772 0 10 Ch 10
772 0 12 Ch 12
772 0 14 Ch 14
772 0 16 Ch 16

772 0 18 Ch 18

450 мл дренажный катетер
Luer - коннектор
соединительная трубка двойная
упаковка
20 шт / уп

200 ml
with drain
Luer
-
conn
ectio
n
conn
ectin
g
tube
doub
le
pack
ed
20 pcs / pack



786 / 787

Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер дренажный "Penrose"	Capillary drain
786 0 06	Ø 6,0 mm	материал силикон	"Penrose" of silicone
786 0 08	Ø 8,0 mm	длина 30 см	length 30 cm
786 0 10	Ø 10,0 mm	рентгеноконтрастная полоса	x-ray
786 0 12	Ø 12,0 mm	двойная индивидуальная упаковка	double packed
		100 шт / уп	100 pcs / pack
Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер дренажный "Penrose"	Capillary drain
787 0 06	Ø 6,0 mm	материал силикон	"Penrose" of silicone
787 0 08	Ø 8,0 mm	длина 50 см	length 50 cm
787 0 10	Ø 10,0 mm	рентгеноконтрастная полоса	x-ray
787 0 12	Ø 12,0 mm	двойная индивидуальная упаковка	double packed
		100 шт / уп	100 pcs / pack



790


Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер дренажный	Thoracic catheter
790 0 16	Ch 16	"Thoracic"	PVC
790 0 18	Ch 18	материал ПВХ	length 50 cm
790 0 20	Ch 20	длина 50 см	5 side eyes
790 0 22	Ch 22	5 дренажных отверстий	marked at 15, 20, 25, 30 cm
790 0 24	Ch 24	маркирована на 15, 20, 25, 30 см	x-ray
790 0 28	Ch 28	рентгеноконтрастная полоса	central opening
790 0 30	Ch 30	открытый конец	100 pcs / pack

790 0 32
790 0 34
790 0 36

Ch 32
Ch 34
Ch 36

100 шт / уп


Дренаж



780

Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер дренажный	Silicone tube
780 0 10	Ch 10	"Laparotomy" материал силикон длина 25 см 5 дренажных отверстий двойная индивидуальная упаковка без рентгеноконтрастной полосы 100 шт / уп	"Laparotomy" length 25 cm 5 side eyes double packed without x-ray 100 pcs / pack
780 0 12	Ch 12		
780 0 15	Ch 15		
780 0 18	Ch 18		
780 0 21	Ch 21		
780 0 24	Ch 24		
780 0 27	Ch 27		
780 0 30	Ch 30		
780 0 33	Ch 33		
780 0 36	Ch 36		
780 0 39	Ch 39		

Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер дренажный	Silicone tube
785 0 08	Ch 08	"Laparotomy" материал силикон длина 50 см 5 дренажных отверстий двойная индивидуальная упаковка без рентгеноконтрастной полосы 100 шт / уп	"Laparotomy" length 50 cm 5 side eyes double packed without x-ray 100 pcs / pack
785 0 10	Ch 10		
785 0 12	Ch 12		
785 0 15	Ch 15		
785 0 18	Ch 18		
785 0 21	Ch 21		
785 0 24	Ch 24		
785 0 27	Ch 27		
785 0 30	Ch 30		
785 0 33	Ch 33		
785 0 36	Ch 36		
785 0 39	Ch 39		




Артикул / No.:	Размер / Size:	Камера дренажная "Robinson" 500	Passive drainage "Robinson-drainage"
788 0 12	Ch 12	мл	500 ml
788 0 15	Ch 15	сливной кран	with link system
788 0 18	Ch 18	антивозвратный клапан	non-return valve
788 0 21	Ch 21	силиконовый дренаж	silicone tubing
788 0 24	Ch 24	с 5 боковыми отверстиями	with 5 side eyes
788 0 27	Ch 27	длина 90 см	length 90 cm
788 0 30	Ch 30	двойная индивидуальная упаковка	double packed
788 0 33	Ch 33	25 шт / уп	25 pcs / pack
788 0 36	Ch 36		
Артикул / No.:	Размер / Size:	Камера дренажная "Robinson"	Passive drainage "Robinson-drainage"
789 0 12	Ch 12	500 мл	500 ml
789 0 15	Ch 15	сливной кран	link system
789 0 18	Ch 18	антивозвратный клапан	non-return valve
789 0 21	Ch 21	силиконовая трубка	silicone tubing
789 0 24	Ch 24	с 5 боковыми отверстиями	with 5 side eyes
789 0 27	Ch 27	длина 90 см	length 90 cm
789 0 30	Ch 30	рентгеноконтрастная полоса	x-ray
789 0 33	Ch 33	двойная индивидуальная упаковка	double packed
789 0 36	Ch 36	25 шт / уп	25 pcs / pack
Артикул / No.:	Размер / Size:	Камера дренажная	Drainage bag
			1500 ml

1,5 л
антивозвратный клапан LL
коннектор
100 шт / уп


1,51
w
i
t
h
n
o
n
-
r
e
t
u
r
n
v
a
l
v
e
L
L
c
o
n
n
e
c
t
o
r
100 pcs / pack

Дренаж



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер дренажный	Perforated tubing
755 0 06	Ch 06	длина 50 см	length 50 cm
755 0 08	Ch 08	дренажная часть катетера - 14 см	14 cm perforated
755 0 09	Ch 09	маркировка	marked
755 0 10	Ch 10	двойная индивидуальная упаковка	double packed
755 0 12	Ch 12	рентгеноконтрастная полоса	x-ray
755 0 14	Ch 14	200 шт / уп	200 pcs / pack
755 0 16	Ch 16		
755 0 18	Ch 18		

Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер дренажный	Perforated tubing
758 0 06	Ch 06 *	длина 50 см	length 50 cm
758 0 08	Ch 08	дренажная часть катетера - 14 см с троакаром	14 cm perforated
758 0 10	Ch 10	маркировка	mounted on trocar
758 0 12	Ch 12	двойная индивидуальная упаковка	marked
758 0 14	Ch 14	рентгеноконтрастная полоса	double packed
758 0 16	Ch 16	100 шт / уп	x-ray
758 0 18	Ch 18	* перфорированная часть 7 см.	100 pcs / pack
			* only 7 cm perforated



<p>Артикул / No.: 680 0 22</p>	<p>Размер / Size: Ch 22</p>	<p>Катетер для отсасывания изогнутый 4 дренажных боковых отверстия 250 шт / уп</p>	<p>Suction cannula 4 side holes 250 pcs / pack</p>
<p>Артикул / No.: 690 0 18 690 0 24</p>	<p>Размер / Size: Ch 18 Ch 24</p>	<p>Катетер для отсасывания изогнутый 200 шт / уп</p>	<p>Suction cannula with handle 200 pcs / pack</p>
<p>Артикул / No.: 691 0 18 691 0 24 691 0 30</p>	<p>Размер / Size: Ch 18 Ch 24 Ch 30</p>	<p>Катетер для отсасывания изогнутый 4 дренажных боковых отверстия 100 шт / уп</p>	<p>Suction cannula with handle 4 side holes 100 pcs / pack</p>
<p>Артикул / No.: 692 0 18 692 0 22</p>	<p>Размер / Size: Ch 18 Ch 22</p>	<p>Катетер для отсасывания изогнутый перфорированная крышка 200 шт / уп</p>	<p>Suction cannula with handle with perforated cap 200 pcs / pack</p>



Артикул / No.: Размер / Size:

249 0 06	Ch 06
249 0 08	Ch 08
249 0 10	Ch 10
249 0 12	Ch 12
249 0 14	Ch 14
249 0 16	Ch 16
249 0 18	Ch 18
249 0 20	Ch 20

Катетер для отсасывая

материал ПВХ
длина 52 см
тип: открытый
2 дренажных отверстия

Suction catheter

length 52 cm
central opening
2 small side holes



Артикул / No.: Размер / Size:


252 0 14	Ch 14
252 0 16	Ch 16

Катетер для отсасывания

материал ПВХ
длина 52 см
тип: открытый
2 дренажных отверстия
силиконизированный

Suction catheter

length 52 cm
central opening
2 side eyes
siliconized



<p>Артикул / No.: 258 0 14</p>	<p>Размер / Size: Ch 14</p>	<p>Катетер для отсасывания материал ПВХ длина 52 см тип: открытый, изогнутый 2 дренажных отверстия силиконизированный</p>	<p>Suction catheter bent length 52 cm central opening 2 small side holes siliconized</p>
<p>Артикул / No.: 268 0 14 268 0 16 268 0 18</p>	<p>Размер / Size: Ch 14 Ch 16 Ch 18</p>	<p>Катетер для отсасывания материал ПВХ длина 60 см тип: открытый, изогнутый 2 дренажных отверстия силиконизированный</p>	<p>Suction catheter bent length 60 cm central opening 2 small side holes siliconized</p>



Артикул / No.: 271 0 16	Размер / Size: Ch 16	Катетер для отсасывания материал ПВХ длина 70 см тип: открытый 1 дренажное отверстие силиконизированный	Suction catheter length 70 cm central opening 1 side eye siliconized
----------------------------	-------------------------	---	--

Артикул / No.: 275 0 14	Размер / Size: Ch 14	Катетер для отсасывания (Pignout) материал ПВХ длина 60 см тип: открытый 4 дренажных отверстия силиконизированный	Suction catheter "Pignout" length 60 cm central opening 4 small side holes
----------------------------	-------------------------	---	--



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер для отсасывания (для трахеостомических трубок, с вакуум-контролем)	Suction catheter for tracheostomy cannula with control
233 0 08	Ch 08	материал ПВХ	length 26 cm
233 0 10	Ch 10	длина 26 см	central opening
233 0 12	Ch 12	тип: открытый	2 side holes
233 0 14	Ch 14	2 дренажных отверстия	
233 0 16	Ch 16		
233 0 18	Ch 18		



MEDICOPLAST
International GmbH



Снабжение Медицинских Учреждений

Главная

Доставка

Контакты



ЗАЯВКА

1. Реализация заявки в течение 10 дней
2. Штатная служба контроля качества
3. Ежедневная связь с клиентом по телефону
4. Возвратный манускрипт заказа

Отдел продаж: [+7 \(343\) 361-44-98](tel:+73433614498)

E-mail для заказчиков: sales@medtehural.ru



Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется любой удобной для Вас транспортной компанией с соблюдением температурного режима.

Сотрудничая с нами, **Вы делаете правильный выбор!**