

Запросите подробную
информацию по
продукции Kangdi у
представителя
компании сегодня!



РАЗУМНЫЙ ВЫБОР



КАЧЕСТВО В СОЧЕТАНИИ С ДОСТУПНОСТЬЮ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Широкая линейка сшивающих аппаратов Kangdi для традиционной хирургии представляет собой высококачественные медицинские изделия по доступной цене. Используя хирургические степлеры Kangdi при полостных операциях, Вы всегда можете рассчитывать на отличный клинический результат.

KYFB Аппараты линейного шва



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Более 10-ти лет Kangdi разрабатывает высоко-технологичную продукцию для различных областей хирургии и является одним из лидеров на рынке сшивающих аппаратов.

Хирургические степлеры проходят контроль на каждом этапе производства с максимально высоким уровнем заботы о качестве.



Модель	Код сменной кассеты	Цветовая маркировка	Высота открытой скрепки	Высота закрытой скрепки
KYFB-30L	KYFB-30L	Синий	3.8mm	1.0 - 2.0
KYFB-30H	KYFB-30H	Зеленый	4.8mm	1.5 - 2.5
KYFB-45L	KYFB-45L	Синий	3.8mm	1.0 - 2.0
KYFB-45H	KYFB-45H	Зеленый	4.8mm	1.5 - 2.5
KYFB-60L	KYFB-60L	Синий	3.8mm	1.0 - 2.0
KYFB-60H	KYFB-60H	Зеленый	4.8mm	1.5 - 2.5
KYFB-90L	KYFB-90L	Синий	4.2mm	1.0 - 2.0
KYFB-90H	KYFB-90H	Зеленый	5.0mm	1.5 - 2.5

KYGW Циркулярный сшивающий аппарат



Модель	Цвет	Высота открытой скрепки	Высота закрытой скрепки с тканью
KYGW-25.5	Белый	4.8mm	1.5 - 2.0
KYGW-25.5H	Белый	5.3mm	1.5 - 2.0
KYGW-28.5	Синий	5.3mm	1.5 - 2.0
KYGW-31.5	Зеленый	5.3mm	1.5 - 2.0
KYGW-33.5	Черный	5.3mm	1.5 - 2.0

KYQ Аппараты линейного анастомоза с встроенным ножом



Модель	Код сменной кассеты	Цветовая маркировка	Высота открытой скрепки	Высота закрытой скрепки
KYQ-60	KYQZ-60	Синий	3.8mm	1.5
KYQ-60H	KYQZ-60H	Зеленый	4.5mm	2
KYQ-80	KYQZ-80	Синий	3.8mm	1.5
KYQ-80H	KYQZ-80H	Зеленый	4.5mm	2
KYQ-100	KYQZ-100	Синий	3.5mm	1.5
KYQ-100H	KYQZ-100H	Зеленый	4.5mm	2

KYGZB Геморроидальный степлер



Модель	Высота открытой скрепки	Наружный диаметр головки	Внутренний диаметр головки	Количество рядов скрепок	Высота закрытой скрепки
KYGZB-32	4.2mm	32mm	23mm	2	1.5-0.8
KYGZB-33.5	4.2mm	33.5mm	24.2mm	2	1.5-0.8



Снабжение
Медицинских
Учреждений



<http://medtehural.ru/>

Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнёры!

Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений, косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте, являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы. Компания "Медицинские Технологии Урала" находится в городе Екатеринбурге. Город равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и эффективного партнера!

*ООО "Медицинские Технологии Урала", желает Вам
Здоровья и Процветания на долгие года*

*Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется
любой удобной для Вас транспортной компанией с соблюдением
температурного режима.*

Мы заботимся о безопасности Вашего груза! Сотрудничая с нами,

Вы делаете правильный выбор!

