



Снабжение
Медицинских
Учреждений



<http://medtehural.ru/>

Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнёры!

Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений, косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте, являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы. Компания "Медицинские Технологии Урала" находится в городе Екатеринбурге. Город равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и эффективного партнера!

*ООО "Медицинские Технологии Урала", желает Вам
Здоровья и Процветания на долгие года*

*Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется
любой удобной для Вас транспортной компанией с соблюдением
температурного режима.*

Мы заботимся о безопасности Вашего груза! Сотрудничая с нами,

Вы делаете правильный выбор!



Адгезивный Композитный Цемент Двойного Отверждения RelyX ARC



Описание продукта:

Высокоэстетичный адгезивный цемент для максимально прочной фиксации в дозирующей системе Clicker. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

1 Дозирующая система Clicker (4,5 г), оттенок А1

- Нулевая растворимость в ротовой жидкости - длительный срок службы конструкции
- Рентгеноконтрастность.
- Удобная в работе консистенция
- Легкость удаления излишков: цемент формирует промежуточную гель-фазу, что позволяет легко удалить излишки с 3-й по 5-ю минуту с начала замешивания
- Дозирующая систем Clicker™ - простота, точность и гигиеничность замешивания, отсутствие пыли
- При необходимости цемент может наноситься кисточкой или аппликатором

Рекомендуемые области применения:

- Постоянная фиксация:
- Коронок, вкладок и накладок, мостовидных конструкций из керамики, металлов, металлокерамики и композитных материалов
- Керамических систем на основе оксида циркония/ алюминия
- Мостовидных протезов Мэриленд
- Эндодонтических штифтов
- Культевых вкладок

