

DENTAL

CEATEC®
MEDIZINTECHNIK



CERTIFICATE

DQS GmbH
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
hereby certifies that the company

CEATEC Medizintechnik GmbH & Co. KG
Untere Hauptstrasse 6
78573 Wurmlingen
Germany

for the scope
development, production and distribution of surgical instruments, operating theatre lights, osteosynthesis, HF-instruments, spine implants, endoscopes and sterile disposable scalpels and disposable blades

has implemented and maintains a
Quality Management System.

An audit, documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following standard:

EN ISO 13485 : 2003 + AC 2007
Oktober 2007 edition

This certificate is valid until 2013-10-12
Certificate Registration No. 217466 MP23
Frankfurt am Main 2009-06-17

Ass. iur. M. Drechsel MANAGING DIRECTORS Dipl.-Ökon. J. Böge

D-60433 Frankfurt am Main, August-Schanz-Straße 21

Akkreditiert durch ZLG-ZQ-967.99.07-46

IQNet

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
hereby certify that the company

CEATEC Medizintechnik GmbH & Co. KG
Untere Hauptstrasse 6
78573 Wurmlingen
Germany

for the scope
development, production and distribution of surgical instruments, operating theatre lights, osteosynthesis, HF-instruments, spine implants, endoscopes and sterile disposable scalpels and disposable blades

has implemented and maintains a
Quality Management System.

An audit, documented in a report, has verified that this quality management system fulfills the requirements of the following standard:

EN ISO 13485 : 2003 + AC 2007
Oktober 2007 edition

This certificate is valid until 2013-10-12
Frankfurt am Main 2009-06-17
Registration Number: DE-217466 MP23

IQNet
Rene Wasmer
President of IQNet

Ass. iur. M. Drechsel
Managing Directors of DQS GmbH
J. Böge

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Tuttlingen (Wurmlingen), eine idyllische Kreisstadt (mit ca. 34.500 Einwohnern), gelegen zwischen dem Schwarzwald im Westen und dem Bodensee im Südosten.
Tuttlingen wurde im Jahre 797 n. Chr. zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

Tuttlingen (Wurmlingen), is a small city with a population of 34.500, located between the Black Forest to the west and the Lake of Constance to the south-east.
Tuttlingen was officially first mentioned in 797 a.C.

Tuttlingen (Wurmlingen), una cittá idillica (capoluogo con ca. 34.500 abitanti) situata tra la Foresta Nera ad ovest ed il Lago di Costanza a sudest.
Tuttlingen, fu per la prima volta documentata nell'anno 797 d.C.

Tuttlingen (Wurmlingen), una ciudad idílica, capital de distrito (con aproximadamente 34.500 habitantes), situada entre la Selva Negra al oeste y el Lago de Constanza al sureste.
Tuttlingen fue citada por primera vez en documentos en el año 797 D.C.





Kurze Wegbeschreibung:

Von Süden kommend, erreichen Sie uns über Zürich (() - Autobahn (A 81) Richtung Stuttgart (() - Abfahrt Geisingen (B 311), oder von Westen, über Freiburg - Bundesstraße (B 31/B 311).

How to find us:

Coming from the South, you can reach us from Zurich (() Motorway/Highway (A 81) - direction Stuttgart, Motorway/Highway exit Geisingen - direction Tuttlingen (B 311), Coming from the West, you can reach us from Freiburg direction Titisee-Neustadt (B 31), Geisingen (B 311), Tuttlingen/Wurmlingen.

Come raggiungerci:

Da sud attraversando Zürich (() ed imboccando l'autostrada (A 81) in direzione Stuttgart (() - uscita Geisingen - (B 311), oppure attraverso Freiburg percorrendo la statale (B 31/B 311).

Descripción corta:

Llegando por el sur, usted nos encuentra a través de la autopista-Zürich (() en dirección a Stuttgart (A 81) - salida Geisingen - (B 311), o viniendo del oeste por Freiburg - carretera federal (B 31/B 311).

Unsere Firmenphilosophie

Für alle verpflichtend:
Der Kunde steht im Mittelpunkt

- Der Kunde ist die wichtigste Person für unser Unternehmen, egal ob er anwesend ist, ob er schreibt oder anruft.
- Er ist nicht von uns abhängig, sondern wir von ihm.
- Er stört uns nicht bei der Arbeit, sondern ist in Sinn und Zweck ihr Inhalt.
- Er ist kein Fremder, sondern ein lebender Bestandteil unseres Geschäfts. Wenn wir seine Wünsche erfüllen, tun wir ihm keinen Gefallen. Er tut uns einen Gefallen, wenn er sich seine Wünsche durch uns erfüllen läßt.
- Er ist keine Nummer, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Mit Eigenschaften und Stimmungen, wie auch wir sie haben.
- Er kommt nicht zu uns, um Streitgespräche zu führen oder seine Intelligenz messen zu lassen. Aber er hat das Recht, seine Meinung zu äußern.
- Er legt uns sein Wünsche vor. Unsere Aufgabe ist es, diese Wünsche sowohl für ihn als auch für uns gewinnbringend zu erfüllen.

Our Company Philosophy

Our obligations:
The customer is the our first priority

- *The customer is the most important person for our company, whether he is present, writes or calls.*
- *He is not dependent on us - we depend on him.*
- *He does not interrupt our work, but is the reason and purpose of it.*
- *He is not a stranger, but a living part of our business. If we comlpy with his requests, we are not doing him a favour. He is doing us a favour in letting us fullfil his wishes.*
- *He is not just a number, but a person with characteristics and moods, just like us.*
- *He doesn't come to us to argue or to partake in a combat of intelligence. However, he has the right to voice his opinion.*
- *He presents his case and requirements. It is our job to fullfil his requirements profitably - for him and for us.*

Filosofia della nostra impresa

Vale per tutti:
Il cliente é al centro della nostra attenzione

- Il cliente é la persona piú importante per la nostra azienda - che sia presente, che tefefoni o che scriva.
- Il cliente non dipende da noi, ma noi dal nostro cliente.
- Il cliente non ci disturba durante il nostro lavoro, ma lui é l'obiettivo e la ragione per il nostro lavoro.
- Il cliente non é un estraneo, ma un componente vivo dei nostri affari. Se noi soddisfacciamo i suoi desideri, non gli facciamo un favore. Lui fa un favore a noi, se ci permette di soddifare le sue esigenze.
- Il cliente non é un numero, ma un essere umano fatto di carne e sangue. Ha delle caratteristiche ed umori come l'abbiamo anche noi.
- Il cliente non viene da noi per fare dibattiti o per misurare la sua intelligenza. Peró lui ha il diritto di esprimere la sua opinione.
- Il cliente ci sottopone le sue esigenze. È il nostro obbligo di soddifare queste esigenze in modo fruttuoso per ambedue le parti.

Nuestra filosofia de empresa

Válido para todos:
El cliente: nuestro centro de atencion

- *El cliente es la persona más importante para nuestra empres, ya sea por teléfono, por correspondencia o se encuentre éste presente.*
- *Él no depende de nostotros, sino que somos nosotros lo que dependemos de él.*
- *No nos molesta en nuestro trabajo, sino que es el sentido y la finalidad de éste.*
- *Él no es ningún eytraño, sino un componente vivo de nuestro negocio. Cuando cumplimos sus deseos no le estamos haciendo ningún favor. Él nos hace un favor cuando nos deja ser los que cumplamos sus deseos.*
- *El cliente no es ningún número. Es una person de carne y hueso. Con cualidades y estados de ánimo, como nosotros también tenemos.*
- *Él no se dirge a nosotros para mantener discusiones o medir su teligencia. Pero, tiene todo el derecho a darnos su opinión.*
- *Nuestro cliente nos muestra sus deseos. Nuestra tarea es cuplir éstos de forma provechosa tanto para él como para nosotros.*

CEATEC ist ein kleines Familienunternehmen (gegründet 1995) mit Sitz in Wurmlingen bei Tuttlingen. CEATEC hat sich auf den Vertrieb von hochwertigen Instrumenten “Made in Germany” spezialisiert. Der Gründer und seine Mitarbeiter können auf eine 30jährige Erfahrung in der Medizintechnik im internationalen Wettbewerb zurückblicken. Unsere Prämissen sind:

- QUALITÄT - SICHERHEIT - VERTRAUEN - SERVICE -

Durch unsere hohen Qualitätsansprüche garantieren wir, eine Langlebigkeit und ein im Preis - Leistungsverhältnis kostengünstiges Produkt. In den Mittelpunkt unserer Tätigkeit setzen wir die Forderungen und Notwendigkeiten unserer Kunden.

CEATEC is a small family company (founded in 1995) located in Wurmlingen close to Tuttlingen. CEATEC is specialized in the distribution of high quality surgical instruments “Made in Germany”. The comany’s founder, and also the members of staff, can look back on more then 30 years experience in the international market.
Our objectives are:

*- **QUALITY - PRODUCT SAFETY - DEPENDABILITY - SERVICE -***

In consideration of our high quality expectations, we are in a position to guarantee, constitutes a longlife, quality product at a low price. Our activities revolve around our customers demands and requirements.

CEATEC è una piccola impresa familiare (fondata nel 1995) con sede a Wurmlingen, vicino a Tuttlingen la quale si è specializzata nella vendità di strumenti ad alto livello “Made in Germany”. Il suo fondatore ed i suoi collaboratori vantano una trentennale esperienza nel campo tecnico medicale a livello internazionale.
I nostri obiettivi sono:

- QUALITÁ - SICUREZZA - FIDUCIA - SERVIZIO -

Grazie all’alto livello qualitativo dei nostri prodotti ne assicuriamo una lunga durata nel tempo e di conseguenza ne garantiamo la convenienza in un ottimale rapporto qualità prezzo. Nel centro delle nostre attività mettiamo le richieste e le necessità dei nostri clienti.

CEATEC es una pequeña empresa familiar (fundada en el año 1995) con sede en Wurmlingen al lado de Tuttlingen. Se ha especializado en la distribución de instrumental quirúrgico de alta calidad “Made in Germany”. El fundador y sus colaboradores tienen una experiencia de más de treinta años en el sector de equipos medicos a nivel internacional.
Nuestros objetivos son:

- CALIDAD - SEGURIDAD - SERVICIO - CONFIANZA -

Gracias al alto nivel de calidad de nuestros productos, les aseguramos una larga duración de vida y por consecuencia les garantizamos la ventaja de una óptima relación entre calidad y precio de nuestro productos. En el centro de nuestras actividades ponemos las exigencias y las necesidades de nuestros clientes.

DIAGNOSTIK

- Pinzetten
- Zahnsonden
- Mundspiegel + Griffe
- Parodontalsonden

DIAGNOSTICS

- Tweezers
- Explorers
- Mirrors and Mirror Handles
- Perio Probes

KONSERVIERENDE BEHANDLUNG

- Füllungsinstrumente
- Polierinstrumente
- Exkavatoren
- Gingivalrandschräger
- Compo-Fill Instrumente
- Modellierinstrumente
- Zementspatel
- Retraktionsfadenstopfer
- Amalgampistolen
- Wurzelkanalinstrumente
- Kofferdam Instrumente
- Matrizenspanner

CONSERVATIVE TREATMENT

- Filling Instruments
- Burnishers
- Excavators
- Gingival Margin Trimmers
- Compo-Fill Instruments
- Carving Instruments
- Cement Spatulas
- Gingival Cord Packers
- Amalgam Carriers
- Root Canal Instruments
- Rubberdam Instruments
- Matrix Retainers

PARODONTOLOGIE

- Zahnreiniger
- Gracey Küretten
- Scaler
- Gingivektomie Messer
- Parodontalfeilen
- Meißel
- Raspatorien

PERIODONTIA

- Scalers
- Gracey Curettes
- Scaler
- Gingivectomy Knives
- Perio Files
- Chisels
- Raspatories

EXTRAKTION

- Zahnzangen englische Form
- Kinderzahnzangen
- Zahnzangen amerikanische Form
- Wurzelheber

EXTRACTION

- Extracting Forceps english pattern
- Extracting Forceps child pattern
- Extracting Forceps american pattern
- Root Elevators

DENTALE CHIRURGIE

- Mund- und Wundhaken
- Hämmer, Meißel, Raspatorien
- Knochenfeilen, Periotome
- Saugrohre
- Pinzetten
- Scheren
- Nadelhalter
- Hohlmeißelzangen
- Arterienklemmen
- Skalpellgriffe

DENTAL SURGERY

- Retractors
- Mallets, Chisels, Raspatories
- Bone Files, Periotomes
- Suction Tubes
- Tweezers
- Scissors
- Needle Holders
- Bone Rongeurs
- Haemostatic Forceps
- Scalpel Handles

PROTHETIK

- Abdampfnetz Richter
- Modellierinstrumente
- Gipsmesser, Gipsspatel
- Tasterzirkel, Gußküvetten, Sägebogen
- Kronenabnehmer
- Band- und Ligaturinstrumente

PROSTHETICS

- Steamer Net Richter
- Waxing Instruments
- Plaster Knives, Plaster Spatulas
- Calipers, Saw
- Crown Remover
- Band- and Ligating Instruments

DENTAL-ELEKTRODEN

DENTAL ELECTRODES

ABDRUCKLÖFFEL

IMPRESSION TRAYS

TRAYS

TRAYS

DENTAL LED-LEUCHTE


DENTAL LED-LIGHT



Fig.1	Fig.2	Fig.3	Fig.3A
D100.01	D100.02	D100.03	D100.3A
D101.01	D101.02	D101.03	D101.3A
D102.01	D102.02	D102.03	D102.3A



Fig.6	Fig.8	Fig.9
D100.06	D100.08	D100.09
D101.06	D101.08	D101.09
D102.06	D102.08	D102.09



D100.xx D101.xx D102.xx



Fig.11	Fig.17	Fig.23
D100.11	D100.17	D100.23
D101.11	D101.17	D101.23
D102.11	D102.17	D102.23




mit feinen flexiblen Spitzen federhart

with fine and flexible tips

Fig.35

D100.35
D101.35
D102.35



D105.xx D106.xx D107.xx




Fig.2
D105.02
D106.02
D107.02

Fig.3
D105.03
D106.03
D107.03

Fig.5
D105.05
D106.05
D107.05

Fig.6
D105.06
D106.06
D107.06




Fig.11
D105.11
D106.11
D107.11

Fig.8-9
D105.89
D106.89
D107.89

Fig.8
D105.08
D106.08
D107.08

Fig.9
D105.09
D106.09
D107.09



Fig.8	Fig.9	Fig.11	Fig.17	Fig.23	Sondenspitzen mit Gewinde **tips with thread**
D104.08	D104.09	D104.11	D104.17	D104.23	

MIKROSPIEGEL FS RHODIUM
MICROMIRRORS FS RHODIUM



Ø 3 mm	Ø 5 mm	3 x 6 mm
D201.10	D201.20	D201.30



plan **plane**		hohl **magnify-ing**
D200.3P	Ø 20mm	D200.03
D200.4P	Ø 22mm	D200.04
D200.5P	Ø 24mm	D200.05











passende Griffe **suitable handles**	hohl, verchromt **hollow,** **chromium** **plated**	hohl, rostfrei **hollow** **stainless**	hohl, rostfrei **hollow** **stainless**	hohl, rostfrei **hollow** **stainless**	massiv, rostfrei **solid** **stainless**
	D200.H1	D200.H2	D200.H3	D200.H4	D200.H5

Furkations-Sonde
Furcation Probe

1-2-3-5-7-8-9-10



WILLIAMS 23W
D405.23

1-2-3-5-7-8-9-10
flach
flat



GOLDMAN-FOX-WILLIAMS
D405.32



NABERS 2N
D405.2N



WILLIAMS
ohne Farbmarkierungen
no color coding

405/W



CP10

405/CP10



3-6-9-11



CP11

405/CP11

3-6-9-12



CP12

405/CP12

1-2-3-4-5-6-7-8-9
10-11-12-13-14-15



CP15

D405.15

3,5-5,5-8,5-11,5



WHO

D405.42

1-2-3-5-7-8-9-10
flach
flat



GOLDMAN-FOX PGF

D405.31



LONDON COLLEGE
D180.05



LONDON COLLEGE
diamantiert
diamond coated
D180D05



LONDON COLLEGE
mit Schloss
with lock
D180.06



LONDON COLLEGE
glatter Griff
smooth handle
D180.10



MILLER
Artikulationspapier Pinzette
Articulating paper forceps
D180.01



MERIAM
D180.09



MERIAM
diamantiert
diamond coated
D180D09



PERRY
D180.08



CRANE KAPLAN
D181.02




CRANE KAPLAN
D181.03

Taschenmarkierungspinzetten
Pocket Markers

Die einzelnen Modelle innerhalb des Kapitels „Konservierende Behandlung“ sind mit unterschiedlichen Griffen erhältlich. Welches Modell mit welchem Griff standardmäßig verfügbar ist, zeigt Ihnen das entsprechende Symbol hinter der jeweiligen Artikelnummer. Wenn ein von Ihnen ausgewähltes Modell in der gewünschten Griffvariante hier nicht angezeigt wird, fragen Sie bitte bei uns an. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot für Ihr Wunschinstrument.

Some of the filling and waxing instruments shown in this chapter „Conservative Treatment“ are available with different handles. The symbol behind the item number shows you the type of handle that is available in our standard program for the corresponding tips. If your preferred pattern of the tips is not available with your preferred handle, please contact us for a special offer.



Achtkant-Griff
Octagonal Handle
Ø 5,5mm




Rundgriff massiv
Round Handle Solid
Ø 6mm




Hohlgriff
Hollow Handle
Ø 8mm






D110.01 ● D110.02 ● D110.2R ● D110.R2 ○ D110.03 ● D110.R3 ○ D110.04 ● D110.4R ● D110.R4 ○ D110.05 ● D110.06 ●




D110.07 ● D110.08 ● D110.09 ● D110.10 ● D110.11 ●







0,9	0,9	2,5	3,0	2,0	2,5
DYCAL	DYCAL	HOPSON	HOPSON	BURNISHER 1	BURNISHER 1L
D110.00 ⬢	D110.0K ⬢	D110.13 ⬢	D110.14 ⬢	D110.A1 ⬢	110.A1L ⬢




1,9	1,5	2,4	3,1	3,6
Fig. 6	Fig. 6A	Fig. 7	Fig. 7A	Fig. 7B
D110.A6 ⬢	D110.A6A ⬢	D110.A7 ⬢	D110.A7A ⬢	D110.A7B ⬢



1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5
1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0
D111.01 ⬢	D111.1F ⬢	D111.02 ⬢	D111.2F ⬢	D111.03 ⬢	D111.3F ⬢	D111.04 ⬢




0,8	1,2	1,2	1,6	1,6	2,0	2,0	1,0
1,0	1,6	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	2,0
D112.00 ⬢	D112.01 ⬢ D112.R1 ○	D112.1S ⬢	D112.02 ⬢ D112.R2 ○	D112.2S ⬢	D112.03 ⬢ D112.R3 ○	112/3S ⬢	112/5 ⬢




D113.01 ● D113.02 ● D113.03 ● D113.04 ● D113.05 ● D113.07 ● D113.08 ● D113.09 ●
D113.1R ● D113.2R ● D113.3R ●
D113.R1 ○ D113.R2 ○ D113.R3 ○

- Sie haben Ihr Wunschmodell nicht gefunden? Wir fertigen nach Ihren Vorgaben!
- **You did not find your preferred instrument? We manufacture according to your specification!**




D113.1K ● D113.2K ● D113.3K ● D113.4K ● D113.5K ●







1,0	1,5	2,0	2,5	3,2	1,6
D114.00 ●	D114.01 ●	D114.02 ●	D114.03 ●	D114.04 ●	D114.05 ●
D114.0R ●		D114.2R ●			
	D114.R1 ○	D114.R2 ○	D114.R3 ○		




1,5	2,0	2,0
D114.P8A ●	D114.P4 ●	114.P6 ●
D114.P8AR ●	D114.P4R ●	114.P6R ●



114/PFI1 ● 114/PFI3 ● 114/PFI14 ● 114/PFI15 ● 114/PFI49 ● 114/PFI166 ●




114/PFI185 ● 114/6 ● 114/6S ● PLANATOR 115/1 ● PLANATOR 115/2 ●



BLACK D152.01 ● D152.1R ●
BLACK D152.02 ● D152.2R ●
BLACK D152.03 ●
BLACK D152.04 ●
BLACK D152.05 ●
HOLLENBACK D161.03 ●
HOLLENBACK D161.04 ●
MORTENSON D162.00 ●



WARD 1 D163.W1 ●
WARD 2 D163.W2 ●
WARD 3 D163.W3 ●
WILLIAMS D164.00 ●
WILLIAMS D164.01 ●
WILLIAMS D164.02 ●



WESTCOTT
D150.01
D150.1R

WESTCOTT
D150.02
D150.2R

D150.B1
D150.B1R

D150.PI

WHITE
D150.29-31

WHITE
D150.34-29



WHITE 28
D150.28

WHITE 29
D150.29

WHITE 31
D150.31

WHITE 32
D150.32

WHITE 33
D150.33

WHITE 34
D150.34



1,7



D134.14
D135.14

2,1



DARBY-PERRY
220/221

D134.15
D135.15

- Sie haben Ihr Wunschmodell nicht gefunden?
  Wir fertigen nach Ihren Vorgaben!
- **You did not find your preferred instrument? We manufacture according to your specification!**


1,5



EXC 5

D134.16
D135.16


1,5



EXC 17

D134.17
D135.17

1,7



EXC 18

D134.18
D135.18

2,5



EXC 19

D134.19
D135.19

3,0



WHITE 20

D134.20
D135.20



1,3



131/132

D134.10 ●
D135.10 ●

2,1



125/126

D134.11 ●
D135.11 ●

1,7



127/128

D134.12 ●
D135.12 ●

1,5



129/130

D134.13 ●
D135.13 ●

1,7



159/160

D135.21 ●

1,1



133/134

D134.09 ●
D135.09 ●

2,5



73/74

D135.22 ●

1,1



1,7

153/154

D135.23 ●




243

D135.729 ●



244

D135.730 ●



245

D135.731 ●


SPEZIAL
SPECIAL




D134.S11
D135.S11



D134.S15
D135.S15



D134.S20
D135.S20



D134.31L
D135.31L



BLACK

D171.77-78 ⬢

distal



BLACK

D171.79-80 ⬢

mesial





Gingivalrandschräger
Gingival Margin Trimmer

D173.28 ⬢ D173.29 ⬢
D173.28R ⬢ D173.29R ⬢
distal mesial




Füllungsentferner
Filling Remover

D170.01 ⬢
doppelendig
double ended

D170.02 ⬢
einendig
single ended

Hier einige der Modelle, die als COMPO-FILL mit TiN-Beschichtung erhältlich sind:

Here are some of the pattern that are available with TiN-Coating:



COMPO-FILL


Unsere COMPO-FILL Instrumente haben eine spezielle hochglanzpolierte TiN (Titan-Nitrid) Beschichtung, die das Festkleben des Composites an den Arbeitsenden verhindert. Die Beschichtung ist sehr viel härter als Edelstahl und dadurch auch sehr resistent gegen die verschiedenen Reinigungs- und Sterilisationsprozesse.

Our COMPO-FILL instruments have a special high mirror polished TiN (Titanium Nitrid) coating that avoids the sticking of the composite material on the working tips. This TiN-Coating is a lot more harder than stainless steel and withstands therefore diverse cleaning and sterilization processes.

Alle im Kapitel „Konservierende Behandlung“ gezeigten Füllungs- und Modellierinstrumente sind als COMPO-FILL erhältlich.


All filling and waxing instruments shown within the chapter of conservative treatment are available as COMPO-FILL.

HEIDEMANN FLEXIBEL




2,0	2,5	3,0
D116.00 ●	D116.01 ●	D116.02 ●
D116.0R ●	D116.1R ●	D116.2R ●

BESTSELLER



DISCOID CLEOID 89/92	DISCOID CLEOID 1/2	DISCOID CLEOID 3/6	HOLLENBACK 1/2	HOLLENBACK 3	HOLLENBACK 3S
D160.01 ⬢ D162.01 ●	D160.02 ⬢ D162.02 ●	D160.3-6 ⬢ D162.3-6 ●	D160.H12 ⬢ D161.H12 ●	D160.H3 ⬢ D161.H3 ●	D160.H3S ⬢ D161.H3S ●



FRAHM	FRAHM	FRAHM	WILAND	WARD	WARD
D160.73 ●	D160.74 ●	D160.78 ● D162.78 ●	D160.W ● D161.W ●	D160.W1 ● D162.W1 ●	D160.W2 ● D162.W2 ●



INTERPROXIMAL

D160.J2
D162.J2



TUFT Fig. 1

D160.T1
D162.T1



TUFT Fig. 2

D160.T2
D162.T2



NYSTROEM


D173.02



BEALE


D162.7A

BESTSELLER



D140.01 D140.02 D140.03

flexibel
flexible



D173.04
gezahnt
serrated

D173.05
ungezahnt
non-serrated



D173.06
0,5–1,0mm

D173.07
0,7–1,2mm

D173.08
0,9–1,4mm



D117.01
LUNIATSCHEK
Tamponstopfer schmal
Gauze Packers narrow

D117.02
Tamponstopfer breit
Gauze Packers wide




D145.30
30°
mit Metallspitze
with metal tip



D145.45
45°
mit Metallspitze
with metal tip



D145.85
85°
mit Metallspitze
with metal tip



D118.GL1

GLICK ENDO
Exkavator
Excavator

D101.16
DG16
Spreizer
Spreader

D108.11
Spreizer
Spreader

D108.1-3
Stopfer
Plugger

D108.5-7
Stopfer
Plugger

D108.9-11
Stopfer
Plugger

D181.04

Nahtpinzette
Suture Twee-zers
15cm



D315.01

AINSWORTH, 17cm
Kofferdam-Lochzange
Rubberdam Punch



D315.02

IVORY, 16cm
Kofferdam-Lochzange
Rubberdam Punch



D315.03

STOKE, 17cm
Kofferdam-Klammerzange
Rubberdam Clamp Forceps



D315.04

IVORY, 17cm
Kofferdam-Klammerzange
Rubberdam Clamp Forceps



D315.05

BREWER, 17cm
Kofferdam-Klammerzange
Rubberdam Clamp Forceps



TOFFLEMIRE
Universal

D320.11



TOFFLEMIRE
Junior

D320.22



TOFFLEMIRE
Senior

D320.33



D320.01

Matrizenband
Matrix Band



D320.02

Matrizenband
Matrix Band



D320.03

Matrizenband
Matrix Band

WAS SIE WISSEN SOLLTEN:

Die meisten zahnärztlichen Instrumente werden aus korrosionsbeständigen Edelstählen gefertigt. Die Anforderungen an die verschiedenen Stahlsorten sind in nationalen und internationalen Normen festgelegt und auf die besonderen funktionellen Eigenschaften und Einsatzbedingungen abgestimmt. Für nicht schneidende Instrumente, beispielsweise Zahnzangen oder Pinzetten, werden gute Elastizität, Zähigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit gefordert. Schneidende Instrumente wie Zahnreiniger, Scheren oder Messer verlangen vor allem hohe Härte sowie Beständigkeit gegen Verschleiß und Korrosion.

Fragt man nach der Bedeutung von Begriffen wie Edelstahl, nicht rostender Stahl, stainless steel, so wird häufig vermutet, dass Edelstahl ein unverwüstliches, äußerst beständiges Material sei. Zahlreiche Benutzer sind überrascht, wenn sie erfahren oder selbst feststellen müssen, dass auch Edelstahl durchaus gegen die vielfältigen Angriffe mechanischer, thermischer oder chemischer Art anfällig sein kann.

Die Korrosionsbeständigkeit der Edelstähle beruht darauf, dass sie aufgrund ihrer Legierung so genannte Passivschichten an der Oberfläche bilden, die den Stahl schützen.

Durch äußere Einflüsse können diese Schutzschichten jedoch zerstört werden, und es entstehen dann Schäden an den Instrumenten. Es ist deshalb außerordentlich wichtig, durch sachkundige Aufbereitung die Passivschichten der Instrumente zu erhalten.

WHAT YOU SHOULD KNOW:

Most dental instruments are made of corrosion-resistant high-grade steels. The requirements for the different grades of steel are defined in national and international standards. They are adapted to meet the special functional properties and conditions of use. Good elasticity, high tensile strength and good corrosion resistance are required for non-cutting instruments such as tooth extracting forceps or tweezers. Cutting instruments such as scissors or scalpels mainly require a high degree of hardness and resistance to wear and corrosion.

If users are asked what they understand by the terms "stainless steel" or "corrosion-resistant high-grade steel", they often assume that so-called stainless steel materials are physically indestructible materials that have high chemical resistance. Many users are surprised to hear or find out that even stainless steel can be susceptible to various types of mechanical, thermal or chemical attack. The corrosion-resistance of stainless steel materials is based on their alloy structure, which forms passivated surface layers that in turn protect the steel.

However, external influences can destroy these protective layers and cause severe damage to the instruments. It is therefore extremely important to preserve the passivated layers on the instruments by appropriate reprocessing methods.





STANDARD
Fig.1
D120.S1



STANDARD
Fig.2
D120.S2



STANDARD
Fig.3
D120.S3



STANDARD
Fig.4
D120.S4



STANDARD
Fig.6
D120.S6



STANDARD
Fig.7
D120.S7



JAQUETTE
Fig.1
D120.J1



JAQUETTE
Fig.2
D120.J2



JAQUETTE
Fig.3
D120.J3



JAQUETTE
Fig.4
D120.J4



JAQUETTE
Fig.7
D120.J7





HYGIENIST 5
D120.H5



HYGIENIST 6
D120.H6



HYGIENIST 7
D120.H7



TOWNER U 15
D120.T15



MITCHEL
D121.M



CUMMINE
D121.C






GRACEY 1-2
D400.1-2
lingual und buccal
lingual and buccal




GRACEY 3-4
D400.3-4
lingual und buccal
lingual and buccal



GRACEY 5-6
D400.5-6
lingual und buccal
lingual and buccal



GRACEY 7-8
D400.7-8
lingual und buccal
lingual and buccal




GRACEY 9-10
D400.9-10
lingual und buccal
lingual and buccal



GRACEY 11-12
D400.11-12
mesial
mesial




GRACEY 13-14
D400.13-14
distal
distal



GRACEY 15-16
D400.15-16
mesial
mesial

SPEZIAL SPECIAL



GRACEY 12-13
D400.12-13
mesial und distal links
mesial and distal left

GRACEY 11-14
D400.11-14
mesial und distal rechts
mesial and distal right

GRACEY KÜRETTEN

Ein Instrument für alle linken (11/14) oder rechten (12/13) mesialen und distalen Flächen. Somit ergibt sich eine Zeitersparnis und Erhöhung der Effektivität.

GRACEY CURETTES

One instrument for all left (11/14) or right (12/13) sided mesial and distal surfaces that increases the efficiency and safes time during treatment.



HYGIENIST H6-H7
Universal-Scaler
D401.H6-7



TOWNER U15-30
D401.U15-30



H5-33
D401.H5-33



McCALL 13-14
D401.13-14



McCALL 13S-14S
D401.13-14S



McCALL 17S-18S
D401.17-18S



204
D401.204



204 S
D401.204S



204 SD
D401.204SD



CI 2-3
D401.CI2-3



CK 6
D401.CK6



TAYLOR 2-3
D401.T2-3



INDIANA
UNIVERSITY
D401.U13-14



INDIANA
UNIVERSITY
D401.U17-18



LANGER 1-2
D401.L1-2




LANGER 3-4
D401.L3-4



LANGER 5-6
D401.L5-6




COLUMBIA 2RL
D401.2RL



COLUMBIA 4RL
D401.4RL



COLUMBIA 13-14
D401.C13-14



GF-1
D401.GF1

GF-2
D401.GF2


GF-3
D401.GF3

GF-4
D401.GF4

GF-5
D401.GF5

GF-6
D401.GF6

GF-21
D401.GF21



GOLDMAN-FOX 7
D401.GF7

GOLDMAN-FOX 8
D401.GF8

GOLDMAN-FOX 9
D401.GF9

GOLDMAN-FOX 11
D401.GF11

KIRKLAND 15/16
D401.K1


ORBAN 1-2
D401.O12




HIRSCHFELD 3-7
D401.H3-7




HIRSCHFELD 5-11
D401.H5-11



SUGARMAN 1S-2S
D401.S1-2



SUGARMAN 3S-4S
D401.S3-4



SCHLUGER 9-10S
D401.S9-10



BUCK 11-12
D401.B11-12



QUETIN NR. 1
D401.Q1



QUETIN NR. 2
D401.Q2



QUETIN NR. 3
D401.Q3



RHODES BACK-ACTION
D401.RBA



OCHSENBEIN 1
D332.41



OCHSENBEIN 2
D332.42



MOLT 9
D335.M9



24 GSP
D335.24



BUSER
D335.B1



GOLDMAN FOX 14
D335.14



PRICHARD PR3S
D335.3S



SELDIN 23
D335.23

CEATEC SERVICE:
Sie haben Ihr Wunschmodell nicht gefunden oder Sie haben ganz spezielle Wünsche? Dann sprechen Sie uns an, gerne fertigen wir auch individuell nach Ihren Vorgaben!

CEATEC SERVICE:
You did not find the instrument you are looking for or you need a special pattern? Please contact us, we produce according to your individual requirements and instructions!

CEATEC SERVICE

CEATEC ZAHNZANGEN
EXTRACTING FORCEPS

- FEINE GRAZILE FORM
- HAFTPROFIL FÜR EINEN SICHEREN HALT
- GLEICHMÄSSIGER, LEICHTER GANG
- GRIFFE VOLLKARIERT

Ausgewählte Zangen erhalten Sie auch in der PREMIUM-Qualität. Diese zeichnet sich durch besonders hochwertige Verabeitung aus.



- DELICATE PATTERN
- SQUARE PROFILE FOR A SAFE GRIP
- SMOOTH AND EVEN OPENING AND CLOSING
- HANDLES FULLY SERRATED

Selected forceps are also available as PREMIUM pattern in superior quality.







Fig.1

D600.01P PREMIUM
D600.01



obere Schneide- und Eckzähne, breit
upper incisors and canines, wide





Fig.2

D600.02P PREMIUM
D600.02




obere Schneide- und Eckzähne
upper incisors and canines



Fig.7

D600.07P PREMIUM
D600.07




obere Prämolaren
upper bicuspids



Fig.17

D600.17P PREMIUM
D600.17




obere Molaren, rechts
upper molars, right side



Fig.18

D600.18P PREMIUM
D600.18



obere Molaren, links
upper molars, left side





Fig.89

D600.89P PREMIUM
D600.89



obere Molaren, rechts, tiefgreifend
upper molars, right, gripping in depth



Fig.90

D600.90P PREMIUM
D600.90




obere Molaren, links, tiefgreifend
upper molars, left, gripping in depth



Fig.67

D600.67




obere Weisheitszähne, schmal
upper wisdom teeth, narrow



Fig.67A

D600.67PA PREMIUM
D600.67A



obere Weisheitszähne, breit
upper wisdom teeth, wide




Fig.29

D600.29

obere Frontzahnwurzeln
upper front roots



Fig.30

D600.30

obere Wurzeln
upper roots



Fig.76

D600.76

obere Wurzeln
upper roots



Fig.76N

D600.76N

obere Wurzeln, schmal
upper roots, narrow



Fig.51

D600.51

obere Wurzeln, kurzes, schmales Maul
upper roots, short and narrow beaks




Fig.51A

D600.51PA PREMIUM
D600.51A

obere Wurzeln, schmales Maul
upper front roots, narrow beaks





Fig.4

D600.04P PREMIUM
D600.04




untere Schneidezähne
lower canines



Fig.13

D600.13P PREMIUM
D600.13



untere Eckzähne und Prämolaren
ower canines and bicuspids



Fig.22

D600.22P PREMIUM
D600.22




untere Molaren
lower molars



Fig.73

D600.73P PREMIUM
D600.73



untere Molaren
lower molars



Fig.75



D600.75P PREMIUM
D600.75

untere Eckzähne und Prämolaren
lower canines and bicuspids



Fig.33

D600.33P PREMIUM
D600.33

untere Wurzeln
lower roots



Fig.33A

D600.33PA

untere Wurzeln, mit schmalem Maul
lower roots, with narrow beaks



Fig.86A



D600.86PA PREMIUM
D600.86A

untere Molaren, tiefgreifend, von lateral
lower molars, gripping in depth, lateral



Fig.86C




D600.86C

untere Molaren, tiefgreifend, von lateral
lower molars, grippng in depth, lateral



Fig.79




D600.79P PREMIUM
D600.79

untere Weisheitszähne
lower wisdom teeth



Fig.79A



D600.79A


untere Weisheitszähne
lower wisdom teeth

SPEZIAL SPECIAL



Fig.34

D600.34



obere Schneidezähne und Eckzähne, Spez.-Maul, tiefgreifend
upper incisors and canines, gripping depth



Fig.74

D600.74P PREMIUM
D600.74

untere Wurzeln, Maul
lower roots, wide beaks



Fig.74N

D600.74PN PREMIUM
D600.74N

untere Wurzeln und engstehende Schneidezähne
lower roots and crowded incisors, narrow beaks





Fig.35

D600.35



obere Prämolaren, Spez.-Maul, tiefgreifend
upper premolars, gripping depth



Fig.46L

D600.46L

sehr feine untere Wurzeln, tiefgreifend
very fine lower roots, gripping depth



Fig.36

D600.36

untere Wurzeln, Spez.-Maul, tiefgreifend
lower roots, gripping depth

FÜR KINDER
FOR CHILDREN





Fig.37

D600.37

obere Schneidezähne
upper incisors






Fig.39

D600.39

obere Molaren, breit
upper molars, wide





Fig.51S

D600.51S

obere Wurzeln
upper roots





Fig.39L

D600.39L

obere Molaren, links
upper molars, left






Fig.39R


D600.39R

obere Molaren, rechts
upper molars, right

FÜR KINDER
FOR CHILDREN



Fig.13S



D600.13S

untere Schneidezähne
und Prämolaren
lower incisors and bicuspids



Fig.22S




D600.22S

untere Molaren
lower molars



Fig.29S



D600.29S

obere Schneidezähne und
Wurzeln, beide Seiten
upper incisors and roots,
either side



Fig.33S

D600.33S

untere Wurzeln
lower roots

FÜR KINDER
FOR CHILDREN



KLEIN



Fig.3
D605.03



Fig.137
D605.137



Fig.139
D605.139



Fig.51S
D605.51S



Fig.5
605/5



Fig.6
D605.06



Fig.7
D605.07



WITZEL

D610.01



Wurzelfragmentzange
Root Splinter Forceps

D610.05



ARTHUR
gerade
straight

D610.03



ARTHUR
gebogen
curved

D610.3A



STIEGLITZ
gerade
straight

D610.04



STIEGLITZ
gebogen
curved


D610.4A

D = diamantiert
D = diamond coated



D602.01

18cm



obere Schneidezähne, Eckzähne, Prämolaren und Wurzeln
upper incisors, canines, bicuspids



D602.10S
D602D10S



Molaren und dritte Molaren
molars and third molars





D602.18L

Molaren links
molars left side





D602.18R

Molaren rechts
molars right side



D602.65

18cm

schmale Wurzeln und Wurzelsplitter, für oben und unten
narrow roots and root splinters, for upper and lower jaws




D602.53L
D602D53L



obere Molaren, links
upper molars, left side



D602.53R
D602D53R



obere Molaren, rechts
upper molars, right side



D602.88L



obere Molaren, links, tiefgreifend
upper molars, left side, gripping in depth



D602.88R




obere Molaren, rechts, tiefgreifend
upper molars, left side, gripping in depth



D602.150
D602D150


18cm



obere Schneidezähne, Eckzähne, Prämolaren und Wurzeln
upper incisors, canines, bicuspids and roots




D602.286
D602D286



Schneidezähne, Prämolaren und Wurzeln
Incisors and roots



D602.23
D602D23



untere Molaren, beide Seiten
lower molars, either side




D602.17
D602D17



untere Molaren
lower molars



D602.151
D602D151




untere Schneide- und Eckzähne, Prämolaren und Wurzeln
lower incisors, canines, bicuspids and roots

FÜR KINDER
FOR CHILDREN



D602.150S

15cm




obere Schneidezähne, Eckzähne und Prämolaren
upper incisors, canines and bicuspids



D602.151S

15cm



untere Schneidezähne, Eckzähne und Prämolaren
lower incisors, canines and bicuspids



BEIN

2 mm



D190.01

3 mm



D190.02

4 mm




D190.03

3 mm



D190.04

gerade
straight



FLOHR



D190.06



D190.07



D190.25





CRYER
D190.13



CRYER
D190.14



SELDIN
D190.20



SELDIN
D190.21



BARRY
D190.B50



BARRY
D190.B51



APICAL 1
D193.301



APICAL 2
D193.302



APICAL 3
D193.303



COUPLAND



Fig.1
D190.15



Fig.2
D190.16



Fig.3
D190.17



COLEMAN
Fig.1
D190.08



HOSPITAL
Fig.2
D190.09



HOSPITAL
Fig.3
D190.10



HYLIN



D190.31
4 mm



D190.32
3 mm



D190.33



D190.34



D192.W1



D192.W2



D192.W3

WARWICK JAMES



D192.11




D192.12




D192.13

HEIDBRINK


Wurzelspitzenheber
Root Tip Pick



D192.01



D192.02



D192.03


HEIDBRINK


Wurzelresteentferner
Root Appex Elevator




D192.04 D192.05 D192.06

LUXATOREN
LUXATORS





D190.3C D190.3ST



5 mm 5 mm

D190.5C D190.5ST



D190.22



3,5 mm


D190.23



4 mm


D190.24

LINDO LEVIAN



3 mm 3 mm 5 mm 5 mm

D190.3CF D190.3STF D190.5CF D190.5STF



D193.PR

D193.PL

POTTS



D192.C6





D192.C7



C192.05

D192.C8

CHOMPRET



D190.11

D190.12

Krallenheber



	Fig.320	Fig.321
BARRY	D191.320	D191.321



WINTER



Fig.11L
D191.11L

Fig.11R
D191.11R



Fig.14L
D191.14L



Fig.14R
D191.14R



AUSTIN

D353.07



Set mit 2 Stück
Set mit 2 Stück

D353.08
125mm

D353.09
150mm

FARABEUF



CAWOOD MINNESOTA

D354.06



D200.07
Abhalter alleine
Retractor only

D200.7A
Abhalter mit Griff
Retractor with handle

HILGER



BRAANEMARK
Vestibulum-Haken
Vestibulum Retractor

D700.02

D700.2K
für Kinder
for children



STERNBERG
Lippenhalter
Lip Retractor

D700.03
14cm



Zungenhalter
Tongue Holder

D700.05



Vestibulum und Wangenabhalter
Vestibulum and Cheek Retractor

D700.06



MOLT

D700.07
12cm

D700.08
14cm



14x17mm
21,5cm

D353.01

20x22mm
22cm

D353.02

26x30mm
23,5cm

D353.03

MIDDELDORPF



72x11mm
D353.05

RAMUSHAKEN
RAMUS RETRACTOR
22cm



30x11mm
D355.11

40x11mm
D355.12

30x16mm
D355.13

40x11mm
D355.14

50x11mm
D355.15

KOCHER-LANGENBECK
22cm

Ø 22mm / 140 g
mit Bleifüllung
lead filled head



D330.01
16,5cm

Ø 25mm / 140 g
mit auswechselbaren Kunststoffbacken
with interchangeable plastic disks



D330.03
18cm



D335.24



D335.01
BUSER



D335.14
GOLDMAN-FOX



D335.09
MOLT 9



D335.10
MOLT 10



D335.3S
PRICHARD



WILLIGER
160x6mm

D335.06



SELDIN S22
19,5cm

D335.22



SELDIN S23
19,5cm

D335.23



OBWEGESER
17,5cm

6mm
D337.71

7mm
D337.72

9mm
D337.73

11mm
D337.74



D336.01

PARTSCH



D336.02

PARTSCH



scharf
sharp

D336.05


stumpf
blunt

FREER
18,5cm



D337.01

WILLIGER
16,5cm



2,5mm
D130.01

3,0mm
D130.02

3,5mm
D130.03

HEMINGWAY
18cm



Fig.1
D336.11

Fig.2
D336.22

LUKAS
18cm

Knochenfeile
Bone File



MILLER
D338.03



MILLER
D338.04



MILLER
D338.05

1,8mm

Periotom
Periotome



1,5mm
D335.P4

2,5mm




2,5mm
D335.P5

1,8mm



2,5mm
D335.P6



- rostfreier Stahl
- **stainless steel**

- säurebeständig
- **acid proof**

mit Einkerbung
with notch



[14 cm

D195.01	Ø 1.5 mm
D195.02	Ø 3.0 mm
D195.03	Ø 5.0 mm

[14 cm


D196.01	Ø 1.5 mm
D196.02	Ø 3.0 mm
D196.03	Ø 5.0 mm

[19 cm

D195.15	Ø 1.5 mm
D195.30	Ø 3.0 mm
D195.50	Ø 5.0 mm

[19 cm

D196.15	Ø 1.5 mm
D196.30	Ø 3.0 mm
D196.50	Ø 5.0 mm



Mc INDOE


[15 cm
D182.01






ADSON-EWALD

[12 cm
D182.06



POTTS-SMITH

[18 cm
D182.41








	SEMKEN gerade	SEMKEN gebogen
[12 cm	D182.51	D182.53
[15 cm	D182.52	







	ADSON	MICRO ADSON
[12 cm	D182.61	D182.63
[15 cm	D182.62	









	STANDARD	SCHMAL	FEIN
[13 cm	D182.12	D182.22	D182.32
[14,5 cm	D182.13	D182.23	D182.33
[16 cm	D182.14	D182.24	



GILLIES

[15 cm D183.02





gerade



gebogen

SEMKEN

[12 cm D183.51 D183.53
[15 cm D183.52











	STANDARD	SCHMAL	FEIN
[13 cm	D183.12	D183.22	D183.32
[14,5 cm	D183.13	D183.23	D183.33
[16 cm	D183.14	D183.24	



POTTS-SMITH

[18 cm D183.41







	ADSON	MICRO ADSON
[12 cm	D183.61	D183.63
[15 cm	D183.62	D183.64



IRIS

[11 cm



gerade
straight

D240.01
D240.01 SC



gebogen
curved

D240.02
D240.02 SC



KELLY

[16 cm



gerade
straight

D220.02
D220.02 SC



gebogen
curved

D220.01
D220.01 SC

SC = SUPERCUT
extrem scharf durch Spezialschliff
ein Ring vergoldet
very sharp edges through special grinding
one ring gold



LaGRANGE

[11,5 cm

D245.01
D245.01 SC



GOLDMAN-FOX
gezahnt
serrated

[13 cm



gerade
straight

D250.01
D250.01 SC



gebogen
curved

D250.00
D250.00 SC



DELICATE

[14,5 cm



gerade
straight

D217.04



gebogen
curved

D218.04



WAGNER

[12 cm



gerade
straight

D230.01



gebogen
curved

D230.02



JOSEPH

[14,5 cm



gerade
straight

D235.03



gebogen
curved

D235.04




SPENCER

[9 cm D250.20


[10,5 cm D250.21

[12,5 cm D250.22



LOCKLIN
gezahnt
serrated

[16 cm D236.02



DEAN
gezahnt
serrated

[17 cm D242.03



METZENBAUM



[14 cm D229.01



[14 cm D229.02



[18 cm D229.03



[18 cm D229.04



BEEBEE



[10,5cm D210.01

[12cm D210.03
gerade
straight



[10,5cm D210.02

[12cm D210.04
gebogen
curved



UNIVERSAL



Folien-/Draht- & Blechschere
Wire Scissors

[12 cm D250.05

D250.05 TC





CASTROVIEJO
gerade
straight
D174.55 TC [140mm



gebogen
curved
D174.57 TC [140mm





BARRAQUER
gerade
straight
D174.66 TC [180mm





MICRO-
CASTROVIEJO
gerade
straight
D174.59 TC [140mm



gebogen
curved
D174.60 TC [140mm

INSTRUMENTE MIT TC-EINSÄTZEN

Für unsere Nadelhalter werden TC (Wolframkarbid) Einsätze verwendet, die bei der Härtung einen besonderen Härtegrad (HRC) erzielen, so dass ein perfekter Schliff und aussergewöhnliche Lebensdauer der Instrumente garantiert sind. Im Vergleich zu normalen Edelstahlinstrumenten sind Nadelhalter mit TC-Einsätzen empfindlicher gegenüber Chemikalien und erfordern aus diesem Grund eine besondere Pflege.

INSTRUMENTS WITH TC INSERTS

Because of the hardness, TC inserts are being inserted into the working tips of our needle holders. By using this special material during tempering, a high HRC can be obtained which allows to achieve a perfect grind and an extraordinary lifetime of the instrument. Compared to other types of stainless steel instruments, needle holders with TC inserts are more sensitive to chemicals and require therefore special care.





MATHIEU [140mm
D175.03
D175.03 TC



MATHIEU [170mm
D175.02
D175.02 TC



CRILE WOOD [160mm
D175.61
D175.61 TC

CRILE WOOD [180mm
D175.62
D175.62 TC



OLSEN HEGAR [140mm
D175.06
D175.06 TC



MAYO HEGAR [140mm
D175.71
D175.71 TC

MAYO HEGAR [160mm
D175.72
D175.72 TC

MAYO HEGAR [180mm
D175.73
D175.73 TC



BAUMGARTNER [145mm
D175.14



CRILE MURAY [150mm
D175.16
D175.16 TC



LICHTENBERG
[140mm
D175.51 TC



D185.03
Fig. 3
[12,5cm



D185.05

[16cm



D185.06

[16cm



D185.07

[17cm

drehbarer
Klingenhalter
rotating
blade holder

Skalpellklingen auf Anfrage erhältlich
Scalpel blades on special request available







gerade **straight**	gebogen **curved**
D290.01 D291.11 Ⓥ	D290.02 D291.21 Ⓥ
D290.14 D291.14 Ⓥ	D290.15 D291.24 Ⓥ

HALSTEAD MOSQUITO







gerade **straight** [12cm	gebogen **curved** [12cm
D290.11	D290.12
D291.16 Ⓥ	D291.26 Ⓥ


MICRO-MOSQUITO





KELLY

gerade **straight** [14cm	gebogen **curved** [14cm
D290.31	D290.32





PROVIDENCE-HOSPITAL

gerade **straight** [14cm	gebogen **curved** [14cm
D290.35	D290.36



JONES Tuchklemme
JONES Towel Clamp

[9cm	D298.01



BACKHAUS Tuchklemme
BACKHAUS Towel Clamp

[9cm	D298.31
[11cm	D298.32



MINI FRIEDMANN
[12cm D136.01



FRIEDMANN
[14cm D136.00






D136.31



D136.32



D136.33

BLUMENTHAL
[15,5cm






D136.51



D136.52



D136.53

LUER
[15cm



HARTMANN


[18cm D136.04



BÖHLER

[15cm D137.01

PK THOMAS



D165.01 D165.02 D165.03 D165.04 D165.05

PK THOMAS



D166.01



D166.02




D166.03




D166.04



D166.05



LeCRON
D280.01



LeCRON
D280.02



ZAHLE

spitz
painted
D280.03

stumpf
blunt
D280.05



HYLIN
D280.04

ABDAMPFNETZ RICHTER

Die meisten zahntechnischen Werkstücke wie Kronen, Inlays, Brücken und Metallteile für die Implantologie werden zum Abdampfen/Trocknen von Hand oder mittels eines Handinstrumentes (Kronen-Klemme, Pinzette etc.) gehalten. Mit dem Abdampfnetz Richter (D.G.B.M.) haben Sie nun das optimale Instrument für diesen Anwendungsbereich.

VORTEILE

- schonendes Abdampfen von zahntechnischen Werkstücken
- kein Herumschleudern mehr der abzudampfenden Stücke
- einfaches Greifen im Vergleich zur Pinzette oder Kronen-Klemme
- kontrollierter Druck Dank der dämpfenden und fixierenden Wirkung des speziellen Kunststoffnetzes
- auswechselbarer Netzhalter

STEAMER NET RICHTER

Usually, for steam cleaning, drying with compressed air, tiny dental lab pieces such as crowns, inlays, bridges and metal bits for implantology are held by hand or with crown holding forceps. The new Richter Steamer Net (D.G.B.M.) is created especially for these operations.

ADVANTAGES

- **protection of dental lab pieces during cleaning**
- **pieces do not get lost or tossed aside**
- **easy handling, compared to tweezers or crown holding forceps**
- **modified pressure due to the absorbing and fixing effect of special net covers**
- **changeable covers**



RICHTER
Abdampfnetz
Steamer Net

D900.02

Ersatznetz/Paar
Replacement Nets/pair

D900.02A



FAHNENSTOCK
[130mm

D270.01



FAHNENSTOCK
[170mm

D270.02



BUFFALO
[130mm

D270.06



BUFFALO
[130mm

D270.07



[170mm

D270.08



[160mm

D270.09



GRITMANN
[160mm

D275.01



Spatel
leicht gebogen,
schmal
Spatula
curved,
narrow

D275.03



Spatel
gerade, breit
Spatula
straight, wide

275/4

Spatel
gerade, schmal
Spatula
straight, narrow

D275.05



ROGHE

D275.06



IWANSON Tasterzirkel
IWANSON Calipper

für Metall **for metal**	**für Wachs** **for wax**
D215.01	D215.02



Guß-Küvetten

D276.01 Gr.1
D276.02 Gr.2
D276.03 Gr.3



Sägebogen mit Silikonhandgriff
Saw with silicone covered handle

D550.01

Sägeblätter: 0,25x3mm
Saw Blades: 0.25x3mm

D550.1A



Pinselhalter mit Alugriff
Holder for brushes

D560.01



119/3A



119/3B



119/3C

Kronenentferner mit drei Einsätzen
Crown Remover with three tips

D119.03



MAZOUCH

D119.22



Provisorien-Abnehmezange
Crown Removing Forceps

D119.06



D.S. Bandaufsetzer
D.S. Band Seater

D119.10



Ligaturadapter
Ligature Tucker

D119.11



MERSHON
Bandandrücker
Band Pusher

D119.13



● D300.01
● D301.01



● D300.02
● D301.02



● D300.03
● D301.03



● D300.06
● D301.06



● D300.11
● D301.11



● D300.12
● D301.12



● D300.13
● D301.13



● D300.14
● D301.14



● D300.15
● D301.15



● D300.16
● D301.16



● D300.17
● D301.17



● D300.18
● D301.18



● D300.19
● D301.19



● D300.20
● D300.20



● D300.21
● D300.21



● D300.22
● D300.22



● D300.24
● D300.24

Schaft/Shaft Ø 1,6 mm

ELEKTRODEN ELECTRODES

● mit schwarzer Isolation
und starrem Schaft (Standard-version)
erhältlich von Fig.1–Fig.36

standard pattern with black isolation tube and rigid shaft, available from fig.1 to fig.36

● mit gelber Isolation
und biegsamem Schaft
erhältlich von Fig.1–Fig.24
(für schneidende Elektroden)

with yellow isolation tube and malleable shaft, available from fig.1 to fig.24 (for cutting electrodes)

● mit blauer Isolation
und biegsamem Schaft
erhältlich von Fig.31–Fig.36
(Koagulations-Elektroden)

with blue isolation tube and malleable shaft, available from fig.31 to fig.36 (for coagulation electrodes)



● D300.31
● D301.31



● D300.32
● D301.32



● D300.33
● D301.33



● D300.34
● D301.34



● D300.35
● D301.35



● D300.36
● D301.36


Schaft/Shaft Ø 1,6 mm

ELEKTRODENSTÄNDER
für 8 Elektroden
(ohne Abbildung)

RACK FOR ELECTRODES
for 8 Electrodes
(no picture)

D300.S

EHRICKE



für bezahnte Unterkiefer
for toothed lower jaws

D720.BU0
D720.BU1
D720.BU2
D720.BU3
D720.BU4



für partiell bezahnte Unterkiefer
for partially toothed lower jaws

D720.PU1
D720.PU2
D720.PU3



für unbezahnte Unterkiefer
for edentulous lower jaws

D720.UU1
D720.UU2
D720.UU3

EHRICKE



für bezahnte Oberkiefer
for toothed upper jaws

D720.BO0
D720.BO1
D720.BO2
D720.BO3
D720.BO4



für partiell bezahnte Oberkiefer
for partially toothed upper jaws

D720.PO1
D720.PO2
D720.PO3

für Funktionsabdrücke (ohne Abbildung
for functional impressions (no picture)

D720.FO1
D720.FO2
D720.FO3



für unbezahnte Oberkiefer
for edentulous upper jaws

D720.UO1
D720.UO2
D720.UO3



D500.TK

ERGO-CLIP Wasch Tray
zur sichtbaren und geordneten
Lagerung und Reinigung
von 5 Instrumenten
ERGO-CLIP Wash Tray
allows visible and ordered
storage of 5 Instruments
110 x 184 x 25mm




D500.T

ERGO-CLIP Wasch Tray
zur sichtbaren und geordneten
Lagerung und Reinigung
von 10 Instrumenten
ERGO-CLIP Wash Tray
allows visible and ordered
storage of 10 Instruments
150 x 184 x 25mm




D500.01

ERGO CASSETTE Wasch Tray
zur sichtbaren und geordneten
Lagerung und Reinigung
von 10 Instrumenten
ERGO CASSETTE Wash Tray
allows visible and ordered
storage of 10 Instruments
150 x 187 x 25mm



D500.02

ERGO CASSETTE Wasch Tray
zur sichtbaren und geordneten Lagerung und Reinigung
von 10 Instrumenten
und Zubehör
ERGO CASSETTE Wash Tray
allows visible and ordered storage
of 10 Instruments and accessories
230 x 187 x 25mm



D500.03

ERGO CASSETTE Wasch Tray
zur sichtbaren und
geordneten Lagerung
und Reinigung
von 20 Instrumenten
ERGO CASSETTE Wash Tray
allows visible and ordered
storage of 20 Instruments
288 x 187 x 25mm

actis DENTAL-LED



D040.LED

CEATEC **actis** Dental-Leuchte mit LED Technologie

Die ideale Lösung für alle Untersuchungen und Behandlungen in der Zahnarztpraxis und für operative Eingriffe im zahnmedizinischen Bereich.

Technische Vorteile:

- Berührungslose Kontrolle aller Funktionen mit neuester Sensoren-Technologie, die beste Lösung für höchste Hygieneanforderungen
- 3 Stufen – Dimmung
- Kein IR- oder UV Licht, dadurch keine Temperaturerhöhung im Untersuchungsfeld und im Kopfbereich des Zahnarztes
- Höchste Beleuchtungsstärke von 40.000 lx, mit 5 x weniger Energieverbrauch als Halogen - Leuchten mit nur 10.000 lx – 20.000 lx
- Schattenlose Ausleuchtung des Untersuchungsfeldes – 160mm x 80mm
- Keine Blendwirkung für den Patienten durch fokussiertes Leuchtfeld
- Hohe Stoss- und Vibrationsfestigkeit
- Extrem lange Lebensdauer der LED - Module
- Wartungsfrei
- Einfache Pflege und Desinfizierung des Leuchtengehäuses, um eine einwandfreie Hygiene zu garantieren

Technische Daten

- Beleuchtungsstärke 40.000 lx
- Spannungsversorgung 220 – 240V oder 110 – 120V
- Eingangsspannung am Leuchtenkörper 24V / DC
- Farbtemperatur 5000K
- Lebensdauer der LEDs >20.000h
- Gewicht des Leuchtenkörpers: 2kg
- Dimensionen: 384 x 183 x 114

CEATEC actis Dental Light with LED Technology

The ideal solution for every treatment in the Dental Practice and suitable for Dental Surgery.

Technical Advantages:

- Touch Less Controls – The Best Solution for Infection Control
- 3 – Step Dimming
- No Heat Development – No Active Cooling System – Noiseless
- No IR- or UV Light
- High Light Intensity of 40.000 lx, with 5 times lower Energy Consumption than Halogen Lights with only 10.000 lx – 20.000 lx
- Shadow Less Light Field – 160mm x 80mm
- Antiglare System for the Patient
- Resistant to High Impact and Vibration
- Extreme Long Lifetime of LED Modules
- Maintenance Free
- Easy Cleaning and Disinfection of Light Housing for Maximum Hygiene

Technical Details:

- Light Intensity 40.000 lx
- Power Supply 220 – 240V or 110 – 120V
- Supply Voltage at Light Head 24V / DC
- Colour Temperature 5000K
- Lifetime of LEDs >20.000h
- Weight of Light Head: 2kg
- Dimensions: 384 x 183 x 114

A	SEITE
Abdampfnetz	107
Abdrucklöffel	114, 115
Abhalter	78
Abnehmezange	110
Absaugkanülen	87
Adson, anatomische Pinzette	89
Adson, chirurgische Pinzette	91
Adson-Ewald, anatomische Pinzette	88
Ainsworth, Kofferdam-Lochzange	35
Amalgam-Instrumente	14-20
-Applikatoren	33
Anatomische Pinzetten	88, 89
Amerikanische Zahnzangen	62-66
Apical, Wurzelheber	69
Arterienklemmen	100, 101
Arthur, Wurzelsplitterzange	61
Artikulationspinzette	12
Austin, Wundhaken	78

B	SEITE
Backhaus, Tuchklemme	101
Bandandrücker	111
Bandaufsetzer	111
Barraquer, Nadelhalter	96
Barry, Wurzelheber	68, 76
Baumgartner, Nadelhalter	98
Beale, Modellierinstrument	30
Beebee, Kronenschere	95
Bein, Wurzelheber	68
Black, Füllungsinstrument	20
Gingivalrandschräger	25
Blumenthal, Hohlmeißelzange	102
Böhler, Hohlmeißelzange	103
Braanemark, Mundvorhofhaken	79
Brewer, Klammerzange	35
Buck, Parodontalfeile	47
Buffalo, Gipsmesser	108
Buser, Raspatorium	49, 84

C	SEITE
Castroviejo, Nadelhalter	96
Cawood-Minnesota, Wangenhalter	78
Chirurgische-Pinzetten	90, 91
-Scheren	94
Chompret, Syndesmotom	75
Coleman, Wurzelheber	70
Columbia, Kürette	44
Compo Fill Instrumente	26
Coupland, Wurzelheber	70
CP Parosonde	11
Crane Kaplan, Taschenmarkierungspinzette	12
Crile Murray, Nadelhalter	98
Crile-Wood, Nadelhalter	97
Cryer, Wurzelheber	69
Cumine, Zahnreiniger	39

D	SEITE
Darby-Perry, Excavatoren	22
Dean, Zahnfleischschere	94
Dental-Elektroden	112, 113
Dental-Leuchte LED	118-119
Discoid-Cleoid, Modellierinstrumente	28
Drahtscheren	95
Dycal, Füllungsintrumente	15

E	SEITE
Ehricke, Abdrucklöffel	114, 115
Elektroden	112, 113
Elevatorium	85
Exkavatoren	22-24

F	SEITE
Fadenstopfer	32
Fahnenstock, Wachsmesser	108
Farabeuf. Wundhaken	78
Feilen, Knochen-	86
Periodontal-	47
Flohr, Wurzelheber	68
Frahm, Modellierinstrumente	29
Freer, Elevatorium	85
Friedmann, Hohlmeißelzange	102
Füllungs-Entferner	25
Füllungsinstrumente	14-20
Furkations -kürette	48
-sonde	10

G	SEITE
Gillies, chirurgische Pinzette	91
Gingivalrandschräger	25
Gingivektomie Messer	46
Gips-Messer	108
-Spatel	108
Glick, Endo Exkavator	34
Goldman-Fox, Gingivektomie Messer	46
Kürette	45
Raspatorium	49, 84
Parodontometer	10, 11
Zahnfleischschere	92
Gracey, Küretten	40, 41
Griffe, Spiegel-	9
Skalpell-	99
Gritman, Gipsmesser	108

H	SEITE
Halstead-Mosquito, Arterienklemme	100
Hammer	82
Hartmann, Hohlmeißelzangen	103
Heidbrink, Wurzelheber	72, 73
Heidemann Spatel	27
Hemingway, scharfe Löffel	85
Hilger, Wangenabhalter	78
Hirschfeld, Periodontalfeilen	47

Hohlmeißelzangen 102, 103
Hollenback, Füllungsinstrumente 20
Modellierinstrumente 28
Hopson, Füllungsinstrument 15
Hospital, Wurzelheber 70
Hygienist, Zahnreiniger 39
Scaler 42
Hylin, Modellierinstrument 106
Wurzelheber 71

I	SEITE
Indiana University, Scaler	43
Instrumenten-Trays	116, 117
Interproximal, Modellierinstrument	30
Iris, Zahnfleischschere	92
Ivory, Kofferdamzange	35
Iwanson, Tasterzirkel	109

J	SEITE
Jaquette, Zahnreinger	38
Jones, Tuchklemme	101
Joseph, Zahnfleischschere	93

K	SEITE
Kelly, Arterienklemme	101
Zahnfleischschere	92
Kirkland, Gingivektomie Messer	46
Kinderzahnzangen	58-60, 66
Klammernzange	35
Klein, Kinderzahnzangen	60
Klemmen, -Arterien	100
Tuch-	101
Knochenfeilen	86
Kocher-Langenbeck, Wundhaken	81
Kofferdam-Instrumente	35
Krallenheber	75
Kronen, -abnehmezange	110
-aufbieger	110
-entferner	110
-scheren	95
Küretten	40-45
Küvetten	109

L	SEITE
LaGrange, Gingiva-Schere	92
Langenbeck, Wundhaken	81
Langer, Küretten	44
LeCron, Modellierinstrument	106
Lichtenberg, Nadelhalter	98
Ligaturadapter	111
Ligaturschere	93
Lindo Levian, Luxatoren	74
Lippenhalter	79
Lochzange, Kofferdam	35
Locklin, Zahnfleischschere	94
Löffel, scharfe	85
London-College, Zahnpinzette	12
Lucas, scharfer Löffel	85
Luer, Hohlmeißelzange	102
Luniatschek, Tamponstopfer	32
Luxatoren	74

M	SEITE
Mathieu, Nadelhalter	97
Matrizenband	36
Matrizenspanner	36
Mayo-Hegar, Nadelhalter	97
Mazouch, Kronenaufbieger	110
McCall, Küretten	42
McIndoe, anatomische Pinzette	88
Meißel, parodontal-	48
Meriam, Zahnpinzette	12
Mershon, Bandandrücker	111
Messer, Gingivektomie-	46
Modellier	106
Parodontal	46
Wachs	108
Messsonden	10, 11
Metzenbaum, Präparierschere	94
Micro-Mosquito, Arterienklemme	100
Middeldorpf, Wangenhalter	80
Miller, Artikulationspinzette	12
-Knochenfeilen	86
Mitchel, Zahnreiniger	39
Modellierinstrumente	28-30, 104-106
Modelliermesser	106
Modelliersäge	109
Molt, Raspatorium	49, 83
Mundsperrer	79
Mortonson, Füllungsinstrument	20
Muffeln	109
Mund -sperrer	79
-spiegel	8
-spiegelgriffe	9
-vorhofhaken	79
-winkelhalter	78

N	SEITE
Nabers, Parodontometer	10
Nadelhalter	96-98
Nahtpinzette	34
Nystroem, Modellierinstrument	30

O	SEITE
Obwegeser, Ramushaken	80
Raspatorium	84
Ochsenbein, Parodontalmeißel	48
Olsen-Hegar, Nadelhalter	97
Orban, Gingivektomie Messer	46

P	SEITE
Parodontalfeilen	47
Parodontalmesser	46
Parodontalmeissel	48
Parodontal Sonden	10, 11
Partsch, scharfe Löffel	85
Periotome	86
Perry, Zahnpinzette	12
Pinselhalter	109
Pinzette, anatomisch	88, 89
Artikulations-	32
chirurgisch	90, 91
Naht-	34
Zahn-	12
PK Thomas, Modellierinstrumente	104, 105
Planator, Füllungsinstrument	19
Plombenheber	25
Polierinstrumente	21
Potts, Wurzelheber	75
Potts-Smith, Pinzette	88, 91
Präparierschere	94
Prichard, Raspatorium	49, 84
Provisorien Abnehmezagen	110
Providence-Hospital, Arterienklemme	101

Q	SEITE
Quetin, Furkationskürette	48

R	SEITE
Ramushaken	80
Raspatorien	49, 83, 84
Rhodes Back-Action, Meißel	48
Richter, Abdampfnetz	107
Roghe, Gipsspatel	108

S	SEITE
Säge	109
Sägeblätter	109
Saugrohre	87
Scaler	38-44
Scharfe Löffel	85
Scheren,	92-95
Kronen-	95
Ligatur-	93
Präparier-	94
Universal-	95
Zahnfleisch-	92-94
Schluger, Parodontalfeile	47
Seldin, Elevatorium	49, 84
Wurzelheber	69
Semken, Pinzetten	88, 90
Skalpellgriffe	99
Sonden, Zahn-	6, 7
Parodontal-	10, 11
Sondenspitzen	8
Spatel, Gips-	108
Zement-	31
Spencer, Ligaturschere	93
Spiegel, -griffe,	9
Mund-	8
Sternberg, Lippenhalter	79
Stieglitz, Wurzelsplitterzange	61
Stoke, Kofferdam-Klammernzange	35
Stopfer, Tampon-	32
Strabismuschere	92
Sugarman, Parodontalfeile	47
Syndesmotome	75

T	SEITE
Tamponstopfer	32
Taschenmarkierungspinzette	12
Taschenmessonden	10, 11
Tasterzirkel	109
Taylor, Kürette	43
Tofflemire, Matrizenspanner	36
Towner, Zahnreiniger	39
Scaler	42
Trays	116, 117
Tuchklemmen	101
Tuft, Modellierinstrument	30

U	SEITE
Universal -schere	95
-küretten	42, 43

V	SEITE
Vestibulumhaken	79

W	SEITE
Wachsmesser	108
Wagner, Zahnfleischschere	93
Wangenhalter	78, 79
Ward, Füllungsinstrument	20
Modellierinstrument	29
Warwick-James, Wurzelheber	71
Wasch-Trays	116, 117
Westcott, Polierinstrumente	21
White, Excavatoren	22
Polierinstrumente	21
WHO Parodontalsonde	11
Wiland, Modellierinstrument	29
Williams, Füllungsinstrument	20
Parodontometer	10, 11
Williger, Elevatorium	85
Raspatorium	84
Winter, Wurzelheber	76
Witzel, Wurzelzange	61
Wundhaken	78-81
Wurzelheber	68-76
Wurzelkanalintrumente	34
Wurzelspitzenheber	72, 73
Wurzelsplitterzange	61

Z	SEITE
Zahle, Modellierinstrument	106
Zahnfleischscheren	92-94
Zahn -pinzetten	12
-reiniger	38
-sonden	6, 7
-sondenspitzen	8
-zangen, amerikanische Form	62-66
-zangen, englische Form	52-60
Kinder-	58-60
Zangen, Extraktion	52-66
Hohlmeißel-	102, 103
Kinderzahn-	58-60
Kofferdam-	35
Wurzelsplitter-	61
Zementspatel	31
Zungenhalter	79

A	PAGE
Adson, dissecting forceps	89
Adson, tissue forceps	91
Adson-Ewald, dissecting forceps	88
Ainsworth, rubber-dam punch	35
Amalgam-carriers	33
Apical, root elevator	69
Appex elevators	73
Arthur, root splinter forceps	61
Austin, retractor	78

B	PAGE
Backhaus, towel clamps	101
Bands, matrix	36
Band seater	111
Band pusher	111
Barraquer, needle holder	96
Barry, elevators	69, 76
Baumgartner, needle holder	98
Beale, waxing instruments	30
Beebee, crown scissors	95
Bein, elevators	68
Black, filling instruments	20
gingival margin trimmers	25
Blumenthal, bone ronguers	102
Böhler, bone rongeurs	103
Bonefiles	86
-rongeurs	102, 103
Braanemark, cheek retractor	79
Brewer, clamp forceps	35
Brush holder	109
Buffalo, plaster knives	108
Burnishers	14, 15, 21
Buser, raspatories	49, 83

C	PAGE
Calippers	109
Carriers, amalgam-	33
Carving Instruments	28-30
Castroviejo, needle holders	96
Cawood-Minnesota, cheek retractor	78
Cement spatulas	31
Cheek retractors	78
Children tooth forceps	58-60, 66
Chisels	48
Chompret, Syndesmotomes	75
Clamp forceps	35
Clamps, towel-	101
Cleoid-Discoid, waxing instrument	28
Coleman, elevator	70
Columbia, scaler	44
Compo-Fill instruments	26
Cord packers	32
Coupland, elevators	70
CP, perio probes	11
Crane Kaplan, Pocket markers	12
Crile Murray, needle holder	98
Crile-Wood, needle holders	97
Crown, remover	110
removing forceps	110
-scissors	95
-spreader	110
Cryer, elevators	69
Cumine, scaler	39
Curettes	40-45

D	PAGE
Darby-Perry, excavators	22
Dean, gum scissors	94
Dental Electrodes	112, 113
Dental Light LED	118-119
Dissecting forceps	88, 89
Dycal, filling instruments	15

E	PAGE
Ehricke, impression trays	114, 115
Electrode, dental	112, 113
Elevators	85
root	68-76
Endo instruments	34
Excavators	22-24
Explorers	6,7
Explorer Tips	8
Extracting forceps, American pattern	62-66
English pattern	52-60
Children pattern	58-60

F	PAGE
Fahnenstock, wax knives	108
Farabeuf, retractor	78
Files, bone-	86
perio	47
Filling instruments	14-20
-remover	25
Flohr, elevators	68
Forceps, articulating paper-	12
children tooth-	58-60, 66
clamp-	101
crown removing	110
dissecting-	88, 89
extracting	52-66
haemostatic-	100, 101
root splinter-	61
tissue-	90, 91
Frahm, finishing instrument	29
Freer, elevator	85
Friedmann, bone rongeurs	102
Furcation curette	48
probe	10

G	PAGE
Gauze packers	32

Gillies, tissue forceps 91
Gingival margin trimmers 25
cord packers 32
Gingivectomy knives 46
Glick, endo excavator 34
Goldman-Fox, gum scissors 92
curette 45
gingivectomy knives 46
raspatory 49, 83
perio probe 10, 11
Gracey, curettes 40, 41
Gritman, plaster knive 108
Gum scissors 92-94

H PAGE
Haemostatic forceps 100, 101
Halstead-Mosquito, haemostatic forceps 100
Handles, for mouth mirrors 9
scalpel- 99
Hartmann, Hohlmeißelzange 103
Heidbrink, elevators 72, 73
Heidemann, spatula 27
Hemingway sharp spoon 85
Hilger, cheek retractor 78
Hirschfeld, perio files 47
Holder for brushes 109
Hollenback, filling instruments 20
waxing instrument 28
Hopson, filling instrument 15
Hospital, root elevator 70
Hygienist, scaler 39, 42
Hylin, elevator 71
waxing instrument 106

I PAGE
Impression trays 114, 115
Indiana University, scaler 43
Instrument Trays 116, 117
Interproximal, waxing-instrument 30
Iris, gum scissors 92
Ivory, rubber-dam punch 35
Iwanson, Calipper 109

J PAGE
Jaquette, scaler 38
Jones, towel clamp 101
Joseph, gum scissors 93

K PAGE
Kelly, gum scissors 92
haemostatic forceps 101
Kirkland, gingivectomy knife 46
Klein, tooth forceps 60
Knives, gingivectomy 46
plaster- 108
wax 108
Kocher-Langenbeck, retractor 81

L PAGE
LaGrange, gingiva scissors 92
Langenbeck, retractors 81
Langer, curettes 44
LeCron, waxing instruments 106
Lichtenberg, needle holder 98
Ligature scissors 93
Ligature Tucker 111
Lindo Levian, luxators 74
Lip retractor 79
Locklin, gum scissors 94
London-College, tooth tweezers 12
London-Hospital, elevators 70
Lucas, sharp spoons 85
Luer, bone rongeurs 102
Luniatscheck, gauze packers 32
Luxators 74

M PAGE
Mallets 82
Margin trimmers 25
Mathieu, needle holders 97
Matrixband 36
Matrix retainers 36
Mayo-Hegar, needle holders 97
Mazouch, crown spreader 110
McCall, curettes 42
McIndoe, dissecting forceps 88
Measuring probes 10, 11
Meriam, tooth tweezers 12
Mershon, band pusher 111
Metzenbaum, dissecting scissors 94
Micro-Mosquito, artery forceps 100
Middeldorpf, retractors 80
Miller, articulating paper forceps 12
bone curettes 86
Mirror, handles 9
mouth- 8
Mitchel, scaler 39
Molt, mouth gag 79
Molt, raspatories 49, 83
Mortonson, filling instrument 20
Mouth gag 79
Mouth mirrors 8
mirror handles 9
retractors 78
Muffles 109

N PAGE
Nabers, perio probe 10
Needle holders 96-98
Nystroem, carving instrument 30

O	PAGE
Obwegeser, ramus retractor	80
Obwegeser, raspatory	84
Ochsenbein, chisel	48
Olsen-Hegar, needle holders	97
Orban, gnigvectomy knife	46

P	PAGE
Partsch, sharp spoon	85
Periodontal chisels	48
Perio files	47
Periodontal knives	46
Perio probes	10, 11
Periosteal elevators	49, 83
Periotomes	86
Perry, tooth tweezers	12
PK Thomas, waxing instruments	104, 105
Planator, filling instrument	19
Plaster knives	108
-spatulas	108
Plastic filling instruments	14-20
Pluggers	20
Potts, root elevators	75
Potts-Smith, Forceps	88, 91
Prichard, raspatories	49, 83
Probes, measuring	10, 11
Providence-Hospital, haemostatic forceps	101
Punch forceps, rubber-dam	35

Q	PAGE
Quetin, furcation curettes	48

R	PAGE
Ramus retractor	80
Raspartories	49. 83, 84
Remover, filling-	25
Crown	110
Retractors	78-81
Retractors, cheek	78
mouth	78
vestibulum	79
Rhodes Back-Action, chisel	48
Richter, steamer net	107
Roghe, plaster spatula	108
Ronguers, bone-	102, 103
Root canal instruments	34
Root elevators	68-76
Root splinter forceps	61
Rubber-dam instruments	35

S	PAGE
Saw	109
Saw blade	109
Scalers	38-43
Scalpel handles	99
Schluger, perio files	47
Scissors,	92-95
crown-	95
gingiva-	92
Scissors,	
gum-	92-94
ligature-	93
universal-	95
Seldin, raspatory	49, 84
root elevator	69
Semken, forceps	88, 90
Sharp spoon	85
Spatulas, cement-	31
plaster-	108
Spencer, ligature scissors	93
Splinter forceps	61
Spoons	85
Steamer net	107
Sternberg, lip retractor	79
Stieglitz, root splinter forceps	61
Stoke, rubber-dam punch	35
Suction tubes	87
Sugarman, perio files	47
Suture tweezers	34
Syndesmotomes	75

T	PAGE
Taylor, scaler	43
Tips, explorer-	8
Tissue forceps	90, 91
Toffelmire, matrix retainer	36
Tongue holder	79
Towel clamps	101
Towner, scaler	39, 42
Trays for instruments	116, 117
Trays, impression-	114, 115
Tubes, suction	87
Tuft, waxing instrument	30
Tweezers, tooth-	12
Suture	34

U	PAGE
Universal scissors	95
scalers	42, 43

V	PAGE
Vestibulum retractor	79

W	PAGE
Wagner, gum scissors	93
Ward, filling instruments	20
waxing instruments	29
Warwick-James, elevators	71
Waxing instruments	28-30, 104-106
Wax knives	108
Westcott, burnishers	21

White, excavators 22
burnishers 21
WHO, perio probes 11
Wiland, waxing instrument 29
Williams, filling instrument 20
perio probe 10, 11
Williger, elevatories 85
raspatory 84
Winter, elevators 76
Wire scissors 95
Witzel, forceps 61

Y PAGE
Younger, scaler 62, 68

Z PAGE
Zahle, waxing instrument 106

INDEX
INDEX

ART.-NR.	SEITE/PAGE
D040.LED	118-119
D100.xx	6
D101.xx	6
D101.16	34
D102.xx	6
D104.xx	8
D105.xx	7
D106.xx	7
D107.xx	7
D108.D11T	34
D108.1-3	34
D108.5-7	34
D108.9-11	34
D108.xx	34
D110.xx	14 – 15
D111.xx	16
D112.xx	16
D113.xx	17
D114.xx	18 – 19
D115.01	19
D115.02	19
D116.0-2	27
D116.0-2R	27
D117.01	32
D117.02	32
D118.GL1	34
D119.03	110
D119.10	111
D119.11	111
D119.13	111
D119.06	110
D119.22	110
D120.xx	38 – 39
D121.C	39
D121.M	39
D130.01	85
D130.02	85
D130.03	85
D134.xx	22 – 24
D135.xx	22 – 24
D136.xx	102 – 103
D137.01	103
D140.01	31
D140.02	31
D140.03	31
D145.30	33
D145/45	33
D145.85	33
D150.xx	21
D152.xx	20
D160.xx	28 – 30
D161.03	20
D161.04	20
D161.Hx	28
D161.W	29
D162.00	20
D162.1-3-6	28
D162.7A	30
D162.J2	30
D162.Tx	30
D162.Wx	29
D163.W1	20
D163.W2	20
D163/W3	20
D164.00	20
D164.01	20
D164.02	20
D165.1-5	104
D166.1-5	105
D170.01	25
D170.02	25
D171.77-78	25
D171.79-80	25
D173.02	30
D173.28-29	25
D173.28-29R	25
D173.04	32
D173.05	32
D173.06	32
D173.07	32
D173.08	32
D174.xx	96
D175.xx	97 – 98
D180.01	12
D180.05	12
D180.5D	12
D180.06	12
D180.08	12
D180.09	12
D180.9D	12
D181.02	12
D181.03	12
D181.04	34
D182.xx	88 – 89
D183.xx	90 – 91
D183.02	90
D185.xx	99
D190.1-4	68
D190.11-12	75
D190.13-14	69
D190.15-17	70
D190.20-21	69
D190.22-24	74
D190.25	68
D190.31-34	71
D190.3C	74
D190.3CF	74
D190.3ST	74
D190.3STF	74
D190.5C	74
D190.5CF	74
D190.5ST	74
D190.5STF	74
D190.6-7	68
D190.8-10	70
D190.B50-B51	69
D191.xx	76
D192.01-03	72
D192.04-06	73
D192.1-3	71
D192.11-13	72
D192.5-8	75
D193.301-303	69
D193.PL	75
D193/PR	75
D195.xx	87
D200.06	8
D200.08	8
D200.1-5	9
D200.11-12	8
D200.06	8
D200.7-7A	78
D200.08	8
D201.10-30	8
D210.1-4	95
D215.1-2	109
D217.04	93
D218.04	93
D220.01	92
D220.1SC	92
D220.02	92
D220.2SC	92
D229.1-4	94
D230.01	93
D230.02	93
D235.03	93
D235.04	93
D236.02	94
D240.01	92
D240.1SC	92
D240.02	92
D240.2SC	92
D242.03	94
D245.01	92
D245.1SC	92
D250.00	92
D250.0SC	92
D250.01	92
D250.1SC	92
D250.20-22	93
D250.05	95
D250.5TC	95
D270.xx	108
D275.xx	108
D276.1-3	109
D280.1-5	106
D290.1-2	100
D290.11-12	100
D290.14-15	100
D290.31-32	101
D290.35-36	101
D291.xx	100
D298.01	101
D298.31	101
D298.32	101
D300.xx	112 – 113
D301.xx	112 – 113
D315.01	35
D315.02	35
D315.03	35
D315.04	35
D315.05	35
D320.xx	36
D330.01	82
D330.03	82
D332.41	48
D332.42	48
D335.06	84
D335.24GSP	49; 83
D335.B1	49; 83
D335.GF14	49; 83
D335.M9	49; 83
D335.M10	49; 83
D335.P4-P6	86
D335.PR3S	49; 83
D335.S22	84
D335.S23	49; 84
D336.01	85
D336.02	85
D336.11	85
D336.22	85
D337.01	85
D337.71-74	84
D338.3-5	86
D353.1-3	80

ART.-NR.	SEITE/PAGE
D353.05	80
D353.07	78
D353.08	78
D353.09	78
D354.06	78
D355.11-15	81
D400.xx	40 – 41
D401.13-14	42
D401.13S-14S	42
D401.17S-18S	42
D401.204	43
D401.204S	43
D401.204SD	43
D401.2RL	44
D401.4RL	44
D401.C13-14	44
D401.CI03	43
D401.CK6	43
D401.FB1112	47
D401/FSx	47
D401.GF1-6+21	45
D401.GF7-11	46
D401.H3-7	47
D401.H5-11	47
D401.H5-33	42
D401.H6-H7	42
D401.IU13-14	43
D401.IU17-18	43
D401.K1	46
D401.KO12	46
D401.Lx	44
D401.Qx	48
D401.RBA	48
D401.T2-3	43
D401.U15-30	42
D405.23W	10
D405.2N	10
D405.CP10	11
D405.CP11	11
D405.CP12	11
D405.CP15	11

ART.-NR.	SEITE/PAGE
D405.PGF	11
D405.PGFW	10
D405.W	11
D405.WHO	11
D500.xx	116 – 117
D550.01	109
D550.1A	109
D560.01	109
D600.01	52
D600.13	55
D600.13P	55
D600.13S	59
D600.17	53
D600.17P	53
D600.18	53
D600.18P	53
D600.1P	52
D600.02	52
D600.22	55
D600.22P	55
D600.22S	59
D600.29	54
D600.29S	59
D600.2P	52
D600.30	54
D600.33	56
D600.33A	56
D600.33P	56
D600.33S	59
D600.34	57
D600.35	57
D600.36	57
D600.37	58
D600.39	58
D600.39L	58
D600.39R	58
D600.04	55
D600.46L	57
D600.4P	55
D600.51	54
D600.51A	54

ART.-NR.	SEITE/PAGE
D600.51PA	54
D600.51S	58
D600.67	53
D600.67A	53
D600.67PA	53
D600.07	52
D600.73	55
D600.73P	55
D600.74	57
D600.74N	57
D600.74P	57
D600.74PN	57
D600.75	56
D600.75P	56
D600.76	54
D600.76N	54
D600.79	56
D600.79A	56
D600.79P	56
D600.7P	52
D600.86A	56
D600.86PA	56
D600.86C	56
D600.89	53
D600.89P	53
D600.90	53
D600.90P	53
D602.01	62
D602.10S	62
D602D10S	62
D602.150	65
D602D150	65
D602.150S	66
D602.151	65
D602D151	65
D602.151S	66
D602.17	65
D602D17	65
D602.18L	63
D602.18R	63
D602.23	65

ART.-NR.	SEITE/PAGE
D602D23	65
D602.286	65
D602D286	65
D602.53L	64
D602G53L	64
D602.53R	64
D602D53R	64
D602.65	64
D602.88L	64
D602.88R	64
D605.xx	60
D610.xx	61
D700.02	79
D700.2K	79
D700.03	79
D700.05	79
D700.06	79
D700.07	79
D700.08	79
D720.xx	114 – 115
D900.02	107
D900.2A	107



CEATEC Medizintechnik GmbH
Untere Hauptstrasse 6
D - 78573 Wurmlingen

web: www.ceatec.de
e-mail: info@ceatec.de
Tel.: +49-7461-9348-0
Fax: +49-7461-9348-19

Dent 01/2010

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications subject to change without notice.